



## FR

**Description:**
Genouillère élastique avec double bande de fermeture enveloppante et coussinet rotulien et articulation polycentrique de stabilisation. Bilatérale. Bande supérieure interne en silicone anti-glissement.

**Indications – Utilisation prévue:**
Préconisée pour le traitement des douleurs articulaires, des burstites, des tendinites, des arthrites et ostéo-arthrite, des arthroses, des lésions rotuliennes, des lésions des ligaments latéraux du genou, de la maladie d'Osgood-Schlatter, des chondromalacies de la rotule, des subluxations patellaires rotuliennes, instabilité des ligaments collatéraux ou fémoro-patellaires, les traitements post-traumatismes et postopératoires.

**Contre-indications:**

- Ne pas utiliser sur des cicatrices ouvertes et enflées.
- Ne pas utiliser si la zone sur laquelle l'orthèse est posée est infectée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergies cutanées par contact avec des matériaux biocompatibles.
- Cesser d'utiliser si la zone commence à rougir ou à devenir trop chaude.

**Précautions:**

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'orthèse. En cas de doute, consultez votre médecin ou l'établissement auprès duquel vous avez effectué votre achat.
- Afin que l'orthèse puisse exercer sa fonction, elle doit être correctement ajustée à la morphologie du patient. La première pose et l'adaptation de l'orthèse doivent être réalisées sous la supervision de professionnels qualifiés (médecin, orthopédiste, etc.).
- Veillez respecter à tout moment les instructions d'utilisation générales et les indications particulières prescrites par le médecin.
- Seul le médecin est autorisé à prescrire et décider de la durée du traitement et de son suivi.
- Si vous observez un effet secondaire, un trouble cutané ou de sensibilité, veuillez le communiquer immédiatement à votre médecin.
- Le médecin devra tenir compte du possible emploi de crèmes à usage local, avec l'utilisation de l'orthèse.
- Sur les zones de pression, la peau ne doit présenter aucun signe de lésion ni d'hypersensibilité.
- Bien que l'orthèse ne soit pas à usage unique, elle n'est destinée qu'à un seul patient.
- Ne pas réutiliser avec d'autres patients.

La bonne utilisation des orthèses dépend de l'état de ses éléments et elle doit donc être contrôlée régulièrement. Le personnel sanitaire chargé du suivi du traitement du patient peut lui indiquer l'adéquation du produit ou la convenance de son remplacement, si le produit est abîmé ou usé.

Il est conseillé de veiller à la propreté des fermetures rapides à microcrochets pour les maintenir fonctionnelles, en éliminant les matériaux qui pourraient s'y accrocher. Nettoyer régulièrement le produit et conserver une hygiène personnelle adéquate. Veillez consulter votre médecin pour savoir si vous pouvez retirer l'orthèse au moment du bain ou de la douche ; si ce n'est pas le cas, veuillez le recouvrir ou la protéger afin d'éviter qu'elle ne se mouille.

Ne laissez pas les enfants jouer avec ce dispositif.

**Instructions pour une mise en place correcte:**

Il est essentiel de choisir la taille la mieux adaptée au patient.

- Avant la première utilisation, retirez le film transparent de la zone anti-dérapante.
- Enfilez la genouillère en veillant à faire coincider la rotule avec l'ouverture rotulienne.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce dispositif.
- Ajustez la sangle inférieure sur la patelle et fermez le velcro sur le tibia (figure 2).
- Répétez cette opération avec la sangle supérieure sur le quadriceps (figure 3).
- Après avoir fermé les deux sangles, vérifiez que l'axe mécanique des articulations coïncide avec l'axe anatomique du genou pour permettre les mouvements en flexion du genou.
- Pour obtenir des résultats optimaux, veillez à ajuster la compression de manière à ce qu'elle soit ferme, mais confortable.

**Entretien du produit – Instructions de lavage:**

Ce produit ne contient pas de latex. Avant de laver, fermez tous les micro-crochets. Laver à température maximale de 30°C maximum. Ne pas laver à sec. Ne pas exposer à sec. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en sèche-linge. Ne pas exposer à des sources de chaleur, telles que des poêles, des chauffages, des radiateurs, les rayons directs du soleil, etc.

Retirer les articulations avant le lavage, nettoyer avec un chiffon humide et faire sécher. **Remarque:** Tous incidents graves associés au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où réside l'utilisateur ou le patient.

### HR

**Opis:**
Elastični steznik za koljeno s dvije otmavajuće trake i jastučićem za patelu i policentričnim stabilizacijskim zglobovima. Dvostrano. Protuklizna gornja unutrašnja traka od silikona.

**Indikacije – predviđena upotreba:**

Indiciran za liječenje bolova u zglobu, burzitisa, tendinitisa, artritisa i osteoartritisa, patelarne ozljede, ozljede bočnih ligamena koljena, Osgood-Schlattera, hondromalacije, patelarne subluxacije, nestabilnosti kolateralnog ili patelofemoralnog ligamena, za oporavak od operacije, za oporavak od operacije.

**Kontraindikacije:**

- Ne koristiti na otvorenim i natečenim ožiljcima.
- Ne koristiti ako je područje gdje se postavlja ortoza inficirano.
- Ne koristiti u slučaju kožnih alergija na kontakt s biokompatibilnim materijalima.
- Prestati koristiti ako se područje počne crvenjeti i/ili ako se stvara pretjerana toplina.

**Mjere opreza:**

- Pažljivo pročitatje ove upute prije korištenja ortoze. Ako imate ikakvih nedoumica, zatražite savjet liječnika ili ustanove gdje ste nabavili ortozu.
- Ako bi ortoza mogla služiti svojoj svrsi, mora se pravilno podesti prema narodnojgij pacijenta. Prvo postavljanje i podešavanje ortoze mora se obaviti pod nadzorom kvalificiranog osoblja (liječnik, ortopedski tehničar, itd.).
- Uvijek se pridržavajte svih općenitih uputa za upotrebu i konkretnih indikacija koje je propisao liječnik.

Liječnik je osoba kompetentna za propisivanje i odlučivanje o trajanju liječenja, kao i o praćenju oporavka.
**Huomiot!**
Kaikki vakavat tuutteeseen liittyvät tapahtumat tulee ilmoittaa valmistajalle, sekoä käyttäjän ja/tai potilaan sijainnin mukaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

- Pažljivo pročítajte ove upute prije korištenja ortoza. Ako imate ikakvih nedoumica, zatražite savjet liječnika ili ustanove gdje ste nabavili ortozu.
- Ako bi ortoza mogla služiti svojoj svrsi, mora se pravilno podesti prema narodnojgij pacijenta. Prvo postavljanje i podešavanje ortoza mora se obaviti pod nadzorom kvalificiranog osoblja (liječnik, ortopedski tehničar, itd.).
- Uvijek se pridržavajte svih općenitih uputa za upotrebu i konkretnih indikacija koje je propisao liječnik.
- Liječnik je osoba kompetentna za propisivanje i odlučivanje o trajanju liječenja, kao i o praćenju oporavka.
- Huomiot!** Kaikki vakavat tuutteeseen liittyvät tapahtumat tulee ilmoittaa valmistajalle, sekoä käyttäjän ja/tai potilaan sijainnin mukaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
- Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s ovim uređajem.
- Lako je ortoza namijenjena za višekratnu upotrebu, namijenjena je samo za jednog pacijenta. Nemojte ponovno upotrebljavati na drugim pacijentima.
- Pravilna upotreba ortoza ovisi o stanju elemenata od kojih je sastavljena, zbog čega ju treba redovito pregledavati. Zdravstveno osoblje koje prati tjeck liječnika može obavijestiti pacijenta je li proizvod u savršenom stanju ili ga treba zamijeniti zbog oštećenja ili otraglostaja.
- Da bi se očuvala funkcionalnost kopči na čičak, preporučuje se održavanje njihove čistoće uklijanjem materijala koji se zalijepe za čičak.
- Redovito čišćenje proizvoda i održavanje pravilnu osobnu higijenu.
- Pažnje liječnika da i smijeće skraćuje ortozu dok se kupate ili tuširate, a ako ne smijete, pokrijte ortozu ili ju zaštitite od vode.
- Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s ovim uređajem.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehokkaimman vaikutuksen, puristus tulee säätää niin, että se on luja mutta samalla mukava.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Kyry lääkäriltä, voitko ottaa ortosin pois kylvyn tai suihkun ajaksi. Muussa tapauksessa peitä tai suojaa ortosii vedellä.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä apuvälineellä.
- Paikalla olevien kukaan valitsemisen on ensiarvoisen tärkeä.
- Ennen ensimmäistä käyttöä poista läpinäkyvä suojaakala liukumista estävältä kohdalta.
- Aseta polvivuotteita oikein oikeaan kohtaan. (Kuva 1)
- Säädä alempia hieman poikkeaa suljetta, sulje tarannauha sääriliinun kohdalla (Kuva 2). Toista toimennpe ylemmällä nauhalla näpäläisen riisuhihnan päällä (Kuva 3).
- Kun molemman nauhan on suljettu, varmista, että nivellyksen mekaaninen akseli vastaa polven anatomista akselia ja mahdollistaa polven oikean taivutuksen.
- Saadaksesi aikaan tehok





## HU

Leírás:

Elastikus térdőrgőtő dupla térdszorító pánttal, patelláris gyűrűvel és policentrikus stabilizáló taggal elemmel. Kétoldali. A belső rész felső oldalán csúszásgátló szilikon sávval.

**Javallat - Rendeltetésészerű felhasználás:**

Izületi fájdalom, nyáktömöl-gyulladás, inguyladás, izületi gyulladás és csontzületi gyulladás, a térdkáros sérülések, oldalásó térdzáslap-sérülések, Osgood-Schlatter-betegség, porckopás, a térdkáros subluxáció, a kollaterális vagy patellofemorális inszalag instabilitása, valamint poszttraumatikus és műtét utáni állapotok kezelésére ajánlott.

**Ellenjavallatok:**

- Duzzanattal járó hegekre ne használja.
- Ne használja, ha az ortézis helye elfertőződött.
- Biokompatibilis anyagokkal való érintkezés okozta bőrállergia esetén ne használja.
- Ha a bőrfelület elkezd pirosozni és/vagy túlzottan felmelegszik, hagyja abba az eszköz használatát.

**Övntékedések:**

- Az ortézis használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszköt vásárolta.
- Ahhoz, hogy az ortézis elő látni funkcióját, megfelelően a beteg alkátához kell igazítani. Az ortézis első felhelyezését és beállítását szakember (orvos, ortopédiai technikus stb.) felügyelete alatt kell végezni.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőosorosa külön utasításait.
- Az ortézis felírására és használatának utasításokéért az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáráról is ő dönt.
- Ha bármilyen mellékhatás, bőrreakciót vagy szenzibilizációt észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az orvosnak figyelembe kell vennie a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használata mellételezésénél.
- A nyomás által érintett területeken a bőr nem lehet sérült, sem túlzékenny.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseken használni nem szabad.
- Az ortézis megfelelő használata függ az alkotóelemeinek állapotától, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A páciens kezelését nyomon követo egészségügyi dolgozó a páciens részére jelkzetheti a termék alkalmasságát vagy javoslashtatja annak lecserelését, ha a termék megromyaglott vagy alkotott.
- A működképesség megőrzése érdekében ajánlott célszerű a mikrokapocs gyors zárálemeinek tisztaságára, és a hozzá tapadt anyagokat elávolítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiéniára.
- Kérdezze meg orvosát, hogy az ortézis levehető-e fürdés vagy zuhanóyás közben, ha nem, fedje le vagy védje a víztől az ortézt.
- Ne engedje, hogy gyermek játszsarkak az eszközözl.

**Utasítások a helyes felhelyezés vonatkozásban:**

- Nagyon fontos, hogy a termék számára megfelelő méretet válasszon.
- Első használat előtt táloltsa el az átlátszó fóliát a csúszásmentes területeiről.
- A nyílásnak a térdkálácscsal kell egybe esnie. (1. ábra)
- Igazítsa az alsó pántot a vádliára, majd a sípcsonton zárja be a tépőzárárt (2. ábra). Ismételje meg a műveletet a felső pánttal is, ezuttal a négyfejű combizmón (3. ábra).
- A két pánt ellenőrizhető, hogy a tagokt részak mechanikai tergeyegyebsik a térd anatómiai tengelyével, és lehetőzőve teszi a térd megfelelő hajlítástát.
- A nagyobb hatékonyság érdekében a kompressziót úgy kell beállítani, hogy erős, de ugyanakkor kényelmes legyen.

**A termék karbantatása – Mosási utasítások:**

A termék nem tartalmaz latexet. Mosás előtt zárja be a mikrokapcsokat. Semleges mosószerrel, maximum 30°C-on mossa. Kerülje a vegytisztítást. Ne vasalja. Hgypot ne használjon. Szárítógéppben ne szárítsa. Közvetlen hőforrásnak, például kályhá, fűtés vagy radiátor melegének és közvetlen napfélysnek ne tegye ki.

A tagolt elemeket mosás előtt vegye ki, nedves rongyal tisztítsa meg, és törölje szárazra.

**Megjegyzés:** A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságoknak abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/vagy a páciéns él.

## NL

Beschrijving:

Elastische kniebrace met een dubbele omhullende riem met patella pelotte en stabilerend polycentrisch scharnier. Beide kanten. Boven binnenband van antislip silicone.

**Aanwijzingen-Bedoeld gebruik:**

Bedoeld voor de behandeling van gewrichtspijn, bursitis, tendinitis, artritis en osteoarthritis, letsels aan de knieschijf, letsels aan de laterale kniebanden, Osgood-Schlatter, patellofemorale pijn syndroom, patellaire knieschijf subluxatie, patellofemorale instabiliteit of van de collaterale of patellofemorale band, posttraumatische letsels en postoperatieve verzorging van de knie.

**Contra-indicaties:**

- Niet op gevulden of open littekens gebruiken.
- Gebruik de orthese niet op plekken die geïnfecteerd zijn.
- Niet gebruiken in geval van huidallergieën wegens het contact met weefselvriendelijke materialen.
- Niet gebruiken als het gebied te rood en/of te warm wordt.

**Voorzorgsmaatregelen:**

W Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij twijfel of vragen uw arts of de leverancier die u de orthese heeft verstrekt.

- Zodat de orthese voor het juiste doel kan worden moete deze zich goed aan de morfologie van de patiënt aanpassen. De eerste keer dat u deze orthese gebruikt, moet u dit door een specialist laten plaatsen (arts, orthopedist, enz.).
- Volg altijd de algemene gebruiksaanwijzing en eventuele speciale instructies die uw behandelend arts of zorgverlener heeft voorgeschreven.
- De zorgverlener dient een persoon te zijn die bevoegd is om een behandeling en de duur ervan te bepalen, voor te schrijven en op te volgen.

Als u een neverwinking of een huidaoandoening of -irritatie opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.

- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- Zones waarop druk wordt uitgeoefend mogen niet vervond of overvegevoel zijn.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt. Gebruik de orthese nooit op andere patiënten.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen; controleer ze daarom regelmatig. Wanneer de orthese versleten is, slechte toestand is, zal de zorgverlener die de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.
- Om de werking van het kittenbandje te behouden, is het raadzaam om de micro-haakjes schoon te houden en alle aanwezige materiaal te verwijderen.
- Maak regelmatig de orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Neem de tijd om de orthese tijdens het baden of douchen kan worden verwijderd, zo niet, bedek of bescherm de orthese tegen water.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.

**Instructies voor een correcte plaatsing:**

- Het is zeer belangrijk om de juiste maat voor de patiënt te gebruiken.
- Verwijder de doorzichtige beschermingsfolie van het antislipgedeelte voordat u de band voor het eerst gebruikt.
- Plaats de patella knieopening overeenkomstig de knieschijf (Fig. 1)
- Pas de onderste riem aan over de knie, sluit het klittenband over het scheenbeen (Fig. 2). Herhaal de handling met de bovenriem, over de quadriceps (Fig. 3).
- Controleer dat zodat beide riemen zijn gesloten, de mechanische as van de scharnieren overeenkomt met de anatomische as van de knie en deze goed kan buigen.
- Voor een juiste werking moet de compressie zo worden aangepast dat het stevig maar comfortabel om de knie zit.

**Onderhoud van het product - wasinstructies:**
Dit product bevat geen latex. Alle microhaakjes vóór het wassen sluiten. Met milde zeep wassen, max. 30°C. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken. Niet in de droogtrommel. Niet blootstellen aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarming, radiatoren, direct zonlicht, enz. Verwijder de scharnieren voordat u de orthese wast, reinig deze met een vochtig doek en droog het.

**Opmerking:** Ernstige bijkomstigheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker y/of patiënt verblijft.

## PL

Opis:

Elastyczna orteza stawu kolanego z dwoma owijanymi taśmami mocującymi i pierścieniem rzepkiowym oraz stabilizującymi przegubami policentrycznymi. Obustronna. Górna taśma wewnętrzną wykonaną z przeciwpoślizgowego silikonu.

**Wskazania i przewidziane zastosowanie:**

Dolegliwości bólowe stawów, zapalenie torebki stawowej i ściegna, zapalenie i choroba zwyrodnieniowa stawów, urazy rzepki, kontuzje więzadeł pobocznych stawu kolanego, choroba Osgood-Schlattera, chondromalacja i podwichnięcie rzepki, niestabilność więzadeł stawów lub stawu rzepkowo-udłowego, leczenie pourazowe i poopercyjnie.

**Przeciwwskazania:**

- Nie stosować w przypadku niezagojonych blizn z obrzękiem.
- Niedozwolone jest zakładanie ortozy w miejscu zakazonym.
- Ortaza nie powinna być używana w razie stwierdzenia alergii skórnych wywołanych kontaktami z materiałami biokompatybilnymi.
- Należy zaprzestać użytkowania ortozy, gdyby pojawiło się zaczerwienienie i/lub podwyższona temperatura.

**Zalecenia:**

- Przed przystąpieniem do użytkowania ortozy należy uważnie przeczytać niniejsze zalecenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym ją nabyto.
- W celu zapewnienia skutecznego działania produktu, powinién on zostać odpowiednio dopasowany do budowy anatomicznej pacjenta. Wymagane jest, aby po raz pierwszy założenie i dopasowanie ortozy odbywało się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu (lekarza, technika ortopedycznego itp.).
- Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania oraz szczegółowe wskazania lekarza specjalisty powinny być zawsze przestrzegane.
- Decyując w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortozy oraz oceny postępów leczenia należy systematycznie kontrolować, w jakim stanie znajdują się wychodzące w skład ortozy elementy, od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie. Kontrolujący postępy leczenia personal medyczny może poinformować pacjenta, że stosowany przez niego produkt nadaje się do użtyku lub wskazana jest jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Zalecenie jest utrzymywanie zapięć mikro-velcro w należytym czystości, zapewnijając ich odpowiednie działanie, co wymaga usuwania wszelkiego rodzaju przyczepionych do nich zanieczyszczeń.
- Należy regularnie czyścić ortezę i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Należy zapytać lekarza, czy można zapiąć ortezę podczas kąpieli lub pod prysznicem. W przypadku gdyby nie było to możliwe, należy odpowiednio ją zakryć i zabezpieczyć przed działaniem wody.
- W każdym wypadku nie powinny się nią bawić dzieci.

**Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:**

- Niezwykłe istotne jest dobranie odpowiedniego dla danego pacjenta rozmiaru.
- Przed pierwszym użytkowaniem należy usunąć przyczepczą folię ochronną z powierzchni powierzchni.
- Nie ustawiaj ortezę w taki sposób, aby rzepka znalazła się na wysokości przewidzianego na niej otworu (Rys. 1).
- Dopasowujemy dolną taśmę mocującą do mięśnia brzuchatego i przycmowujemy zapięcie rzepki w okolice łokcia obrotowego detegentu na białe mydło (maks. 30°C).
- Powtarzamy tę samą czynność w odniesieniu odniesieniu do taśmy górnej, zapiając ją na wysokości mięśnia czterogłowego (Rys. 3).
- Po przycmowaniu obu taśm, upewniamy się, że os ortezę pokrywa się z osią anatomiczną stawu kolanego i możliwe jest jego prawidłowe zginanie.
- W celu uzyskania większej skuteczności należy wyregulować stopień kompresji z zapewnieniem odpowiedniego ucisku i zarazem niebędącej wygodny użytkownika.

**Pielęgnacja produktu - zalecenia dotyczące czyszczenia:**
Niniejszy produkt nie zawiera lateksu. Przed praniem zamknąć wszystkie zapięcia mikro-velcro. Nie stosować do czyszczenia ortozy detergentu na bazie mydła (maks. 30°C). Nie prać chemicznie. Nie stosować wosków. Nie suszyć w suszarkze bębnowej. Nie należy wystawiać ortezy na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (piecyków, grzejników, kaloryferów, promieniowania słonecznego itp.).

Przed praniem usunąć mechanizmy przegubowe, które należy wyczyć szciereczką i wysuszyć.

**Uwaga:** O wszelkich poważnych zdarzeniach związanych z produktami należy poinformować ich producenta i stosowny organ państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

## PT

Descrição:
Elaéstica elástica com banda dupla de aperto envolvente com rolete rotuliano e articulaçao policéntrica estabilizadora. Bilateral. Banda superior interna de silicone antideslizante.

**Indicações - utilização prevista:**

Indicada para o tratamento da dor articular, bursite, tendinite, artrite e osteoartrite, lesões de subluxação, lesões de ligamentos laterais do joelho, Osgood-Schlatter, condromalacia, rotulubação patelar rotuliana, instabilidade do ligamento colateral ou patelofemorale, pós-traumatisms e pós-cirurgia.

**Contraindicações:**

- Não utilizar em cicatrizes abertas com tumefação.
- SkaI utilizar se a zona de aplicação da ortótese estiver infectada.
- Não utilizar em caso de alergias cutâneas por contacto com os materiais biocompatíveis.
- Deixar de utilizar se a zona começar a avermelhar-se e/ou acumular demasiado calor.

**Precauções:**

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a ortótese. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- Para que a ortótese possa desempenhar a sua função, deve ser ajustada corretamente à morfologia do doente. A primeira colocação e regulação da ortótese deve ser realizada sob a supervisão de pessoal qualificado (médico, técnico ortopédico, etc.).
- Respeite sempre as instruções de utilização gerais e as indicações particulares prescritas do médico.
- O médico é a pessoa qualificada para prescrever e determinar a duração do tratamento, bem como para realizar o seu acompanhamento.
- Se detetar algum efeito secundário, afecção cutânea ou sensibilização, deve comunicá-lo imediatamente ao médico.
- O médico deve considerar a eventual utilização de cremes tópicos, juntamente com a ortótese.
- Nas zonas de pressão, a pele não deve estar lesionada, nem ser hipersensível.
- Apesar de a ortótese não ser de utilização única, destina-se a um único doente. Não reutilizar noutros doentes.
- A boa utilização da ortótese depende do estado dos seus componentes e, portanto, é importante den controlar regularmente o pessoal que acompanha o tratamento do doente pelo indicador-lhe a idoneidade do produto ou a conveniência da sua substituição; se estiver deteriorado ou gasto.
- Deve limpar cuidadosamente os fechos rápidos de velcro para conservar a sua funcionalidade, eliminando os materiais que possam ter aderido aos mesmos.
- Limpe periodicamente o produto e mantenha uma higiene pessoal correta.
- Consulte ao seu médico se quiser retirar a ortótese durante o banho ou o duche; caso tenha a ortótese cubra ou proteja a ortótese da água.
- Não deixe que as crianças brinquem com este dispositivo.

**Instruções para uma colocação correta:**

- A escolha do tamanho adequado para o doente é fundamental.
- Antes da primeira utilização, retirar a película transparente da zona antideslizante.
- Posicionar a abertura rotuliana segundo a rótula (Fig. 1)
- Justar de maneira inferior sobre o gêmeo, apertar o velcro sobre a zona tibial (Fig. 2). Repetir a operação com a correa superior sobre o quadriceps (Fig. 3).
- Comprovar, depois de apertar ambas as correas, se o eixo mecânico das articulações coincide com o eixo anatómico do joelho e permite a sua correta flexão.
- Para obter o maior grau de eficácia, a compressão deve ser regulada até obter firmeza, mas com conforto.

**Manutenção do produto - Instruções de lavagem:**

Este produto não contém latex. Antes de lavar, apertar todos os velcros. Lavar com um detergente neutro a uma temperatura máxima de 30°C. Não lavar a seco. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Não secar na máquina de secar roupa. Não expor a fontes de calor directas como salamandras, aquecedores, radiadores, luz solar directa, etc. Retirar as articulações antes da lavagem, limpar com um pano húmido e secar.

**Nota:** Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro no qual se encontrem o utilizador e/ou o paciente.

## RO

Descriere:

Genunchieră elastică cu două benzi de închidere, rotulă decupată și articulație policentrică de stabilizare. Bilaterală. Banda superioară internă din silicon antialunecare.

**Indicații - Utilizare prevăzută:**

Indicați în caz de dureri articulare, bursită, tendinită, artrită și osteoartrită, leziuni ale rotulei, ale ligamentelor laterale ale genunchiului, Osgood-Schlatter, condromalacie, subluxație rotuliană, chondromalacia și podwichinuterie rzepki, instabilitate a ligamentului colateral sau patelofemoral, post-traumatisme și postoperatoriu.

**Contraindicații:**

- A nu se folosi pe piele cu răni deschise sau inflamate.
- A nu se folosi în cazul în care zona în care trebuie aplicată orteza este infectată.
- A nu se folosi în caz de alergii cutanate în contactul cu materiale biocompatibile.
- Într-o etapă ulterioară dacă zona începe să se înroșească și/sau să se inflamezeăă cuternic.

**Precauții:**

- Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni înainte de folosirea ortezii. Pentru orice nelămurire consultați medicul sau personalul din magazinul în care l-ați cumpărat.
- Pentru ca orteza să poată acționa, trebuie să se adapteze la morfologia pacientului. Prima montare și adaptare a acestor accesorii trebuie efectuată sub supravegherea personalului calificat (medic, tehnician ortoped etc.).
- Înainte de utilizarea acestor instrucțiuni de utilizare generale și indicațiile pacientului este de medic.
- Tratatamentul poate fi prescris numai de un doctor, care va stabili durata acestuia și controalele necesare.
- Dacă se observă vreun efect secundar, reacții ale pielii sau sensibilizare, anunțați imediat medicul.
- Medicul trebuie să țină cont de posibila utilizare a cremelor topice împreună cu orteza.
- Pielea nu trebuie să aibă leziuni sau să fie sensibilizată în zonele de presiune.
- Desi ortza nu este de unică folosință, este destinată unei singure persoane. A nu se folosi pentru alți pacienți.
- Buna folosire a ortezii depinde de starea componentelor acesteia, de aceea trebuie verificată periodic. Personalul sanitar care se ocupă cu controlul pacientului îl poate indica acestuia dacă produsul este în bună stare sau trebuie înlocuit, în cazul deteriorării sau uzării.
- Pentru a se asigura că curățarea sistemului de închidere rapidă cu arici pentru păstrarea proprietăților de închidere, îndepărtați materialele rămase lipite de acesta.
- Curățați periodic produsul și mențineți igiena personală.
- Întrebați medicul dacă vă puteți scoate orteza pentru a face duș sau baie, iar dacă nu, accerțiți sau protejați orteza de apă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Instrucțiuni pentru aplicarea corectă:**

- Este esențial să se aleagă mărimea adecvată pentru pacient.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați folia transparentă care acoperă zona la zona antiderapare.
- Poziționați decupajul astfel încât să coincidă cu rotula (Fig. 1).
- Ajustați banda de jos pe mușchii gleznă în zona tibiei (Fig. 2). Repetați acest procedeu cu banda de sus, pe cvadriceps (Fig. 3).
- După ce ați ales ambele benzi, verificați dacă așa mecanică a articulațiilor coincide cu axa anatomică a genunchiului și permite flexia corectă a acestuia.
- Pentru mai bună eficiență, ajustați compresa astfel încât să fie fermă, dar comodă.

**Întreținere produsului - Instrucțiuni de spălare:**

Acest produs nu conține latex. Înainte de a spăla produsul închideți toți arcii. Spălați cu detergent neutru, la maximum 30°C. Nu spălați uscat. Nu călcați. Nu folosiți înlăbitor.

Nu uscați în uscător. Nu expuneți la surse directe de căldură, cum ar fi sobe, calorifere, gârtoași sau surse solare directe etc.

Înainte de spălare scoateți articulațiile, curățați-le cu o cârpă umedă și uscați-le.

**Notă:** Orice incident grav în legătură cu produsul trebuie comunicat producătorului și autorităților naționale competente din țara membră a CE în care își au reședința utilizatorul și pacientul.

**Uwaga:** O wszelkich poważnych zdarzeniach związanych z produktami należy poinformować ich producenta i stosowny organ państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

## RU

Описание:
Эластичный наоленник с двойными охватывающими ремнями, с застежками, колдом для колениной щечки и стабилизирующим полицентрическим шарниром. Двусторонний. Внутренняя противоскользящая силиконовая лента в верхней части.
**Показания к применению:**
Используется при таких проблемах как боли в суставах, бурсит, тендинит, артрит и остеоартрит, травмы колена, повреждение боковых связок колена, болезнь Осгуда-Шлэтера, хондромалация колена, подвывих колена, нестабильность коллатеральной или пателлофemorальной связи, посттравматическое и послеоперационное состояние.

**Противопоказания:**

- Не используйте при открытых рудках с отеком.
- Не используйте при воспалении поврежденной области.
- Не используйте при кожной аллергии из-за контакта с биосовместимыми материалами
- Прекратите использование, если область начинает краснеть и/или становится горячей.
- Меры предосторожности:**
  - Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием ортеза. В случае сомнений обратитесь к врачу или в магазин, где вы приобрели изделие.
  - Чтобы ортез мог выполнять свою функцию, он должен быть правильно отрегулирован в соответствии с морфологией пациента. Первое наведение и регулировка ортеза должны выполняться под наблюдением квалифицированного персонала (врача, техника-ортопеда и т.д.).
  - Необходимо всегда следовать общим инструкциям для пользования и особым указаниям, предписанным врачом.
  - Вран является специалистом, который назначает и определяет продолжительность использования ортеза, и проводит наблюдение за лечением.
  - Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, повреждение кожи или потерю чувствительности, то об этом следует немедленно сообщить врачу.
  - Вран должен принимать в расчет возможное использование пациентом кремов наружного действия при ношении ортеза.
  - В местах опрного давления не должно наблюдаться повышенной чувствительности кожи или ее повреждений.
  - Несмотря на то, что ортез не является продуктом одноразового пользования, он производится для одного конкретного пациента. Не применяйте для других пациентов.
  - Правильность использования ортеза зависит от состояния формирующих его элементов, поэтому его необходимо регулярно проверять. Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.
  - Рекомендуется регулярно проводить очистку застежек-липучек, чтобы они сохраняли свои качества, удаляя лишние материалы.
  - Следует регулярно очищать изделие и поддерживать личную гигиену.
  - Проконсультируйтесь с вашим врачом, надо ли снимать ортез во время купания в ванне или принятия душа. В противном случае следует закрыть или защитить ортез от попадания воды.
  - Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Инструкция для правильного надевания:**
  - Важно выбрать наиболее подходящий размер для пациента.
  - Перед первым использованием снимите прозрачную пленку, покрывающую внутреннюю силиконовую поверхность.
  - Наденьте наложение таким образом, чтобы отверстие совпадало с коленной чашечкой (Рис. 1).
  - Отрегулируйте нижний ремень на голени, застегните липучку в области большеберцовой кости (Рис. 2). Повторите операцию с верхним ремнем, застегнув его в области бедра (Рис. 3).
  - После того, как оба ремня застегнуты, убедитесь, что механическая ось шарниров наклоненная совпадает с анатомической осью колена и обеспечивает его правильное прямое скольжение.
  - Для максимальной эффективности скатие должно быть отрегулировано до плотного, но комфортного уровня.

**Уваг за izdelnem - инструкции по стири:**

Данный продукт не содержит латекс. Перед стиркой застегнуть все микрокрючки. Стирать нейтральным мылом при температуре не выше 30°С. Не отдавать в химчистку. Не утюжить. Не использовать отбеливающие средства. Не сушить в сушильной машине. Не использовать для сушки изделия прямые источники тепла, такие как печи, обогреватели, батареи, прямые солнечные лучи и т.п. Перед стиркой изделие вынуть шарниры, протереть их влажным куском ткани и высушить.
**Примечание:** О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрированы пользователь и / или пациент.

## SK

Popis:

Elastická kolenná ortéza s dvojitým otmotávacím pásmom s patelárnou sponou a polycentrickým stabilizačným klčbom. Obojstranná. Protismykový silikónový vnútorný horný pás.

**Indikácie - účel použitia:**

Indikované na liečbu bolesti kĺbov, burzitídy, tendinitídy, artrítídy a osteoartrózy, poranení kolenného kĺbu, poranení postranných kolenných väzov, Osgood-Schlatterovej choroby, chondromalacia, subluxácie kolenného kĺbu, nestability kolaterálneho alebo patelofemorálneho pásu, po úraze, po operácii.

**Kontraindikácie:**

- Nepoužívajte na otvorené rany s opuchom.
- Nepoužívajte, ak je bolest, kde je ortéza umiestnená, infikovaná.
- Nepoužívajte v prípade kožných alergií v dôsledku kontaktu s biokompatibilnými materiálami.
- Prestaňte používať, ak oblasť začne červenaf a/alebo akumuluje nadmerné teplo.

**Opatria:**

- Pred použitím ortézy si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak máte nejaké otázky, poraďte sa so svojim lekárom alebo so zariadením, kde ste zdravotnícku pomocku zakúpili.
- Aby ortéza plnila svoju funkciu, musí byť správne nastavená na morfológiu pacienta.
- Prvé nasadenie a nastavenie ortézy musí prebiehať pod dohľadom kvalifikovaného personálu (lekár, ortopedický technik a pod.).
- Vždy dodržiavajte všeobecné pokyny na použitie a osobitné indikácie, ktoré vám predpísal lekár.
- Lekár je osoba kvalifikovaná predpisovať a rozhodovať o trvaní liečby, ako aj o jej sledovaní.
- Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, stav kože alebo senzibilizáciu, okamžite informujte svojho lekára.
- Lekár musí brať do úvahy možné použitie topických krémov spolu s použitím ortézy.
- V ťlakových oblastiach nesmie byť koža poranená ani pretlievaná.
- Hoci ortéza nie je na jedno použitie, je určená len pre jedného pacienta. Iní pacienti túto ortézu nesmú znovu používať.
- Správne použitie ortézy závisí od stavu prvkov, ktoré ju tvoria a preto musí byť pravidelne kontrolovaná. Zdravotnícky personál sledujúci liečbu pacienta môže pacientovi odporučiť, či produkt vhodný alebo je potrebné ho v prípade, že je ortéza poškodená alebo opotrebovaná, vymeniť.
- Je vhodné dbať o čistotu suchých zipsov, aby sa zachovala ich funkčnosť, eliminujúce materiály, ktoré by na sa k nim mohli nalepiť.
- Výrobok pravidelne čistíte a udržiavajte správnu osobnú hygienu.
- Poradte sa so svojim lekárom, či je možné počas kúpania alebo sprchovania ortézu odstrániť. Ak nie, ortézu prikryte vhodným ochranným prúdom vood.
- Neodvolte deform sa hrať s touto zdravotníckou pomockou.

**Pokyny na správne použitie:**

- Výber správnej veľkosti pre pacienta je veľmi dôležitý.
- Pred prvým použitím odstráňte prísivný film z protišmykovej plochy.
- Umiestnite otvor na ortéze na kolenné jadročko (Obr. 1).
- Nastavte spodný popruh cez lýtko a zatvorte suchý zips na holennej časti (Obr. 2).
- Dupajte s horným popruhom cez štvorhlavý čelovňový sval (Obr. 3).
- Po zatvorení oboch popruhov skontrolujte, či sa mechanizmy os kĺbov zhoduje s anatomicou osou kolena a umožňuje správne ohybné kolena.
- Pre najlepšiu účinnosť by mala byť kompresia nastavená na pevnú, ale zároveň pohodlnú úroveň.

**Udržba produktu - Návod na čistenie:**

Tento výrobok neobsahuje latex. Pred práním zatvorte všetky suché zipsy. Umývajte neutrálnym mydlom s maximálnou teplotou 30°C. Nečistite chemicky. Nežehliete. Nepoužívajte vlnu. Neusušte v bubnovej sušičke. Nevystavujte ortézu priamym zdrojom tepla, ako sú kachle, ohrievače, radiatory, priame vystavenie slnku, atď.

Pred umývaním odstráňte surty, vrátie ich vlnhou handričkou a osušte.

**Poznámka:** Akákoľvek vážna nehoda súvisiaca s výrobkom musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používate a/alebo pacient žije.

## ATX720

