



PRIM

Nueva línea de ortesis para deportistas



activo

sport



Un aliado eficaz en la práctica deportiva



Tecnología que se adapta a ti



SKIN TECH 3D

Las prendas elásticas **Aqivo Sport**, estructuradas en **fibras 3D ligeras y flexibles**, se adaptan como una segunda piel proporcionando una compresión suave y beneficiosa durante la práctica deportiva. Sus áreas estratégicas de compresión selectiva **protegen los músculos y articulaciones de sobrecargas, favorecen la circulación sanguínea y potencian los niveles de propiocepción** para un mejor rendimiento deportivo.

Un aliado eficaz en la **práctica deportiva**



Diseñadas para una máxima capacidad de transpiración, todas las prendas elásticas **Aqtivo Sport** incorporan el tejido **AirQuick**, que absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior, permitiendo el flujo continuado del aire. **Piel seca, total confort.**

tejido **AirQuick**

Comodidad integral

Rodilleras, tobilleras, muñequeras, tobilleras,... las prendas elásticas **Aqtivo Sport** proporcionan comodidad y estabilidad en las articulaciones para una adecuada práctica deportiva.

aqtivo[®]
sport

Nueva línea de ortesis para deportistas





PRIM

activo
sport

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en flexura del codo que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona para epicondilitis que ayuda a distribuir la presión en el epicóndilo, eliminando la tensión y aliviando el dolor.

Cincha en antebrazo para reforzar, de forma selectiva, la presión en el punto de dolor.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Codera elástica



Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de codo. Osteoartritis leve de codo, epicondilitis lateral, estados inflamatorios postoperatorios, postraumatismos, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.



Ref./Talla	Medidas
P707 S	23-27
P707 M	27-31
P707 L	31-35

Perímetro codo (cm)



P707



Se adapta de forma natural a la muñeca para eliminar la tensión y aliviar el dolor.

Vendaje en muñeca para reforzar, de forma selectiva, la compresión.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.



Muñequera elástica

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

activo

sport



P703

TALLA ÚNICA





aqtivo

sport



Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios crónicos postraumáticos o postoperatorios, tenovaginitis. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

Se adapta de forma natural a la muñeca para eliminar la tensión y aliviar el dolor.

Vendaje en muñeca para reforzar, de forma selectiva, la compresión.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Muñequera elástica metacarpiana



Ref./Talla Medidas

P704 S 14-17
P704 M 17-20
P704 L 20-24

Perímetro muñeca (cm)



P704



Muslera elástica



Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Grado de compresión decreciente que mejora la circulación sanguínea, reduce la fatiga muscular y favorece la resistencia minimizando el riesgo de lesiones.

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones musculares en el muslo. Rotura fibrilar del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.



activo



Ref./Talla Medidas

P709 S 43-48


P709 M 48-52

P709 L 52-58

Perímetro muslo (cm)



P709



VO

sport



PRIM

activo

sport





Rodillera elástica

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en hueco poplíteo que favorece el uso durante todo el día.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.



**SKIN
TECH
3D**

Ref./Talla	Medidas
P700 S	32-36
P700 M	36-41
P700 L	41-48
Perímetro rodilla (cm)	



P700



activo





Rodillera elástica con almohadillado de silicona y estabilizadores laterales

VO

sport

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en hueso poplíteo que favorece el uso durante todo el día.

Almohadilla rotuliana anatómica, que centra la rótula ayudando a dispersar la tensión y a reducir el stress en la rodilla. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones. Junto al tejido de compresión contribuye a la reducción de inflamaciones y hematomas.

Flejes estabilizadores laterales para un mayor control medio-lateral.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.



**SKIN
TECH
3D**

Ref./Talla	Medidas
P701 S	32-36
P701 M	36-41
P701 L	41-48

Perímetro rodilla (cm)



P701

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares, estados inflamatorios postoperatorios, derrame recidivante de la articulación, tendencia a la inestabilidad. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva



PRIM

aqtivo

sport



SKIN
TECH
3D





Pantorrillera elástica

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Grado de compresión decreciente que mejora la circulación sanguínea, reduce la fatiga muscular y favorece la resistencia minimizando el riesgo de lesiones.

Sistema integral antideslizante, que evita que la ortesis se deslice, permaneciendo en su lugar durante el movimiento.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Ref./Talla	Medidas
P708 S	29-35
P708 M	35-40
P708 L	40-44

Perímetro pantorrilla (cm)



P708

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones musculares en el gemelo. Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos, protección de la tibia. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva..



aqt



SKIN
TECH
3D



activo

sport

Tobillera elástica con almohadillas maleolares de silicona

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en empeine que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el stress en el tobillo proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Ref./Talla Medidas

P705 S	17-20
P705 M	20-23
P705 L	23-26

Perímetro tobillo (cm)



P705

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva



PRIM



SKIN
TECH
3D



act



Tobillera elástica con almohadillas maleolares de silicona y vendaje en "8"

Preventivo

sport

Forma anatómica para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Zona ligera en empeine que favorece el uso durante todo el día.

Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el stress en el tobillo proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.

Vendaje funcional en "8" que permite la inmovilización selectiva y proporciona estabilidad bajo altas cargas.

Sin costuras, para un mayor confort sin roces.

Indicaciones: Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

Ref./Talla Medidas

P706 S	17-20
P706 M	20-23
P706 L	23-26

Perímetro tobillo (cm)



P706



Nueva línea de ortesis para deportistas



P707

Codera elástica

P703

Muñequera elástica

P704

Muñequera elástica metacarpiana

P709

Muslera elástica

P700

Rodillera elástica

Ref./Talla	Medidas
P707 S	23-27
P707 M	27-31
P707 L	31-35

Perímetro codo (cm)



Bilateral

TALLA ÚNICA

Ref./Talla	Medidas
P704 S	14-17
P704 M	17-20
P704 L	20-24

Perímetro muñeca (cm)



Bilateral

Ref./Talla	Medidas
P709 S	43-48
P709 M	48-52
P709 L	52-58

Perímetro muslo (cm)



Bilateral

Ref./Talla	Medidas
P700 S	32-36
P700 M	36-41
P700 L	41-48

Perímetro rodilla (cm)



Bilateral

activo

sport



Puedes. **Segue**



P701

Rodillera Elástica con almohadillado silicona y estabilizadores laterales

Ref./Talla Medidas

P701 S 32-36
P701 M 36-41
P701 L 41-48

Perímetro rodilla (cm)



Bilateral

P708

Pantorrillera elástica

Ref./Talla Medidas

P708 S 29-35
P708 M 35-40
P708 L 40-44

Perímetro pantorrilla (cm)



Bilateral

P705

Tobillera Elástica con almohadillas maleolares silicona

Ref./Talla Medidas

P705 S 17-20
P705 M 20-23
P705 L 23-26

Perímetro tobillo (cm)



Bilateral

P706

Tobillera Elástica con almohadillas maleolares silicona y vendaje en "8"

Ref./Talla Medidas

P706 S 17-20
P706 M 20-23
P706 L 23-26

Perímetro tobillo (cm)



Bilateral




Puedes. **Sigue**

activo
sport



Nueva línea de ortesis para deportistas



Art. 737024



P. Industrial Nº 1
Calle F, 15
28938 Móstoles - Madrid