



ESSENCIAL

ATTELLES DE POIGNET
STABILISATRICES

Necessairement essentielles



ESSENCIAL

ATTELLES DE POIGNET
STABILISATRICES

Une gamme d'attelles de poignets indispensable

Les orthèses **ESSENCIAL** sont pourvues de **renforts en aluminium malléables et amovibles** sur la zone palmaire et/ou du pouce pour une stabilisation individualisée, confortable et efficace des articulations.

Produits de base qui **ne peuvent pas** vous manquer.

TISSU INTERNE AVEC EFFET MICRO-MASSAGE

qui favorise la
circulation sanguine.



FERMETURES SÛRES

en velcro qui facilitent
l'adaptation de l'orthèse
ainsi que la mise en place
et le retrait.




TISSU AÉRÉ



Tailles:

S	12-15 cm
M	15-17 cm
L	17-19 cm
XL	19-21 cm



RENFORTS EN ALUMINIUM QUI SE MOULENT

à la paume de la main
et/ou du pouce et
permettent ainsi de
stabiliser les articulations
selon les besoins du patient.
Extractibles.



TISSU SANS LATEX



Les 5 attelles de poignet indispensables et exclusives



C400

Attelle de poignet stabilisatrice avec renfort de pouce en V

Bilatérale.

Indications: Stabilisation et protection du pouce, protection, lésion, instabilité, irritation, etc. des articulations trapézo-métacarpiennes; rizarthrose du pouce, tendinite, séquelles douloureuses et inflammatoires, lésions sportives, (ex. : pouce du skieur).



C800

Attelle de poignet stabilisatrice avec renfort de pouce et palmaire

Unilatérale: droite ou gauche.

Indications: Rizarthrose, fracture, luxation de Bennett, syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie de Quervain, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, postopératoires, stabilisateur de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, stabilisateur du poignet, lésions sportives.

C500

Attelle de poignet stabilisatrice avec renfort palmaire

Unilatérale: droite ou gauche.

Indications: Syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie de Quervain, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, postopératoires, stabilisateur du poignet, lésions sportives.

C600

Attelle de poignet stabilisatrice longue avec renfort palmaire

Unilatérale: droite ou gauche.
Pourvue d'une sangle élastique au niveau du poignet: pour un meilleur soutien et une meilleure stabilité.

C700

Attelle de poignet stabilisatrice avec renfort de pouce

Unilatérale: droite ou gauche.

Indications: Rizarthrose, fracture, luxation de Bennett, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, postopératoires, stabilisateur de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce et lésions sportives.





PRIM, S.A.
P. Industrial N°1
Calle F - nº15
28938 Móstoles
(Madrid)
ESPAÑA/ESPAGNE

ESSENCIAL

ATTELLES DE POIGNET
STABILISATRICES

