




muñequeras inmovilizadoras

airMed®

Inmovilización funcional de vanguardia

Tecnológicamente avanzadas



tecnología de alta frecuencia



muñequeras inmovilizadoras

airMed®

**Inmovilización funcional
de vanguardia**

AIRMED es una gama de muñequeras fabricada con tecnología de alta frecuencia, con un diseño de líneas limpias y puras que contribuyen a la eficacia del tratamiento con el máximo confort.



100% LATEX FREE ✓

*Tecnológicamente
avanzadas*

**Tejidos transpirables,
ligeros y adaptables**

Con áreas de ventilación perforadas

**Férulas de inmovilización
funcional**

*Con férulas de aluminio
anatómicamente conformado*

**Sistemas de
ajuste "itself"**

*Adaptación de las ortesis de forma
fácil y segura con una sola mano.*

tecnología de
alta frecuencia





Ortesis para abducción de pulgar

AM202

Bilateral

	CN	A Contorno muñeca cm.	B Contorno pugar cm.
● AM202G S	199314.4	14-18	5-7
● AM202G L	199316.8	18-22	6-8
● AM202 S	199317.5	14-18	5-7
● AM202 L	199318.2	18-22	6-8



Muñequera inmovilizadora corta

AM203G Sin pulgar

	A Contorno muñeca cm.	B Longitud cm.
● AM203G SR	14-18	16
● AM203G SL	14-18	16
● AM203G LR	18-22	16
● AM203G LL	18-22	16

Guarda lado (R,L)



AM206G Con pulgar

	A Contorno muñeca cm.	B Longitud cm.
● AM206G SR	14-18	16
● AM206G SL	14-18	16
● AM206G LR	18-22	16
● AM206G LL	18-22	16

Guarda lado (R,L)



Muñequera inmovilizadora larga

AM204G Sin pulgar

	A Contorno muñeca cm.	B Longitud cm.
● AM204G SR	14-18	20
● AM204G SL	14-18	20
● AM204G LR	18-22	20
● AM204G LL	18-22	20

Guarda lado (R,L)



AM205G Sin pulgar

	CN	A Contorno muñeca cm.	B Longitud cm.
● AM205G S	199319.9	14-18	20
● AM205G L	199320.5	18-22	20

Bilateral



AM208G Con pulgar

	A Contorno muñeca cm.	B Longitud cm.
● AM208G SR	14-18	20
● AM208G SL	14-18	20
● AM208G LR	18-22	20
● AM208G LL	18-22	20

Guarda lado (R,L)



Accesorio inmovilizador pulgar

AM201G ●

One Size
CN. 199321.2

Para incorporar a
AM203G, AM204G
y AM205G

