

Férula multiposicional pie-tobillo

PSL800



Inmovilización controlada

Férula antirrotación
para el posicionamiento
del pie-tobillo. Inmoviliza el pie
y controla la postura de las
articulaciones del miembro inferior.

Indicado para postoperatorio de rodilla, cadera y pie si requiere limitación de la rotación y dorsi-flexión del miembro inferior (posición neutra, rotación interna o rotación externa). Hemiplejía, paraplejía, parálisis de miembro inferior, paciente inmovilizado o en coma (paciente en UCI). Fascitis plantar.

Férula multiposicional pie-tobillo PSL800

Inmovilización controlada



Sistema de ajuste con pasadores dobles y hebillas para el cierre. Integra almohadillas de protección para maximizar el confort.

Pletinas laterales
Permiten regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 60°, en intervalos de 10°.



Almohadado cómodo

Forro interior almohadado de tejido tricapa, transpirable y lavable. Fácil de retirar y colocar.



Placa plantar que estabiliza la férula, con capacidad de regular la posición interna o externa de 0° a 15°.



Antirrotación

100% LATEX FREE ✓



export@prim.es

Tallas y toma de medidas

	Nº pie	A	B
S	<32	28,5	26
M	32-38	30	28,5
L	39-44	32	30,5
XL	>44	34	32

Bilateral

Alto (cm) A



B
Largo (cm)