

# Attelle multipositionnelle pied-cheville

PSL800



## Immobilisation contrôlée

**Attelle anti-rotation**  
pour le positionnement  
du pied-cheville. Elle permet  
d'immobiliser le pied et  
de contrôler la posture des  
articulations du membre inférieur.

Elle est indiquée pour les soins postopératoires du genou, de la hanche et du pied au cours desquels il s'avère nécessaire de limiter la rotation et la flexion dorsale du membre inférieur (position neutre, rotation interne ou rotation externe). Hémiplégie, paraplégie, paralysie du membre inférieur, patient immobilisé ou comateux (patient en soins intensifs). Fasciite plantaire.

# Attelle multipositionnelle pied-cheville PSL800

## Immobilisation contrôlée



**Système de réglage** par ergots doubles et boucles de fermeture. Avec coussinets de protection pour procurer un confort optimal.

**Platines latérales.** Elles permettent d'ajuster la flexion plantaire et dorsale dans un rang de 60° par intervalles de 10°.



### Capitonnage confortable.

Doublure intérieure rembourrée en tissu triple couche, aérée et lavable. Facile à mettre en place et à retirer.



### Plaque plantaire

conçue pour stabiliser l'attelle, qui permet d'ajuster la position interne ou externe de 0° à 15°.



**Anti-rotation**

100% LATEX FREE ✓



export@prim.es

#### Tailles et mesures

	Pointure	A	B
S	<32	28,5	26
M	32-38	30	28,5
L	39-44	32	30,5
XL	>44	34	32

Bilatéral

Hauteur (cm) A



B  
Longueur (cm)