



Pour bouger en toute liberté

Un petit nouveau
dans la famille
MYPRIM KIDS...



NOUVEAU

harnais de Pavlik

Atelle d'abduction de hanche
pour enfants

MPK690



Gamme de produits de pédiatrie
conçus pour la récupération des lésions
articulaires des plus petits.

Bretelles rembourrées.
Elles permettent de réduire
la pression et ainsi procurer
un plus grand confort.



Pour bouger en toute liberté

NOUVEAU harnais de Pavlik

Atelle d'abduction de hanche
pour enfants

MPK690

**Nouvelle attelle dans la gamme
MYPRIM KIDS de conception
innovante, facile à mettre en place,
et ouverte pour faciliter les
changements de couches.**

Conçue à l'aide la technologie *bonding**
sans coutures pour protéger le bébé
des frottements.

**Sangles de réglage
avec boucles de
sécurité.** Elles
permettent de régler
l'abduction sur chaque
hanche indépendamment.
Elles sont
conçues de manière à
ce que l'enfant ne
puisse pas les
manipuler au cours de
l'utilisation.

Sangle avant.
Ajustable, elle se fixe
pour maintenir
l'abduction par
gravité (non forcée).

Bottes de fixation sur le
pied en velours doux
avec fermetures de
micro-velcros, pratiques
et confortables.

**Bande rembourrée
avec fermetures de
microcrochet.**
Elle s'adapte et s'ajuste
au corps de manière
confortable et sûre.

Sangle arrière.
Ajustable, elle se
fixe sur les hanches
de 90° à 110° en
flexion.



**Taille
unique**



Tour de poitrine : 30-55 cm



0/24 mois

aéré — sans latex

Indications: Subluxation et luxation congénitale de hanche. Dysplasie de hanche.

***La meilleure technologie appliquée aux soins des bébés**



FST Friendly
Skin
Technology



**technologie
sans coutures**

La gamme **MYPRIM KIDS** est conçue à l'aide de la technologie *bonding*, qui permet le raccord et la fixation sans coutures des différents éléments du produit.



attelle de poignet enveloppante
MPK100



attelle d'immobilisation de poignet
MPK101



accessoire de pouce
MPK102



genouillère avec coussinet et renforts
MPK700



immobilisateur de genou
MPK701



chevillière
MPK800



ceinture sacrolombaire avec tendeur
MPK600



immobilisateur de clavicule
MPK300



écharpe
MPK400



accessoire pour écharpe
MPK401



harnais de Pavlik
MPK690

Gamme de produits de pédiatrie conçus pour la récupération des lésions articulaires des plus petits.



2/12
années

aéré
sans latex