



# Ortesis de cadera

PSL699 OS

Proporciona una protección precisa a la articulación de la cadera estabilizando y limitando el movimiento tras la cirugía.

**Máxima estabilidad,  
máximo control**



**articulación  
full-control**

# Ortesis de cadera

PSL699 OS



## Máxima estabilidad, máximo control

### Banda pélvica en forma de faja,

con soporte lumbar  
estabilizador y tensores  
reguladores de la  
compresión. Dividida en 3,  
para facilitar la colocación  
en pacientes encamados.

### Articulación full Control

- Regula los movimientos de flexión-extensión de 0° a 90° en intervalos de 15°.
- Controla la abducción en 0°, 15° y 30°.
- Personaliza en 5 posiciones el ángulo de inclinación de la barra superior.

### Muslera bivalva con apoyo condilar

controla la  
retracción y  
rotación interna  
de la pierna  
llevándola a  
rotación externa.

### 2 Pletinas telescópicas

permiten ajustar  
la ortesis a la altura  
del paciente.

### Almohadillado protector removible

proporciona  
comodidad  
y reparte presiones.





# Ortesis de cadera

PSL699 OS

## Máxima estabilidad, máximo control

Indicado para postoperatorio de cadera. Rescate de prótesis totales de cadera. Luxación de la cadera. Fracturas asociadas a la prótesis de cadera. Inestabilidad de la articulación de la cadera. Osteoporosis. Aflojamiento de las endoprótesis de cadera. Coxartrosis moderada a grave.



transpirable  
sin látex

### Talla única · bilateral

Rango  
contorno cintura

Rango  
contorno muslo

60 a 140 cm

40 a 65 cm

