



Orthèse de hanche

PSL699 OS

Assure une protection précise à l'articulation de la hanche, stabilisant et limitant les mouvements après la chirurgie.

**Stabilité maximale,
Maximum de contrôle**



*articulation
full-control*

Orthèse de hanche

PSL699 OS



Stabilité maximale, Maximum de contrôle

Bande pelvienne en forme de ceinture de soutien,

avec support lombaire stabilisateur et tendeurs régulateurs de compression with stabilising lumbar support and tensioners to adjust compression. Divisée en 3 zones, pour faciliter son placement chez les patients alités.

Articulation full Control

- Régule les mouvements de flexion-extension de 0° à 90° par intervalles de 15°.
- Contrôle l'abduction à 0°, 15° et 30°.
- Permet de personnaliser l'angle d'inclinaison de la barre supérieure en 5 positions.

Embrase de cuisse bivalve avec appui condylien

contrôle la rétraction et la rotation interne de la jambe conduisant à la rotation externe.

2 barres télescopiques

permettent d'adapter l'orthèse à la taille du patient.

Capitonnage de protection amovible

assure le confort et la distribution de la pression.





Orthèse de hanche

PSL699 OS

Stabilité maximale, Maximum de contrôle

Indications: Post-chirurgie de la hanche. Reprise de prothèse totale de la hanche. Luxation de la hanche. Fractures associées à la prothèse de la hanche. Instabilité de l'articulation de la hanche. Ostéoporose. Relâchement de l'endoprothèse de la hanche. Coxarthrose modérée à sévère.



aérée
sans latex

Taille unique · bilatéral

Tour
de ceinture:

60 a 140 cm

Tour
de cuisse:

40 a 65 cm

