



Mantém o calor. Respira





Um efeito duplo que potencia o bem-estar

As novas ortóteses NEOPRAIR integram a tecnologia AIRLOCK SYSTEM que permite a transpiração da pele mantendo o calor corporal. Um efeito duplo que potencia o conforto e o alívio da dor.

O tecido, com elasticidade multidirecional e compressão tridimensional, torna os produtos NEOPRAIR extremamente leves, que se adaptam à morfologia e à mobilidade das articulações para potenciar o suporte e a estabilização em qualquer prática desportiva.

Calor e Evaporação da transpiração.

PROTEÇÕES DESPORTIVAS
100% leve



Mantém o calor corporal

Evapora a transpiração

AirLock SYSTEM



Calor terapêutico

O ciclo do calor interior mantém-se graças às propriedades intrínsecas do neopreno. Uma fonte de calor que alivia a dor e reduz o tempo de recuperação.

Transpiração

A tecnologia AirLock System produz uns canais no neopreno que facilitam a evaporação das moléculas da transpiração, permitindo que a pele respire.

Mantém o calor. Respira





Joelheira fechada

- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona poplíteia.

Joelheira com rodete

- Rodete estabilizador da rótula.
- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona poplíteia.

Joelheira com rodete e estabilizadores laterais flexíveis

- Rodete estabilizador da rótula.
- Quatro barras estabilizadoras laterais flexíveis
- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona poplíteia.

Joelheira com barras laterais rígidas e bandas de ajuste

- Rodete estabilizador da rótula.
- Quatro barras que optimizam a estabilidade medio lateral.
- Faixa de aperta dupla para uma optima adaptação.
- Permite controlar a estabilização.
- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona poplíteia.

Joelheira com articulação policêntrica

- Rodete estabilizador da rótula.
- Articulações policêntricas de alumínio que optimizam a estabilidade medio lateral.
- Faixa de aperta dupla para uma optima adaptação.
- Permite controlar a estabilização.
- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona poplíteia.

Joelheira envolvente com articulação policêntrica

- Rodete estabilizador da rótula com abertura.
- Articulações policêntricas de alumínio que optimizam a estabilidade medio lateral.
- Bandas interiores de silicone com efeito antideslizante.
- Abertura na zona poplíteia para um maior conforto.
- Sistema de fecho envolvente.



Faixa sacrolombar reforçada

- Aperto frontal seguro.
- Bandas tensoras de regulação e extraíveis para uma maior compressão.
- Quatro barras metálicas flexíveis que oferecem uma elevada sustentação e extraíveis.

NP139

S 35-38 / M 38-41
L 41-45 / XL 45-50
Bilateral



NP133

S 35-38 / M 38-41
L 41-45 / XL 45-50
Bilateral



NP137

S 35-38 / M 38-41
L 41-45 / XL 45-50
Bilateral



NP136

S 35-38 / M 38-41
L 41-45 / XL 45-50
Bilateral



NP140

S 35-38 / M 38-41
L 41-45 / XL 45-50
Bilateral



NP141

S 32-36 / M 36-41
L 41-49
Bilateral



NP156

S 80-90 / M 90-100
L 100-112 / XL 112-125



Pé com banda cruzada

- Três fechos ajustáveis para uma óptima adaptação.
- Dupla Banda elástica para estabilidade funcional em 8.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona plantar. Zona do calcanhar aberta.

Pé estabilizador com banda cruzada em "8"

- Três fechos ajustáveis para uma óptima adaptação.
- Dupla Banda elástica para estabilidade medio lateral, funcional em "8".
- Placas anatómicas laterais e extraíveis, para uma óptima estabilização
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto na zona plantar. Zona do calcanhar aberta.



Ombreira

- Banda elástica de tração para regular a abdução.
- Almofada axilar para um maior conforto.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto.



Cotoveleira

- Banda no antebraço para uma regulação seletiva.
- Combina neopreno transpirável de espessuras diferentes para proporcionar maior conforto no cotovelo.



Pulso imobilizador com tala

- Tala palmar em alumínio extraível e barras plásticas que optimizam a estabilização.
- Quatro fechos ajustáveis para uma óptima adaptação.
- Banda de fixação no pulso para uma boa estabilização.
- Polegar livre.

Pulso imobilizador de polegar

- Tala de polegar em alumínio extraível que optimizam a estabilização da articulação metacarpiana.
- Quatro fechos ajustáveis para uma óptima adaptação.

NP115

S 20-22 / M 22-24 / L 24-26
XL 26-29 / XXL 29-32
Bilateral



NP114

S 20-22 / M 22-24 / L 24-26
XL 26-29 / XXL 29-32
Bilateral



NP174

S 26-29 / M 29-32
XL 32-36
Direito ou Esquerdo



NP173

S 23-26 / M 26-29
L 29-32 / XL 32-35
Bilateral



NP162

S 15-17 / M 17-19
L 19-21 / XL 21-24
Direito ou Esquerdo



NP163

S 15-17 / M 17-19
L 19-21 / XL 21-24
Bilateral



Calor e Evaporação da transpiração



neoprair



Mantém o calor. Respira



PRIM, S.A.
P. Industrial N.1
Calle F, 15
28938 Móstoles
(MADRID) • ESPANHA

export@prim.es
www.prim.es