

Ferula digitale CG OrthoPrim 944

IT

Férula Digital CG OrthoPrim 944

Indicazioni

Processi dolorosi e post-traumatici delle falangi delle dita delle mani.

Caratteristiche

Ferula in alluminio modellabile – imbottita. Immobilizza e stabilizza le articolazioni interfalangee prossimali.

Precauzioni

Questa ferula deve essere personalizzata da un tecnico ortopedico e controllata dal medico specialista.

Pulizia

Alluminio: con un panno umido.

Imbottitura: non bagnare.

Misure

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

Nota: Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere comunicato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.



PRIM, S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
España



IU.359.3 20/09/2021 728519



Férula Digital CG OrthoPrim 944

ES

Indicaciones

Procesos dolorosos o por traumatismos de las falanges de todos los dedos de la mano.

Características

Férula en aluminio maleable almohadillada, inmoviliza y estabiliza las articulaciones interfalángicas proximales.

Precauciones

La ortesis debe ser adaptada por un técnico ortopédico que debe fijarla y supervisada por un facultativo.

Limpieza

Aluminio: Con un paño húmedo.

Foam: No mojar.

Tallas

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.

Finger Splint CG OrthoPrim 944

EN

Indications

Painful or traumatic processes of the all fingers phalanges.

Features

Finger splint made in padded mouldable aluminium, which immobilises and stabilises the proximal interphalangeal joints.

Cautions

The splint should be fitted by an orthopaedic technician and supervised by a medical professional.

Cleaning

Aluminium: With a wet cloth.

Foam: Do not dampen.

Sizes

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

Note: Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or patient is located.

Férula Digital CG OrthoPrim 944

PT

Indicações

Processos com dores ou com traumatismos nas articulações dos dedos da mão.

Características

Férula em alumínio moldável almofadado, inmoviliza as articulações interfalângicas proximais.

Precauções

A adaptação deve feita pelo técnico ortopédico quem a fixar e supervisionada pelo seu médico.

Limpeça

Alumínio: Com um pano húmido.

Foam: Não molhar.

Tamanhos

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

Nota: Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro no qual se encontrem o utilizador e/ou o paciente.

Attelle d'immobilisation de doigt CG OrthoPrim 944

FR

Indications

Processus douloureux ou traumatiques des phalanges de tous les doigts.

Caractéristiques

Attelle en aluminium malléable doublé de mousse, qui immobilise et stabilise les articulations inter-phalangiennes proximales.

Précautions

L'attelle doit être adaptée par un technicien orthopédique et supervisée par un médecin.

Nettoyage

Aluminium: avec un torchon humide.

Mousse: Ne pas mouiller.

Tailles

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

Remarque: Tout incident grave associé au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où réside l'utilisateur ou le patient.