

www.orthoprime.com

Ref. P438  
P438 S S 34-37  
P438 M M 38-40  
P438 L L 41-43

LU1282



**ES** Nota: Cualquier incidente grave asociado relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que están establecidos el usuario y/o paciente.

**ENG** Note: Any serious incident involving the product must be reported to the authority of the member state where the user and/or patient is located.

**FR** Remarque: Tout incident grave associé au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre.

**PT** Nota: Qualquer incidente grave relacionado como produto deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-membro no qual se encontram o utilizador e/ou o paciente.

non applicare talco sulla zona che va a contatto con la scarpa.  
contatto con la calza per permettere una migliore stabilità. Si raccomanda di  
dopo averlo lavato, si consiglia di applicare un poco di talco sulla parte a  
costituita da una minore densità. Per un corretto mantenimento del prodotto,  
fabbricato in silicone a doppia densità dove la zona ovale in colorazione blu è  
sintomatologia dolorosa derivanti dalla spina calcaneare laterale. E' stato  
Prodotto ad alta resistenza destinato al trattamento delle differenti  
**Talloniera per Spina Calcaneare Laterale**

powder talcum on the contact area with the shoe.  
with the stocking or the sock, in order to get a better sliding. Do not use  
maintenance, after washing it, apply some talcum powder on the contact area  
silicone with two densities, offering a less dense oval area. For a correct  
Cups developed for the treatment of the lateral calcaneal spur. Made in

**Cups for Lateral Calcaneal Spur**

melhor deslizamento. Não deite pó de talco a zona de contato com o sapato.  
um pouco de pó de talco na zona de contato com a meia, assim conseguirá um  
menos consistência. Para uma correta conservação, depois de a lavar aplique  
Esta fabricada em silicone com duas densidades, a zona redondeada tem  
Calcanheira desenhada para o tratamento do esporão do calcânhar lateral.

**Cazoletas para Espolón Calcáneo Lateral**  
Cazoletas ideadas para el tratamiento del espolón calcáneo lateral. Están  
fabricadas en silicona con dos densidades, la zona ovalada tiene una menor  
consistencia. Para una correcta conservación, después de lavarla aplique un  
poco de talco en la zona de contacto con la media o el calcetín, así conseguirá  
un mejor deslizamiento. No entáique la zona de contacto con el zapato.

**Calcanheira para Esporão do Calcânhar Lateral**  
Calcanheira desenhada para o tratamento do esporão do calcânhar lateral.  
Esta fabricada em silicone com duas densidades, a zona redondeada tem  
menos consistência. Para uma correta conservação, depois de a lavar aplique  
um pouco de pó de talco na zona de contato com a meia, assim conseguirá um  
melhor deslizamento. Não deite pó de talco a zona de contato com o sapato.

ORTHO Prim

ORTHO Prim

Cazoleta  
Espolón Calcáneo  
Lateral

Cups for Lateral  
Calcaneal Spur



Ref. P438



