

www.orthoprime.com

IU.125.2

Ref. P440

P440 L	L	41-43
P440 M	M	38-40
P440 S	S	34-37

Ref. N°



ES Nota: Cualquiera incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre el usuario y/o paciente.

ENG Note: Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the member state where the user and/or patient is located.

FR Remarque: Tout incident grave associé au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre ou résident l'utilisateur ou le patient.

PT Nota: Qualquer incidente grave relacionado ao produto deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-membro no qual se encontram o utilizador e/ou o paciente.

Talonnets pour Epine Calcanéenne Centrale. Un produit durable conçu pour soulager les douleurs provoquées par l'épéron et la bursite grâce à ses densités. Elles évitent la formation de callosités et proportionnent une agréable sensation de confort. Pour un bon entretien, après le lavage appliquer un peu de talc sur la zone de contact avec le bas ou la chaussette, et obtenir ainsi un meilleur glissement. Ne pas mettre du talc sur la zone en contact avec la chaussure.

Talonneta Orthoprime per la Spina Calcaneare. Prodotto ad alta resistenza destinato a risolvere i dolori derivanti dalla spina calcaneare o da formazione di callosità e propone una gradevole sensazione di comodità. Per un corretto mantenimento del prodotto, dopo averlo lavato si consiglia di applicare un poco di talco sulla parte a contatto con la calza per permettere una migliore stabilità. Si raccomanda di non applicare talco sulla zona che va a contatto con la scarpa.

Cup for Central Calcaneal Spur. Product of long lasting indicated to alleviate painful calcaneal spur and bursitis due to its two densities. Avoids the formation of calluses and provides an agreeable sensation of comfort. For a correct maintenance, after washing it, apply some talcum powder on the contact area with the stocking or sock, in order to get a better sliding. Do not use powder talcum on the contact area with the shoe.

Cazoleta para Espolón Calcáneo Central. Um produto de grande duração destinado a atenuar dores provocadas pelo espolão calcâneo e a bursite graças a suas duas densidades. Evitam a formação de calosidades e proporcionam uma agradável sensação de comodidade. Para uma conservação correta, depois de lavar aplique pó de talco nas zonas de contacto com a meia e a zona de contacto com o sapato.

Cazoleta Espolón Calcáneo Central. Un producto de larga duración destinado a paliar las dolencias provocadas por el espolón calcáneo y la bursitis gracias a sus dos densidades. Evitan la formación de callosidades y proporcionan una agradable sensación de comodidad. Para una correcta conservación, después de lavarla aplique un poco de talco en la zona de contacto con la media o el calcetín, así conseguirá un mejor deslizamiento. No entaques la zona de contacto con el zapato.

ORTHO Prim

ORTHO Prim

Cazoleta Espolón Calcáneo Central

Cup for Central Calcaneal Spur



Ref.P440



