

www.orthoprím.com

IU248.1

P453 S	S	34-37
P453 M	M	38-40
P453 L	L	41-43

Ref. P453



FR Remarque: Tout incident grave associé au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre ou résident l'utilisateur ou le patient.

PT Nota: Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do estado-membro no qual se encontram o utilizador e/ou o paciente.

ES Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que están establecidos el usuario y/o paciente.

EN Note: Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the member state where the user and/or patient is located.

Taloniera con Scarico per Sporene Calcaneare
 Talloniera in silicone al 100% con scarico che all'esigenza può essere chiuso, ideato per alleviare le molestie prodotte da speroni calcaneari o bursiti. Occupa poco spazio in qualsiasi calzatura e la sua altezza massima è di 13 mm. Sono lavabili e si possono accorciare. 1 Palo.

Heel Cup with Orifice for Calcaneus Spur
 Heel cup made of 100% silicone with orifice, which could be covered, designed to relieve discomfort produced by calcaneus spur or bursitis. It takes little space in the shoe and its maximum height is 13 mm. Washable. Can be cut. 1 pair.

Talonete com Orificio para Esporão Calcâneo
 Talonete de silicone 100% com orificio, que pode-se tapar, desenhado para evitar as dores produzidas pelo esporão calcâneo ou a bursitis. Ocupa pouco espaço no sapato e sua altura máxima é de 13 mm. São laváveis e podem-se recortar. 1 Par. 1 em lado.

Talonera con Orificio para Espolón Calcáneo
 Talonera de silicona 100% con orificio, que puede taparse, ideado para paliar las molestias producidas por el espolón calcáneo o la bursitis. Ocupa poco espacio en el zapato y su altura máxima es de 13 mm. Son lavables y se pueden recortar. 1 par.

ORTHO Prim

ORTHO Prim

Talonera con Orificio para Espolón Calcáneo
Heel Cup with Orifice for Calcaneus Spur

Ref. P453



