

ORTHO Prim

ORTHO Prim

Plantillas Completas de Gel Forradas



Ref.P456

Complete Lined Gel Insole



www.orthoprime.com

Ref.P456

Ref.	Nº
P456 S	35-37
P456 M	38-40
P456 L	41-43

UL304.1



ES Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.
ENG Note: Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the member state where the user and/or patient is located.
FR Remarque: Tout incident grave associé au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre ou résident l'utilisateur ou le patient.
PT Nota: Qualquer incidente grave relacionado como produto deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-membro no qual se encontrem o utilizador e/ou o paciente.

Plantare in Gel Forrado
Plantare progettato per alleviare i dolori e mantenere il piede in una posizione sempre adeguata. Per alleviare eventuali dolori in maniera mirata, è realizzato con due inserti differenti: uno al tallone che attenua gli impatti derivanti dal contatto al suolo durante il cammino, e compressi dolori derivanti dalla presenza di uno sperone calcaneare e l'altro nella zona delle teste metatarsali. La volta metatarsale e l'arco plantare realizzato su questo supporto, garantiscono sempre la posizione corretta del piede. Grazie alla presenza di una fodera in tessuto, diminuisce la sensazione di umidità. Ritagliabile e lavabile. 1 paio.

Complete Lined Gel Insole
Insoles designed to relieve pain and keep the foot in proper position. Provided with two inserts in order to alleviate the pain, one at the heel which absorbs the impact caused when walking and reduces the pain of heel spurs and another one at the metatarsals rest area. Its metatarsal cavity and plantar arch provide an anatomically correct position of the foot. Thanks to its lining, sensation of moisture is reduced. Can be cut. Washable. 1 pair.

Plantilla Completa de Gel Forrada
Plantillas diseñada para aliviar los dolores y mantener el pie en una posición adecuada. Para aliviar los dolores cuenta con dos insertos, uno de talón que amortigua los impactos producidos al caminar y reduce el dolor del espón calcáneo y otro en la zona de descanso de lo metatarsos. Su bóveda metatarsal y su arco plantar proporcionan una posición anatómicamente correcta del pie. Gracias a su forro se reduce la sensación de humedad. Se pueden recortar y lavar. 1 par.

Palmilha Completa de Gel Forrada
Palmilhas desenhadas para aliviar as dores e manter o pé em uma posição adequada. Para aliviar as dores conta com dois insertos, um de calcanear que evita os impactos produzidos ao caminhar e reduz a dor do esporão calcâneo e outro na zona de descanso dos metatarsos. Sua abóbada etársal e seu arco plantar proporcionam uma posição anatómicamente correta do pé. Graças a seu forro reduz-se a sensação de humidade. Podem-se recortar e lavar. 1 par.



