




# Férula extensora de dedo PSL180

**Férula dinámica** para la extensión  
de la articulación interfalángica proximal.


Ayuda a inmovilizar la articulación y a reducir  
el estrés en ella, aliviando la lesión del tendón flexor.



**Las lesiones en los tendones flexores** representan una patología muy frecuente por accidentes domésticos, laborales o deportivos.

Estas lesiones pueden provocar complicaciones y para evitarlas es importante compaginar la **inmovilización** con la rehabilitación precoz.

Las **férulas dinámicas alivian el dolor y favorecen la adecuada curación**, ayudando a prevenir más lesiones.





# Férula extensora de dedo PSL180

## Comodidad ergonómica



### anillo estabilizador adaptable\*

Permite estabilizar la articulación IFP impidiendo desviaciones y evitando movimientos no deseados.

### 3 puntos de apoyo ergonómicos

que potencian la comodidad del usuario mientras mantiene el dedo en extensión.

### estructura vertical dinámica

Permite la flexión, facilitando el movimiento articular mientras se realiza la rehabilitación.

Posibilidad de aumentar o reducir la tensión en función del grado de la lesión.

Forrada para una total compatibilidad dermatológica.




\* adaptable a la anatomía del usuario y a la fase de inflamación

### Rango tallas

Talla	A Rango (cm)	B Rango (cm)
XS	5 - 6,3	1,3 - 2,3
S	6,3 - 7,6	1,3 - 2,3
M	7,6 - 8,9	1,3 - 2,3
L	8,9 - 10,2	1,3 - 2,3



Rango A: desde la cabeza del metacarpiario hasta la articulación interfalángica distal



Bilateral

100% LATEX FREE ✓