




Attelle d'extension de doigt PSL180

Attelle dynamique d'extension de l'articulation interphalangienne proximale.


Elle contribue à immobiliser l'articulation et à réduire le stress auquel elle est soumise, en soulageant la lésion du tendon fléchisseur.



Les **lésions des tendons fléchisseurs** sont une pathologie qui survient très fréquemment à la suite d'accidents domestiques, professionnels ou sportifs.

Ces lésions peuvent donner lieu à des complications et pour les prévenir, il est important de combiner **immobilisation** et rééducation précoce.

Les **attelles dynamiques soulagent la douleur et contribuent à une guérison adéquate**, en prévenant d'autres lésions éventuelles.





Attelle d'extension de doigt PSL180

Confort ergonomique



anneau stabilisateur ajustable*

Permet de stabiliser l'articulation interphalangienne, en évitant les déviations ainsi que les mouvements indésirables.

3 points d'appui ergonomiques

améliorent le confort du patient, tout en maintenant le doigt en extension.

structure verticale dynamique

Permet la flexion, en facilitant le mouvement de l'articulation lors de la rééducation.

Elle permet d'augmenter ou de réduire la tension selon le degré de la lésion.

Elle est doublée pour procurer une compatibilité dermatologique totale.




* ajustable à l'anatomie du patient et à la phase d'inflammation.

Taille	Tailles	
	A Mesure (cm)	B Mesure (cm)
XS	5 - 6,3	1,3 - 2,3
S	6,3 - 7,6	1,3 - 2,3
M	7,6 - 8,9	1,3 - 2,3
L	8,9 - 10,2	1,3 - 2,3



Mesure A : de la tête du métacarpien jusqu'à l'articulation interphalangienne distale



Bilatérale

100% LATEX FREE ✓