




Ortótese extensora de dedo PSL180

Tala dinâmica para a extensão da articulação interfalângica proximal.


Ajuda a imobilizar a articulação e reduzir o stress, aliviando lesão no tendão flexor.



As leses nos tendes flexores representam uma patologia muito frequente devido a acidentes domstico, laborais ou desportivos.

Estas leses podem provocar complicaes e para evit-las  importante conjugar a **imobilizao** com a reabilitao precoce.

Talas dinmicas aliviam a dor e promovem o tratamento adequado, ajudando a prevenir novas leses.





Ortótese extensora de dedo PSL180

Conforto ergonômico



anel estabilizador adaptável*

Permite estabilizar a articulação IFP, impedindo desvios e evitando movimentos indesejados.

3 pontos de apoio ergonômicos

que melhoram o conforto do utilizador mantendo o dedo em extensão.

estrutura vertical dinâmica

Permite a flexão, facilitando a movimentação articular enquanto se realiza a reabilitação.


Possibilidade de aumentar ou diminuir a tensão em função do grau da lesão.

Forrada para uma total compatibilidade dermatológica.



* adaptável à anatomia do utilizador e à fase da inflamação

Tamanhos	Tamanhos	
	A Comprimento (cm)	B Comprimento (cm)
XS	5 - 6,3	1,3 - 2,3
S	6,3 - 7,6	1,3 - 2,3
M	7,6 - 8,9	1,3 - 2,3
L	8,9 - 10,2	1,3 - 2,3



Comprimento A: da cabeça do metacarpo à articulação interfalângica distal

Bilateral

100% LATEX FREE ✓