



Plantillas
Insoles
Palmilhas
Solette

Trabajo

Work
Trabalho
Lavoro



PLUS
comfort



Trabajo

Work | Trabalho | Lavoro



ComforGel®

ComforGel®  PRIM

Plantillas | Insoles | Palmilhas | Solette

Trabajo

Work | Trabalho | Lavoro

Mayor superficie gel-confort en zona metatarsal.

Descanso en la zona metatarsal

Greater comfort gel surface in the metatarsal area
Respite for the metatarsal area.

Maior superficie gel-conforto em zona metatarsal
Descanso na zona metatarsal.

Maggiore superficie gel-confort nell'area del metatarso

Riposo nella zona del metatarso.

2. Ergonomic shape and gel cushioning grooves with special width. Uniform distribution of loading points.

2. Forma ergonómica e sulcos de amortecimento em gel com largura especial. Distribuição uniforme dos pontos de carga.

Forma ergonomica e scanalature ammortizzanti in gel particolarmente larghe. Distribuzione uniforme dei punti di carico.

1.

Laterales flexibles para una mejor adaptabilidad en calzado rígido

2.

Forma ergonómica y surcos de amortiguación en gel con ancho especial. Reparto uniforme de los puntos de carga

1.

Flexible sides for better adaptability in stiff footwear.

Laterais flexíveis para uma melhor adaptabilidade em calçado rígido.

Lati flessibili per una migliore adattabilità nelle calzature rigide.



Forro transpirable
Anatómicas
Amortiguación de impactos

Breathable lining
Anatomical
Shock absorption

Forro respirável
Anatômico
Absorção de choque

Fodera traspirante
Anatomico
Assorbimento degli urti

ESP

Indicaciones de uso:

Recortables: Cortar siguiendo la línea correspondiente al número de calzado que use.
Lavables: Lavar con agua tibia y jabón neutro. No secar ni al sol ni acercar a fuentes de calor.
Recomendable: Sustituir las plantillas originales del calzado por las plantillas ComforGel. Cambiar cuando observe deterioro o desgaste (recomendado: 6 a 8 meses).

POR

Indicações de utilização:

Recortável: Cortar seguindo a linha correspondente ao número de calçado utilizado.
Laváveis: Lavar com água morna e sabão neutro. Não secar ao sol nem aproximar a fontes de calor.
Recomendável: Substituir as palmilhas originais do calçado pelas palmilhas ComforGel. Trocar quando observar deterioração ou desgaste (recomendado: 6 a 8 meses).

ENG

Indications of use:

Trimmmable: Trim along the line corresponding to your footwear size.
Washable: Wash with warm water and mild soap. Do not dry in the sun or close to sources of heat.
Recommended: Replace your footwear's original insoles with the ComforGel insoles. Change when you notice deterioration or wear (recommended: 6 to 8 months).

ITA

Indicazioni per l'uso:

Tagliabili: Tagliare seguendo la linea corrispondente al vostro numero di scarpe.
Lavabili: Lavare con acqua tiepida e sapone neutro. Non asciugare al sole o avvicinare a fonti di calore.
Consigliabile: Sostituire i plantari originali delle calzature con le solette ComforGel. Cambiarle in caso di deterioramento o usura (periodo consigliato: da 6 a 8 mesi)

C.N.190754:7 Art.737399 Ref.:CGF0364



PRIM, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
ESPAÑA / SPAIN

www.prim.es





Plantillas
Insoles
Palmilhas
Solette

Trabajo

Work
Trabalho
Lavoro



Trabajo

Work | Trabalho | Lavoro



PLUS
comfort



ComforGel

ComforGel PRIM

Plantillas | Insoles | Palmilhas | Solette

Trabajo

Work | Trabalho | Lavoro

Mayor superficie gel-confort
en zona metatarsal.

Descanso en la zona metatarsal

Greater comfort gel surface in the metatarsal area
Respite for the metatarsal area.

Maior superficie gel-conforto em zona metatarsal
Descanso na zona metatarsal.

Maggiore superficie gel-comfort
nell'area del metatarso

Riposo nella zona del metatarso.

Ergonomic shape and gel cushioning grooves with
special width. Uniform distribution of loading points.

2. Forma ergonómica e sulcos de amortecimento
em gel com largura especial. Distribuição
uniforme dos pontos de carga.

Forma ergonomica e scanalature
ammortizzanti in gel
particolarmente larghe.
Distribuzione uniforme
dei punti di carico.

1.

Laterales flexibles para
una mejor adaptabilidad
en calzado rígido

2.

Forma ergonómica y surcos de
amortiguación en gel con ancho
especial. Reparto uniforme de
los puntos de carga

1.

Flexible sides for
better adaptability
in stiff footwear.

Laterais flexíveis para uma
melhor adaptabilidade em
calçado rígido.

Lati flessibili per una
migliore adattabilità
nelle calzature rigide.



Forro transpirable
Anatómicas
Amortiguación
de impactos

Breathable lining
Anatomical
Shock absorption

Forro respirável
Anatômico
Absorção de choque

Fodera traspirante
Anatomico
Assorbimento degli urti

ESP

Indicaciones de uso:

Recortables: Cortar siguiendo la línea
correspondiente al número de calzado que use.
Lavables: Lavar con agua tibia y jabón neutro.
No secar ni al sol ni acercar a fuentes de calor.
Recomendable: Sustituir las plantillas originales
del calzado por las plantillas ComforGel.
Cambiar cuando observe deterioro o desgaste
(recomendado: 6 a 8 meses).

POR

Indicações de utilização:

Recortável: Cortar seguindo a linha
correspondente ao número de calçado utilizado.
Laváveis: Lavar com água morna e sabão neutro.
Não secar ao sol nem aproximar a fontes de calor.
Recomendável: Substituir as palmilhas originais
do calçado pelas palmilhas ComforGel. Trocar
quando observar deterioração ou desgaste
(recomendado: 6 a 8 meses).

ENG

Indications of use:

Trimmmable: Trim along the line
corresponding to your footwear size.
Washable: Wash with warm water and mild soap.
Do not dry in the sun or close to sources of heat.
Recommended: Replace your footwear's original
insoles with the ComforGel insoles. Change when
you notice deterioration or wear (recommended:
6 to 8 months).

ITA

Indicazioni per l'uso:

Tagliabili: Tagliare seguendo la linea
corrispondente al vostro numero di scarpe.
Lavabili: Lavare con acqua tiepida e sapone neutro.
Non asciugare al sole o avvicinare a fonti di calore.
Consigliabile: Sostituire i plantari originali delle
calzature con le solette ComforGel.
Cambiarle in caso di deterioramento o usura
(periodo consigliato: da 6 a 8 mesi)

CN.190755.4 Art.737400 Ref.: CGF0365



8 434048 169962

PRIM, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
ESPAÑA / SPAIN
www.prim.es

