



NOUVEAU

activo

Récupérez en restant actif.



Air
Quick

SKIN
TECH
3D+

SKIN
TECH
3D

Orthèses élastiques conçues pour accompagner le mouvement durant la récupération.

aqativo

Orthèses élastiques conçues pour accompagner le mouvement pendant le processus de récupération / réadaptation fonctionnelle à la suite de lésions musculaires, tendineuses, ligamentaires et osseuses.

Bouger fait *partie du processus de récupération.*

Aqativo comprend deux lignes d'orthèses élastiques reposant sur deux approches thérapeutiques complémentaires.

Elles offrent différents niveaux d'intensité de mouvement en fonction de l'évolution naturelle de la lésion.

aqativo **skin** **+confort**

*Maintien léger pour
les activités
quotidiennes.*

Compression modérée et confortable, conçue pour permettre une activité naturelle pendant le processus de récupération.



aqativo **sport** **+maintien**

*Maintien renforcé
pour les besoins
plus importants.*

Compression active, conçue pour accompagner le mouvement durant la récupération.



aqativo skin




Mobilité confortable

pendant la récupération

Aqativo Skin intègre la technologie SkinTech3, avec **différentes zones stratégiques de compression assurant un maintien modéré et sûr pour les activités quotidiennes.**

Elle favorise le contrôle du mouvement et contribue à la récupération naturelle sans limiter la mobilité.



**Compression
sélective**

Zones offrant différents niveaux de compression qui stimulent les muscles et maintiennent les articulations.



**Amélioration
de la circulation
sanguine**

Optimise l'oxygénation et favorise la récupération des tissus.



**Stimulation
proprioceptive**

Améliore la perception corporelle et le contrôle des mouvements en phase de réadaptation.



**Confort
optimal**

Élasticité enveloppante, douce et respectueuse de la peau.

Tissu

**Air
Quick**

Absorbe et évacue rapidement l'humidité de la peau, assurant une transpiration maximale.

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.





activo
skin

P701BG

Genouillère élastique stabilisatrice

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes et instabilités légers, entorses légères, épanchements et inflammations articulaires, états inflammatoires postopératoires, épanchement récidivants articulaires, tendance à l'instabilité. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.

Récupérez en restant actif.



Système anti-glissement intégré

Empêche le déplacement de l'orthèse pendant les mouvements.

Baleines de stabilisation latérales

Conçues pour guider le mouvement naturel de l'articulation, tout en améliorant le contrôle médio-latéral.

Panneau de décharge du creux poplite

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

aqativo

skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Coussinet rotulien 3angle²

Épouse la forme anatomique de la rotule, assurant sa stabilité et contribuant à son alignement pendant le mouvement. Ses 2 points de pression intégrés, situés de part et d'autre du tendon rotulien, renforcent le maintien à la rotule et favorisent la décharge des pressions dans la zone.



P701

Genouillère élastique stabilisatrice



S 32-36 cm
M 36-40 cm
L 40-47 cm
XL 47-52 cm
Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D**

PRIM



aqtivo skin



P700BG

Genouillère élastique

Indications: Compression à la suite de lésions légères du genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes et instabilités légers, entorses légères, épanchements et inflammations articulaires. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

*****Vous êtes Aqtivo.*****

Récupérez en restant actif.

**Air
Quick**

**SKIN
TECH
3D**



**Forme
anatomique
sans coutures**

Ajustement plus sûr
et plus grande liberté
de mouvement.

**Système
anti-glissement
intégré**

Empêche le
déplacement de
l'orthèse pendant les
mouvements.

**Panneau de
soulagement
poplité**

Point d'allègement
conçu pour optimiser le
confort en mouvement
et la tolérance lors d'un
port prolongé.

aqativo
skin

P700BG

Genouillère élastique

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S 32-36 cm
M 36-40 cm
L 40-47 cm
XL 47-52 cm
Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D**

PRIM



activo skin

P706BG

Chevillère élastique stabilisatrice avec bandage en «8»

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville. Instabilités légères, contusions, entorses et épanchements articulaires. Postopératoire et post-traumatisme. Faiblesse ligamentaire. Traumatismes légers. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.

Récupérez en restant actif.

**Air
Quick**

**SKIN
TECH
3D**



aqativo

skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Bandage fonctionnel en «8»

Permet une immobilisation sélective et assure la stabilité en cas de charges élevées.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à répartir la tension et à réduire la pression sur les malléoles, tout en assurant la stabilisation. Protège contre la surcharge dans les tendons et minimise le risque de blessure.

Panneau de décharge du cou-de-pied

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

P706BG

Chevillère élastique stabilisatrice avec bandage en «8»

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S	17-20 cm
M	20-23 cm
L	23-26 cm
XL	26-29 cm

Bilatérale

Air
Quick

SKIN
TECH
3D

PRIM

aqativo skin



P705BG

Chevillère élastique stabilisatrice

Indicaciones: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville. Instabilités légères, contusions, entorses et épanchements articulaires. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.



activo skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Panneau de décharge du cou-de-pied

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à répartir la tension et à réduire la pression sur les malléoles, tout en assurant la stabilisation. Protège contre la surcharge dans les tendons et minimise le risque de blessure.

P705BG

Chevillière élastique stabilisatrice

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S 17-20 cm
M 20-23 cm
L 23-26 cm
XL 26-29 cm

Bilatérale

Air
Quick

SKIN
TECH
3D

 **PRIM**



P710BG

Chevillère élastique

Indications: Compression tras lesiones leves de tobillo.
Preventivo durante actividades deportivas y laborales.
Estimulación propioceptiva.

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D**



activo **skin**

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr
et plus grande liberté
de mouvement.

Panneau de décharge du cou-de-pied

Point d'allègement
conçu pour optimiser le
confort en mouvement
et la tolérance lors d'un
port prolongé.

P710BG

Chevillère élastique

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S	17-20 cm
M	20-23 cm
L	23-26 cm
XL	26-29 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D**

PRIM



aqativo skin

P707BG

Attelle de coude élastique

Indications: Stabilisation et compression contribuant à soulager la douleur et à éliminer les tensions au niveau du coude. Épicondyle latérale et médiane. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.



aqativo

skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Panneau de décharge arrière

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

Sangle de compression réglable

Permet d'ajuster et de renforcer la pression sur la zone douloureuse de manière sélective, améliorant l'effet de décharge. Amovible.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à distribuer la pression dans l'épicondyle/épitrochlée, éliminant la tension et soulageant la douleur.

P707BG

Attelle de coude élastique

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.



S 23-27 cm
M 27-31 cm
L 31-35 cm

Bilatérale

Air
Quick

SKIN
TECH
3D

PRIM



aqativo skin

P704BG

Attelle de poignet élastique métacarpienne

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, entorses, états inflammatoires chroniques post-traumatiques ou postopératoires, ténosynovite. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.

**Air
Quick**

**SKIN
TECH
3D**



aqativo skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus
sûr et plus grande
liberté de
mouvement.

Sangle de renfort de compression

Permet d'ajuster et de
renforcer la compression
de manière sélective.
Amovible.

P704BG

Attelle de poignet élastique métacarpienne

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S	14-16 cm
M	16-18 cm
L	18-22 cm

Bilatérale

Air
Quick



activo skin



P703BG

Attelle de poignet élastique type bandage

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, douleurs généralisées du poignet, tendinite, contusions légères. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.

Récupérez en restant actif.

**Air
Quick**

**SKIN
TECH
3D**



aqativo

skin

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Sangle de renfort de compression

Permet d'ajuster et de renforcer la compression de manière sélective. Amovible.

P703BG

Attelle de poignet élastique type bandage

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.



14-24 cm

Talla única
One Size
Bilatérale

Air
Quick

