



NOUVEAU

aqtivo

Récupérez en restant actif.



Air
Quick

**SKIN
TECH
3D**

**SKIN
TECH
3D+**

Orthèses élastiques conçues pour accompagner le mouvement durant la récupération.

aqativo

Orthèses élastiques conçues pour accompagner le mouvement pendant le processus de récupération /réadaptation fonctionnelle à la suite de lésions musculaires, tendineuses, ligamentaires et osseuses.

Bouger fait *partie du processus de récupération.*

Aqativo comprend deux lignes d'orthèses élastiques reposant sur deux approches thérapeutiques complémentaires.

Elles offrent différents niveaux d'intensité de mouvement en fonction de l'évolution naturelle de la lésion.

aqativo **skin** **+confort**

Maintien léger pour les activités quotidiennes.



Compression modérée et confortable, conçue pour permettre une activité naturelle pendant le processus de récupération.

aqativo **sport** **+maintien**

Maintien renforcé pour les besoins plus importants.



Compression active, conçue pour accompagner le mouvement durant la récupération.

aqativo sport



Mobilité active

pendant la récupération

Aqativo Sport intègre la technologie SkinTech3D+, une évolution de sa structure, avec une **compression de zone plus précise et optimisée.**

Elle assure un maintien dynamique, favorise le contrôle du mouvement pendant l'activité sportive et contribue à la récupération active sans limiter la mobilité.



**Compresión
selective**

Zones offrant différents niveaux de compression, protégeant les muscles et les articulations des surcharges.



**Réduction
des vibrations
musculaires**

Moins de fatigue musculaire et meilleure stabilité fonctionnelle.



**Amélioration
de la circulation
sanguine**

Optimise l'oxygénation et favorise la récupération des tissus.



**Stimulation
proprioceptive
avancée**

Améliore la perception corporelle et le contrôle des mouvements en phase de réadaptation.



**Confort
optimal**

Élasticité enveloppante, douce et respectueuse de la peau.

Tissu

**Air
Quick**

Absorbe et évacue rapidement l'humidité de la peau, assurant une transpiration maximale.

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



activo
sport

P701BG

Genouillère élastique stabilisatrice

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes et instabilités légers, entorses légères, épanchements et inflammations articulaires, états inflammatoires postopératoires, épanchement récidivants articulaires, tendance à l'instabilité. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.

Récupérez en restant actif.

Air
Quick

SKIN
TECH
3D+



activo sport

Système anti-glissement intégré

Empêche le déplacement de l'orthèse pendant les mouvements.

Baleines de stabilisation latérales

Conçues pour guider le mouvement naturel de l'articulation, tout en améliorant le contrôle médio-latéral.

Panneau de décharge du creux poplite

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Coussinet rotulien 3angle²

Épouse la forme anatomique de la rotule, assurant sa stabilité et contribuant à son alignement pendant le mouvement. Ses 2 points de pression intégrés, situés de part et d'autre du tendon rotulien, renforcent le maintien à la rotule et favorisent la décharge des pressions dans la zone.



P701

Genouillère élastique stabilisatrice



S 32-36 cm
M 36-40 cm
L 40-47 cm
XL 47-52 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



activo sport

P700BG Genouillère élastique

Indications: Compression à la suite de lésions légères du genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes et instabilités légers, entorses légères, épanchements et inflammations articulaires. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



activo sport

Système anti-glissement intégré

Empêche le déplacement de l'orthèse pendant les mouvements.

Panneau de soulagement poplité

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

P700BG
Genouillère élastique

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-47 cm
XL	47-52 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



aqativo sport

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville. Instabilités légères, contusions, entorses et épanchements articulaires. Postopératoire et post-traumatisme. Faiblesse ligamentaire. Traumatismes légers. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

P706
**Chevillère
élastique
stabilisatrice
avec bandage
en «8»**

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



activo sport

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Panneau de décharge du cou-de-pied

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.

Bandage fonctionnel en «8»

Permet une immobilisation sélective et assure la stabilité en cas de charges élevées.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à répartir la tension et à réduire la pression sur les malléoles, tout en assurant la stabilisation. Protège contre la surcharge dans les tendons et minimise le risque de blessure.



P706

Chevillère élastique stabilisatrice avec bandage en «8»

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S 17-20 cm
M 20-23 cm
L 23-26 cm
XL 26-29 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



aqativo
sport

P705BG

Chevillère élastique stabilisatrice

Indicaciones: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville. Instabilités légères, contusions, entorses et épanchements articulaires. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.

Récupérez en restant actif.



activo sport

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Panneau de décharge du cou-de-pied

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à répartir la tension et à réduire la pression sur les malléoles, tout en assurant la stabilisation. Protège contre la surcharge dans les tendons et minimise le risque de blessure.

P705

Chevillère élastique stabilisatrice

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S 17-20 cm
M 20-23 cm
L 23-26 cm
XL 26-29 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



aqativo
sport

P707BG

Attelle de coude élastique

Indications: Stabilisation et compression contribuant à soulager la douleur et à éliminer les tensions au niveau du coude. Épicondyle latérale et médiane. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



aqativo

sport

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Panneau de décharge arrière

Point d'allègement conçu pour optimiser le confort en mouvement et la tolérance lors d'un port prolongé.



Coussinet anatomique en silicone

Contribue à distribuer la pression dans l'épicondyle/épitrochlée, éliminant la tension et soulageant la douleur.

Sangle de compression réglable

Permet d'ajuster et de renforcer la pression sur la zone douloureuse de manière sélective, améliorant l'effet de décharge. Amovible.

P707BG

Attelle de coude élastique

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S 23-27 cm
M 27-31 cm
L 31-35 cm
Bilatérale

Air
Quick

SKIN
TECH
3D+

PRIM



aqtivo sport

P709

Cuissière élastique

Indications: Compression à la suite de lésions musculaires de la cuisse. Rupture fibrillaire du quadriceps, distensions musculaires, post-traumatismes. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqtivo.
Récupérez en restant actif.



aqativo sport

Système anti-glissement intégral

Empêche le
déplacement de
l'orthèse pendant les
mouvements.

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus
sûr et plus grande
liberté de
mouvement.

P709

Cuissière élastique

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S 43-48 cm
M 48-52 cm
L 52-58 cm
XL 58-64 cm.

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



aqativo sport

P708

Attelle de mollet élastique

Indications: Compression à la suite de lésions musculaires du jumeau. Ruptures fibrillaires des jumeaux, distensions musculaires, post-traumatismes, protection du tibia. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



Système anti-glissement intégral

Empêche le déplacement de l'orthèse pendant les mouvements.

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

aqativo **sport**

P708

Attelle de mollet élastique

Vous êtes Aqativo.
Récupérez en restant actif.



S 29-35 cm
M 35-40 cm
L 40-44 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM



activo sport

P606

Indications: Stabilisation et compression contribuant à soulager la douleur localisée dans la région lombaire, dégénérescence ou faiblesse musculaire modérée de la colonne vertébrale, lumbago léger, post-partum, traitement post-opératoire ou post-traumatique de la zone lombaire.

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

4 baleines dorsales

Assurent la stabilisation de la zone lombaire et contribuent à réduire les tensions.

Passe main

Mise en place facile et pratique.

Fermetures par micro-velcro

Permettent un ajustement personnalisé de la compression.

activo
sport

P606

Ceinture sacrolombaire élastique

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm

Air
Quick

SKIN
TECH
3D+

PRIM

activo sport

P704BG

Attelle de poignet élastique métacarpienne

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, entorses, états inflammatoires chroniques post-traumatiques ou postopératoires, ténosynovite. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



activo sport

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

Sangle de renfort de compression

Permet d'ajuster et de renforcer la compression de manière sélective. Amovible.

P704BG

Attelle de poignet élastique métacarpienne

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.



S 14-16 cm
M 16-18 cm
L 18-22 cm

Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM

activo sport



P703BG

Attelle de poignet élastique type bandage

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, douleurs généralisées du poignet, tendinite, contusions légères. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Vous êtes Activo.
Récupérez en restant actif.

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**



aqtivo **sport**

Sangle de renfort de compression

Permet d'ajuster et de renforcer la compression de manière sélective. Amovible.

Forme anatomique sans coutures

Ajustement plus sûr et plus grande liberté de mouvement.

P703BG

Attelle de poignet élastique type bandage

Vous êtes Aqtivo.
Récupérez en restant actif.



14-24 cm

Talla única
One Size
Bilatérale

Air
Quick

**SKIN
TECH
3D+**

PRIM