



mottio^{sport}✓

Rendimiento & Precisión



MTTV205
soporte
infrapatelar



MTTV205
brazalete de
epicondilitis

Nueva generación de cinchas deportivas | one
SIZE



Ortesis de compresión focal
para descarga tendinosa.

mottio^{sport} ✓

Diseñadas para gestionar con precisión cada impacto, cada carga.

Tecnología elastodinámica

Innovadora estructura de TPE configurada con almohadillas integradas y espesores variables que permiten crear áreas de rigidez diferenciada.

- Favorece la distribución homogénea de cargas e impactos.
- Mejora la adaptación al movimiento.
- Reduce concentraciones bruscas de presión.
- Minimiza la sensación de impacto o rebote.
- Mantiene un elevado nivel de confort en uso.


El comportamiento viscoelástico del material TPE mejora la absorción y la disipación de impactos y gestiona de forma más eficaz las presiones.



MTTV205
brazaletes de
epicondilitis



MTTV705
soporte
infrapatelar



mottio^{sport} ✓

Entrena. Compite. Rinde con precisión.

MTTV205 brazalete de epicondilitis

Control avanzado de la carga
para acompañar a cada golpe,
lanzamiento o repetición.

Diseñada para **descargar las inserciones tendinosas del epicóndilo y la epitroclea** durante la actividad deportiva. Su sistema de compresión ayuda a redistribuir los vectores de carga generados por la musculatura del antebrazo antes de que alcancen la inserción tendinosa dolorosa.

**Talla
única**

Rango contorno codo
de 22 a 33 cm
Sin látex. Bilateral.



Indicaciones: Tratamiento de
epicondilitis (codo de tenista) o
epitrocleitis (codo de golfista), tanto
de origen deportivo como laboral.



 **PRIM**

mottio^{sport} ✓

Entrena. Compite. Rinde con precisión.

MTTV705 soporte infrapatelar

Control avanzado de la carga para responder a las exigencias de la carrera, el salto y los cambios de ritmo.

Diseñada para **descargar el tendón rotuliano** durante la actividad deportiva. Su sistema de compresión ayuda a redistribuir los vectores de carga generados por el aparato extensor de la rodilla, reduciendo la tensión sobre la inserción tendinosa dolorosa.

Talla única | Rango contorno rodilla de 25 a 46 cm
Sin látex. Bilateral.



Indicaciones: Tratamiento de la enfermedad de Osgood-Schlatter. Tratamiento de la tendinitis rotuliana (rodilla del saltador). Tratamiento de la condromalacia rotuliana.

