

**Movemos
la vida.**
Somos
especialistas



PRIM

ortopedia



Índice

Este INDICE es su primera guía de consulta.

Los productos de este catálogo están distribuidos de 2 formas diferentes: o bien en su línea de producto, o bien en su parte del cuerpo correspondiente.

Puede encontrar la información de los productos que forman parte de nuestras líneas completas, en el apartado de la línea de producto a la que correspondan.

Para facilitar la búsqueda de nuestros productos, **consulte en primer lugar este INDICE**. En él encontrará la tipología y la página del catálogo asociada a cada producto.



Introducción	6
Toma de medidas ortésica	10

Líneas de producto

Airtex Pro · ortesis textiles dinámicas	14
Rodilleras Airtex PRO	16
Tobilleras Airtex PRO	22
Airtex OS · ortesis textiles	24
Rodilleras Airtex OS	26
Cincha patelar Airtex OS	27
Muslera Airtex OS	27
Pantorrillera Airtex OS	28
Tobillera Airtex OS	28
Faja Airtex OS	29
Codera Airtex OS	30
Cincha epicondilitis Airtex OS	30
Muñequeras Airtex OS	31
Aqtivo Sport · ortesis elásticas	32
Rodilleras Aqtivo Sport	34
Muslera Aqtivo Sport	35
Pantorrillera Aqtivo Sport	35
Tobillera Aqtivo Sport	36
Codera Aqtivo Sport	37
Muñequeras Aqtivo Sport	38
Faja Aqtivo Sport	39
Aqtivo Skin · ortesis elásticas	40
Rodilleras Aqtivo Skin	42
Tobillera Aqtivo Skin	43
Codera Aqtivo Skin	44
Muñequeras Aqtivo Skin	45
Neoprair OS · ortesis neopreno	46
Rodilleras Neoprair OS	48

Muslera Neoprair OS	49
Cincha patelar Neoprair OS	50
Pantorrillera Neoprair OS	50
Tobillera Neoprair OS	51
Codera Neoprair OS	52
Cincha epicondilitis Neoprair OS	53
Muñequeras Neoprair OS	53
Faja Neoprair OS	55
Neoprair Tallas · ortesis neopreno	56
Rodilleras Neoprair	58
Tobillera Neoprair	61
Hombreira Neoprair	62
Codera Neoprair	63
Muñequeras Neoprair	63
Fajas Neoprair	64

Tronco

Corsés	68
Marcos hiperextensión	72
Corsé osteoporosis	83
Otros corsés	84
Ortesis tronco PrimSpine (niveles estabilización)	90
Fajas inelásticas Primspine	92
Sistema modular PrimSpine	96
Fajas semirrígidas elásticas PrimSpine	100
Fajas eláticas Prim Max	102
Faja elásticas Camp One	104
Fajas elásticas Elcross Lux	106
Fajas semirrígidas inelásticas Camp XXI	108
Fajas laborales PrimSpine	110
Fajas sujeción-protección PrimSpine.....	112
Bandas PrimSpine	114
Fajas compresión ligera	116

Encuentra la información de los productos marcados con asterico dentro de la línea de producto correspondiente

Índice general

Faja embarazada	117
Espaldilleras	118
Protectores torácicos	120
Collarines	122
Otras fajas	
Faja Airtex OS*	29
Faja Neoprair OS*	55
Faja Neoprair*	64

Miembro superior

Inmovilizador clavícula	130
Ortesis de húmero	132
Ortesis de hombro · codo	133
Ortesis de hombro: abducción	134
Ortesis de hombro: inmovilizadora	136
Cabestrillos	138
Coderas	
Codera Airtex OS*	30
Codera Aqtivo Sport*	38
Codera Aqtivo Skin*	44
Codera Neoprair OS*	52
Codera Neoprair*	62
Ortesis epicondilitys Mottio	140
Ortesis epicondilitis Airtex OS*	30
Ortesis epicondilitis Neoprair OS*	53
Ortesis antebraquial	141
Muñequeras termoplásticas	142
Ortesis pasivas nocturna	144
Muñequeras neurológicas multiposicionales	145
Muñequeras posicionadoras de mano/dedos	146
Muñequeras	
Muñequeras Airtex OS*	31
Muñequeras Neoprair OS*	33
Muñequeras Aqtivo Sport*	39
Muñequeras Aqtivo Skin*	44
Muñequeras Neoprair*	63

Muñequeras estabilizadoras inelásticas	148
Muñequeras estabilizadoras elásticas	151
Ortesis inmovilizadora de pulgar	154
Férulas dinámicas: posicionadoras de mano/dedo	155
Férulas dinámicas: extensoras/flexoras de dedo	158
Férulas dinámicas: inmovilizadoras de dedo	160

Miembro inferior

Ortesis abducción de cadera	164
Musleras	
Muslera Airtex OS*	18
Muslera Neoprair OS*	27
Muslera Aqtivo Sport*	49
Rodilleras	
Rodilleras Aqtivo PRO*	18
Rodilleras Airtex OS*	26
Rodilleras Aqtivo Sport*	34
Rodilleras Aqtivo Skin*	42
Rodilleras Neoprair*	48
Rodilleras Neoprair OS*	58
Rodilleras postoperatorias	166
Rodilleras genu recurvatum	168
Inmovilizadores de rodilla	169
Pantorrilleras	
Pantorrillera Airtex OS*	28
Pantorrillera Aqtivo Sport*	36
Pantorrillera Neoprair OS*	50
Ortesis patelar Mottio	170
Ortesis patelar Airtex OS*	27
Ortesis patelar Neoprair OS*	50
Férula multiposicional tobillo-pie	171
Walkers	172
Antiequinos textiles	176
Antiequinos	180
Tobilleras	
Tobillera Airtex PRO*	20

Tobillera textil Airtex OS*	26
Tobillera Aqtivo Sport*	35
Tobillera Aqtivo Skin*	41
Tobillera Neoprair OS*	49
Tobillera Neoprair	59
Estabilizadores de tobillo	180
Zapatos postquirúrgicos	182

Podología

ComforSil	188
ComforGel	198
Plantillas Comforgel	204
Comforgel Lady	205
OrthoPrim	206
Sinodor Sprays	210
Sinodor plantillas infantiles	211
Dermafeet	212

Línea pediátrica

MyPrim Kids	216
Faja sacrolumbar MyPrim Kids	218
Inmovilizador clavícula MyPrim Kids	218
Cabestrillo MyPrim Kids	219
Cincha inmovilizadora hombro MyPrim Kids	219
Muéquera MyPrim Kids	220
Inmovilizador de pulgar MyPrim	220
Rodillera MyPrim Kids	222
Inmovilizador de rodilla MyPrim Kids	222
Tobillera MyPrim Kids	223
Ortesis abducción de cadera pediátrico	224
Ortesis de corrección infantil	228
Collarines pediátricos	230
Marco de hiperextensión pediátrico	232
Otros pediátricos	233

Taller

Cojines	236
---------------	-----

Vida diaria

Cojines	244
Seguridad: chalecos y cinturones	246
Muletilas y bastones	248
Sillas de ducha/baño	258
Complemento baño	261
Vida diaria	262

Sujetadores mastectomía

Guía adaptación sujetadores	266
Guía de medidas sujetadores	267
Sujetadores mastectomía	268

OTC

Protectores bucales bruxismo	274
Fisioprim crema masaje	275
Fisioprim stick de árnica	276
PrimCare protectores labiales	277
Rehabilitación	278
SPD	280
Pastilleros y trituradores de pastillas	282
Humidificador	284
Cuidado de la salud	286

Material promocional

Material promocional	290
----------------------------	-----

Tenemos mucho que ofrecerte



+ de 150 años de historia

Grupo PRIM es una referencia en el mercado español

 farmacia

 ortopedia

 establecimientos ortopédicos

 podología

 fisioterapia y rehabilitación

 tecnología médica



cotiza en bolsa

desde 1985



252 M€* facturación 2025



+950 profesionales

Gracias a ellos la compañía ha conseguido posicionarse como líder y referencia en tecnología e innovación sanitaria



5 fábricas propias + 3 talleres de fabricación a medida

Fábricas en Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia y Florencia para producción y suministro de artículos médicos, ortopédicos y de parafarmacia. Talleres para la fabricación de artículos ortopédicos a medida (prótesis y ortésica) ubicados en A Coruña, Madrid y Valencia.



31 establecimientos ortopédicos

De alta cualificación



innovación

Nos anticipamos a las necesidades del mercado con el desarrollo de nuevos productos, innovando modelos y materiales



+1000 referencias

Tu proveedor único para productos de ortésica, podología, cuidado de la salud, productos de apoyo y parafarmacia



4 nuevas sociedades (Herbitas, Teyder, EasyTech, Ortoprono)

Adquiridas en 2022



empresa global

Exportación de productos propios y búsqueda de nuevos productos para el mercado local en los 5 continentes




líderes en calidad

Nuestros productos cumplen las normas de fabricación estándar asegurando su calidad de manera consistente



10 delegaciones

Disponemos de una estructura comercial consolidada con red propia para dar respuesta profesional y personalizada a las necesidades del mercado



atención personalizada

Escuchamos tus necesidades para garantizar el presente de tu negocio y abrir nuevas oportunidades de futuro

*Datos publicados en la CNMV - Estados de información No Financiera
Fecha de dato: 31/12/2025



PRIM, es una empresa con más de **150 años de historia** que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes; es una empresa española líder en el mercado de **la movilidad y el cuidado de la salud** de las personas.

Dentro de sus actividades, **PRIM** centra su labor en el diseño, fabricación y comercialización de productos de ortésica, protésica, podología, ayudas técnicas, OTC, fisioterapia, rehabilitación y medicina deportiva, así como en equipamientos integrales.

PRIM vende sus productos en 98 países de todo el mundo y tiene talleres propios de prótesis y ortesis a medida.

*En **PRIM** mejoramos la vida de las personas, liderando la innovación sanitaria*




 **PRIM Toma de medidas**

Cuello



Contorno y altura del cuello



Altura del paciente

Tronco



Contorno de cintura




Contorno de cadera



Contorno bajo pecho




Contorno de cadera y altura desde la banda pélvica hasta la banda externa del marco



Contorno de cintura y cadera



Contorno bajo pecho, cintura y cadera




Contorno altura pelvis


Miembro superior




Contorno de brazo



Contorno de brazo en zona proximal (A) y longitud desde el final del hombro al codo (B)



Contorno de codo



Longitud del antebrazo y de la mano



Contorno de muñeca



Contorno de muñeca y pulgar



Ancho de la palma de la mano



Contorno de la mano



Ancho de dedos en 1ª falange



Longitud del pliegue palmar al pliegue distal del dedo



Ancho de dedo en falange proximal



Contorno de la articulación interfalángica proximal



Contorno de la articulación interfalángica distal



Longitud de la articulación interfalángica distal



Longitud de la férula


Miembro inferior




Con las piernas en abducción, tomar la distancia entre los huesos poplíteos.




Contorno de muslo




Contorno de rodilla




Contorno a 10 cm por encima de la rodilla




Contorno sobre la rótula




Contorno muslo y pantorrilla a 15 cm desde el centro de la patela




Contorno de pantorrilla



Altura de la ortesis



Contorno de antepie



Contorno de tobillo



Contorno de tobillo pasando por el talón




Número zapato



Distancia entre el centro de los zapatos.



Longitud del pie del recién nacido desde la base del talón a la punta del dedo gordo.



Medidas: A: Distancia del hueso poplíteo-talón. B: Contorno en 1/3 medio del muslo. C: Contorno de pantorrilla.

1



PRIM

Líneas de producto



airtex^{PRO}

ORTESIS ESTABILIZADORAS DE RODILLA Y TOBILLO


*siéntete viv@
100% activ@*

Nuevo Airtex

Ortesis de rodilla y tobillo que proporcionan estabilidad articular dinámica, ayudando a mejorar el tratamiento y garantizar una recuperación rápida y segura.

Máxima adaptabilidad, transpirabilidad, ligereza y confort para la articulación.

Estabilidad comfortable: se adaptan a la dinámica de tu movimiento.



**flex
eco
sense**

Tejido tricapa
Ligereza adaptable

Tejido semielástico de última generación, flexible y ligero, con altas propiedades compresivas y un alto poder de recuperación de forma que se adapta de manera natural a la articulación.



**100%
transpiración activa**

Sus tejidos están diseñados para garantizar la correcta ventilación favoreciendo la **eliminación activa del calor y el sudor**. Ayudan a sentirse fresco y cómodo.



Siempre a la vanguardia
Para una experiencia de uso única

100% LATEX FREE ✓



airtex^{PRO}


Un sistema revolucionario

AirtexPRO se adapta a cada lesión con su revolucionario sistema de **ajuste versátil**: una combinación de hebillas, pasadores y cinchas que, mediante la colocación selectiva de las mismas, permite personalizar el tratamiento en función de las necesidades de estabilización específicas de cada paciente.



Una ortesis, cuatro aplicaciones

LCA



Tracción femoral hacia adelante y tibial hacia atrás: **lesión ligamento cruzado anterior.**

Tracción femoral hacia atrás y tibial hacia adelante: **lesión ligamento cruzado posterior.**



LCP



Este sistema único también permite personalizar la ortesis en casos de leves lesiones de hiperextensión o leves flexiones patológicas.




genu-recurvatum

normal



Tracción femoral y tibial hacia atrás: **genu-recurvatum leve**



normal

genu-flexum



Tracción femoral y tibial hacia adelante: **genu-flexum**

airtex^{PRO}



Rodete rotuliano anatómico

Sistema de ajuste versátil para la individualización del tratamiento

articulaciones policéntricas dinámicas con sistema ROM

AIRTEX · RODILLERA CON ARTICULACIÓN ROM

Ref.: ATX730

Características

- Ortesis estabilizadora de rodilla confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 2 articulaciones policéntricas dinámicas, con sistema ROM, reflejan el movimiento anatómico de la rodilla durante la marcha. Limitan la amplitud de movimiento de la rodilla, permitiendo controlar la flexo-extensión en un rango regulable: proporcionan bloqueo de hiperextensión 0°, 30°, 55°, 75°, 95°, 110° de flexión y 15° o 75° de extensión.
- El ajuste del ángulo de flexión y extensión se realiza mediante tornillos allen especiales y su ajuste está asegurado para que no pueda ser manipulado por el paciente.
- Rodete rotuliano almohadillado, con forma anatómica triangular, ayuda a mantener la estabilidad y la alineación de la rótula durante el movimiento.
- Sistema de ajuste versátil*: permite conformar la ortesis para las necesidades específicas de cada paciente.
- Tejido malla para la protección de la rótula y del hueso poplíteo: mejora la comodidad y favorece la dinámica de la marcha.
- Apertura superior protegida con tejido malla, que agiliza la colocación y adaptación a diferentes morfologías.
- Soportes de ayuda a la colocación.
- Incluye kit con 2 pernos de repuesto y 1 llave allen especial para la adaptación de la articulación con rapidez y facilidad.
- Bilateral.

Indicaciones

Control de la movilidad de la rodilla. Tratamiento postquirúrgico de la rodilla, inestabilidad de rodilla anteroposterior y medio Lateral, lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) y lesión de ligamento cruzado posterior (LCP). Rehabilitación después de lesiones y postcirugías.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
837877	S	33,5	32 - 35
837878	M	33,5	35 - 38
837879	L	33,5	38 - 41
837880	XL	33,5	41 - 45
837881	XXL	33,5	45 - 50



TEJIDO flex eco sense

100% LATEX FREE



AIRTEX · RODILLERA CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA

Ref.: ATX721


Características

- Ortesis estabilizadora de rodilla confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 2 articulaciones policéntricas insertadas a ambos lados refuerzan la estabilidad a nivel medio-lateral de la rodilla facilitando su flexo-extensión fisiológica.
- Rodete rotuliano almohadillado, con forma anatómica triangular, ayuda a mantener la estabilidad y la alineación de la rótula durante el movimiento.
- Sistema de ajuste versátil*: permite conformar la ortesis para las necesidades específicas de cada paciente.
- Tejido malla para la protección de la rótula y del hueso poplíteo: mejora la comodidad y favorece la dinámica de la marcha.
- Apertura superior protegida con tejido malla, que agiliza la colocación y adaptación a diferentes morfologías.
- Soportes de ayuda a la colocación.
- Bilateral.

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis y osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia, subluxación rotuliana, post traumatismos y postcirugía. Control de varo y valgo. Inestabilidad de ligamento colateral o patelofemoral, lesiones de LCA, LCP, lesiones meniscales, de ligamentos laterales y mixtas.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
837871	S	33,5	32 - 35
837872	M	33,5	35 - 38
837874	L	33,5	38 - 41
837875	XL	33,5	41 - 45
837876	XXL	33,5	45 - 50



TEJIDO
**flex
eco
sense**

100% LATEX FREE ✓



AIRTEX · RODILLERA ENVOLVENTE CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA

Ref.: ATX720

Características

- Ortesis estabilizadora de rodilla confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 2 articulaciones policéntricas insertadas a ambos lados refuerzan la estabilidad a nivel medio-lateral de la rodilla facilitando su flexo-extensión fisiológica.
- Rodete rotuliano almohadillado, con forma anatómica triangular, ayuda a mantener la estabilidad y la alineación de la rótula durante el movimiento.
- Rótula protegida gracias al fino tejido de malla, que la envuelve y mejora la comodidad.
- Cierre envolvente mediante doble banda para facilitar el ajuste durante el proceso inflamatorio.
- Diseño abierto en hueco poplíteo.
- Con sistema antideslizante antialérgico que evita la rotación y el desplazamiento de la prenda.
- Bilateral.

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis y osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia, subluxación rotuliana, inestabilidad de ligamento colateral o patelofemoral. Control de varo y valgo. Post traumatismos y postcirugía.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
837868	S	33,5	32 - 36
837869	M	33,5	36 - 41
837870	L	33,5	41 - 49

TEJIDO flex eco sense
100% LATEX FREE



AIRTEX · RODILLERA CON FLEJES Y CINCHAS

Ref.: ATX710

Características


- Ortesis estabilizadora de rodilla confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 2 estabilizadores laterales flexibles a cada lado guían la curvatura fisiológica de la rodilla, proporcionando soporte medio-lateral a la articulación sin limitar la flexo-extensión.
- Rodete rotuliano almohadillado, con forma anatómica triangular, ayuda a mantener la estabilidad y la alineación de la rótula durante el movimiento.
- Doble sistema de ajuste invertido que refuerza el control de la articulación y ayuda a fijar la posición de la rodilla aportando mayor estabilidad anteroposterior y mediolateral.
- Tejido malla para la protección de la rótula y del hueco poplíteo: mejora la comodidad y favorece la dinámica de la marcha.
- Soportes de ayuda a la colocación.
- Bilateral.

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, subluxación rotuliana, condromalacia rotuliana, distensiones y esguinces, subluxación patelar.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
837862	S	32,5	32 - 35
837864	M	32,5	35 - 38
837865	L	32,5	38 - 41
837866	XL	32,5	41 - 45
837867	XXL	32,5	45 - 50

TEJIDO flex eco sense
100% LATEX FREE



AIRTEX · TOBILLERA CON FÉRULA Y CINCHAS

Ref.: ATX830

Características

- Ortesis estabilizadora de tobillo confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 1 férula anatómica de estabilización medio-lateral, posiciona la articulación tibio-tarsiana en pronación.
- La banda unida a la férula contrarresta los movimientos de supinación favoreciendo aún más la pronación.
- La cincha trasera inelástica bloquea las valvas y fija la ortesis.
- La apertura frontal completa, tanto en tibia como en empeine, junto a los 2 cierres tibiales, facilitan la colocación y la adaptación de la ortesis.
- Compresión regulable: reducida en la zona del empeine y en la planta del pie para mejorar el confort. Talón libre.
- Guarda lado R/L

Indicaciones

Rehabilitación postoperatoria tras inmovilización, posicionamiento postraumático, esguinces de 2°.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO TOBILLO (cm)
837886	SR	23	17 - 20
837887	SL	23	17 - 20
837888	MR	23	20 - 25
837889	ML	23	20 - 25
837890	LR	23	25 - 30
837891	LM	23	25 - 30





AIRTEX · TOBILLERA CON ESTABILIZADORES Y VENDAJE EN “8”

Ref.: ATX820

Características

- Ortesis estabilizadora de tobillo confeccionada en tejido elástico-compresivo tricapa, técnico FlexEcoSense, 100% transpirable: desarrollado con fibras recicladas, se adapta de manera natural a la articulación.
- 2 estabilizadores laterales extraíbles, con forma ergonómica, se adaptan cómodamente a la morfología del tobillo: limitan la movilidad medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana, asegurando el proceso de curación.
- Evolutiva: los estabilizadores pueden retirarse cuando avance el proceso de rehabilitación.
- Una banda elástica permite realizar el vendaje funcional en “8” mejorando la estabilización.
- Apertura frontal con 3 cierres tibiales que facilitan la colocación y la adaptación de la ortesis.
- Compresión regulable: reducida en la zona del empeine y en la planta del pie para mejorar el confort. Talón libre.
- Bilateral

Indicaciones

Tratamiento de esguince de tobillo leve y moderado, tendinitis de tobillo, traumatismo, contusión, derrame articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, artritis de tobillo e inestabilidad.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO TOBILLO (cm)
837882	S	21	20 - 22
837883	M	21	22 - 24
837884	L	21	24 - 26
837885	XL	21	26 - 28



airtex onesize

SOportes TERAPÉUTICOS TEXTILES

*siéntete viv@
100% activ@*


Nuevo Airtex

Soportes terapéuticos textiles para la recuperación de lesiones agudas y para media y alta actividad.

Máxima transpirabilidad,
ligereza y comodidad.

FST Friendly
Skin Tech
desarrollo
innovador
sin costuras
confort integral

Desarrollada con tecnología bonding **Fiendly Skin Technology**, sin costuras que disminuye el rozamiento con la piel e incrementa el confort del usuario. Sus materiales de última generación más flexibles ligeros, y con altas propiedades compresivas se adaptan con naturalidad a la articulación o zona lesionada.



tejido tricapa
ligereza adaptable

Capa superior de licra compresiva decorada en tecnología gofrado y combinada con velour efecto terciopelo.

Capa media de espuma ligera con gran capacidad de compresión y adaptación.

Licra compresiva de tacto suave en contacto con la piel.



100% transpiración activa

Sus tejidos están diseñados para garantizar la correcta ventilación ayudando a la **eliminación activa del calor y del sudor**. Ayudan a mantener la piel sana y sentirse fresco y cómodo.

100% LATEX FREE ✓

AIRTEX · RODILLERA one size


Ref.: ATXOS700

Características

- Rodillera estabilizadora desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación.
- 4 estabilizadores laterales en espiral (2 a cada lado) favorecen el control medio-lateral de la rodilla, permitiendo el movimiento de flexión.
- Rodete rotuliano almohadillado con forma anatómica triangular que ayuda a mantener la estabilidad de la rótula durante su uso.
- 2 cierres de micro-gancho permiten realizar el ajuste y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Hueco poplíteo abierto para mayor comodidad.
- Sistema antideslizante antialérgico que evita la rotación y el desplazamiento de la prenda.
- Bilateral.

Indicaciones

Inestabilidad leve de los ligamentos colaterales, inestabilidad patelofemoral, inestabilidades congénitas o adquiridas. Dolor articular e inflamaciones en artrosis y artritis, tendinitis. Como tratamiento postquirúrgico de la rodilla, procesos rehabilitadores.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	RANGO (cm)	
831835	Única	27	27 - 50	



100% LATEX FREE ✓



AIRTEX · RODILLERA CORTA one size


Ref.: ATXOS703

Características

- Rodillera estabilizadora desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación.
- 4 estabilizadores laterales en espiral (2 a cada lado) favorecen el control medio-lateral de la rodilla, permitiendo el movimiento de flexión.
- Rodete rotuliano almohadillado con forma anatómica triangular que ayuda a mantener la estabilidad de la rótula durante su uso.
- 2 cierres de micro-gancho permiten ajustar la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Hueco poplíteo abierto para mayor comodidad.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, tendinitis, ligeras inestabilidades de rodilla e inestabilidad patelofemoral. Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	RANGO (cm)	
831836	Única	19	27 - 50	



100% LATEX FREE ✓



AIRTEX · CINCHA PATELAR one size


Ref.: ATXOS705

Características

- Soporte infrapatelar desarrollado en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación.
- Interior con alma de PVC que aporta consistencia para mayor estabilidad en la rodilla.
- Diseño simétrico que favorece el confort y la colocación.
- Almohadilla anatómica de silicona que ejerce presión sobre el tendón rotuliano aliviando el dolor.
- Hebilla doble que asegura la posición de la cincha sin desplazamientos.
- Fácilmente regulable mediante 2 cinchas con cierre de microgancho.
- Bilateral.

In dicaciones

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)	
831837	Única	25 - 45	



100% LATEX FREE ✓



AIRTEX · MUSLERA one size

Ref.: ATXOS901

Características

- Muslera desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte y compresión sobre la zona afectada del muslo, ayudando a reducir el dolor.
- Doble banda de cierre micro-gancho que permite ajustar la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Sistema antideslizante antialérgico que evita la rotación y el desplazamiento de la prenda.
- Bilateral.

Indicaciones

Desgarros musculares, roturas fibrilares o distensiones en cuádriceps, abductores o isquiotibiales. Post-traumatismos.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)	
831838	Única	35 - 65	



100% LATEX FREE ✓



AIRTEX · PANTORRILLERA onesize

Ref.: ATXOS902

Características

- Pantorrillera desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte y compresión sobre la zona lesionada del gemelo, ayudando a reducir el dolor.
- 3 bandas con cierres de micro-gancho permiten realizar el ajuste de la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Desgarros musculares, roturas fibrilares o distensiones en el músculo tibial anterior o gemelos. Postraumatismos.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831839	Única	26 - 48



100% LATEX FREE



AIRTEX · TOBILLERA CRUZADA onesize

Ref.: ATXOS800

Características

- Tobillera estabilizadora desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación.
- Cinchas cruzadas que permiten ejecutar el control medio-lateral del tobillo de forma gradual.
- Cierres de micro-gancho que permiten realizar el ajuste de la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Talón abierto para mayor comodidad en la pisada.
- Confortable y adaptable a cualquier zapato.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince. Contusión y dolor muscular. Inestabilidad y rigidez articular. Soporte y protección en la práctica deportiva.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831840	Única	18 - 30



100% LATEX FREE



AIRTEX · FAJA SACROLUMBAR onesize

Ref.: ATXOS600

Características

- Faja sacrolumbar semirrígida desarrollado en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
- Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación.
- 4 ballenas paravertebrales de acero extraíbles y adaptables ofrecen elevada estabilización en la zona lumbar.
- Bandas tensoras para un extra de compresión, que pueden retirarse en función de las necesidades del paciente.
- Banda de ajuste con cierre de micro-gancho que permite regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
- Diseño modular 4 piezas: permite adaptar la faja de manera óptima a la anatomía y necesidades de cada paciente.

Indicaciones

Lumbalgia, artrosis lumbar, osteoporosis, osteomalacia, discopatía, lumbociática y procesos postoperatorios lumbares.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)
833853	Única	26	75 - 120



100% LATEX FREE



EVOLUTIVA

Las bandas tensoras de ajuste se pueden quitar y poner en función de las necesidades del paciente

AIRTEX · CODERA onesize
Ref.: **ATXOS200**

- Características**
- Codera desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
 - Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación.
 - Su diseño anatómico aporta una compresión cómoda en el brazo.
 - Dobles bandas de cierre microgancho que permiten ajustar la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
 - Bilateral.

Indicaciones
Distensiones. Esguince leve. Epicondilitis y epitrocleitis incipiente. Cuidado y prevención de lesiones musculares.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831831	Única	17 - 33



AIRTEX · CINCHA EPICONDILITIS onesize
Ref.: **ATXOS205**

- Características**
- Cincha epicondilitis desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
 - Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación.
 - Interior con alma de PVC que aporta consistencia para mayor estabilidad.
 - Diseño simétrico que permite su uso para epicondilitis y para epitrocleitis mejorando el confort y ofreciendo mayor sensación de sujeción.
 - Almohadilla anatómica de silicona, reposicionable, que ejerce presión sobre el epicóndilo, aliviando el dolor.
 - Fácilmente regulable mediante cincha con cierre de microgancho.
 - Hebilla doble que asegura la posición de la cincha sin desplazamientos.
 - Bilateral.

Indicaciones
Tratamiento de epicondilitis (codo de tenista) o epitrocleitis (codo de golfista).

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831832	Única	20 - 31



AIRTEX · MUÑEQUERA DE PULGAR onesize
Ref.: **ATXOS100**

- Características**
- Muñequera de pulgar desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
 - Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación.
 - Diseño envolvente que estabiliza la articulación trapecio-metacarpiana y de muñeca, manteniendo la abducción de pulgar y la funcionalidad de la mano.
 - Cierres de micro-gancho que permiten ajustar la prenda y regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
 - Bilateral.

Indicaciones
Sinovitis articular postraumática del primer radio, tras un tratamiento de inmovilización con yeso, artrosis de pulgar, artritis, rizartrosis, síndrome del túnel carpiano, tendinitis.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831834	Única	14 - 20



AIRTEX · MUÑEQUERA onesize
Ref.: **ATXOS103**

- Características**
- Muñequera vendaje desarrollada en tecnología bonding FST, sin costuras en contacto con la piel: previene roces e incrementa el confort.
 - Confeccionada en tejido tricapa 100% transpirable, ligero, confortable y de fácil adaptación: proporciona soporte a la articulación de la muñeca.
 - Doble ajuste mediante cincha rígida que aporta mayor estabilidad y cierres de micro-gancho que permiten regular la compresión de forma individualizada y en cada fase del tratamiento.
 - Bilateral.

Indicaciones
Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves. Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
831833	Única	13 - 26



NUEVO

aqativo sport

ORTESIS ELÁSTICAS

Ortesis elásticas diseñadas para acompañar el movimiento durante el proceso de recuperación/readaptación funcional tras lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas y óseas.

+soporte

Soporte intensivo, para quienes requieren más.

Compresión activa diseñada para acompañar el movimiento deportivo durante la recuperación.



Eres activo. *Recupérate sin parar*



Movimiento activo durante la recuperación

Aqativo Sport incorpora la tecnología SkinTech3D+, una evolución de su estructura, con **compresión zonal** más precisa y optimizada.

Aporta soporte dinámico, mejora el control el movimiento durante la práctica deportiva y acompaña a la recuperación activa sin limitar la movilidad.



Absorbe y expulsa rápidamente la humedad de la piel para una máxima transpiración.



Compresión selectiva

Áreas con diferentes grados de compresión que protegen músculos y articulaciones frente a sobrecargas.



Reducción de vibraciones musculares

Menor fatiga muscular y mayor estabilidad funcional.



Mejora de la circulación sanguínea

Optimiza el aporte de oxígeno y favorece la recuperación tisular.



Estimulación propioceptiva avanzada

Mayor conciencia corporal y control del movimiento en fases de readaptación.



Comodidad integral

Elasticidad envolvente, suave y respetuosa con la piel.



AQTIVO SKIN · RODILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA

Ref.: P701

Características

- Rodillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su exclusiva almohadilla rotuliana 3angle², envuelve de forma anatómica a la rótula, le aporta estabilidad y contribuye a su alineación durante el movimiento. Sus 2 puntos de presión integrados y situados a ambos lados del tendón rotuliano, aportan mayor contención a la rótula y favorecen la descarga de presiones en la zona.
- Incorpora 2 flejes estabilizadores que guían el movimiento natural de la articulación para un mejor control medio-lateral.
- Un sistema antideslizante integrado, mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- El panel de descarga poplíteea está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares, estados inflamatorios postoperatorios, derrame recidivante de la articulación, tendencia a la inestabilidad. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736391	S	32 - 36
736390	M	36 - 40
736389	L	40 - 47
737536	XL	47 - 52



AQTIVO SKIN · RODILLERA ELÁSTICA

Ref.: P700

Características

- Rodillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora un sistema integral antideslizante que mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- El panel de descarga poplíteea está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736385	S	32 - 36
736384	M	36 - 40
736383	L	40 - 47
737537	XL	47 - 52



AQTIVO SPORT · MUSLERA ELÁSTICA

Ref.: P709

Características

- Muslera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su sistema antideslizante integrado mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Compresión tras lesiones musculares en el muslo. Rotura fibrilar del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUSLO (cm)
736331	S	43 - 48
736330	M	48 - 52
736329	L	52 - 58
825740	XL	58 - 64



AQTIVO SPORT · PANTORRILLERA ELÁSTICA

Ref.: P708

Características

- Pantorrillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su sistema antideslizante integrado mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Compresión tras lesiones musculares en el gemelo. Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos, protección de la tibia. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO PANTORRILLA (cm)
736379	S	29 - 35
736378	M	35 - 40
736377	L	40 - 44



AQTIVO SPORT · TOBILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA

Ref.: P705

Características

- Tobillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el estrés en los maleolos proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- El panel de descarga del empeine está diseñado con un punto más ligero que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo. Inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)	
736397	S	17 - 20	
736396	M	20 - 23	
736395	L	23 - 26	
825361	XL	26 - 29	



AQTIVO SPORT · TOBILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA VENDAJE EN “8”

Ref.: P706

Características

- Tobillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el estrés en los maleolos proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su vendaje funcional en 8 permite la inmovilización selectiva y proporciona estabilidad bajo altas cargas.
- El panel de descarga del empeine está diseñado con un punto más ligero que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo. Inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares. Postoperatoria y postraumática. Debilidad ligamentosa. Traumatismos leves. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva..

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)	
736403	S	17 - 20	
736402	M	20 - 23	
736401	L	23 - 26	
825363	XL	26 - 29	



AQTIVO SPORT · CODERA ELÁSTICA

Ref.: P707

Características

- Codera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a distribuir la presión del epicóndilo/epitróclea, eliminando la tensión y aliviando el dolor.
- Una cincha de compresión regulable, refuerza de forma selectiva la presión en el punto de dolor aumentando el efecto de descarga. Removible.
- El panel de descarga anterior está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral

Indicaciones

Estabilización y compresión para aliviar el dolor y ayudar a eliminar tensiones generadas en el codo. Epicondilitis lateral y medial. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO CODO (cm)	
736320	S	23 - 27	
736319	M	27 - 31	
736318	L	31 - 35	



AQTIVO SPORT · MUÑEQUERA ELÁSTICA METACARPIANA

Ref.: P704

Características

- Muñequera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su cincha de compresión extra refuerza la compresión de forma selectiva. Removible.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios crónicos postraumáticos o postoperatorios, tendovaginitis. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)	
736325	S	14 - 16	
736324	M	16 - 18	
736323	L	18 - 22	



AQTIVO SPORT · MUÑEQUERA ELÁSTICA VENDAJE

Ref.: P703

Características

- Muñequera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su cincha de compresión extra refuerza la compresión de forma selectiva. Removible.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA ÚNICA RANGO (cm)	
736321	14 - 24	



AQTIVO SPORT · FAJA LUMBOSACRA ELÁSTICA

Ref.: P606

Características

- Faja lumbosacra elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D+* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora 4 ballenas dorsales que aportan estabilidad a nivel lumbar, liberando tensiones en la zona.
- Con cierre microvelcro que permite regular la compresión de forma individualizada.
- Y un pasador de mano para una aplicación fácil y cómoda.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.

Indicaciones

Estabilización y compresión para aliviar el dolor en la zona lumbar, degeneración o insuficiencia muscular moderada en la columna vertebral, lumbago leve, postparto, postoperatorio/postraumático en la zona lumbar.

C.I.	TALLA	CONTORNO CINTURA (cm)		
846349	S	80 - 90		
846351	M	90 - 100		
846352	L	100 - 110		
846353	XL	110 - 120		



NUEVO

aqativo skin

ORTESIS ELÁSTICAS

Ortesis elásticas diseñadas para acompañar el movimiento durante el proceso de recuperación/readaptación funcional tras lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas y óseas.

+comodidad

Soporte ligero, para el día a día.

Compresión suave y cómoda, diseñada para mantenerse activo con naturalidad durante el proceso de recuperación.



Eres aqativo. *Recupérate sin parar*



**Movimiento
confortable**
*durante la
recuperación*

Aqativo Skin incorpora la tecnología **SkinTech3D**, con áreas estratégicas de compresión que proporcionan un **soporte suave y seguro** en el día a día.

Aporta control al movimiento y acompaña a la recuperación natural sin limitar la movilidad.



Absorbe y expulsa rápidamente la humedad de la piel para una máxima transpiración.



**Compresión
selectiva**

Zonas con diferentes grados de compresión que activan los músculos y dan soporte a las articulaciones.



**Mejora de la
circulación
sanguínea**

Optimiza el aporte de oxígeno y favorece la recuperación tisular.



**Estimulación
propioceptiva
avanzada**

Mayor conciencia corporal y control del movimiento en fases de readaptación.



**Comodidad
integral**

Elasticidad envolvente, suave y respetuosa con la piel.



AQTIVO SKIN · RODILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA



Ref.: P701BG

Características

- Rodillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su exclusiva almohadilla rotuliana 3angle², envuelve de forma anatómica a la rótula, le aporta estabilidad y contribuye a su alineación durante el movimiento. Sus 2 puntos de presión integrados y situados a ambos lados del tendón rotuliano, aportan mayor contención a la rótula y favorecen la descarga de presiones en la zona.
- Incorpora 2 flejes estabilizadores que guían el movimiento natural de la articulación para un mejor control medio-lateral.
- Un sistema antideslizante integrado, mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- El panel de descarga poplíteo está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares, estados inflamatorios postoperatorios, derrame recidivante de la armiculación, tendencia a la inestabilidad. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)		
736394	S	32 - 36		
736393	M	36 - 40		
736392	L	40 - 47		
737534	XL	47 - 52		

almohadilla rotuliana 3angle²



AQTIVO SKIN · RODILLERA ELÁSTICA



Ref.: P700BG

Características

- Rodillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora un sistema integral antideslizante que mantiene la ortesis en su lugar durante el movimiento.
- El panel de descarga poplíteo está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Compresión tras lesiones leves de rodilla. Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)		
736388	S	32 - 36		
736387	M	36 - 40		
736386	L	40 - 47		
737535	XL	47 - 52		



AQTIVO SKIN · TOBILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA VENDAJE EN “8”

Ref.: P706BG

Características

- Tobillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el estrés en los maleolos proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su vendaje funcional en 8 permite la inmovilización selectiva y proporciona estabilidad bajo altas cargas.
- El panel de descarga del empeine está diseñado con un punto más ligero que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo. Inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares. Postoperatoria y postraumática. Debilidad ligamentosa. Traumatismos leves. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)		
736406	S	17 - 20		
736405	M	20 - 23		
736404	L	23 - 26		
825364	XL	26 - 29		



AQTIVO SPORT · TOBILLERA ELÁSTICA ESTABILIZADORA

Ref.: P705BG

Características

- Tobillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a dispersar la tensión, y a reducir el estrés en los maleolos proporcionando estabilización. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- El panel de descarga del empeine está diseñado con un punto más ligero que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de tobillo. Artrosis y artritis leve de tobillo. Inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)		
736400	S	17 - 20		
736399	M	20 - 23		
736398	L	23 - 26		
825362	XL	26 - 29		



■ AQTIVO SKIN · TOBILLERA ELÁSTICA

Ref.: P710BG

Características

- Tobillera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración..
- El panel de descarga del empeine está diseñado con un punto más ligero que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral

Indicaciones

Compresión tras lesiones leves de tobillo. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)
737201	S	17 - 20
737200	M	20 - 23
737199	L	23 - 26
825365	XL	26 - 29



■ AQTIVO SKIN · CODERA ELÁSTICA

Ref.: P707BG

Características

- Codera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Incorpora almohadillado anatómico de silicona que ayuda a distribuir la presión del epicóndilo/epitróclea, eliminando la tensión y aliviando el dolor.
- Una cincha de compresión regulable, refuerza de forma selectiva la presión en el punto de dolor aumentando el efecto de descarga. Removible.
- El panel de descarga anterior está diseñado con un punto más ligero, que optimiza el confort en movimiento y la tolerancia en uso prolongado.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral

Indicaciones

Estabilización y compresión para aliviar el dolor y ayudar a eliminar tensiones generadas en el codo. Epicondilitis lateral y medial. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO CODO (cm)
736593	S	23 - 27
736592	M	27 - 31
736591	L	31 - 35



■ AQTIVO SKIN · MUÑEQUERA ELÁSTICA METACARPIANA

Ref.: P704BG

Características

- Muñequera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su cincha de compresión extra refuerza la compresión de forma selectiva. Removible.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios crónicos posttraumáticos o postoperatorios, tendovaginitis. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)
736328	S	14 - 16
736327	M	16 - 18
736326	L	18 - 22



■ AQTIVO SKIN · MUÑEQUERA ELÁSTICA VENDAJE

Ref.: P703BG

Características

- Muñequera elástica fabricada en tejido elástico con tecnología *SkinTech3D* con áreas estratégicas de compresión que proporcionan soporte suave, favorece la circulación sanguínea y mejora la propiocepción.
- Su tejido *AirQuick* absorbe y expulsa la humedad de la piel para una máxima transpiración.
- Su cincha de compresión extra refuerza la compresión de forma selectiva. Removible.
- Forma anatómica, sin costuras, para un ajuste más seguro y mayor libertad de movimiento.
- Bilateral.

Indicaciones

Estabilización y compresión tras lesiones leves de muñeca. Osteoartritis leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales. Estimulación propioceptiva.

C.I.	TALLA ÚNICA RANGO (cm)
736322	14 - 24





NUEVAS PROTECCIONES DE NEOPRENO TRANSPIRABLE

NUEVA línea **One Size de Neoprair** con una adaptación más confortable y específica para cada parte del cuerpo. Con licra y neopreno en una combinación que potencia la **resistencia, ligereza, flexibilidad** y **suavidad** en todas las prendas.

Diseños actuales y minimalistas en ortesis muy cómodas de llevar y cuyo poder transpirable minimiza las irritaciones en la piel que producen los neoprenos habituales.

ONE
size

100% LATEX FREE ✓



Calor que protege, transpiración que impulsa. tú ganas.

NUEVO TEJIDO

Adaptación y flexibilidad

El nuevo tejido licra-neopreno-licra de **Neoprair**, más ligero, más compresivo y con mayor poder de adaptación, se mimetiza con la morfología y dinamismo de músculos y articulaciones, potencia la sujeción y la estabilización sin limitar la movilidad, y proporciona mayor control y mayor seguridad en cada movimiento.



● Licra
● Neopreno
● Licra


Un neopreno exclusivo que te cuida.



Termocompresión y transpiración

Retiene el calor natural corporal: el calor terapéutico que proporciona Neoprair estimula la circulación sanguínea, ayudando a reducir el dolor y la rigidez articular y muscular, claves en el manejo de condiciones crónicas

Expulsa el sudor: en combinación con la transpirabilidad que ofrece su exclusivo núcleo, Neoprair asegura que la piel permanezca seca, reduce el riesgo de irritación por el uso prolongado y mejora el confort.



Y te protege.

Prevención de nuevas lesiones.

Además de ser una solución eficaz en el manejo de lesiones crónicas, los mecanismos de acción de Neoprair ayudan a prevenir recidivas, ofreciendo soporte adicional en situaciones de estrés articular o movimientos repetitivos.

NEOPRAIR · RODILLERA

Ref.: NPOS136

ONE size

Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Conformada con estabilizadores laterales en espiral que proporcionan soporte medio-lateral sin limitar la flexo-extensión de la rodilla.
- Incorpora rodete rotuliano que ayuda a centrar y a estabilizar la rótula.
- Abierta en la zona poplítea para mayor comodidad.
- El cierre envolvente con doble banda de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada. Mantiene la posición de la ortesis.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, postraumatismos y post-cirugía.

C.I.	RANGO (cm)	ALTURA (cm)
736437	27 - 47	28





NEOPRAIR · RODILLERA CORTA

Ref.: NPOS703

ONE size


Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Conformada con estabilizadores laterales en espiral que proporcionan soporte medio-lateral sin limitar la flexo-extensión de la rodilla.
- Incorpora rodete rotuliano que ayuda a centrar y a estabilizar la rótula.
- Abierta en la zona poplítea para mayor comodidad.
- El cierre envolvente con doble banda de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada. Mantiene la posición de la ortesis.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, tendinitis, ligeras inestabilidades de rodilla e inestabilidad patelofemoral. Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo. Pacientes que por su especial morfología requieran una rápida o fácil colocación.

C.I.	RANGO (cm)	ALTURA (cm)
841563	27 - 47	20





NEOPRAIR · MUSLERA

Ref.: NPOS147

ONE size

Características

- Ortesis de muslo fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Proporciona soporte y compresión sobre la zona afectada, ayudando al alivio del dolor.
- El cierre envolvente con doble banda de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada, adaptándose a la anatomía de cada usuario. Mantiene la posición de la ortesis.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Rotura fibrilar de cuádriceps y abductores, distensión muscular, postraumatismo.

C.I.	RANGO (cm)
736434	35 - 60





NEOPRAIR · CINCHA PATELAR

Ref.: NPOS132

ONE size


Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Equipada con una almohadilla de silicona que descarga el tendón rotuliano ayudando a eliminar el dolor. Con efecto antideslizante que evita la caída de la ortesis.
- La cincha posterior se adapta mediante dos pasadores que favorecen el posicionamiento de la ortesis.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

C.I.	RANGO (cm)
736507	29 - 44



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · PANTORRILLERA

Ref.: NPOS120

ONE size

Características

- Ortesis de pantorrilla fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Proporciona soporte y compresión sobre la zona afectada, ayudando al alivio del dolor.
- Incorpora triple banda de velcro para facilitar el ajuste y la adaptación a la anatomía de cada usuario, permitiendo regular la compresión de manera individualizada. Mantiene la posición de la ortesis.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, post traumatismos.

C.I.	RANGO (cm)
736435	26 - 43



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · TOBILLERA

Ref.: NPOS111

ONE size

Características

- Ortesis de tobillo fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Conformada con cinchas laterales que se cruzan en el empeine para proporcionar sujeción a la articulación, permitiendo el control medio-lateral del tobillo.
- Fácil de colocar y adaptar gracias al ojal con pestaña incorporado en la parte superior.
- Los cierres de velcro facilitan el ajuste y permiten regular la compresión de manera individualizada.
- Talón abierto para mayor confort.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguinces leves y prevención de esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis.

C.I.	RANGO (cm)
736376	19 - 30



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE





NEOPRAIR · CODERA
Ref.: NPOS173


ONE size

Características

- Ortesis de codo fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Conformada con dos bandas que se adaptan al tercio distal del brazo y al tercio proximal del antebrazo.
- Fácil de colocar y adaptar gracias a los ojales con pestañas incorporados en ambas bandas, que impiden la rotación de la prenda.
- Los cierres de velcro facilitan el ajuste y permiten regular la compresión de manera individualizada.
- Ortesis abierta en la flexura anterior del brazo para maximizar el confort.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Epicondilitis, epitrocleitis y postraumatismos leves del codo.

C.I.	RANGO (cm)	
736411	22 - 33	

AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · BRAZALETE EPICONDILITIS
Ref.: NPOS172


ONE size

Características

- Ortesis de codo fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Equipada con una almohadilla de silicona que descarga el tendón condilar ayudando a eliminar el dolor.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Tratamiento de epicondilitis (codo de tenista) o epitrocleitis (codo de golfista), tanto de origen deportivo como laboral.

C.I.	RANGO (cm)	
736408	16 - 32	

AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · MUÑEQUERA ENVOLVENTE DE PULGAR
Ref.: NPOS165

ONE size

Características

- Ortesis de muñeca fabricada en neopreno con tecnología "AirLock System" que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Envuelve y protege la articulación trapeciometacarpiana y de muñeca, manteniendo la funcionalidad de la mano.
- Reduce la inestabilidad del dedo pulgar manteniéndolo en abducción.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Rizartrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos articulares leves.

C.I.	RANGO (cm)	
736423	15 - 25	

AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · MUÑEQUERA ENVOLVENTE

Ref.: NPOS167

Características

- Ortesis de muñeca fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Envuelve y protege la articulación carpometacarpiana manteniendo la funcionalidad de la mano.
- Incorpora doble cierre de velcro: interior para facilitar la fijación de la órtesis y exterior para regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere esfuerzos de la articulación de la muñeca. Artrosis, artritis, bursitis y postraumatismos.

C.I.	RANGO (cm)
736428	15 - 25



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE ✓



NEOPRAIR · MUÑEQUERA VENDAJE

Ref.: NPOS164

Características

- Ortesis de muñeca fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Ofrece una sujeción óptima de la muñeca para aliviar el dolor.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada. Mantiene la posición de la ortesis.
- Equipada con una cincha inelástica que refuerza la compresión.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismo articulares leves.

C.I.	RANGO (cm)
736433	10 - 23



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE ✓



NEOPRAIR · BANDA SACROLUMBAR

Ref.: NPOS154

Características

- Ortesis lumbar a modo de banda fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort, sin irritaciones. Un tejido licra, ligero y flexible, envuelve el núcleo de neopreno proporcionando un conjunto que se ajusta ergonómicamente a la anatomía del usuario, mejorando la compresión y la adaptación.
- Ejerce compresión abdominal y una suave sujeción lumbar.
- Incorpora un soporte delantero tipo ballena, que aporta estabilidad y mantiene la forma de la órtesis aportando confort.
- Una gran zona de cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.

Indicaciones

Ligeras lumbalgias y cuando se requiera compresión leve.

C.I.	ALTURA (cm)	RANGO (cm)
736407	24	70 - 120



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE ✓





NUEVAS ÓRTESIS DE NEOPRENO TRANSPIRABLE

Gama completa en todas las tallas

NUEVA línea de **Neoprair** con una adaptación más confortable y específica para cada parte del cuerpo. Con licra y neopreno y poliamida en una combinación que potencia la **resistencia, ligereza, flexibilidad y suavidad** en todas las prendas.

Diseños actuales y minimalistas en ortesis muy cómodas de llevar y cuyo poder transpirable minimiza las irritaciones en la piel que producen los neoprenos habituales.

100% LATEX FREE ✓



Calor que protege, transpiración que impulsa.
tú ganas.

NUEVO TEJIDO

Adaptación y flexibilidad

El nuevo tejido trilaminado de licra-neopreno-poliámida de **Neoprair** proporciona compresión homogénea y elasticidad controlada, favoreciendo un ajuste anatómico confortable. Su estructura se adapta a la morfología y a la dinámica articular, contribuyendo a mejorar el soporte, la estabilización y la propiocepción durante el movimiento.

- Capa Licra
- Núcleo de neopreno
- Capa poliamida




Un neopreno exclusivo que te cuida.



Termocompresión y transpiración

Retiene el calor natural corporal: el calor terapéutico que proporciona Neoprair estimula la circulación sanguínea, ayudando a reducir el dolor y la rigidez articular y muscular, claves en el manejo de condiciones crónicas

Expulsa el sudor: en combinación con la transpirabilidad que ofrece su exclusivo núcleo, Neoprair asegura que la piel permanezca seca, reduce el riesgo de irritación por el uso prolongado y mejora el confort.



Un neopreno exclusivo que te protege.

Prevención de nuevas lesiones.

Además de ser una solución eficaz en el manejo de lesiones crónicas, los mecanismos de acción de Neoprair ayudan a prevenir recidivas, ofreciendo soporte adicional en situaciones de estrés articular o movimientos repetitivos.

NEOPRAIR · RODILLERA CON RODETE

Ref.: NP133


Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Con rodete rotuliano anatómico que favorece el centrado dinámico de la rótula aportando estabilidad.
- Incorpora un panel de suave licra en la zona poplítea que mejora la adaptación y el confort.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, subluxación patelar leve,

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736345	S	35 - 38
736344	M	38 - 41
736343	L	41 - 45
736346	XL	45 - 50



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · RODILLERA CON RODETE Y FLEJES

Ref.: NP137

Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Con rodete rotuliano anatómico que favorece el centrado dinámico de la rótula aportando estabilidad.
- Sus estabilizadores laterales dobles previenen los movimientos medio-laterales sin limitar la flexo-extensión.
- Incorpora un panel de suave licra en la zona poplítea que mejora la adaptación y el confort.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, condromalacia rotuliana leve, subluxación patelar leve.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736335	S	35 - 38
736334	M	38 - 41
736333	L	41 - 45
736336	XL	45 - 50



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · RODILLERA CON RODETE FLEJES Y CINCHAS

Ref.: NP136


Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Con rodete rotuliano anatómico que favorece el centrado dinámico de la rótula aportando estabilidad.
- Sus estabilizadores laterales dobles previenen los movimientos medio-laterales sin limitar la flexo-extensión.
- 2 cinchas inelásticas de ajuste: proximal en muslo y distal en pantorrilla, aportan soporte y estabilidad personalizada.
- Incorpora un panel de suave licra en la zona poplítea que mejora la adaptación y el confort.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, postraumatismos, postcirugía.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736363	S	35 - 38
736362	M	38 - 41
736361	L	41 - 45
736364	XL	45 - 50



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · RODILLERA CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA

Ref.: NP140

Características

- Ortesis de rodilla fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Con rodete rotuliano anatómico que favorece el centrado dinámico de la rótula aportando estabilidad.
- Sus articulaciones policéntricas acompañan la flexo-extensión fisiológica de la rodilla y mejoran el control medio-lateral femorotibial.
- 2 cinchas inelásticas de ajuste: proximal en muslo y distal en pantorrilla, aportan soporte y estabilidad personalizada.
- Incorpora un panel de suave licra en la zona poplítea que mejora la adaptación y el confort.
- Con bandas interiores de silicona de efecto antideslizante.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, postraumatismos, postcirugía.

C.I.	TALLA	CONTORNO RODILLA (cm)
736358	S	35 - 38
736357	M	38 - 41
736356	L	41 - 45
736359	XL	45 - 50



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE





NEOPRAIR · TOBILLERA VENDAJE EN “8”

Ref.: NP115

Características

- Ortesis de tobillo fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Incorpora cinchas en configuración de vendaje funcional en 8, que mejoran la estabilidad dinámica y la propiocepción del tobillo.
- Diseñada con cierres tibiales que facilitan la adaptación y el ajuste.
- Un tirador situado en la zona trasera ayuda a la colocación.
- El panel de doble licra situado en la zona del empeine, mejora la adaptación y el confort.
- Talón abierto.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, esguinces leves, preventiva para práctica deportiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)	
736373	S	20 - 22	
736372	M	22 - 24	
736371	L	24 - 26	
736374	XL	26 - 29	

AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE 



NEOPRAIR · TOBILLERA VENDAJE EN “8” Y ESTABILIZADORES

Ref.: NP114

Características

- Ortesis de tobillo fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Incorpora cinchas en configuración de vendaje funcional en 8, que mejoran la estabilidad dinámica y la propiocepción del tobillo.
- Sus 2 estabilizadores laterales aumentan el control varo-valgo y limitan la inversión/eversión del tobillo. Extraíbles.
- Diseñada con cierres tibiales que facilitan la adaptación y el ajuste.
- Un tirador situado en la zona trasera ayuda a la colocación.
- El panel de doble licra situado en la zona del empeine, mejora la adaptación y el confort.
- Talón abierto.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Dolor articular, esguinces moderados, bursitis, tendinitis, preventiva para práctica deportiva.

C.I.	TALLA	CONTORNO TOBILLO (cm)	
736369	S	20 - 22	
736368	M	22 - 24	
736367	L	24 - 26	
736370	XL	26 - 29	

AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE 



EVOLUTIVA
Estabilizadores extraíbles.



NEOPRAIR · FAJA SACROLUMBAR

Ref.: NP156

Características

- Ortesis lumbar fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Conformada con 4 soportes paravertebrales que proporcionan estabilización pasiva a nivel lumbar.
- Un sistema de bandas tensoras ofrece estabilización activa y permite el ajuste individualizado de la contención. Extraíble.
- Incorpora un soporte delantero tipo ballena, que aporta estabilidad y mantiene la forma de la órtesis aportando confort.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.

Indicaciones

Lumbociática, lumbalgia, espondiloartrosis, hernia discal, contusión y dolor muscular, rigidez articular, tratamiento postoperatorio y postraumático.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO CINTURA cm
736416	S	20 / 25,5	80 - 90
736415	M	20 / 25,5	90 - 100
736414	L	20 / 25,5	100 - 112
736417	XL	20 / 25,5	112 - 125



EVOLUTIVA
Bandas tensoras
extraíbles.

NEOPRAIR · FAJA SACROLUMBAR CON TENSOR

Ref.: NP606

Características

- Ortesis lumbar fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Conformada con 2 ballenas paravertebrales que proporciona una ligera sujeción a nivel lumbar.
- Incorpora un soporte delantero tipo ballena, que aporta estabilidad y mantiene la forma de la órtesis aportando confort.
- El cierre de velcro facilita el ajuste y permite regular la compresión de manera individualizada.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.

Indicaciones

Lumbalgias y traumatismos leves. Práctica de actividades deportivas.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO (cm)
841564	S	16 / 24	75 - 95
841565	M	16 / 24	95 - 115
841566	L	16 / 24	115 - 130
841568	XL	16 / 24	130 - 140





NEOPRAIR · CODERA CON CINCHA

Ref.: NP173


Características

- Ortesis de codo fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Cuenta con una cincha de compresión regulable que permite modular la presión sobre la musculatura proximal del antebrazo aportando soporte funcional al codo.
- Incorpora un panel de suave licra en la zona del antebrazo que mejora la adaptación y el confort.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Distensión, esguince leve, epicondilitis y epitrocleitis incipiente.

C.I.	TALLA	CONTORNO CODO (cm)
736412	S	23 - 26
736410	M	26 - 29
736409	L	29 - 32
736413	XL	32 - 35



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



NEOPRAIR · MUÑEQUERA CON FÉRULA PALMAR

Ref.: NP162

Características

- Ortesis de muñeca fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Cuenta con una pletina de aluminio maleable que estabiliza y mantiene la muñeca en posición funcional terapéutica limitando la flexión dorso-palmar. Extraíble.
- Una ballena dorsal mejora la estabilización.
- Incorpora cincha de ajuste que proporciona soporte y estabilidad personalizada.
- El pulgar libre permite mantener la funcionalidad de los dedos.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Guarda lado.

Indicaciones

Esguinces, tendinitis, bursitis, artritis, artrosis, postraumatismos.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)
736623	SR	13 - 17
736431	SL	13 - 17
736621	LR	17 - 21
736429	LL	17 - 21



AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE



EVOLUTIVA

Férula palmar extraíble.

NEOPRAIR · HOMBRERA

Ref.: NP174

Características

- Ortesis de hombro fabricada en neopreno con tecnología “AirLock System” que aporta calor terapéutico a la zona tratada y permite la transpiración de la piel de forma simultánea ofreciendo mayor confort.
- Su diseño envolvente proporciona compresión y soporte al complejo articular glenohumeral, favoreciendo la propiocepción y el control funcional del movimiento.
- Cuenta con una cincha elástica de cierre seguro para ajuste de la abducción. Y una almohadilla axilar que aporta máxima comodidad.
- Diseño más moderno, más funcional y estético.
- Bilateral.

Indicaciones

Síndrome del hombro doloroso, esguinces leves y prevención de esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis y postraumatismos de hombro.


AirLock SYSTEM  100% LATEX FREE

C.I.	TALLA	CONTORNO BRAZO (cm)
847185	S	26 - 29
847186	M	29 - 32
847187	L	32 - 36



2

 PRIM
Tronco





Corsés

Un corsé es un dispositivo ortopédico cuyo objetivo es rectificar la posición de la columna vertebral en su región toraco lumbar. Trata lesiones de la columna y de la estructura muscular, ligamentaria y articular. El corsé limitará la movilidad tanto a nivel medio lateral, la flexo extensión como la rotación.

El corsé **asegura la columna** permitiendo que el paciente se mantenga con un nivel mínimo de actividad, lo que acelerará el proceso de rehabilitación. De este modo evitaremos otros problemas secundarios.

Un corsé normalmente está **fabricado con materiales resistentes** y rígidos pero **ligeros** como el termoplástico, acompañados de tiras para ajustarlo al cuerpo y que puedan ponerse y quitarse fácilmente.

El corsé puede ser **estandar o a medida**, dependiendo de la anatomía y lesión del paciente.

El corsé se utiliza para **tratar problemas en la columna** que pueden ser congénitos, posicionamiento incorrecto, lesiones de los discos intervertebrales, hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis, fractura o aplastamiento vertebral.



COREX+

Corex, corsé bivalvo que limita la movilidad de la columna en los tres planos: flexo-extensión, lateral y rotación. Mantiene la columna en extensión y evita torsiones indeseadas asegurando el tratamiento.

- 1 Tirantes elásticos
- 2 Placa pectoral
- 3 Hebillas de clip rápido.
- 4 Cierres micro-hook
- 5 Valvas de polietileno



COREX · CORSÉ BIVALVO

Ref.: TLSOP

Características

- Corsé bivalvo robusto y ligero, fabricado en polietileno de alta densidad de 3 mm.
- Forro tejido elástico, desmontable sin herramientas.
- Corex+ TLSOP, limita la movilidad de la columna en los tres planos (flexo-extensión, lateral y de rotación), mantiene la columna en extensión, evita torsiones indeseadas asegurando el tratamiento.

Indicaciones

Fractura, aplastamiento vertebral dorsolumbar, proceso pre y/o postoperatorio, osteoporosis, hipercifosis, prevención de estenosis de canal, hiperlordosis alta. Fusión vertebral, sedestación en silla de ruedas, escoliosis dolorosa del adulto, artrosis a nivel dorsolumbar, espondilitis infecciosa.



Vista frontal

Vista trasera

Vista lateral



- 1 Tirantes elásticos. Adaptación anatómica.



- 2 Placa pectoral. Regulación continua.




- 3 Hebillas de clip rápido. Aseguran la posición y permiten la apertura del corsé sin necesidad de variar la regulación.



- 4 Cierres micro-hook tipo cocodrilo.



- 5 Valvas de polietileno frontal y posterior. Permite su adaptación con pistolas de calor.



Forro de tejido elástico almohadillado. Desmontable sin necesidad de herramientas. Fácil de lavar.

TALLAS HOMBRE

C.I.	TALLA	CONTORNO TORSO (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
734281	XS	80 - 90	70 - 80	80 - 90
734277	S	85 - 95	78 - 88	85 - 97
734275	M	95 - 100	86 - 96	94 - 104
734273	L	95 - 105	94 - 104	101 - 111
734279	XL	100 - 110	102 - 112	109 - 119
734283	XXL	110 - 120	110 - 120	117 - 127

TALLAS MUJER

C.I.	TALLA	CONTORNO TORSO (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
734282	XS	65 - 75	55 - 65	80 - 90
734278	S	68 - 78	62 - 72	85 - 97
734276	M	72 - 82	69 - 79	94 - 104
734274	L	80 - 90	77 - 87	101 - 111
734280	XL	88 - 99	89 - 94	109 - 119
734284	XXL	98 - 108	91 - 111	117 - 127





Marcos de hiperextensión

Ortesis rígidas fabricadas en duraluminio anodizado: mantienen la columna vertebral en hiperextensión, limitando el movimiento anteroposterior de rotación y lateral.

Características generales


- 1 Placas laterales, regulación continua en altura.
- 2 Placa esternal, regulación continua en anchura.
- 3 Almohadilla esternal anatómica.
- 4 Tensor de cierre con maniobra hacia adelante, ergonómico, con sistema de circulación de ratier: deja fijo el marco, asegurando la hiperextensión de la columna. Trabaja bajo un sistema de sobrecentro: cuanto más tiras del cinturón, mayor seguridad del cierre; sólo permite la apertura al hacer click en la pieza azul montada en el mismo.
- 5 El cinturón se desliza por el interior de la hebilla, a través de un sistema de triple circulación, facilitando el ajuste y la fijación de la placa lumbar. Permite los movimientos torácicos y abdominales habituales, como toser, estornudar, etc., impidiendo, a su vez, que el marco se mueva de la posición establecida.
- 6 El pasadedos azul funciona como ayuda técnica para facilitar la colocación en el punto de anclaje del marco.
- 7 Placa abdominal fija o basculante (según modelo)



Herramienta única para una adaptación rápida y sencilla. (a excepción del modelo C35PB).

Mecanismo de acción de los marcos de hiperextensión

Estas ortesis basan su acción en la aplicación de fuerza en 3 puntos: 1 esternón, 2 pubis y 3 lumbar induciendo la hiperextensión de la zona lumbar y limitando los movimientos medio-lateral, antero-posterior y de rotación. Descarga la cara anterior de las vértebras y evita el acúñamiento en el día a día.



	PRIMSPINE	AVANT		TRADICIONAL		
	PRS670	C35+AV	C34AV	C35PB	C37B	C34B
ALUMINIO ANODIZADO	•	•	•	•	•	•
PESO TOTAL 20% MÁS LIGERO	•	•	•			
PLACA ESTERNAL ESFÉRICA "SPHERICAL SYSTEM"	•					
PLACA ESTERNAL BASCULANTE		•	•	•	•	•
PLACA ESTERNAL REGULABLE EN ANCHO Y ALTO	•					
ARTICULACIÓN AXIAL (INCLINACIÓN ESTERNAL 6°/6°)	•	•		•		
PLACA PÉLVICA FIJA Y/O REGULABLE			•		•	•
PLACA PÉLVICA BASCULANTE INTERIOR	•	•				
PLACA PÉLVICA BASCULANTE EXTERIOR				•		
POSIBILIDAD DE BLOQUEO EN UN PUNTO	•	•				
POSIBILIDAD DE BLOQUEO SECUENCIAL				•		
PLACA LUMBAR ANATÓMICA CON REFUERZOS	•					
ALMOHADILLADO TRANSPIRABLE	•	•	•			
ALMOHADILLADO DESMONTABLE Y LAVABLE	•	•	•			
TENSOR DE CIERRE ERGONÓMICO-FUNCIONAL	•	•	•	•	•	•
TALLAS PARA TRONCO CORTO		•		•		



Primspine PRECISION

Nueva ortesis de hiperextensión con tecnología patentada

Spherical system

Sistema de adaptación external mediante rotación esférica que permite el libre movimiento de la placa pectoral en todos los ángulos y direcciones, asegurando un apoyo preciso al esternón.



Dos discos sólidos unidos entre sí mediante 2 rótulas y un muelle interno que permiten el movimiento esférico entre los discos.

El disco esternal pivota sobre el disco de la estructura del marco en torno al eje central, asegurando el ajuste preciso al esternón del paciente.

Nivel de adaptación



Placa pectoral regulable en anchura y altura. Uso independiente o combinada en función de las necesidades del paciente.

Almohadillas independientes integradas en todos los puntos de apoyo; protegen, proporcionan comodidad y reparten las presiones.

Placa lumbar flexible, anatómica y con refuerzos. Recortable en altura.

Banda pélvica regulable en anchura.

Banda pélvica interior basculante, con posibilidad de bloqueo en 1 punto, ofrece una cómoda sedestación.

PRIMSPINE PRECISION · MARCO DE HIPEREXTENSIÓN

Ref.: PRS670


Características

- Nueva placa esternal con articulación esférica, que se adapta en todos los ángulos y direcciones, asegurando el perfecto apoyo.
- Nuevo diseño de la placa lumbar: adaptación ergonómica, mayor zona de soporte lumbar, mejor canalización del aire.
- Un cinturón facilita el ajuste y la fijación de la placa lumbar a la espalda.
- Nuevo sistema de hebilla que permite un cierre más fácil para el paciente.
- Nuevo acabado en anodizado gris.
- Almohadillas totalmente desmontables a través de microvelcros, que permiten el lavado y volver a montarlas de manera fácil.
- Uso de herramienta única para una adaptación rápida y sencilla.

Indicaciones

Fractura y/o aplastamiento vertebral. Dolor vertebral causado por: traumatismo, cifosis dorsal, osteoporosis, mal de Pott, lumbalgia, lumbociática, dorsalgia crónica, postoperatorio de cuerpo vertebral, o cuidado ortésico permanente después de la cirugía de tumores y metástasis de cuerpo vertebral.

C.I.	TALLA	A (cm)	B (cm)
825803	1	75 - 115	38 - 51
825804	2	75 - 135	15 - 58,5



Tecnología alta frecuencia



Transpirable Sin látex

PRIMSPINE PRECISION · APOYO CLAVICULAR

Ref.: PRS6ACLOS

Características

- Reparte el apoyo de forma simétrica, liberando al esternón. Alternativa para pacientes que no puedan someterse a presión en la zona pectoral.



Articulación axial regulable: permite definir la inclinación del apoyo esternal de 6° en 6°.

Placas laterales regulables en altura.

Hebilla de cierre con forma acodada se adapta al cuerpo y funciona como ayuda técnica para facilitar la colocación.

Tensor de cierre ergonómico-funcional: mantiene fijo el marco y asegura la hiperextensión de la columna.

Marcos de hiperextensión

AVANT · MARCO HIPEREXTENSIÓN BANDA PÉLVICA INTERIOR BASCULANTE

Ref.: C35+AV



Características


- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado, un 20% más ligero que los modelos tradicionales.
- Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, lateral y posterior.
- Ofrece regulación continua de las placas laterales (alto) y esternal (ancho).
- Con placa esternal oscilante y articulación axial que permite regular la inclinación del apoyo esternal de 6° en 6°.
- Cuenta con banda pélvica interior basculante ofreciendo una sedestación cómoda. Posibilidad de bloqueo.
- Placas almohadilladas con tejido transpirable para mayor confort del paciente: son desmontables y lavables.
- El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con sistema de circulación de ratier.
- Uso de herramienta única.
- También disponible en tallas para tronco corto.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Metástasis ósea. Espondiloartrosis.



C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
732822	S	74 - 86	39 - 48
732820	M	84 - 98	42 - 51
732818	L	96 - 110	45 - 52
732823	XL	106 - 120	48 - 57
825842	S Corto	74 - 86	37,5 - 46
732821	MC Corto	84 - 98	38 - 43
732819	LC Corto	96 - 110	42 - 51
732824	XLC Corto	106 - 120	45 - 54



AVANT · MARCO HIPEREXTENSIÓN CON APOYO EN PUBIS. REGULABLE

Ref.: C34AV



Características


- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado, un 20% más ligero que los modelos tradicionales.
- Ofrece regulación continua de las placas laterales, esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), que mejoran la adaptación a la anatomía.
- Con placa esternal oscilante y placa púbica fija regulable.
- Placas almohadilladas con tejido transpirable para mayor confort del paciente: son desmontables y lavables.
- El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con sistema de circulación de ratier.
- Uso de herramienta única.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Metástasis ósea. Espondiloartrosis.



C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
734147	S	76 - 86	39 - 48
734146	M	84 - 98	42 - 51
734145	L	96 - 110	45 - 52
734148	XL	106 - 120	48 - 57



Marcos de hiperextensión

PRIM · MARCO HIPEREXTENSIÓN BANDA PÉLVICA EXTERIOR BASCULANTE

Ref.: C35PB

Características


- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado.
- Se adapta a través de las placas esternal, lateral y posterior.
- Ofrece regulación continua de las placas laterales (alto) y esternal (ancho), que mejoran la adaptación a la anatomía.
- Con placa esternal oscilante y articulación axial que permite regular la inclinación del apoyo esternal de 6° en 6°.
- Cuenta con banda pélvica exterior basculante, con posibilidad de bloqueo secuencial (en cualquier punto de su recorrido de basculación), ofreciendo mayor comodidad al sentarse y facilitando cierto grado de movilidad.
- También disponible en tallas para tronco corto.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis ósea. Espondiloartrosis.



C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
721479	S	74 - 86	39 - 48
721480	M	84 - 98	42 - 51
721481	L	96 - 110	45 - 52
721482	XL	106 - 120	48 - 57
721483	MC Corto	84 - 98	38 - 43
721484	LC Corto	96 - 110	42 - 51
721485	XLC Corto	106 - 120	45 - 52



PRIM · MARCO HIPEREXTENSIÓN BANDA PÉLVICA INCLINABLE Y REGULABLE

Ref.: C37B

Características


- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado.
- Mantiene la columna en hiperextensión, limitando los movimientos antero-posterior, lateral y de rotación.
- Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, lateral y posterior. Ofrece regulación continua de las placas laterales, esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), para su adaptación.
- Bandas laterales de líneas rectas para mejorar la regulación, vestibilidad y comodidad.
- Con placa esternal oscilante y banda pélvica fija, inclinable y regulable en 3 puntos.
- Placas acolchadas.
- Uso de herramienta única.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Metástasis ósea. Espondiloartrosis.



C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
726090	S	76 - 94	43 - 50
726091	L	94 - 114	48 - 59



Marcos de hiperextensión

PRIM · MARCO HIPEREXTENSIÓN CON APOYO EN PUBIS REGULABLE

Ref.: C34B

Características

- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado.
- Se adapta a través de las placas esternal, pélvica, lateral y posterior.
- Ofrece regulación continua de las placas laterales, esternal y pélvica (alto, ancho y pelvis), que mejoran la adaptación a la anatomía.
- Con placa esternal oscilante y placa púbica fija regulable.
- Placas acolchadas que mejoran el confort.
- El tensor de cierre ergonómico-funcional cuenta con sistema de circulación de ratier.
- Uso de herramienta única.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis ósea. Espondiloartrosis.




Placas almohadilladas con tejido transpirable

Placa fija púbica regulable

Uso de herramienta única

100% LATEX FREE

C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
721464	S	76 - 83	43 - 47
721465	M	83 - 94	45 - 50
721466	L	94 - 104	48 - 54
721467	XL	104 - 114	53 - 59



PRIM · MARCO HIPEREXTENSIÓN CRUCIFORME


Ref.: CAMP STAR

Características

- Ortesis de hiperextensión cruciforme, diseñada para mantener la columna vertebral en hiperextensión.
- El sistema de tres puntos de presión proporciona estabilidad entre las zonas torácica y lumbar de la columna vertebral.
- Las placas esternal y púbica se regulan en altura.
- El cinturón de polietileno se regula en el interior mediante una cinta deslizable que puede recortarse en caso necesario.
- Doble cierre seguro ajustable en los lados.
- La placa pectoral incorpora una bisagra para mejorar la adaptación a la anatomía del paciente.
- Sistema de ajuste en altura sin necesidad de desmontar el marco.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis ósea. Espondiloartrosis.




Placas esternal regulable en altura

Placa púbica regulable en altura

100% LATEX FREE

C.I.	CONTORNO MÍN / MÁX (cm)	ALTURA MÍN / MÁX (cm)
704398	85 / 150	38 / 55



ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA



Corsé Osteoporosis




spinAir

SpinAir, establece un sistema de tracción basado en tres puntos, facilitando así la recuperación de la posición anatómica de la columna de modo progresivo. Genera la suficiente tensión muscular como para reforzarla y alcanzar el objetivo de autosuficiencia postural y funcional. Así permite al paciente recuperar su movilidad y libertad para realizar las labores de su vida diaria.

Mecanismo de acción de Spinair

La acción de la ortesis consiste en realizar un recordatorio de la postura correcta basado en un sistema de fuerzas. El paciente ejercitará los músculos de modo progresivo para volver a la posición correcta de la columna vertebral, corrigiendo la hiperlordosis. Esta acción "dinámica" refuerza la musculatura en el día a día.



SPINAIR · ORTESIS DE COLUMNA

Ref.: SP500

Características


- Sus diferentes elementos la configuran como una ortesis completa y funcional para el tratamiento progresivo de la hipotonía muscular y osteoporosis que se producen como consecuencia de las alteraciones metabólicas, o no, que aparecen con la edad o otras causas.
- Transpirable y lavable.

Indicaciones

Osteoporosis, hiperlordosis, artritis vertebral, dorsalgia baja, espondiloartrosis.

C.I.	TALLA	CONTORNO CADERA (cm)	ALTURA DESDE S1 HASTA C7 (cm)
736634	S1	78 - 93	51 - 59
736632	M1	90 - 105	51 - 59
736633	M2	90 - 105	59 - 68
736630	L2	103 - 120	59 - 68
736631	L3	103 - 120	68 - 75

100% LATEX FREE



SPINAIR · BANDA DE CADERA ANATÓMICA

Ref.: SP500AC

Características

- Banda extensora anatómica que permite ampliar el contorno de cadera de la ortesis de columna SP500, para los pacientes que así lo necesiten.
- Con formas redondeadas que incrementan la comodidad.
- Se ajusta a todas las tallas de la referencia SP500.



C.I.	AMPLIACIÓN CONTORNO CADERA
739008	Para S1: hasta 155 cm Para M1 · M2: hasta 125 cm Para L2 · L3: hasta 140 cm

ONE SIZE
TALLA ÚNICA

100% LATEX FREE

Solapas flexibles

- Favorecen la adaptación anatómica de la ortesis a los hombros.
- Con suave almohadillado para mejorar la comodidad.

Tirantes regulables

- Graduables para una corrección progresiva.
- Removibles y recortables para un ajuste personalizado.
- Acolchados para máximo confort axilar.
- Especialmente diseñados para dejar libres las costillas.

Hebilla de sistema de adaptación numérico

- Sistema de tensión numérico progresivo, fácil de usar, en tres posiciones.
- Nivel 1: Fase inicial del tratamiento, nivel bajo de retropropulsión y tensión.
- Nivel 2: Incrementa retropropulsión, ideal tallas S1 y M1.
- Nivel 3: Incremento retropropulsión para resto de tallas.



Espina ligera y moldeable
Fabricada en duraluminio, ligero y moldeable para adaptarse de modo progresivo a todo el proceso de rehabilitación. Debe conformarse de modo personalizado.



NUEVOS CORSÉS RÍGIDOS LSO / TLSO
PRS666 / PRS660 / PRS661

Primspine
FOCUSBRACE

Nuevas ortesis LSO y TLSO en forma bivalva,
fáciles de colocar y sin necesidad de moldes.

Focalizan su acción en la limitación
de la movilidad y, en coordinación
con la comodidad, consiguen una
mejor adherencia terapéutica.

Inmovilización y comodidad, en armonía.



PRIMSPINE FOCUSBRACE · CORSÉ RÍGIDO TORACO-LUMBOSACRO

Ref.: PRS666

Características

- Corsé bivalvo toracolumbosacro compuesto de una placa trasera de polietileno termo conformado de alta densidad, con nervios paravertebrales de refuerzo, posicionada entre 2 ballenas metálicas de elevado espesor para mayor estabilización e inmovilización toracolumbar. Extraíble y moldeable mediante pistola de aire caliente.
- Placa delantera, extraíble, de polietileno de baja densidad con forma de fuelle, se adapta a cualquier tipo de abdomen.
- Incorpora 2 ballenas metálicas medio-laterales que pueden extraerse para su adaptación.
- Confeccionado en tejido 3D altamente resistente y transpirable, con interior almohadillado en tejido de algodón confortable en contacto con la piel.
- Sus tirantes almohadillados activan la retropulsión de los hombros, liberando la zona axilar.
- Con cierres cocodrilo de microgancho, pueden recortarse para su adaptación a la anatomía del paciente.
- La estructura posterior se solapa lateralmente sobre la estructura anterior, cerrando la órtesis de forma segura a través de microgancho.
- 4 cinchas elásticas de regulación antero-posterior se unen a su exclusivo sistema de hebillas Self-ATB System que permite el reparto uniforme de tensiones y facilita el ajuste. Fácil de colocar, incluso en pacientes postquirúrgicos y encamados.
- Promueve la corrección de la hiperlordosis gracias a la presión intra-abdominal que ejerce su estructura, alcanzando un alto grado de descarga, estabilización e inmovilización toraco-lumbar.

Indicaciones

Hernias discales, osteoporosis, espondiloartrosis, espondilólisis con o sin estabilidad, traumatismo, fracturas por compresión, enfermedades degenerativas de los discos, fusión postoperatoria y enfermedad crónica muscular.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)	
828144	S	27,5 / 51	80 - 90	
828145	M	27,5 / 51	88 - 100	
828146	L	28,5 / 51	98 - 110	
828147	XL	29,5 / 51	108 - 120	
845221	XXL	31,5 / 51	118 - 120	



PRIMSPINE FOCUSBRACE · CORSÉ RÍGIDO LUMBOSACRO ALTO

Ref.: PRS660

Características

- Corsé bivalvo lumbosacro compuesto de una placa trasera de polietileno termo-conformado de alta densidad, con nervios paravertebrales de refuerzo, posicionada entre 2 ballenas metálicas de elevado espesor para mayor estabilización e inmovilización lumbar. Extraíble y moldeable mediante pistola de aire caliente.
- La placa delantera, también extraíble, de polietileno de baja densidad con forma de fuelle, se adapta a cualquier tipo de abdomen. Incorpora 2 ballenas metálicas medio-laterales que pueden extraerse para su adaptación.
- Confeccionado en tejido 3D altamente resistente y transpirable, con interior almohadillado en tejido de algodón confortable en contacto con la piel.
- La estructura posterior se solapa lateralmente sobre la estructura anterior, cerrando la órtesis de forma segura a través de microgancho.
- 4 cinchas elásticas de regulación antero-posterior se unen a su exclusivo sistema de hebillas Self-ATB System que permite el reparto uniforme de tensiones y facilita el ajuste.
- Fácil de colocar, incluso en pacientes postquirúrgicos y encamados.
- Promueve la corrección de la hiperlordosis gracias a la presión intra-abdominal que ejerce su estructura, alcanzando un alto grado de descarga, estabilización e inmovilización lumbar.

Indicaciones

Hernias discales, osteoporosis, espondiloartrosis, espondilólisis con o sin estabilidad, traumatismo, fracturas por compresión, enfermedades degenerativas de los discos, fusión postoperatoria y enfermedad crónica muscular.

C.I.	TALLA	ALTURA DELANTERA/ TRASERA (cm)	CONTORNO PELVIS cm	
828136	S	27,5 - 39	80 - 90	
828137	M	27,5 - 39	88 - 100	
828138	L	28,5 - 39	98 - 110	
828139	XL	29,5 - 39	108 - 120	
845219	XXL	31,5 - 39	118 - 130	



PRIMSPINE FOCUSBRACE · CORSÉ RÍGIDO LUMBOSACRO BAJO

Ref.: PRS661

Características

- Corsé bivalvo lumbosacro compuesto de una placa trasera de polietileno termo conformado de alta densidad, con nervios paravertebrales de refuerzo, posicionada entre 2 ballenas metálicas de elevado espesor para mayor estabilización e inmovilización lumbar. Extraíble y moldeable mediante pistola de aire caliente.
- La placa delantera, también extraíble, de polietileno de baja densidad con forma de fuelle, se adapta a cualquier tipo de abdomen. Incorpora 2 ballenas metálicas medio-laterales que pueden extraerse para su adaptación.
- Confeccionado en tejido 3D altamente resistente y transpirable, con interior almohadillado en tejido de algodón confortable en contacto con la piel.
- La estructura posterior se solapa lateralmente sobre la estructura anterior, cerrando la órtesis de forma segura a través de microgancho.
- 3 cinchas elásticas de regulación antero-posterior se unen a su exclusivo sistema de hebillas Self-ATB System que permite el reparto uniforme de tensiones y facilita el ajuste.
- Fácil de colocar, incluso en pacientes postquirúrgicos y encamados.
- Promueve la corrección de la hiperlordosis gracias a la presión intra-abdominal que ejerce su estructura, alcanzando un alto grado de descarga, estabilización e inmovilización lumbar.

Indicaciones

Hernias discales, osteoporosis, espondiloartrosis, espondilólisis con o sin estabilidad, traumatismo, fracturas por compresión, enfermedades degenerativas de los discos, fusión postoperatoria y enfermedad crónica muscular.

C.I.	TALLA	ALTURA DELANTERA/ TRASERA (cm)	CONTORNO PELVIS cm	
828140	S	19 - 28	80 - 90	
828141	M	19 - 28	88 - 100	
828142	L	19 - 28	98 - 110	
828143	XL	19 - 28	108 - 120	
845220	XXL	19 - 28	118 - 130	

■ PRIM KNIGHT · CORSÉ SACROLUMBAR


Ref.: 632

Características

- Ortesis lumbosacra fabricada con una estructura metálica forrada con material transpirable inelástico.
- 2 pares de cinchas inelásticas para mejor adaptación.
- Limita el movimiento lateral y anteroposterior.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Protusión o hernia, postoperatorio, osteoporosis, fractura vertebral, espondilitis infecciosas, espondiloartrosis. Discopatía.

C.I.	TALLA	CONTORNO CADERA (cm)	
713506	S	80 - 95	
713507	M	90 - 105	
713508	L	100 - 115	
713509	XL	110 - 125	
714617	XXL	120 - 135	

100% LATEX FREE ✓



■ PRIM KNIGHT DUO · CORSÉ SACROLUMBAR

Ref.: DUOK

Características

- Ortesis lumbosacra formada por estructura metálica de aluminio.
- Delantero compuesto por dos bandas de tejido elástico que se regulan mediante Velcro®.
- Mejor adaptación a la anatomía del usuario y apto para abdomen en péndulo.
- Las 4 cinchas inelásticas le confieren mayor grado de contención, estabilidad.
- El corsé limita el movimiento antero-posterior y lateral del usuario.

Indicaciones

Protusión o hernia, postoperatorio, osteoporosis, fractura vertebral, espondilitis infecciosas, espondiloartrosis. Discopatía.

C.I.	TALLA	CONTORNO CADERA (cm)	
719949	S	76 - 84	
719950	M	84 - 93	
719951	L	93 - 104	
719952	XL	104 - 112	
720921	XXL	112 - 130	



■ PRIM TAYLOR · CORSÉ DORSOLUMBAR

Ref.: 637 · 638

Características

- Ortesis lumbosacra fabricada con una estructura metálica forrada con material transpirable inelástico.
- 2 pares de cinchas inelásticas para mejor adaptación.
- Limita el movimiento lateral y anteroposterior.
- Cinchas de hombro inelásticas y almohadilladas de longitud regulable, se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente.
- 637 versión abdomen péndulo.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Dorsalgia, espondilitis, espondilolistesis, hernia, discal, fractura vertebral. Escoliosis, hipercifosis. Postoperatorio.

C.I. 637	C.I. 638	TALLA	CONTORNO CADERA (cm)	
713514	713518	S	80 - 95	
713515	713519	M	90 - 105	
713516	713520	L	100 - 115	
713517	713521	XL	110 - 125	
714619	714620	XXL	120 - 135	

100% LATEX FREE ✓



■ PRIM TAYLOR DUO · CORSÉ DORSOLUMBAR

Ref.: DUOT

Características

- Ortesis lumbosacra formada por estructura metálica, con 4 barras de aluminio.
- Delantero compuesto por dos bandas de tejido elástico que se regulan mediante Velcro®.
- Mejor adaptación a la anatomía del usuario y apto para abdomen en péndulo.
- Las 4 cinchas inelásticas le confieren mayor grado de contención, estabilidad.
- Limita el movimiento lateral y anteroposterior.
- Cinchas de hombro inelásticas y almohadilladas de longitud regulable, se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Dorsalgia, espondilitis, espondilolistesis, hernia, discal, fractura vertebral. Escoliosis, hipercifosis. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	CONTORNO CADERA (cm)	
719953	S	76 - 84	
719954	M	84 - 93	
719955	L	93 - 104	
719956	XL	104 - 112	
720920	XXL	112 - 130	





Primspine

ORTESIS LUMBARES


Un nivel de estabilización para cada necesidad

Un nuevo concepto en la clasificación de las órtesis de tronco que facilita la individualización en el tratamiento.

Los elementos y materiales que utilizamos en el diseño de cada ortesis: tejidos, tensores, ballenas, termoplásticos, metales; así como la forma, tamaño y espesor que aplicamos a los mismos, nos permiten establecer **diferentes niveles de estabilización con los que individualizamos el tratamiento en función de cada necesidad.**



Factores que intervienen en la correcta estabilización del tronco: Compresión lumbar, contención lumbar, compresión abdominal, retropulsión de hombros (a nivel dorsal)



Niveles de estabilización




Tejidos exclusivos.
Tecnologías para el cuidado de la espalda.



Gran capacidad de adaptación a la anatomía de cualquier persona

La abertura de la capa superior produce un efecto "chimenea" que favorece la transpiración de la piel.



La adaptación, el secreto del confort: una característica clave con efecto en el nivel de estabilización de las órtesis que multiplica la sensación de confort.

Tejido elástico altamente transpirable, con estructura en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.

Exclusivo tejido doble canal

BOOST fit

**+ Adaptación
+ Compresión
+ Comodidad**



Escanéame para descubrirlo



PRIMSPINE GOLD · FAJA DORSOLUMBAR TRIPLE TENSOR Y ABDOMEN PÉNDULO (Semirrígida)

Ref.: PRS646G · PRS647G (abdomen péndulo)


Características

- Faja dorsolumbar semirrígida fabricada en material inelástico tricapa fitContour, transpirable.
- Incorpora 4 ballenas paravertebrales de acero conformable y 2 ballenas laterales de plástico que le permite aportar un alto grado de estabilización.
- La contención en la zona abdominal se asegura con 2 ballenas de acero en espiral.
- Un triple tensor elástico de tejido boostFit actúa como regulador de la compresión en la zona lumbar.
- Con tirantes regulables que activan la retropulsión de los hombros para trabajar la recuperación de las curvas del raquis.
- El tensor de los tirantes de hombro mejorará el posicionamiento de los hombros y con ello trabaja la recuperación de las curvas del raquis.
- Incorpora pasadedos para facilitar el cierre y adaptación.


Indicaciones

Dorsalgia, hipercifosis, procesos degenerativos del disco, espondilolistesis, espondilitis, postoperatorio, osteoporosis.

Ref. PRS646G		ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
C.I.	TALLA		
826746	S	23 / 51	85 - 95
826747	M	23 / 51	95 - 105
826748	L	23 / 51	105 - 115
826749	XL	23 / 51	115 - 125
826750	XXL	23 / 51	125 - 135
826751	XXXL	23 / 51	135 - 145



Ref. PRS647G		ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
C.I.	TALLA		
826752	S	26 / 51	85 - 95
826753	M	26 / 51	95 - 105
826754	L	26 / 51	105 - 115
826755	XL	26 / 51	115 - 125
826756	XXL	26 / 51	125 - 135
826757	XXXL	26 / 51	135 - 145



PRIMSPINE GOLD · FAJA LUMBOSACRA REFORZADA. (Semirrígida)

Ref.: PRS643G

Características

- Faja semirrígida fabricada en material inelástico tricapa fitContour, transpirable.
- Incorpora 4 ballenas paravertebrales de acero conformable y 2 ballenas laterales de plástico que aportan un extra de estabilización.
- La contención en la zona abdominal se asegura con 2 ballenas de acero en espiral.
- 4 tensores elásticos de tejido boostFit repartidos en 2 tiradores, refuerzan la compresión y estabilización en la zona lumbar.
- El delantero con cierre microvelcro permite graduar la compresión abdominal de forma individualizada y segura.
- Incorpora pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, sobre todo cuando hay dolencias en las manos.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, discopatía, protusión discal, hernia discal, osteoporosis, debilidad muscular con exceso de peso.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
826741	S	23 / 35	85 - 95
826742	M	23 / 35	95 - 105
826743	L	23 / 35	105 - 115
826744	XL	23 / 35	115 - 125
826745	XXL	23 / 35	125 - 135



PRIMSPINE GOLD · FAJA LUMBOSACRA TRIPLE TENSOR. (Semirrígida)

Ref.: PRS642G

Características

- Faja semirrígida fabricada en material inelástico tricapa fitContour, transpirable.
- Incorpora 2 ballenas paravertebrales de acero conformable y 2 ballenas laterales de plástico que le permite aportar un alto grado de estabilización.
- La contención en la zona abdominal se asegura con 2 ballenas de acero en espiral.
- Un triple tensor elástico de tejido boostFit actúa como regulador de la compresión en la zona lumbar.
- El delantero con cierre microvelcro permite graduar la compresión abdominal de forma individualizada y segura.
- Incorpora pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, sobre todo cuando hay dolencias en las manos.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, discopatía, protusión discal, hernia discal, osteoporosis, debilidad muscular con exceso de peso.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
826736	S	23 / 33	85 - 95
826737	M	23 / 33	95 - 105
826738	L	23 / 33	105 - 115
826739	XL	23 / 33	115 - 125
826740	XXL	23 / 33	125 - 135



PRIMSPINE GOLD · FAJA LUMBOSACRA DOBLE TENSOR. (Semirrígida)

Ref.: PRS640 G

Características

- Faja semirrígida fabricada en material inelástico tricapa fitContour, transpirable.
- Incorpora 2 ballenas paravertebrales de acero conformable y 2 ballenas laterales de plástico que le permite aportar un alto grado de estabilización.
- La contención en la zona abdominal se asegura con 2 ballenas de acero en espiral.
- Cuenta con bandas tensoras con 2 elásticos de tejido boostFit cada una, como reguladores de la compresión en la zona lumbar.
- El delantero con cierre microvelcro permite graduar la compresión abdominal de forma individualizada y segura.
- Incorpora pasadedos para facilitar el cierre y adaptación, sobre todo cuando hay dolencias en las manos.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, discopatía, protusión discal, hernia discal, osteoporosis, debilidad muscular con exceso de peso.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
826724	S	17 / 28	85 - 95
826725	M	17 / 28	95 - 105
826726	L	17 / 28	105 - 115
826727	XL	17 / 28	115 - 125
826728	XXL	17 / 28	125 - 135
826729	XXXL	17 / 28	135 - 145



PRIMSPINE GOLD · FAJA LUMBOSACRA ABDOMEN PÉNDULO. (Semirrígida)

Ref.: PRS641G

Características

- Faja semirrígida para abdomen péndulo, fabricada en material inelástico tricapa fitContour, transpirable.
- Incorpora 2 ballenas paravertebrales de acero conformable y 2 ballenas laterales de plástico que le permite aportar un alto grado de estabilización.
- La contención en la zona abdominal se asegura con 3 ballenas de acero en espiral.
- Cuenta con bandas tensoras con 2 elásticos de tejido boostFit cada una, como reguladores de la compresión en la zona lumbar.
- El delantero con cierre lateralizado en microvelcro permite realizar un ajuste seguro.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, espondiloartrosis, discopatía, protusión discal, hernia discal, osteoporosis, debilidad muscular con exceso de peso.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
826730	S	26 / 28	85 - 95
826731	M	26 / 28	95 - 105
826732	L	26 / 28	105 - 115
826733	XL	26 / 28	115 - 125
826734	XXL	26 / 28	125 - 135
826735	XXXL	26 / 28	135 - 145





PrimSpine **espaldera dorsolumbar**



PrimSpine **faja sacrolumbar**

PrimSpine **módulo rígido sacrolumbar**

PrimSpine MODULAR



PRIMSPINE MODULAR
Faja semirrígida
sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Módulo
sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Espaldera
dorsolumbar



Transpirable
Sin látex



Tecnología
alta frecuencia

PRIMSPINE MODULAR · OPCIONES DISPONIBLES

PRIMSPINE Faja semirrígida
Ref.: PRS630 (baja)
Ref.: PRS631 (alta)



PRIMSPINE Faja semirrígida
con módulo lumbosacro
Ref.: PRS630 (baja) + PRS650
Ref.: PRS631 (alta) + PRS651



PRIMSPINE Faja semirrígida
con módulo lumbosacro
y espaldera toracolumbar
Ref.: PRS630 (baja) + PRS650 + PRS636
Ref.: PRS631 (alta) + PRS651 + PRS636



PrimSpine MODULAR



Primspine MODULAR

PrimSpine **espaldera** dorsolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Faja semirrígida
sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Espaldera
dorsolumbar

PrimSpine **faja** sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR · ESPALDERA TORACOLUMBAR SEMIRRÍGIDA

Ref.: PRS636BG OS · PRS636G OS


Características

- Espaldera dorsolumbar fabricada en tejido de tacto suave transpirable.
- Se utiliza en combinación con la faja semirrígida PRIMSPINE MODULAR, para formar una ortesis dorsolumbar.
- Con 2 ballenas de acero como refuerzo de contención central, que pueden conformarse para mejorar la adaptación a la anatomía del paciente.
- Tirantes acolchados que se adaptan sin oprimir. Pueden recortarse para regularlos a la altura del paciente, gracias a sus cierres “cocodrilo”.
- Incluye microvelcros para una fijación fácil y segura a la faja.
- Puede combinarse, además, con el MÓDULO PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé dorsolumbar

Indicaciones

Dorsalgia, rehabilitación, debilidad muscular, procesos degenerativos, osteoporosis incipiente a nivel dorsal.


C.I.	C.I.	TALLA	RANGO / MÍN MÁX (cm)
824776	824777	ÚNICA	50 / 75



Refuerzo de contención central con 2 ballenas de acero adaptables

Micro velcro para una sujeción segura en cualquier posición

Cierres cocodrilo que permiten regular la altura del tirante




Primspine MODULAR

PrimSpine **módulo** rígido sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Faja semirrígida
sacrolumbar



PRIMSPINE MODULAR
Módulo
sacrolumbar

PrimSpine **faja** sacrolumbar



El módulo se fija a la faja de forma fácil y segura gracias a su microvelcro



PRIMSPINE MODULAR · MÓDULO LUMBOSACRO BAJO/ALTO

Ref.: PRS650 · PRS651

Características

- Módulo sacrolumbar fabricado en polietileno de alta densidad con un diseño más anatómico, funcional y confortable.
- Permite moldearlo mediante calor para su adaptación al cuerpo del paciente.
- Forrado con tejido almohadillado de tacto suave y transpirable que favorece la comodidad. Puede extraerse para su lavado.
- Se utiliza en combinación con la faja semirrígida PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé con el que maximizamos la estabilización en la zona sacrolumbar.
- Incluye microvelcros para una fijación fácil y segura a la faja.
- Puede retirarse en función de la evolución del tratamiento.
- Combinable, además, con la ESPALDERA PRIMSPINE MODULAR para conformar un corsé dorsolumbar.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, artrosis, osteoporosis, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis, espondilolistesis, osteoporosis, lesión de partes blandas, postoperatoria.



PRS650
Indicado para su uso con la faja PRS630



PRS651
Indicado para su uso con la faja PRS631

C.I.	C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	TALLA FAJA	CONTORNO PELVIS (cm)	C.I.	C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	TALLA FAJA	CONTORNO PELVIS (cm)
824778	824783	1	30	XS	70 - 80	824787	824792	1	37	XS	70 - 80
824779	824784	2	30	S - M	77 - 100	824788	824793	2	37	S - M	77 - 100
824780	824785	3	30	L	95 - 110	824790	824795	3	37	L	95 - 110
824781	824786	4	30	XL - XXL	107 - 130	824791	824796	4	37	XL - XXL	107 - 130

PRIMSPINE MODULAR · FAJA LUMBOSACRA BAJA / ALTA. DOBLE BANDA TENSORA. (Semirrígidas)

Ref.: PRS630G · PRS630BG (Baja) PRS631G · PRS631BG (Alta)

Características

- Faja semirrígida baja fabricada en tejido elástico “boostFit”, altamente transpirable, con estructura en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.
- Su diseño, con tensores en doble banda y sus 4 ballenas de acero posteriores conformables y fijadas con una pieza inelástica de soporte, permiten alcanzar un alto grado de estabilización y contención lumbar.
- Especial para pacientes con diferencia cintura-cadera.
- Incluye placa lumbar de foam que aporta calor y confort a la zona y puede retirarse cuando no se precise.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
- Como sistemas de ayuda a la colocación y el ajuste, incluye zonas para la sujeción de los tensores y pasadedos anteriores que facilitan la adaptación en casos de artrosis en las manos u otras patologías.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, que favorece la discreción y el confort.

Indicaciones

Lumbalgia, lumbociática, artrosis, osteoporosis incipiente, osteomalacia, protusión discal, postoperatoria, debilidad muscular, esguince.

PRS630 (Baja)

C.I. BEIGE	C.I. GRIS	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
824746	824752	XS	17 / 26	70 - 80
824747	824753	S	17 / 26	77 - 90
824748	824755	M	17 / 26	87 - 100
824749	824756	L	17 / 26	95 - 110
824750	824757	XL	17 / 26	107 - 120
824751	824758	XXL	17 / 26	117 - 130
845215	845816	XXXL	17/26	128 - 145

PRS631 (Alta)

C.I. BEIGE	C.I. GRIS	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
824759	824765	XS	20 / 30	70 - 80
824760	824766	S	20 / 30	77 - 90
824761	824767	M	20 / 30	87 - 100
824762	824768	L	20 / 30	95 - 110
824763	824769	XL	20 / 30	107 - 120
824764	824770	XXL	20 / 30	117 - 130
845217	845818	XXXL	20 / 30	128 - 145



PRIMSPINE CARE+ · FAJA LUMBOSACRA DOBLE TENSOR EN CRUCE LUMBAR. (Semirrígida)

Ref.: PRS620BG · PRS620G

Características

- Faja semirrígida fabricada en tejido elástico “boostFit”, altamente transpirable, con estructura en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.
- Cuenta con 4 ballenas de elevado espesor, y doble tensor cruzado en la zona lumbar con cierre al delantero que aporta mayor estabilidad y mayor nivel de contención.
- Incluye placa lumbar de foam que aporta calor y confort a la zona y puede retirarse cuando no se precise.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro, y pasadedos anteriores que facilitan la adaptación en casos de artrosis en las manos u otras patologías.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, que favorece la discreción y el confort.

Indicaciones

Lumbalgia moderada, lumbociática moderada, rehabilitación, debilidad muscular, distensión, esguince, procesos degenerativos incipientes de la columna lumbar, protusión discal.

C.I. BEIGE	C.I. GRIS	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
824727	824733	XS	17 / 26	70 - 80
824728	824734	S	17 / 26	77 - 90
824729	824735	M	17 / 26	87 - 100
824730	824736	L	17 / 26	95 - 110
824731	824737	XL	17 / 26	107 - 120
824732	824738	XXL	17 / 26	117 - 130



PRIMSPINE CARE · FAJA LUMBOSACRA CRUCE LUMBAR. (Semirrígida)

Ref.: PRS610BG · PRS610G

Características

- Faja semirrígida fabricada en tejido elástico “boostFit”, altamente transpirable, con estructura en doble canal que potencia la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.
- Cuenta con cruce trasero para mayor sujeción y 4 ballenas de elevado espesor, que aportan una gran contención en la zona lumbar.
- El cruce lumbar es el sistema más adecuado cuando se busca un alto grado de contención sobre una zona concreta.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro, y pasadedos anteriores que facilitan la adaptación en casos de artrosis en las manos u otras patologías.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia”, sin costuras, que favorece la discreción y el confort.

Indicaciones

Lumbalgia leve, debilidad muscular, lumbociática leve.

C.I. BEIGE	C.I. GRIS	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
824713	824719	XS	17 / 26	70 - 80
824714	824720	S	17 / 26	77 - 90
824715	824721	M	17 / 26	87 - 100
824716	824722	L	17 / 26	95 - 110
824717	824723	XL	17 / 26	107 - 120
824718	824724	XXL	17 / 26	117 - 130



PRIM MAX · FAJA DORSOLUMBAR


Ref.: 6037G · 6037BG

Características

- Piezas frontales fabricadas con tecnología sin costuras.
- Sistemas de sujeción que facilitan la colocación y el ajuste.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.

Indicaciones

Lumbago, lumbociática, lumbocruralgia, discoartrosis,, osteoporosis , osteomalacia, post operatoria.



GRIS 6037G	BEIGE 6037BG	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
731693	731687	XS	23 / 55	75 - 85
731691	731685	S	23 / 55	85 - 95
731690	731684	M	23 / 55	95 - 105
731689	731683	L	23 / 55	105 - 115
731692	731686	XL	23 / 55	115 - 125
731694	731688	XXL	23 / 55	125 - 135

100% LATEX FREE



PRIM MAX · FAJA LUMBOSACRA ALTA


Ref.: 6035G · 6035BG

Características

- Piezas frontales fabricadas con tecnología sin costuras.
- Sistemas de sujeción que facilitan la colocación y el ajuste.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
- Sus soportes paravertebrales de acero garantizan la máxima contención.

Indicaciones

Lumbago, lumbociática, lumbocruralgia, discoartrosis,, osteoporosis , osteomalacia, post operatoria.



GREY 6035G	GRIS 6035BG	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
731681	731675	XS	23/35	75 - 85
731679	731673	S	23/35	80 - 95
731678	731672	M	23/35	90 - 105
731677	731671	L	23/35	100 - 115
731680	731674	XL	23/35	110 - 125
731682	731676	XXL	23/35	120 - 135

100% LATEX FREE



PRIM MAX · FAJA LUMBOSACRA MEDIA

Ref.: 6033G · 6033BG

Características

- Piezas frontales fabricadas con tecnología sin costuras.
- Sistemas de sujeción que facilitan la colocación y el ajuste.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
- Sus soportes paravertebrales de acero garantizan la máxima contención.

Indicaciones

Lumbago, lumbociática, lumbocruralgia, discoartrosis,, osteoporosis , osteomalacia, post operatoria.



GRIS 6033G	BEIGE 6033BG	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
731669	731663	XS	23/35	75 - 85
731667	731661	S	23/35	80 - 95
731666	731660	M	23/35	90 - 105
731665	731659	L	23/35	100 - 115
731668	731662	XL	23/35	110 - 125
731670	731664	XXL	23/35	120 - 135

100% LATEX FREE



PRIM MAX · FAJA LUMBOSACRAL BAJA

Ref.: 6032G · 6032BG

Características

- Piezas frontales fabricadas con tecnología sin costuras.
- Sistemas de sujeción que facilitan la colocación y el ajuste.
- Cierre con microvelcro que permite un ajuste seguro.
- Sus soportes paravertebrales de acero garantizan la máxima contención.

Indicaciones

Lumbago, lumbociática, lumbocruralgia, discoartrosis,, osteoporosis , osteomalacia, post operatoria.



GRIS 6032G	BEIGE 6032BG	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
731657	731651	XS	20/28	75 - 85
731655	731649	S	20/28	80 - 95
731654	731648	M	20/28	90 - 105
731653	731647	L	20/28	100 - 115
731656	731650	XL	20/28	110 - 125
731658	731652	XXL	20/28	120 - 135

100% LATEX FREE





CAMP ONE · FAJA LUMBOSACRAL ALTA

Ref.: 533PG

Características

- Tejido transpirable de baja elasticidad.
- Reforzado con 8 varillas verticales flexibles, 2 varillas espirales en la zona frontal, inguinal y dorsal, y 2 varillas paravertebrales maleables para mayor estabilización y comodidad.
- Con 5 tensores elásticos para mayor sujeción y compresión.
- Exclusivo sistema de hebillas "Self-ATB System" que permite el reparto uniforme de tensiones.

Indications

Dolor lumbar, lumbociática, hernia discal, debilidad o atonía muscular, recuperación postoperatoria de cirugía lumbar, artritis, osteoartritis lumbar.



C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822779	XXS	23/38	60 - 70
822780	XS	23/38	70 - 80
822444	S	23/38	80 - 90
822445	M	23/38	90 - 100
822446	L	23/38	100 - 110
822447	XL	23/38	110 - 120
822448	XXL	23/38	120 - 130



100% LATEX FREE



CAMP ONE · FAJA LUMBOSACRAL MEDIA

Ref.: 532PG

Características

- Tejido transpirable de baja elasticidad.
- Reforzado con 8 varillas verticales flexibles, 2 varillas espirales en la zona frontal, inguinal y dorsal, y 2 varillas paravertebrales maleables para mayor estabilización y comodidad.
- Con 5 tensores elásticos para mayor sujeción y compresión.
- Exclusivo sistema de hebillas "Self-ATB System" que permite el reparto uniforme de tensiones.

Indications

Dolor lumbar, lumbociática, hernia discal, debilidad o atonía muscular, recuperación postoperatoria de cirugía lumbar, artritis, osteoartritis lumbar.



C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822778	XS	20/33	70 - 80
822439	S	20/33	80 - 90
822440	M	20/33	90 - 100
822441	L	20/33	100 - 110
822442	XL	20/33	110 - 120
822443	XXL	20/33	120 - 130



100% LATEX FREE



CAMP ONE · FAJA LUMBOSACRAL BAJA

Ref.: 531PG

Características

- Tejido transpirable de baja elasticidad.
- Reforzado con 8 varillas verticales flexibles, 2 varillas espirales en la zona frontal, inguinal y dorsal, y 2 varillas paravertebrales maleables para mayor estabilización y comodidad.
- Con 5 tensores elásticos para mayor sujeción y compresión.
- Exclusivo sistema de hebillas "Self-ATB System" que permite el reparto uniforme de tensiones.

Indications

Dolor lumbar, lumbociática, hernia discal, debilidad o atonía muscular, recuperación postoperatoria de cirugía lumbar, artritis, osteoartritis lumbar.



C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822434	S	20/28,5	80 - 90
822435	M	20/28,5	90 - 100
822436	L	20/28,5	100 - 110
822437	XL	20/28,5	110 - 120
822438	XXL	20/28,5	120 - 130



100% LATEX FREE



ELCROSS LUX · FAJA LUMBOSACRA ABDOMEN PÉNDULO

Ref.: 3134BG

Características

- Faja semirrígida lumbosacra para abdomen péndulo, fabricada con dos materiales. La base trasera está compuesta por tejido de licra de doble capa en el exterior y tejido de fibra de carbono en el interior.
- El resto está compuesto por tejido de licra de doble capa en ambos lados.
- Cuenta con tensores elásticos para aumentar el soporte si es necesario.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

 Resistex® Carbon es un hilo tecnológico con características técnicas únicas, obtenido de la unión de fibras textiles con un filamento continuo de material conductor a base de carbón activo.



Antiestático
Termoregulador
Protector (UV, energía estática)

100% LATEX FREE

C.I.	SIZE	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822414	S	26 / 28	85 - 105
822415	M	26 / 28	95 - 105
822416	L	26 / 28	105 - 115
822417	XL	26 / 28	115 - 125
822418	XXL	26 / 28	125 - 135



ELCROSS LUX · FAJA LUMBOSACRA ALTA

Ref.: 3133G · 3133BG

Characteristics

- Faja semirrígida lumbosacra fabricada con dos materiales. La base trasera está compuesta por tejido de licra de doble capa en el exterior y tejido de fibra de carbono en el interior.
- El resto está compuesto por tejido de licra de doble capa en ambos lados.
- Cuenta con tensores elásticos para aumentar el soporte si es necesario.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

 Resistex® Carbon es un hilo tecnológico con características técnicas únicas, obtenido de la unión de fibras textiles con un filamento continuo de material conductor a base de carbón activo.



Antiestático
Termoregulador
Protector (UV, energía estática)

100% LATEX FREE

GRIS 3133G	BEIGE 3133BG	SIZE	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822429	822409	S	23 / 33	85 - 95
822430	822410	M	23 / 33	95 - 105
822431	822411	L	23 / 33	105 - 115
822432	822412	XL	23 / 33	115 - 125
822433	822413	XXL	23 / 33	125 - 135



ELCROSS LUX · FAJA LUMBOSACRA BACK BAJA

Ref.: 3131BG

Characteristics

- Faja semirrígida lumbosacra fabricada con dos materiales. La base trasera está compuesta por tejido de licra de doble capa en el exterior y tejido de fibra de carbono en el interior.
- El resto está compuesto por tejido de licra de doble capa en ambos lados.
- Cuenta con tensores elásticos para aumentar el soporte si es necesario.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

 Resistex® Carbon es un hilo tecnológico con características técnicas únicas, obtenido de la unión de fibras textiles con un filamento continuo de material conductor a base de carbón activo.



Antiestático
Termoregulador
Protector (UV, energía estática)

100% LATEX FREE

C.I.	SIZE	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822399	S	14 / 19	85 - 95
822400	M	14 / 19	95 - 105
822401	L	14 / 19	105 - 115
822402	XL	14 / 19	115 - 125
822403	XXL	14 / 19	125 - 135



ELCROSS LUX · FAJA LUMBOSACRA MEDIA

Ref.: 3132G · 3132BG

Characteristics

- Faja semirrígida lumbosacra fabricada con dos materiales. La base trasera está compuesta por tejido de licra de doble capa en el exterior y tejido de fibra de carbono en el interior.
- El resto está compuesto por tejido de licra de doble capa en ambos lados.
- Cuenta con tensores elásticos para aumentar el soporte si es necesario.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

 Resistex® Carbon es un hilo tecnológico con características técnicas únicas, obtenido de la unión de fibras textiles con un filamento continuo de material conductor a base de carbón activo.



Antiestático
Termoregulador
Protector (UV, energía estática)

100% LATEX FREE

GRIS 3132G	BEIGE 3132BG	SIZE	ALTURA FRONTAL/ ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)
822424	822404	S	19 / 28	85 - 95
822425	822405	M	19 / 28	95 - 105
822426	822406	L	19 / 28	105 - 115
822427	822407	XL	19 / 28	115 - 125
822428	822408	XXL	19 / 28	125 - 135





CAMP XXI · FAJA DORSOLUMBAR (Semirrígidas)

Ref.: 437B · 437TB

Características

- Faja dorsolumbar semirrígida fabricada en tejido transpirable inelástico.
- 437B - 2 ballenas de acero para aportar mayor contención.
- 437TB - 4 ballenas de acero para aportar mayor contención.
- 4 cinchas inelásticas y cordones.
- Tirantes con tensores que activan la retropropulsión del hombro.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Dorsalgia, hiperCIFOSIS, procesos degenerativos del disco, espondilolistesis, espondilitis, postoperatorio, osteoporosis.

437B C.I.	437TB C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
726449	726455	S	23 / 51	80 - 95
726450	726456	M	23 / 51	90 - 105
726451	726457	L	23 / 51	100 - 115
726452	726458	XL	23 / 51	110 - 125
726453	726459	XXL	23 / 51	120 - 135

100% LATEX FREE ✓



CAMP XXI · HIGH SEMI-RIGID BACK SUPPORTS

Ref.: 433B

Characteristics

- Faja sacrolumbar semirrígida fabricada en tejido transpirable inelástico.
- 2 ballenas de acero para aportar mayor contención.
- 2 cinchas inelásticas y cordones.
- Diseñada para personas de baja estatura cuando la localización de la lesión lo exige.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
726430	XS	25 / 32	70 - 85
726431	S	25 / 32	80 - 95
726432	M	25 / 32	90 - 105
726433	L	25 / 32	100 - 115
726434	XL	25 / 32	110 - 125
726435	XXL	25 / 32	120 - 135

100% LATEX FREE ✓



CAMP XXI · LOW SEMI-RIGID BACK SUPPORT

Ref.: 432B

Characteristics

- Faja sacrolumbar semirrígida fabricada en tejido transpirable inelástico.
- 2 ballenas de acero para aportar mayor contención.
- 2 cinchas inelásticas y cordones.
- Diseñada para personas de baja estatura cuando la localización de la lesión lo exige.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
726424	XS	20 / 28	70 - 85
726425	S	20 / 28	80 - 95
726426	M	20 / 28	90 - 105
726427	L	20 / 28	100 - 115
726428	XL	20 / 28	110 - 125
726429	XXL	20 / 28	120 - 135

100% LATEX FREE ✓



CAMP XXI · FAJAS SACROLUMBAR ABODOMEN PÉNDULO (Semirrígidas)

Ref.: 434B (abdomen péndulo)

Características

- Faja sacrolumbar semirrígida fabricada en tejido transpirable inelástico.
- 2 ballenas de acero para aportar mayor contención.
- 2 cinchas inelásticas y cordones.
- ABDOMEN PÉNDULO: Cierre lateral para recoger abdomen en su posición.
- Diseñada para personas de baja estatura cuando la localización de la lesión lo exige.
- Nivel de contención alto.

Indicaciones

Lumbociática, rehabilitación, procesos degenerativos del disco, protusión discal, hernia discal, espondiloartrosis lumbar, postoperatorio.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CADERA (cm)
726436	XS	31 / 32	70 - 85
726437	S	31 / 32	80 - 95
726438	M	31 / 32	90 - 105
726439	L	31 / 32	100 - 115
726440	XL	31 / 32	110 - 125
726441	XXL	31 / 32	120 - 135

100% LATEX FREE ✓





PRIMSPINE LABORAL · FAJA LUMBOSACRA DOBLE TENSOR. (Semirrígida)

Ref.: PRS625N

Características

- Faja de contención para trabajo, fabricada en tul elástico de lycra transpirable y polipiel, con cierre frontal de velcro.
- Soporte trasero conformado con 4 ballenas que aportan la sujeción adecuada a nivel lumbar. Se complementa con 2 ballenas inguinales como refuerzo.
- Sistema duo-control mediante doble banda tensora que permite regular la sujeción lumbar en función de las necesidades laborales.
- Incorpora bandas internas antideslizantes.
- Permite incorporar tirantes para mayor seguridad (se suministran por separado como un accesorio. Referencia: PRS6ATR OS - C.I.: 825349)

Indicaciones

Lumbalgia, contención lumbar.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)	
824739	XS	15 / 24	75 - 85	
824740	S	15 / 24	85 - 95	
824741	M	15 / 24	95 - 105	
824742	L	15 / 24	105 - 115	
824743	XL	15 / 24	115 - 125	
824744	XXL	15 / 24	125 - 135	
824745	XXXL	15 / 24	135 - 150	



PRIMSPINE LABORAL+ · FAJA LUMBOSACRA DOBLE TENSOR. (Semirrígida)

Ref.: PRS635N


Características

- Faja de contención para trabajo, fabricada en tejido elástico monofilamento transpirable de gran compresión, con cierre frontal de velcro.
- Soporte trasero conformado con 4 ballenas de acero que aportan gran contención en la zona lumbar. Reforzada con 2 ballenas a nivel inguinal.
- Sistema duo-control mediante doble banda tensora que permite regular la sujeción lumbar en función de las necesidades laborales.
- Con tiradores de manos en el cierre y en los tensores para facilitar su colocación.
- Incorpora bandas internas almohadilladas en la espalda para maximizar el confort.

Indicaciones

Lumbalgia, contención lumbar.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO PELVIS (cm)	
824771	S	17 / 26	85 - 95	
824772	M	17 / 26	95 - 105	
824773	L	17 / 26	105 - 115	
824774	XL	17 / 26	115 - 125	
824775	XXL	17 / 26	125 - 135	



PRIMSPINE MOVE + • FAJA LUMBAR

Ref.: PRS606

Características

- Faja confeccionada en tejido elástico de monofilamento transpirable que mantiene la piel libre de humedad por sudoración.
- Cuenta con 2 ballenas traseras que aportan una ligera sujeción a nivel lumbar.
- Incorpora cierre delantero tipo velcro que permite graduar la compresión abdominal.

Indicaciones

Lumbalgia leve o moderada, postoperatorio, postparto, debilidad muscular, procesos degenerativos incipientes.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)
827216	S	24/24	75-95
827217	M	24/24	95-115
827218	L	24/24	115-130
827219	XL	24/24	130-140



PRIMSPINE MOVE+ • FAJA LUMBAR REFORZADA

Ref.: PRS607

Características

- Faja sacrolumbar confeccionada en tejido elástico compacto transpirable.
- Cuenta con 4 ballenas de plástico que aseguran una mejor sujeción en la zona lumbar.
- Incorpora cierre delantero tipo velcro que permite graduar la compresión abdominal.
- Su diseño con forma anatómica, más estrecha en la parte delantera, favorece la comodidad.

Indicaciones

Lumbalgia leve o moderada, traumatismo leve, uso preventivo en caso de actividades laborales o deportivas que conlleven esfuerzo en la zona lumbar.

C.I.	TALLA	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)
827220	S	14 / 24	70 - 90
827221	M	14 / 24	90 - 120
827222	L	14 / 24	120 - 140





PRIMSPINE BANDS · FAJA 4 BANDAS

Ref.: PRS604BG

Características

- Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable y de tacto suave.
- Integra cuatro bandas que se adaptan a las diferentes zonas del abdomen, aportando mayor confort y compresión.
- Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, permite una adaptación individualizada y segura.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 100% sin costuras, más confortable y respetuoso con la piel.

Indicaciones

Lumbalgia leve, distensión muscular, contención de eventraciones, postoperatoria y postparto.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO ABDOMEN (cm)
824707	S	32	70 - 90
824708	M	32	90 - 110
824709	L	32	110 - 130
824712	XL	32	130 - 145



PRIMSPINE BANDS · FAJA 3 BANDAS

Ref.: PRS603BG

Características

- Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable y de tacto suave.
- Integra tres bandas que se adaptan a las diferentes zonas del abdomen, aportando mayor confort y compresión.
- Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, permite una adaptación individualizada y segura.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 100% sin costuras, más confortable y respetuoso con la piel.

Indicaciones

Lumbalgia leve, distensión muscular, contención de eventraciones, postoperatoria y postparto.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO ABDOMEN (cm)
824703	S	24	70 - 90
824704	M	24	90 - 110
824705	L	24	110 - 130
824706	XL	24	130 - 145



PRIMSPINE BANDS · FAJA 2 BANDAS

Ref.: PRS602BG

Características

- Faja banda fabricada en tejido elástico continuo, transpirable y de tacto suave.
- Integra dos bandas que se adaptan a las diferentes zonas del abdomen, aportando mayor confort y compresión.
- Su amplia zona de cierre mediante microvelcro, permite una adaptación individualizada y segura.
- Utiliza “tecnología alta frecuencia” para un diseño 100% sin costuras, más confortable y respetuoso con la piel.
- Su diseño permite un uso tanto abdominal como costal.

Indicaciones

Contención de pequeñas y medianas eventraciones. Contención abdominal postoperatoria y postparto.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO ABDOMEN (cm)
824699	S	16	70 - 90
824700	M	16	90 - 110
824701	L	16	110 - 130
824702	XL	16	130 - 145



Fajas de compresión ligera Primspine

PRIMSPINE MOVE · FAJA TUBULAR ALGODÓN

Ref.: PRS600

Caraterísticas

- Faja tubular cerrada elaborada en tejido de punto con fibras de algodón cálidas y agradables para la piel.
- Aporta una óptima compresión y permite que el paciente se mueva con total libertad.
- La forma tubular la hace más cómoda y discreta.

Indicaciones

Lumbago leve, debilidad muscular, dolor lumbar, postoperatorio, postparto.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)
825407	XS	26	65 - 75
825408	S	29	75 - 95
825409	M	29	95 - 115
825410	L	29	115 - 130



PRIMSPINE MOVE · FAJA ABIERTA ALGODÓN

Ref.: PRS601

Caraterísticas

- Faja en forma de tubo abierta elaborada en tejido de punto con fibras de algodón cálidas y agradables para la piel.
- Aporta una óptima compresión y permite que el paciente se mueva con total libertad.
- Su apertura frontal con cierre tipo velcro permite una adaptación personalizada.

Indicaciones

Lumbago leve, debilidad muscular, dolor lumbar, postoperatorio, postparto.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO CINTURA (cm)
825411	S	26	75 - 95
825412	M	29	95 - 115
825413	L	29	115 - 130




Faja de embarazada Primspine



Primspine
MAMMY

Las fuerzas que ejerce la faja **PrimSpine MAMMY** recuperan los espacios intervertebrales, aliviando la compresión en el nervio ciático. Eleva el abdomen y descarga el peso de las lumbares.



PRIMSPINE · FAJA EMBARAZADA

Ref.: PRS615BG OS · PRS615G OS

Características

- Banda anatómica delantera fabricada en velour transpirable, suave y ligero, que eleva el abdomen aliviando la sensación de pesadez sobre la zona pélvica.
- Incorpora tejido elástico "boostFit", transpirable, con estructura en doble canal que mejora la adaptación al cuerpo, aportando mayor compresión y comodidad.
- 2 ballenas de contención lumbar, sostienen la columna y mejoran su postura, aliviando el dolor de espalda.
- Sus 2 tensores laterales graduables, se ajustan para descargar la presión en función de las necesidades de la mamá.
- Utiliza "tecnología alta frecuencia", sin costuras, que favorece la discreción y el confort.
- Con guías de ayuda que facilitan la correcta colocación de la faja en cada etapa del embarazo.

Indicaciones

Lumblagia leve o moderada durante el embarazo.

C.I.	COLOR	ALTURA FRONTAL / ESPALDA (cm)	CONTORNO MIN/MAX(cm)
824725	BEIGE	7 / 13	90 / 115
824726	GRIS	7 / 13	90 / 115

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA



Adaptable a todas las etapas del embarazo





Elcross
L·U·X



Resistex® Carbon es un hilo tecnológico con características técnicas únicas, obtenido de la unión de fibras textiles con un filamento continuo de material conductor a base de carbón activo.




Antiestático
Termoregulador
Protector (UV, energía estática)



Primspine
BALANCE

Tecnología de tracción progresiva induce a la retropropulsión de los hombros



Almohadillas axilares reposicionables



La utilización de **Primspine Balance** favorece la reeducación postural mediante una ligera tracción que estimula la propiocepción y corrige el posicionamiento de la cintura escapular.

ELCROSS LUX · ESPALDILLERA

Ref.: 3138BG

Características

- Ortesis confeccionada en tejido elástico bicapa de lycra transpirable.
- Incorpora, en su cara interna posterior, fibra de carbono con tecnología Resistex® Carbon, especialmente desarrollado para ofrecer al paciente la máxima comodidad y transpirabilidad.
- Mantiene la columna vertebral en posición anatómica, evitando posiciones incorrectas y/o cifosis.
- Cuenta con dos ballenas traseras que ayudan a mejorar la corrección postural.
- Sus tirantes producen la retropropulsión de los hombros y están reforzados mediante cinchas elásticas cruzadas en la zona dorsal asegurando el nivel de corrección.

Indicaciones

Recordatorio postural. Patología dorsal leve.

C.I.	TALLA	CONTORNO BAJO PECHO (cm)	
822419	S	70 - 80 cm	
822420	M	80 - 90 cm	
822421	L	90 - 100 cm	
822422	XL	100 - 110 cm	
822423	XXL	110 - 120 cm	

PRIMSPINE BALANCE · ESPALDILLERA

Ref.: PRS335

Características


- Ortesis confeccionada en material elástico de monofilamento transpirable.
- Diseñada con tecnología de tracción progresiva, PRIMSPINE BALANCE induce la retropropulsión de los hombros ayudando a corregir la postura de manera suave y gradual.
- Actúa como recordatorio postural en pacientes con actitud cifótica funcional o hábitos posturales inadecuados.
- Cuenta con almohadillas axilares reposicionables para máximo confort.
- Sus materiales ligeros de alta tolerancia cutánea, permiten un uso prolongado sin molestias y con total libertad de movimiento.
- Diseño ergonómico y discreto: fácil de ajustar y adaptar a la anatomía del paciente.

Indicaciones

Prevención de alteraciones posturales en adolescentes y adultos. Cifosis postural leve. Fatiga postural en usuarios sedentarios. Complemento en programas de reeducación postural y fisioterapia

C.I.	TALLA	CONTORNO BAJO PECHO (cm)	
846738	S	75 - 93	
846739	M	88 - 107	
846740	L	102 - 120	





Protectores torácicos Ecoprim

TRONCO



Cinchas ajustables

Asas ergonómicas

Crocodile-type Velcro® fastener

ECOPRIM3 · PROTECTOR TORÁCICO

Ref.: ECOPRIM3

Características

- Chaleco de alta sujeción para estabilizar el tórax tras una cirugía cardíaca. Permite una respiración normal y amortigua el impacto cuando el paciente tose.
- Ajuste sencillo a diferentes tipos de pacientes.
- Fabricado en materiales lavables y transpirables.
- Asas ergonómicas (hechas de ABC) para proporcionar una adaptación más cómoda y eficaz.
- Doble cara de terciopelo.

Indicaciones

Se recomienda su uso al menos durante un mes tras la cirugía.

Beneficios de la correcta colocación y uso para una pronta recuperación



1. Coloque el protector Ecoprim3 como un chaleco, introduciendo los brazos por las correas
2. Con las correas de clip cerradas, ajuste su longitud de modo que la correa pectoral quede justo por debajo de las axilas*
3. Ajuste la separación entre las anillas (5-10 cm) apretando la correa pectoral con el velcro lateral.. La distancia debe permitir que el paciente sujete la axila con una mano, sin que las dis se estiren juntas.*
4. Coloque la cinta en el centro para que el paciente pueda acceder fácilmente a las anillas en todo momento*

* Corte el exceso de tela, si es necesario.

C.I.	TALLA
727491	Talla única

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA



Cinchas que pasen sobre y bajo las mamas, permitiendo un ajuste perfecto y permite realizar una correcta regulación de la compresión ejercida

Hebillas de cierre clic para apertura muy rápida

La hebilla central protege la herida

mujer
Ecoprim

Cinchas que permiten unajuste perfecto y una correcta regulación de la compresión ejercida

Almohadillas laterales que apoyan sobre el pectoral

Hebilla de cierre clic para apertura muy rápida

unisex
Ecoprim

ECOPRIM · PROTECTOR TORÁCICO DE COMPRESIÓN CONTINUA. MUJER

Ref.: ECOPRIMCCM

Características


- Protector torácico Ecoprim de compresión continua especialmente diseñado para mujeres.
- Permite realizar una compresión sobre el tórax liberando el pecho femenino, de forma que aporte seguridad a los pacientes para hacer una vida normal hasta su recuperación.
- La almohadilla central protege la herida de cualquier presión o roce indeseado.
- Las cinchas rodean el pecho por encima y por debajo, permitiendo de este modo realizar una correcta regulación de la compresión ejercida liberando en todo momento el pecho y evitando cualquier tipo de compresión sobre él.
- Colocación sencilla e intuitiva para el paciente, para ello se ha concebido con un diseño tipo chaleco.
- Zonas almohadilladas que permiten acolchar al mismo tiempo que se comprime, para un mayor confort.
- Las hebillas centrales quedan colocadas sobre la almohadilla central evitando cualquier posible contacto con la herida.

Indicaciones

Periodo de recuperación tras cirugía torácica o cardíaca.

100% LATEX FREE ✓

C.I.	TALLA	CONTORNO PECHO. (cm)
839777	1	75 - 105
839778	2	105 - 135



Fabricado en tejido de rejilla de celda abierta

Transpirable

Adaptación a la anatomía del paciente

Materiales elásticos e inelásticos para adaptación perfecta

ECOPRIM · PROTECTOR TORÁCICO DE COMPRESIÓN CONTINUA. UNISEX

Ref.: ECOPRIMCCU

Características

- Protector torácico Ecoprim de compresión continua unisex.
- Permite realizar una compresión sobre el tórax, de forma que aporte seguridad a los pacientes para hacer una vida normal hasta su recuperación.
- Este producto puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres.
- Dispone de dos almohadillas laterales que apoyan sobre el pectoral, liberando la zona de la herida.
- Colocación sencilla e intuitiva para el paciente, para ello se ha concebido con un diseño tipo chaleco.
- Zonas almohadilladas que permiten acolchar al mismo tiempo que se comprime, para un mayor confort.
- Dispone de dos hebillas centrales que no entran en contacto con el paciente gracias a las almohadillas laterales, evitando de este modo que puedan entrar en contacto con la herida ni realizar cualquier tipo de presión sobre la misma.

Indicaciones

Periodo de recuperación tras cirugía torácica o cardíaca.

100% LATEX FREE ✓

C.I.	TALLA	CONTORNO PECHO. (cm)
839779	1	70 - 100
839781	2	100-130



PRIM · I.M.O. COLLARÍN TIPO SOMI


Ref.: E45

Características

- Collarín tipo SOMI que mantiene inmóvil la columna cervical.
- Su estructura se compone de un apoyo mentoniano y un soporte occipital que se unen a una placa torácica a través de dos barras metálicas situadas por detrás de la cabeza y por un soporte anterior a nivel de la mandíbula. Todo ello se ancla, a su vez, a una pieza central que apoya en el tórax a modo de chaleco rígido.
- Permite al paciente tumbarse con comodidad manteniendo la inmovilización.
- La pieza de apoyo mentoniano y el soporte occipital deben utilizarse durante todo el día.
- Pueden quitarse fácilmente y ser sustituidas por el soporte frontal para realizar actividades cotidianas que requieran el uso de la mandíbula, como comer.
- Posibilidad de adaptación a pacientes sometidos a tracción.

Indicaciones

Cervicalgia severa. Cervicobraquialgia de origen compresivo, raumatismo severo. Postoperatorio. Fractura cervical. Artrosis cervical. Proceso inflamatorio que provoca contractura.



C.I.	TALLA	ALTURA (cm)
616710	S	- 144
616702	L	+ 144



PRIM · COLLARÍN RÍGIDO TIPO PHILADELPHIA

Ref.: 961

Características


- Collarín construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm, con apertura traqueal que permite la ventilación y acceso directo a la tráquea si fuera necesario.
- Es bivalvo, lo que facilita su colocación sin necesidad de mover al paciente.
- Remaches radiotransparentes.
- Utilizado también en urgencias.

Indicaciones

Artrosis cervical. Hernia discal. Esguince. Postoperatorio. Cervicalgia y cervicobraquialgia. Síndrome del latigazo cervical. Traumatismo directo en cuello. Siempre que sea necesaria la inmovilización de la columna cervical.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
722466	S/Xbajo	25,4 - 33	5,46
722467	S/Bajo	25,4 - 33	8
722468	S/Medio	25,4 - 33	10,54
722469	S/Alto	25,4 - 33	13,08
722470	M/Xbajo	33 - 40,6	5,46
722471	M/bajo	33 - 40,6	8
722472	M/Medio	33 - 40,6	10,54
722473	M/Alto	33 - 40,6	13,08
722474	L/Xbajo	40,6 - 48,3	5,46
722475	L/Bajo	40,6 - 48,3	8
722476	L/Medio	40,6 - 48,3	10,54
722477	L/Alto	40,6 - 48,3	13,08
722478	XL/Xbajo	+ 48,3	5,46
722479	XL/bajo	+ 48,3	8
722480	XL/Medio	+ 48,3	10,54
722481	XL/Alto	+ 48,3	13,08



PRIM · COLLARÍN SEMIRRÍGIDO REGULABLE CON APOYO MENTONIANO

Ref.: E120

Características

- Collarín confeccionado en polietileno de baja densidad de 1 mm forrado con lycra y espuma.
- Se compone de dos valvas que al separarse permiten regular la altura.
- Cierre posterior de velcro.
- El apoyo mentoniano aporta mayor nivel de sujeción y comodidad para el usuario.

Indicaciones

Artrosis cervical. Protusión discal. Esguince severo. Estabilización ostoperatoria. Tortícolis. Cervicalgia. Hernia discal.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
704290	XS/Bajo	32 - 37	7,5 - 9
704291	L/Bajo	36 - 41	8 - 9,5
704292	M/Medio	40 - 45	8,5 - 10
704293	L/Alto	44 - 49	9 - 10,5
704294	XL/Alto	48 - 53	9 - 10,5

PRIM · COLLARÍN REGULABLE EN ALTURA

Ref.: E41

Características

- Collarín confeccionado en polietileno de baja densidad de 1 mm, forrado con lycra y espuma.
- Se compone de dos valvas que al separarse permiten regular la altura.
- Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones

Traumatismo severo. Artrosis cervical. Esguince severo. Tortícolis. Protusión discal. Cervicalgia.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
618217	XS/Bajo	32 - 37	7,5 - 9
618225	L/Bajo-medio	36 - 41	8 - 9,5
618276	M/Medio	40 - 45	8,5 - 10
618233	L/Alto	44 - 49	9 - 10,5
618268	XL/Alto	48 - 53	9 - 10,5



PRIM · COLLARÍN SEMIRRÍGIDO ANATÓMICO

Ref.: CC121

Características

- Collarín confeccionado en espuma de poliuretano y forrado con tubular de algodón.
- Con refuerzo de polietileno de 1 mm, lo que confiere mayor rigidez. Este refuerzo se puede quitar dependiendo del nivel de sujeción que requiera el usuario.
- Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones

Traumatismo moderado. Artrosis cervical aguda. Esguince. Postoperatorio. Protusión discal incipiente. Cervicalgia.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
721402	S/Bajo	35 - 38	8
721403	S/Medio	35 - 38	9
721404	M/bajo	38 - 41	8
721405	M/Medio	38 - 41	9
721406	L/Medio	41 - 43	9
721407	L/Alto	41 - 43	11
721408	XL/Medio	43 - 48	9
721409	XL/Alto	43 - 48	11

PRIM · COLLARÍN BLANDO RECTO

Ref.: CC19

Características

- Collarín confeccionado en espuma y forrado con tubular de algodón.
- Refuerzo posterior plano.
- Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones

Traumatismo leve. Artrosis cervical leve. Tortícolis leve. Esguince leve. Cervicalgia.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
713201	XS/Bajo	32 - 44	8
647381	S/Bajo	37 - 49	8
647390	M/Alto	42 - 54	10
647403	L/Alto	48 - 60	10

PRIM · COLLARÍN BLANDO ANATÓMICO

Ref.: CC20

Características

- Collarín confeccionado en espuma y forrado con tubular de algodón.
- Anatómico para una mejor adaptación al usuario.
- Refuerzo posterior plano.

Indicaciones


Traumatismo leve. Artrosis cervical leve. Tortícolis leve. Esguince leve. Cervicalgia.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
703240	S/Bajo	42 - 58	8
703239	S/Medio	42 - 58	9
703238	S/Alto	42 - 58	10
703243	L/Bajo	47 - 63	8
703242	L/Medio	47 - 63	9
703241	L/Alto	47 - 63	10



3  PRIM
Miembro superior





CLAVI+ · INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

Ref.: CLAVI+

Características

- Ortesis para la inmovilización funcional de la clavícula, fabricada en tejido “dermody” 100% transpirable.
- Compuesta por una placa dorsal acolchada con forma anatómica, que aporta sujeción y gran confort y se adapta a espalda y escápulas.
- Con soporte axilar almohadillado evitando cualquier tipo de roce o molestia.
- Tirantes funcionales “non-elastic” regulables mediante hebillas mantienen los hombros en retropulsión.
- Su cierres desmontables de microgancho oculto permiten cortar la longitud del tirante para su adaptación personalizada.


Indicaciones

Fractura de clavícula. Recordatorio postural.

C.I.	TALLA	CONTORNO BAJO PECHO (cm)
738568	S	60 - 80
738567	L	> 80




100% LATEX FREE ✓



dermody®
BY COOLMAX INSIDE

Tejido 100% transpirable, 100% seco.
Dermody® es el tejido técnico que acelera el proceso de absorción de la humedad, manteniendo la piel siempre seca.
Fabricado con hilo de Coolmax® la humedad se transmite hacia el exterior de forma continuada y no vuelve hacia la piel en ningún caso, lo que da al usuario una sensación agradable y confortable.





Ortesis de húmero

Ortesis de hombro · Codera flexo-extensión

MIEMBRO SUPERIOR

MIEMBRO SUPERIOR



PRIM · ORTESIS DE HOMBRO

Ref.: HSAFE

Características

- Ortesis pasiva para hombro, fabricada en tejido 3D transpirable.
- Posiciona la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y la escápula en rotación externa, proporcionando un patrón normal que permite movilidad al paciente.
- Incorpora una almohadilla para posicionar el brazo en abducción.
- Cierre ajustable mediante pasador y velcro tipo cocodrilo.
- Guarda lado.

Indicaciones

Síndrome de hombro doloroso, subluxación, fractura subcapital de húmero, postoperatorio.

C.I.	TALLA	CONTORNO BAJO AXILA (cm)
715877	SL	65 - 85
715880	SR	65 - 85
715878	ML	80 - 100
715881	MR	80 - 100
715879	LL	95 - 115
715882	LR	95 - 115



100% LATEX FREE



HUMERUX · ORTESIS DE HÚMERO

Ref.: EVOH300


Características

- Ortesis de húmero bivalva termoconformada en polietileno de alta densidad, de diseño neutro y recubierta de una funda textil acolchada, suave y confortable.
- Forro de tejido técnico en panel transpirable y respetuoso con la piel, que le confiere un look actual.
- Compuesta de 2 valvas termoplásticas integradas en el forro, que pueden extraerse y conformarse mediante calor* para su adaptación anatómica al paciente.
- Se ajusta con 3 cinchas humerales en velour, enhebradas en 3 hebillas mariposa, con cierre microgancho y tope ancla que aseguran una fijación fácil, cómoda y segura.
- Valvas y cinchas estabilizan el húmero aplicando una ompresión uniforme y personalizada a los tejidos blandos circundantes.
- Su sistema Y-traction, mediante galápago de tracción, permite incrementar y ajustar la tensión, ayudando a maximizar el control sobre la alineación, fijación e inmovilización del húmero. Permite mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea (síndrome del hombro caído).
- Suspensión mediante cincha pectoral de fácil aplicación que impide que la ortesis se deslice hacia abajo. Incorpora un soporte almohadillado que se adapta cómodamente a la axila evitando cualquier tipo de roce o molestia.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura diafisaria de húmero, postoperatorio.

C.I.	TALLA	CORTO LONGITUD A (cm)	CORTO LONGITUD B (cm)	C.I.	TALLA	LARGO LONGITUD A (cm)	LARGO LONGITUD B (cm)
835445	S	18 - 26	25	835446	S	18 - 26	30
835447	M	26 - 34	27	835448	M	26 - 34	32
835449	L	34 - 42	29	835450	L	34 - 42	34
835451	XL	42 - 50	32	835452	XL	42 - 50	36



PRIM · CODERA ROM TELÉSCÓPICA

Ref.: C202

Características

- Ortesis activa de codo con control de flexo extensión durante el tratamiento.
- Permite el control de 0 a 90° de la extensión y de 0° a 120° de la flexión.
- La ortesis se puede bloquear en intervalos de 10°.
- Barras telescópicas entre 36 y 45 cm. de longitud.
- Bandas de forro transpirable.
- Ajustes con sistema de cierre seguro en click, incluye cabestrillo como soporte del antebrazo.
- Inmovilización y ajuste de miembro superior con rango de movimiento limitado.
- Guarda lado, R/L.

Indicaciones

Postoperatorio, fractura de húmero distal, radio y/o cúbito. Cirugía Tommy John, lesión neurológica.

C.I.	LADO	TALLA	LONGITUD MÍN / MÁX (cm)
731190	Izquierdo L	ÚNICA	36,5 - 45,5
731191	Derecho R	ÚNICA	36,5 - 45,5

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA





Ortesis de hombro: abducción

MIEMBRO SUPERIOR

PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO 45°

Ref.: 904 02

Características

- Complemento en forma de cuña de 15° que se adapta a la ortesis 904 30°, consiguiendo un ángulo de abducción de 45°.
- La unión de todas las piezas se realiza por medio de cierres de velcro a doble cara.
- Pedido: 904 + 904 02
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización del hombro lesionado. Postoperatorio. Reparación de los manguitos rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, subluxación o dislocación glenohumeral.

C.I.	TALLA	ONE SIZE TALLA ÚNICA
722525	Única	100% LATEX FREE

PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO 30°

Ref.: 904

Características

- Ortesis de posicionamiento en 30° de abducción de hombro, fabricado en tejido velour suave al tacto y confortable.
- Tirante cruzado con almohadilla protectora, aumenta la base de apoyo y minimiza la presión sobre el cuello.
- Sistema de fijación mediante velcro, asegurado con cierre de cocodrillo.
- Cuenta con una banda horizontal que fija la ortesis a la cintura. Incluye cojín con base que permite un ángulo de abducción de hombro de 30°.
- Dos posibilidades de adaptación:
 1. Cinchas de brazo y antebrazo unidas mediante velcro a la sujeción de cintura.
 2. Cincha tipo cabestrillo que posiciona e inmoviliza el codo y el antebrazo.
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización del hombro lesionado. Postoperatorio. Reparación de los manguitos rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, subluxación o islocación glenohumeral.

C.I.	TALLA	ONE SIZE TALLA ÚNICA
721082	Única	100% LATEX FREE

PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO 15°

Ref.: 905

Características

- Ortesis de posicionamiento en 15° de abducción de hombro, fabricado en tejido velour suave al tacto y confortable.
- Tirante cruzado con almohadilla protectora, aumenta la base de apoyo y minimiza la presión sobre el cuello.
- Sistema de fijación mediante velcro, asegurado con cierre cocodrillo.
- Pasador que permite regular la longitud del tirante.
- Cuenta con una banda horizontal que fija la ortesis a la cintura.
- Almohadilla abductora con forma curva que se adapta cómodamente a la anatomía del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización del hombro lesionado. Postoperatorio. Reparación de los manguitos rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, subluxación o dislocación glenohumeral.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
721083	S	28 - 36
736905	M	35 - 42
721326	L	41 - 49
736906	XL	48 - 56

100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO 10°

Ref.: 910

Características

- Ortesis de posicionamiento en 10° de abducción de hombro, fabricado en tejido velour suave al tacto y confortable.
- Tirante cruzado con almohadilla protectora, aumenta la base de apoyo y minimiza la presión sobre el cuello.
- Sistema de fijación mediante velcro, asegurado con cierre cocodrillo.
- Pasador que permite regular la longitud del tirante.
- Cuenta con una banda horizontal que fija la ortesis a la cintura.
- Almohadilla abductora con forma curva que se adapta cómodamente a la anatomía del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización del hombro lesionado. Postoperatorio. Reparación de los manguitos rotadores, lesión de Bankart, lesión de Hill Sachs, subluxación o dislocación glenohumeral.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
731926	S	28 - 38
731925	L	38 - 48

100% LATEX FREE



MIEMBRO SUPERIOR



Ortesis de hombro: inmovilizadoras

MIEMBRO SUPERIOR



PRIM · INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Ref.: GUMIFIX

Características

- Órtesis para el tratamiento quirúrgico del hombro.
- Permite la movilización activa y pasiva, abriendo el manguito antebraquial del inmovilizador.
- Permite una inmovilización precoz de la articulación del codo que influye positivamente en los tiempos de recuperación funcional del hombro.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Fractura o dislocación de codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	LADO	TALLA
719636	Izquierdo L	Única
719637	Derecho R	Única

ONE SIZE

TALLA ÚNICA

100% LATEX FREE



PRIM · INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Ref.: 902

Características

- Ortesis de inmovilización de miembro superior, fabricada en velour suave al tacto y confortable.
- Cuenta con tirantes que se cruzan en la espalda: aumentan la sujeción y el confort y permiten el descanso de la articulación escapulo-humeral.
- Fijación fácil y segura gracias a sus cierres de microgancho.
- Cuenta con una banda horizontal, de uso opcional, para inmovilización del hombro.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
720235	S	41
720236	L	49



100% LATEX FREE



MIEMBRO SUPERIOR

PRIM · INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Ref.: 903

Características

- Ortesis de inmovilización de miembro superior, fabricada en tejido de velour suave al tacto y confortable.
- Sistema de regulación de la altura mediante hebilla y cierres velcro que facilitan el ajuste.
- Cuenta con una banda horizontal, de uso opcional, para inmovilización del hombro.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
730775	S	28 - 36
730776	M	35 - 42
730777	L	41 - 48
730778	XL	48 - 56





Cabestrillos

MIEMBRO SUPERIOR

MIEMBRO SUPERIOR

PRIM · EXCELLENT CABESTRILLO ANTEBRAZO

Ref.: 909

Características

- Cabestrillo soporte de antebrazo fabricado en tejido transpirable de alta calidad.
- Con protector para el cuello.
- La regulación de la altura se realiza mediante hebillas que permiten varias posiciones.
- Argolla de descanso para el pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
731707	S	<30
731706	M	30 - 42
731705	L	>42



100% LATEX FREE ✓



PRIM · CABESTRILLO DE ANTEBRAZO

Ref.: 901

Características

- Cabestrillo fabricado en tejido transpirable.
- Cuenta con un sistema de regulación mediante hebilla y velcro que permite adaptar la posición a las necesidades del usuario.
- Con argolla para descanso del pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
730770	S	28 - 36
730771	M	35 - 42
730772	L	41 - 49
730773	XL	48 - 56



100% LATEX FREE ✓



PRIM · CABESTRILLO DE ANTEBRAZO

Ref.: 9902

Características

- Cabestrillo soporte de antebrazo fabricado en tejido sin tejer transpirable.
- Con soporte para el hombro que aumenta la comodidad.
- Se regula en altura gracias a sus hebillas.
- Incorpora argolla de descanso para el pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
708994	S	28 - 36
708995	M	35 - 42
708996	L	41 - 49
708997	XL	48 - 56



100% LATEX FREE ✓



PRIM · CABESTRILLO DE ANTEBRAZO

Ref.: 908

Características

- Cabestrillo fabricado en nylon ligero y adaptable.
- Regulable en altura mediante pasadores.
- Con argolla para descanso del pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
728738	S/M	41
728737	L/XL	49



100% LATEX FREE ✓



PRIM · CABESTRILLO DE ANTEBRAZO

Ref.: C121

Características

- Cabestrillo fabricado en tejido sin tejer transpirable.
- Ligero.
- Regulable en altura mediante pasadores.
- Se comercializa en envases de 6 unidades.
- Bilateral.

Indicaciones


Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro.

C.I.	TALLA
706900	Única





Ortesis epicondilitis



Ortesis antebraquial



MOTTIO · CINCHA EPICONDILITIS

Ref.: T29


Características

- Cincha epicondilitis fabricada sobre un soporte de tejido transpirable, con tecnología “alta frecuencia” sin costuras para mayor protección de la piel.
- Almohadilla condilar de silicona anatómica y reposicionable, que descarga el tendón y produce un efecto masaje.
- Cincha de regulación elástica, con ajuste de compresión dinámica.
- Estructura anatómica que facilita la adaptación al antebrazo.
- Soporte hipoalergénico antideslizante, que evita la rotación.
- Bilateral.

Indicaciones

Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista), tanto de origen deportivo como laboral.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
735713	Única	MÁX 30



PRIM · FÉRULA ANTEBRAQUIAL

Ref.: PSL150

Características

- Férula para antebrazo fabricada en polietileno de baja densidad de 3mm de espesor.
- Se compone de 2 valvas dorsal y ventral, unidas mediante cinchas de velour.
- En su cara dorsal la férula se prolonga hasta la articulación metacarpofalángica impidiendo la flexión dorsal y permitiendo la flexión palmar.
- Forro interior de plastazote de 3mm de espesor.
- Adaptación: Las valvas pueden solaparse en los laterales parcialmente.
- Guarda lado R/L.

Indicaciones

Fracturas de antebrazo y muñeca, postoperatorio.

C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	LONGITUD (cm)
827247	SR	20 - 24	27,5
827248	SL	20 - 24	29
827249	MR	24 - 28	30,5
827250	ML	24 - 28	32
827251	LR	28 - 32	27,5
827252	LL	28 - 32	29
827253	XLR	32 - 36	30,5
827254	XLL	32 - 36	32





Muñequeras: termoplásticas

PRIM · ORTESIS PASIVA LARGA CON PULGAR

Ref.: 943

Características

- Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo fabricada en termoespuma de doble capa, radiotransparente, con sistema de aireación.
- 45% más ligera que las tradicionales.
- Su capa exterior de espuma alta densidad confiere a la ortesis una rigidez excepcional con tacto suave y agradable.
- La capa de espuma interior está almohadillada para aportar mayor comodidad.
- Termoconformable mediante pistola de aire caliente para su adaptación a la anatomía del paciente.
- Inmoviliza la articulación carpometacarpofalángica.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa. Tendinitis de Quervain, mano espástica.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	ANCHO PALMA MANO (cm)
729152	SR	33	7 - 8
729153	SL	33	7 - 8
729154	MR	38	8 - 9
729155	ML	38	8 - 9
729156	LR	38	9 - 10
729157	LL	38	9 - 10



100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS PASIVA CORTA CON PULGAR

Ref.: 949

Características

- Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo fabricada en termoespuma de doble capa, radiotransparente, con sistema de aireación.
- 45% más ligera que las tradicionales.
- Su capa exterior de espuma alta densidad confiere a la ortesis una rigidez excepcional con tacto suave y agradable.
- La capa de espuma interior está almohadillada para aportar mayor comodidad.
- Termoconformable mediante pistola de aire caliente para su adaptación a la anatomía del paciente.
- Inmoviliza la articulación carpometacarpofalángica.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa. Tendinitis de Quervain, mano espástica.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
730149	SR	17	14 - 16
730150	SL	17	14 - 16
730151	MR	18	16 - 18
730152	ML	18	16 - 18
730153	LR	20	18 - 20
730154	LL	20	18 - 20
730263	XLR	21,5	20 - 22
730262	XLL	21,5	20 - 22



100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS PASIVA LARGA SIN PULGAR

Ref.: 942

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en termoespuma de doble capa, radiotransparente, con sistema de aireación.
- 45% más ligera que las tradicionales.
- Su capa exterior de espuma alta densidad confiere a la ortesis una rigidez excepcional con tacto suave y agradable.
- Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
- La capa de espuma interior está almohadillada para aportar mayor comodidad.
- Termoconformable mediante pistola de aire caliente para su adaptación a la anatomía del paciente
- Guarda Lado:R/L.

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
729146	SR	19,5 cm	14 - 16
729147	SL	19,5 cm	14 - 16
729148	MR	22 cm	16 - 18
729149	ML	22 cm	16 - 18
729150	LR	22 cm	18 - 20
729151	LL	22 cm	18 - 20



100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS PASIVA CORTA SIN PULGAR

Ref.: 950

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en termoespuma de doble capa, radiotransparente, con sistema de aireación.
- 45% más ligera que las tradicionales.
- Su capa exterior de espuma alta densidad confiere a la ortesis una rigidez excepcional con tacto suave y agradable.
- Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
- La capa de espuma interior está almohadillada para aportar mayor comodidad.
- Termoconformable mediante pistola de aire caliente para su adaptación a la anatomía del paciente
- Guarda Lado:R/L.

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
730155	SR	18	14 - 16
730156	SL	18	14 - 16
730157	MR	18	16 - 18
730158	ML	18	16 - 18
730159	LR	19	18 - 20
730160	LL	19	18 - 20
730261	XLR	20	20 - 22
730259	XLL	20	20 - 22



100% LATEX FREE





Muñequeras: termoplásticas

Muñequeras: neurológicas multiposicionales

MIEMBRO SUPERIOR

MIEMBRO SUPERIOR



PRIM · ORTESIS PASIVA NOCTURNA SIN PULGAR

Ref.: 28542P

Características

- Ortesis pasiva de muñeca nocturna fabricada en material "kydex", ligero y comfortable.
- Limita la flexión dorsal y palmar de la muñeca aportando estabilidad durante la noche, sin limitar por completo la movilidad.
- Inmoviliza la articulación carpometacarpiana.
- Permite realizar ajustes mediante pistola de aire caliente para su adaptación a la anatomía del paciente.
- Con cierres velcro que facilitan la fijación.
- En pacientes con la piel sensible se recomienda el uso de un vendaje suave bajo la ortesis.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
710520	SL	20,5	13 - 17
710521	SR	20,5	13 - 17
710522	LL	20,5	18 - 22
710523	LR	20,5	18 - 22

100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS FUNCIONAL DE MANO

Ref.: 934

Características

- Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero moldeable de 1 mm de grosor (es muy ligera) y cubierta de tejido transpirable.
- Dispone de una cincha de muñeca que permite fijar la posición adecuada y conseguir el estiramiento progresivo.
- Permite ajuste de corrección del pulgar.
- Se puede utilizar como férula nocturna.
- Incluye funda de repuesto.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones

Lesión neurológica. Artritis Reumatoide.Adherencia. Síndrome del tunel carpiano. Desviación radial.

C.I.	TALLA	ANCHO (cm)
723621	SL	5,5 - 7
723625	SR	5,5 - 7
723622	ML	7 - 8,5
723626	MR	7 - 8,5
723624	LL	8,5 - 10,5
723627	LR	8,5 - 10,5

100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS FUNCIONAL DE MANO

Ref.: 935

Características

- Ortesis pasiva progresiva, fabricada en acero moldeable ligero de 1 mm de grosor y cubierta de tejido transpirable.
- Incorpora un rodillo que permite adecuar el posicionamiento según las necesidades.
- Incluye funda y rodillo de repuesto.
- Separador y extensor de dedos, que se suministran por separado.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones

Postoperatoria, mano espástica, lesión neurológica, desviación cubital de pianista, desviación radial, puño contraído, contracturas en flexión o hiperextensión de las articulaciones interfalángicas, contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca. Artritis reumatoide.

C.I.	TALLA	ANCHO (cm)
723628	SL	5,5 - 7
723631	SR	5,5 - 7
723629	ML	7 - 8,5
723632	MR	7 - 8,5
723630	LL	8,5 - 10,5
723633	LR	8,5 - 10,5

100% LATEX FREE





Muñequeras: posicionadoras de mano y dedos



Muñequeras: estabilizadoras inelásticas airMed

MIEMBRO SUPERIOR

MIEMBRO SUPERIOR

GRIPA • MUÑQUERA LABORAL SIN PULGAR Ref.: 28210P

Características

- Muñquera laboral con soporte elástico de sujeción para la muñeca.
- Tejido antideslizante en la palma de caucho vulcanizado.
- Separación de los dedos a nivel de la cabeza del metacarpo.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones
Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)	
710577	SR	11 - 14	
710578	SL	11 - 14	
710579	MR	14 - 17	
710580	ML	14 - 17	
710581	LR	17 - 20	
710582	LL	17 - 20	
710583	XLR	20 - 23	
710584	XLL	20 - 23	



PRIM • GUANTE PARA MANO REUMÁTICA Ref.: C13

Características

- Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedos, fabricada en velour foamizado.
- Sus bandas correctoras de la posición de los dedos se adhieren unas a otras mediante velcro en su extremo distal.
- Refuerzo interno en la zona palmar que proporciona soporte suave y flexible.
- Mejora el alineamiento y ayuda a las funciones de mano y muñeca.
- Retiene el calor corporal reduciendo el dolor y la inflamación.
- Guarda Lado:R/L

Indicaciones
Artritis de la mano y dedos, lesión neurológica, tendinitis y artrosis.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)	
700135	SR	16 - 18	
700136	SL	16 - 18	
700137	MR	18 - 21	
700138	ML	18 - 21	
700139	LR	21 - 25	
700140	LL	21 - 25	



airMed





Muñequeras: estabilizadoras inelásticas airMed

AIRMED · MUÑEQUERA INMOVILIZADORA CORTA

Ref.: AM203G

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave tejido de velour transpirable y tecnología “alta frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la piel.
- Incorpora una férula palmar de aluminio moldeable para control de la flexión dorsopalmar, y 4 pletinas estabilizadoras que limitan los movimientos laterales de la muñeca.
- Banda de cierre regulable para definir una compresión extra de la muñeca, si fuera necesario.
- Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante sistema de 2 hebillas y cierres de micro-velcro.
- Inmoviliza y/o estabiliza la articulación carpometacarpiana.
- Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si se requiere inmovilización de pulgar.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lesión neurológica. Inestabilidad de la articulación carpometacarpiana.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
731100	SR	16	14 - 18
731099	SL	16	14 - 18
731098	LR	16	18 - 22
731097	LL	16	18 - 22



AIRMED · MUÑEQUERA INMOVILIZADORA LARGA

Ref.: AM204G

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave tejido de velour transpirable y tecnología “alta frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la piel.
- Incorpora una férula palmar de aluminio moldeable para control de la flexión dorsopalmar, y 4 pletinas estabilizadoras que limitan los movimientos laterales de la muñeca.
- Banda de cierre regulable para definir una compresión extra de la muñeca, si fuera necesario.
- Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante sistema de 2 hebillas y cierres de micro-velcro.
- Inmoviliza y/o estabiliza la articulación carpometacarpiana.
- Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si se requiere inmovilización de pulgar.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
731108	SR	20	14 - 18
731107	SL	20	14 - 18
731106	LR	20	18 - 22
731105	LL	20	18 - 22



AIRMED · MUÑEQUERA INMOVILIZADORA AMBIDIESTRA

Ref.: AM205G

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en suave tejido de velour transpirable y tecnología “alta frecuencia”, 100% sin costuras, protegiendo la piel.
- Incorpora una férula palmar de aluminio moldeable para control de la flexión dorsopalmar, y 2 pletinas estabilizadoras que limitan los movimientos laterales de la muñeca.
- Banda de cierre regulable para definir una compresión extra de la muñeca, si fuera necesario.
- Adaptación sencilla, con una sola mano, mediante sistema de 3 hebillas y cierres de micro-velcro.
- Inmoviliza y/o estabiliza la articulación carpometacarpiana.
- Se puede colocar accesorio de pulgar AM201G si se requiere inmovilización de pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
738570	S	20	14 - 18
738569	L	20	18 - 22

100% LATEX FREE



AIRMED · ACCESORIO INMOVILIZADOR DE PULGAR

Ref.: AM201G

Características

- Su férula de aluminio maleable inmoviliza la zona del pulgar aliviando la presión de la vaina sinovial sobre los tendones abductores cortos y largos. Para su uso con las referencias AM203G, AM204G y AM205G.
- Bilateral.

C.I.	TALLA
731096	Única



100% LATEX FREE





Muñequeras: estabilizadoras inelásticas airMed



Muñequeras: estabilizadoras elásticas ESSENCIAL

AIRMED • MUÑEQUERAS INMOVILIZADORAS CORTA/LARGA CON PULGAR

Ref.: AM206G y AM208G

Características

- Ortesis pasiva de muñeca, fabricada en suave tejido velour transpirable con pequeños canales de ventilación y tecnología “alta frecuencia”, 100% sin costuras, que contribuye a la eficacia del tratamiento con el máximo confort.
- Incorpora 1 pletina palmar maleable que limita la flexión dorso-palmar, 2 pletinas dorsales estabilizadoras que limitan los movimientos laterales de la muñeca y 1 pletina de pulgar que ofrece soporte e inmoviliza su articulación. Todas las pletinas son extraíbles y de aluminio maleable para su adaptación personalizada.
- Una banda de cierre regulable proporciona un extra de compresión y sujeción a la muñeca.
- Sistema de ajuste mediante 2 hebillas y cierres de micro-velcro permiten ajustar la muñequera con una sola mano.
- Ajuste de pulgar abierto para una adaptación individualizada.
- Estabiliza e inmoviliza la articulación carpometa-carpiana y de pulgar.
- Guarda Lado: R/L

Indicaciones

Lesiones combinadas muñeca+pulgar, esguince ligamento cubital (pulgar de esquiador), rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, tenosinovitis de Quervain, tendinitis, lesión de ligamentos, traumatismos, sobrecarga de las articulaciones de la muñeca y pulgar, inestabilidad residual, tratamiento pre/postoperatorio y postraumático.

AM206 Corta

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
830087	SR	16	14 - 18
830088	SL	16	14 - 18
830089	LR	16	18 - 22
830090	LL	16	18 - 22



AM208 Larga

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
830091	SR	20	14 - 18
830092	SL	20	14 - 18
830093	LR	20	18 - 22
830094	LL	20	18 - 22



100% LATEX FREE



100% LATEX FREE



ESSENCIAL



Muñequeras: estabilizadoras elásticas ESSENCIAL

MIEMBRO SUPERIOR

ESSENCIAL · MUÑEQUERA ESTABILIZADORA CORTA CON FÉRULA PALMAR

Ref.: C500

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido elástico transpirable, con suave interior texturizado que produce un efecto micro-masaje para mayor confort.
- Contiene una pletina de aluminio extraíble y moldeable en la zona palmar que estabiliza y limita los movimientos de la muñeca.
- Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de cómoda apertura para una mejor adaptación.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Síndrome del túnel carpiano leve, Síndrome de Guyon leve, tendinitis de Quervain.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
736957	SR	18	12 - 15
736956	SL	18	12 - 15
736955	MR	18	15 - 17
736954	ML	18	15 - 17
736953	LR	18	17 - 19
736952	LL	18	17 - 19
736959	XLR	18	19 - 21
736958	XLL	18	19 - 21



100% LATEX FREE



ESSENCIAL · MUÑEQUERA ESTABILIZADORA LARGA CON FÉRULA PALMAR

Ref.: C600


Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido elástico transpirable, con suave interior texturizado que produce un efecto micro-masaje para mayor confort.
- Contiene una pletina de aluminio extraíble y moldeable en la zona palmar que estabiliza y limita los movimientos de la muñeca.
- Cincha elástica en la muñeca que aporta mayor sujeción y estabilidad a la articulación.
- Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de cómoda apertura para una mejor adaptación.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Síndrome del túnel carpiano leve, Síndrome de Guyon leve, tendinitis de Quervain,

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
736965	SR	22	12 - 15
736964	SL	22	12 - 15
736963	MR	22	15 - 17
736962	ML	22	15 - 17
736961	LR	22	17 - 19
736960	LL	22	17 - 19
736967	XLR	22	19 - 21
736966	XLL	22	19 - 21



100% LATEX FREE



ESSENCIAL · MUÑEQUERA ESTABILIZADORA CON FÉRULA DE PULGAR

Ref.: C700

Características

- Ortesis pasiva de muñeca para inmovilización del pulgar, fabricada en tejido elástico transpirable, con suave interior texturizado que produce un efecto micro-masaje para mayor confort.
- Contiene una pletina de aluminio extraíble y moldeable en la zona pulgar.
- Estabiliza y protege el pulgar y la articulación trapeciometacarpiana.
- Dispone de 3 cierres de velcro seguros y de cómoda apertura para una mejor adaptación.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, tendinitis de Quervain, tendosinovitis, lesión ligamento, traumatismo.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
736933	SR	13	12 - 15
736932	SL	13	12 - 15
736931	MR	13	15 - 17
736930	ML	13	15 - 17
736929	LR	13	17 - 19
736928	LL	13	17 - 19
736935	XLR	13	19 - 21
736934	XLL	13	19 - 21



100% LATEX FREE



ESSENCIAL · MUÑEQUERA ESTABILIZADORA CON FÉRULA DE PULGAR Y FÉRULA PALMAR

Ref.: C800

Características

- Ortesis pasiva de muñeca fabricada en tejido elástico transpirable, con suave interior texturizado que produce un efecto micro-masaje para mayor confort.
- Contiene una pletina de aluminio extraíble y moldeable en la zona palmar y otra en el pulgar que aporta estabilidad e inmoviliza la muñeca y el pulgar.
- Dispone de 4 cierres de velcro seguros y de cómoda apertura para una mejor adaptación.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión ligamentos, traumatismo.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
736949	SR	20	12 - 15
736948	SL	20	12 - 15
736947	MR	20	15 - 17
736946	ML	20	15 - 17
736945	LR	20	17 - 19
736944	LL	20	17 - 19
736951	XLR	20	19 - 21
736950	XLL	20	19 - 21



100% LATEX FREE



MIEMBRO SUPERIOR



Ortesis inmovilizadoras de pulgar



Férulas dinámicas: posicionadoras de mano y dedos

ESSENCIAL · MUÑEQUERA ESTABILIZADORA DE PULGAR CON FÉRULA EN V

Ref.: C400

Características

- Ortesis de abducción de pulgar, fabricada en tejido elástico transpirable, con suave interior texturizado que produce un efecto micro-masaje para mayor confort.
- Contiene dos pletinas de aluminio moldeable, posicionadas en forma de "V" en la zona de pulgar.
- Estabiliza y protege el pulgar y la articulación trapeciometacarpiana.
- Con cierres velcro seguros y de cómoda apertura.
- Bilateral.

Indicaciones

Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
736940	S	6	12 - 15
736938	M	6	15 - 17
736936	L	6	17 - 19
736942	XL	6	19 - 21



ESSENCIAL

100% LATEX FREE

AIRMED · ORTESIS INMOVILIZADORA DE ABDUCCIÓN DE PULGAR

Ref.: AM202 · AM202G

Características

- Ortesis de pulgar rígida fabricada en suave tejido de velour transpirable, con tecnología "alta frecuencia", sin costuras, que contribuye a la eficacia del tratamiento con el máximo confort.
- Incorpora una estructura anatómica de aluminio moldeable que limita los movimientos del dedo pulgar.
- Aporta un alto grado de estabilización e inmovilización de la zona trapeciometacarpiana y metacarpofalángica del dedo pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Rizartrosis, fractura, artritis, pulgar de esquiador.

C.I. GRIS	C.I. BEIGE	TALLA	CONTORNO PULGAR (cm)	CONTORNO MUÑECA (cm)
731114	731116	S	5 - 7	14 - 18
731113	731115	L	6 - 8	18 - 22



airMed

100% LATEX FREE



PRIM · FÉRULA OPPENHEIMER FLEXIÓN DORSAL MUÑECA

Ref.: C6 · C6A

Características

- Ortesis activa fabricada con una placa de acero cubierta de espuma de polietileno que limita la flexión dorsal de la muñeca.
- C6: con rodillo como soporte palmar para lesiones radiales. C6A: sin rodillo
- Limita extensión de la articulación metacarpo-falángica.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Lesión del nervio radial, postoperatoria, traumatismo, fractura.

C.I. C6	C.I. C6A	TALLA	ANCHO PALMA MANO (mm)
615706	616095	SL	60 - 73
615714	616109	SR	60 - 73
615676	616117	ML	74 - 88
615692	616125	MR	74 - 88
615650	616141	LL	89 - 110
615668	616150	LR	89 - 110



PRIM · FÉRULA PARALISIS RADIAL CON EXTENSOR PULGAR

Ref.: C8AD

Características


- Ortesis activa fabricada con una placa de acero dorsal forrada de espuma de polietileno.
- Rodillo como soporte de los dedos para mantener la extensión de la muñeca.
- Bilateral.

Indicaciones

Traumatismo. Fractura, lesión tendinosa, Postoperatorio. Artritis con afectación de las articulaciones. interfalángicas distales y/o proximales.

C.I.	TALLA
615595	Única

ONE SIZE
TALLA ÚNICA





Férulas dinámicas: posicionadoras de mano y dedos

MIEMBRO SUPERIOR

PRIM · FÉRULA FLEXORA METACARPO-FALÁNGICA

Ref.: C4

Características

- Ortesis activa fabricada con una placa de acero cubierta de espuma de polietileno.
- Con anclaje de goma para facilitar la flexión.
- Con rodillo para parálisis radial.
- Bilateral.

Indicaciones

Flexión limitada debido a parálisis, lesión, retracción, o después de reparación de los tendones extensores. Capsulotomía metacarpofalángica. Retracción moderada de los ligamentos colaterales de las articulaciones metacarpofalángicas.

C.I.	TALLA	ANCHO PALMA MANO (mm)
615960	1	71 - 80
615978	2	81 - 86
615447	3	87 - 94



PRIM · FÉRULA EXTENSORA METACARPO-FALÁNGICA

Ref.: C5

Características

- Ortesis activa fabricada con una placa de acero cubierta de espuma de polietileno.
- Con anclaje de goma que facilita la extensión de la articulación metacarpofalángica.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Limitación de la extensión metacarpofalángica por lesión distal del nervio radial o después de reparación tendinosa al mismo nivel.

C.I.	TALLA	ANCHO PALMA MANO (mm)
615765	SL	71 - 80
615684	SR	71 - 80
615749	ML	81 - 86
615757	MR	81 - 86
615722	LL	87 - 94
615730	LR	87 - 94



PRIM · ADITAMENTO FLEXOR DE DEDOS

Ref.: C9


Características

- Componente que completa la férula para rehabilitación de los dedos de la mano.
- Se acopla a las férulas C4 y C5.

Indicaciones

Lesión que requiere flexión de articulación interfalángica distal.

C.I.	TALLA	ANCHO DEDOS EN 1ª FALANGE (mm)
615587	1	67 - 74
615579	2	75 - 82
615552	3	83 - 90



PRIM · ADITAMENTO EXTENSOR DE DEDOS

Ref.: C10

Características

- Componente que completa la férula para rehabilitación de los dedos de la mano.
- Se acopla a las férulas C4 y C5.

Indicaciones

Lesión que requiere flexión de articulación interfalángica distal.

C.I.	TALLA	ANCHO DEDOS EN 1ª FALANGE (mm)
615544	1	60 - 73
615536	2	74 - 88
615498	3	89 - 110



PRIM · ADITAMENTO EXTENSOR PULGAR

Ref.: C11


Características

- Componente que completa la férula para rehabilitación de los dedos de la mano.
- Se acopla a las férulas C4, C5 y C6-C6A

Indicaciones

Lesión que requieren extensión del pulgar.

C.I.	TALLA
615471	Única



MIEMBRO SUPERIOR



PRIM · FÉRULA EXTENSORA DE DEDO

Ref.: PSL180

Características


- Férula dinámica para la extensión de la articulación interfalángica proximal.
- Ayuda a inmovilizar la articulación y a reducir el estrés en ella, aliviando la lesión del tendón flexor.
- Con 3 puntos de apoyo ergonómicos que potencian la comodidad del usuario mientras mantiene el dedo en extensión.
- El apoyo central en forma de anillo adaptable*, permite estabilizar la articulación IFP impidiendo desviaciones y evitando movimientos no deseados.
- Su estructura vertical de acero inoxidable permite la flexión, facilitando el movimiento articular mientras se realiza la rehabilitación.
- Forrada para una total compatibilidad dermatológica.
- Permite aumentar o reducir la tensión en función del grado de la lesión.
- Bilateral.

* adaptable a la anatomía del usuario y a la fase de inflamación.

Indicaciones

Retracción o lesión del tendón flexor de las articulaciones interfalángicas de un dedo. Retracción tisular en cara palmar del dedo o las articulaciones digitales.

C.I.	TALLA	RANGO A (cm)	RANGO B (cm)
831722	XS	5 - 6,3	1,3 - 2,3
831723	S	6,3 - 7,6	1,3 - 2,3
831724	M	7,6 - 8,9	1,3 - 2,3
831725	L	8,9 - 10,2	1,3 - 2,3



Rango A: desde la cabeza del metacarpiario hasta la articulación interfalángica distal

100% LATEX FREE

PRIM · FÉRULA EXTENSORA DE DEDO

Ref.: C2

Características

- Férula dinámica conformada por una placa de acero recubierta de espuma de polietileno y anclaje para gomas que mantiene el dedo en extensión.
- Se utiliza para aumentar la extensión de la articulación interfalángica proximal.
- Cómoda para su uso.
- Bilateral.

Indicaciones

Deformidad de Boutonniere. Retracción o lesión del tendón flexor de las articulaciones interfalángicas de un dedo. Retracción tisular en cara palmar del dedo o las articulaciones digitales.

C.I.	TALLA	ANCHO DEDO FALANGE PROXIMAL (mm)
615501	1	17 - 22
615528	2	23 - 26
615510	3	27 - 32



PRIM · FÉRULA EXTENSORA DE DEDO CON MUELLE

Ref.: C3

Características

- Férula dinámica conformada por una placa de acero recubierta de espuma de polietileno.
- Con muelle extensor.
- Cómoda para su uso.
- Bilateral.

Indicaciones

Retracción o lesión del tendón flexor de las articulaciones interfalángicas distal y proximal. Retracción tisular en cara palmar del dedo o las articulaciones digitales.

C.I.	TALLA	ANCHO DEDO FALANGE PROXIMAL (mm)
615560	1	15 - 18
615609	2	19 - 22
615986	3	23 - 24



PRIM · FÉRULA FLEXORA DE DEDO

Ref.: C1


Características

- Férula dinámica conformada por placas de acero recubiertas de espuma de polietileno.
- Con anclajes de goma que favorecen la flexión.
- Cómoda para su uso.
- Bilateral.

Indicaciones

Lesiones del tendón flexor del dedo. Limitaciones en la flexión de las articulaciones interfalángicas. Retracción tisular en cara dorsal del dedo.

C.I.	TALLA	ANCHO DEDO FALANGE PROXIMAL (mm)
615641	1	17 - 22
615633	2	23 - 26
615480	3	27 - 32





Férulas dinámicas: inmovilizadoras de dedo

PRIM · FÉRULA STACK DISTAL

Ref.: 947

Características

- Férula inmovilizadora de las articulaciones interfalángicas distales.
- Fabricada en polietileno con canales de ventilación.

Indicaciones

Traumatismo de articulaciones interfalángicas distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización postoperatoria. Artritis con afectación de las articulaciones interfalángicas.

C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)
706394	1	5	706398	5	6,8
706395	2	5,5	706399	5,5	7,1
706396	3	5,8	706400	6	7,3
706397	4	6,3			



PRIM · INMOVILIZADOR DIGITAL

Ref.: 940

Características

- Férula de dedo fabricada en plástico moldeable.
- Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales y estabiliza las proximales en posición funcional.
- Incorpora forro acolchado para mayor confort.
- Cincha de velcro para un ajuste fácil y seguro.

Indicaciones

Traumatismo de articulaciones interfalángicas distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización postoperatoria. Artritis con afectación de las articulaciones interfalángicas.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
727336	S	5,5
727340	M	7
727341	L	8
727342	XL	9,5



PRIM · INMOVILIZADOR DIGITAL RECORTABLE

Ref.: FM2


Características

- Férula inmovilizadora de las articulaciones interfalángicas distales y proximales.
- Fabricada en aluminio moldeable, con forro almohadillado para mayor comodidad.
- Recortable para adaptarse a la necesidad de cada paciente.
- Pack 25 unidades

Indicaciones

Traumatismo. Fractura, lesión tendinosas, tratamiento postoperatorio. Artritis con afectación de las articulaciones interfalángicas.

C.I.	TALLA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)
728897	1	1,27	50
708671	2	2,5	50
731217	3	2,5	50
736142	4	3	50



PRIM · FÉRULA DIGITAL CG

Ref.: 944


Características

- Férula fabricada en aluminio moldeable con almohadillado.
- Inmoviliza y estabiliza las articulaciones interfalángicas.

Indicaciones

Traumatismo, artritis, tendinitis, fractura.

C.I.	TALLA	LARGO (cm)
728353	M	7
7 28354	L	7,6



PRIM · FÉRULA DIGITAL RF

Ref.: 941 · 946

Características

- Férula inmovilizadora de dedo "rana federica", fabricada en aluminio moldeable.
- Con forro acolchado para maximizar el confort.
- Inmoviliza las articulaciones interfalángicas y estabiliza las proximales en posición funcional.

Indicaciones

Traumatismo. Fractura, tendinitis, tratamiento postoperatorio. Artritis con afectación de la articulación interfalángica distal y/o proximal.

C.I. 941	C.I. 946	TALLA	LARGO (cm)
728355	713467	S	5,7
728356	713472	M	7
728357	713473	L	7,6



4



PRIM

Miembro inferior





Ortesis de abducción de cadera



PRIM · ORTESIS DE CADERA


Ref.: PSL699OS

Características

- Ortesis estabilizadora de cadera con diseño basado en el principio de 3 puntos.
- Su novedosa articulación full-control regula los movimientos de flexión-extensión de 0° a 90° en intervalos de 15°, controla la abducción en las posiciones de 0°, 15° y 30° y personaliza en 5 posiciones el ángulo de inclinación de la barra superior.
- 2 pletinas telescópicas que permiten ajustar la ortesis a la altura de cada paciente.
- Muslera bivalva con apoyo condilar, que junto con las cinchas y hebillas, controla la retracción y rotación interna de la pierna llevándola a rotación externa y mejorando el correcto posicionamiento de la cadera.
- Banda pélvica en forma de faja, con soporte lumbar estabilizador y tensores reguladores de la compresión. Dividida en 3 y con guías de ayuda, para facilitar la colocación en pacientes encamados.
- Con almohadillado que protege y aporta confort.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatoria. Rescate de prótesis totales de cadera. Luxación de la cadera. Fractura asociada a la prótesis de cadera. Inestabilidad de la articulación de la cadera. Osteoporosis. Aflojamiento de las endoprótesis de cadera. Coxartrosis moderada a grave.





Rodilleras postoperatorias



E-SENSE • RODILLERA ROM POSTOPERATORIA

Ref.: RS-3000

Características

- Ortesis de rodilla postoperatoria con articulación ROM.
- Sus barras laterales telescópicas se adaptan a un intervalo de longitud entre 46 y 69 cm.
- Con bandas de ajuste mediante cierres velcro cocodrilo que facilitan la adaptación.
- Incorpora almohadillas antideslizantes que impiden el deslizamiento y la rotación de la ortesis.
- La articulación permite el bloqueo, con un sólo botón, a 0°, 15° y 30° de extensión fija.
- Permite un rango de extensión de 0° a 90° y de flexión de 0° a 120° en intervalos de 10° con regulación independiente. Bloqueo y ROM a la vez no son opciones viables.
- Ligera y confortable: 960 gramos de peso.
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización postoperatoria o postraumática. Fractura del platillo tibial, reparación osteocondral, lesión y reparación de los ligamentos ACL, PCL, MCL, LCL. reparación meniscal, cirugía del tendón patelar, fractura condilar, esquinque de rodilla y osteomía tibial alta.

C.I.	TALLA	RANGO ALTURA MÍN/MÁX (cm)	CONTORNO MÁX MUSLO (cm)	CONTORNO MÁX PANTORRILLA (cm)
735643	Única	45,5 / 69	78	54



ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA

PRIM • RODILLERA ROM POSTOPERATORIA

Ref.: CROMS4N

Características

- Ortesis de rodilla que ofrece una fácil adaptación de acuerdo a las necesidades del paciente.
- Control de la flexoextensión de 10° en 10°. Flexión 0° - 120°. Extensión 0° - 100°.
- Función de bloqueo en cualquier posición entre 0° - 100°, en pasos de 10°.
- Posibilidad de ajustar la altura de las hebillas.
- Foamizado aligerado para un mayor confort y control de la temperatura del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Inmovilización postoperatoria o postraumática.

C.I.	TALLA	RANGO ALTURA MÍN/MÁX (cm)
717167	Única	32 / 50



PRIM • RODILLERA LIGAMENTOS CRUZADOS

Ref.: R100


Características

- Ortesis con marco rígido metálico recubierta con foam suave para un uso más confortable.
- Se ajusta al muslo y a la pierna mediante cuatro cinchas con velcro dejando libre la rodilla.
- Articulación en ambos ejes ajustables mediante tornillos.
- Control de la extensión: 0° a 40°, y de la flexión: 45° a 90°.
- Las dos articulaciones laterales deben quedar justo en el centro de la rodilla.
- Una vez ajustada, las articulaciones se fijan mediante tornillos hasta conseguir la angulación deseada.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Tratamiento pre y postquirúrgico de lesión de ligamentos cruzados. Control de la flexo extensión Control de la inestabilidad medio lateral.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
723860	SL	35	33 - 39
723861	SR	35	33 - 39
723862	ML	36	39 - 51
723863	MR	36	39 - 51
723864	LL	38	48 - 58,5
723865	LR	38	48 - 58,5
723866	XLL	38	57 - 68,5
723867	XLR	38	57 - 68,5





Rodillera Genu Recurvatum



Inmovilizadores de rodilla



PRIM · INMOVILIZADOR DE RODILLA

Ref.: 951


Características

- Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en velour transpirable y duraluminio.
- Compuesta por 3 piezas que se unen entre sí mediante velcro y permiten adaptarse a un amplio rango de contornos muslo-rodilla-pantorrilla.
- 4 pletinas conformables de duraluminio: 2 posteriores conformadas en ángulo fisiológico de rodilla y 2 laterales rectas.
- Cuenta con 6 cinchas que se ajustan, mediante hebillas de cierre, a la anatomía de cada paciente.
- Estas cinchas se colocan alternadas a cada lado para mantener equilibradas las fuerzas de cierre y distribuir uniformemente la presión sobre la pierna.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatoria o postraumática.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
720241	XS	35	19 - 26
728116	S	45	25 - 35
720242	M	50	31 - 43
720244	L	60	33 - 49
720243	XL	70	37 - 60



100% LATEX FREE



PRIM · ORTESIS CONTROL GENU RECURVATUM

Ref.: D50


Características

- Ortesis de rodilla para el control del genu-recurvatum.
- Fabricada en duraluminio de bajo peso con forma de "H curva",
- Estructura con articulación permite la flexión de la rodilla.
- 5 cinchas de ajuste permiten la adaptación al contorno de la pierna. Con almohadillado que alivian las zonas de presión y liberan tensiones.
- Las cinchas delanteras con almohadillas protectoras y cierres "cocodrilo" para el ajuste.
- Combi-force control: Controla la hiperextensión de la rodilla mediante la combinación de fuerzas ejercidas entre la estructura y el ajuste individualizado de las cinchas. Limita la extensión e impide la posición en recurvatum.
- Bilateral.

Indicaciones

Genu Recurvatum.

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
827262	Única	28 - 54



PRIM · INMOVILIZADOR DE RODILLA

Ref.: 8626


Características

- Ortesis inmovilizadora de rodilla, fabricada en espuma base poliéster y duraluminio.
- Incorpora 4 pletinas conformables de duraluminio: 2 posteriores conformadas en ángulo fisiológico de rodilla y 2 laterales rectas.
- Cuenta con 4 cinchas anchas que se ajustan, mediante hebillas de cierre, a la anatomía de cada paciente.
- Estas cinchas se colocan alternadas a cada lado para mantener equilibradas las fuerzas de cierre y distribuir uniformemente la presión sobre la pierna.
- Adaptación cómoda y segura mediante velcro.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatoria o postraumática.

C.I.	TALLA	ALTURA (cm)	CONTORNO RODILLA (cm)
705650	S	42	24 - 30
705727	M	50	37 - 36
705651	L	60	29 - 39
708477	XL	70	29 - 39



100% LATEX FREE





Ortesis patelar



MOTTIO · SOPORTE INFRAPATELAR

Ref.: T129



Características

- Cincha infrapatelar fabricada sobre un soporte de tejido transpirable, con tecnología "alta frecuencia" sin costuras para mayor protección de la piel.
- Almohadilla patelar de silicona anatómica, que descarga el tendón y produce un efecto masaje.
- Ajuste en el hueco poplíteo conformado para mayor confort.
- Doble cincha de regulación elástica, para un ajuste de compresión dinámico.
- Bilateral.

Indicaciones

Osgood-Schlatter, tendinitis rotuliana (rodilla del saltador), condromalacia rotuliana.

C.I.	TALLA	RANGO MIN/ MAX (cm)
735714	Única	20 - 40



Férula multiposicional



PRIM · FÉRULA MULTIPOSICIONAL

Ref.: PSL800


Características

- Férula antirrotación para el posicionamiento del pie-tobillo cuya función es la inmovilización del pie y el control postural de las articulaciones del miembro inferior.
- Fabricada en polietileno de alta densidad con forro interior de tejido tricapa transpirable que puede retirarse para el lavado.
- Incorpora una pieza plantar en forma de triángulo que estabiliza la férula, con capacidad de regular la posición interna o externa de 0° a 15°.
- Sus pletinas medial y lateral permiten regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 60° en intervalos de 10°.
- Sistema de ajuste mediante tiras de ratier y pasadores dobles con hebillas para el cierre.
- Integra almohadillas de protección para mayor confort.
- Fácil de colocar y retirar.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatorio de rodilla, cadera y pie. Pacientes encamados por largos periodos (UVI). Hemiplejia. Parálisis miembro inferior. Dolor crónico de la fascia plantar (fascitis plantar).

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	A	B
826190	S	<32	28,5	26
826191	M	32-38	30	28,5
826192	L	39-44	32	30,5
826193	XL	>44	34	32



100% LATEX FREE



Walker

Ortesis de inmovilización
tibio-tarsiana



PRIM - WALKER PROTECT CORTO FIJO

Ref.: W201

Características

- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.
- Dos tutores laterales fijos aportan gran estabilidad al pie/tobillo.
- Incorpora valvas posterior y anterior almohadillada en el empeine, que refuerzan la inmovilización.
- Interior textil almohadillado, forrado con suave tejido velour transpirable que protege contra los impactos y aporta confort.
- Dispone de dos almohadillas condilares adicionales para mayor confort en maleolos.
- Suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa inmovilización.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Radiotransparente.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Permite la incorporación de cuñas.

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de pie y/o tobillo. Fractura estable del pie y del tobillo. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar grave. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Fracturas del metatarso. Tras bunionectomía.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD
739630	S	34 - 38	27 cm
739629	M	39 - 42	27 cm
739628	L	43 - 46	27 cm



100% LATEX FREE ✓



PRIM - WALKER PROTECT LARGO FIJO

Ref.: W101

Características

- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.
- Dos tutores laterales fijos aportan gran estabilidad al pie/tobillo.
- Incorpora valvas posterior y anterior almohadillada en el empeine, que refuerzan la inmovilización.
- Interior textil almohadillado, forrado con suave tejido velour transpirable que protege contra los impactos y aporta confort.
- Dispone de dos almohadillas condilares adicionales para mayor confort en maleolos.
- Suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la inmovilización.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Radiotransparente.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Permite la incorporación de cuñas.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD (cm)
739627	S	34 - 38	42
739626	M	39 - 42	42
739625	L	43 - 46	42



100% LATEX FREE ✓



PRIM - WALKER LARGO FIJO

Ref.: W100

Características

- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.
- Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/ tobillo.
- Con suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Incorpora en su interior un almohadillado de tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la inmovilización.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Bilateral

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD (cm)
725164	S	34 - 38	35
723894	M	39 - 42	42
723895	L	43 - 44	42
824982	XL	45 - 48	42



100% LATEX FREE ✓





Walkers

PRIM · WAKER LARGO CON CÁMARA DE AIRE

Ref.: W100H

Características

- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable. Incorpora una cápsula de aire inflable con la que se consigue regular el grado de inmovilización de modo gradual.
- Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/ tobillo.
- Con suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Incorpora en su interior un almohadillado de tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa inmovilización.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD (cm)
725161	S	34 - 38	35
725162	M	39 - 42	42
725163	L	43 - 44	42
824983	XL	45 - 48	42

100% LATEX FREE



PRIM · WALKER LARGO CON ARTICULACIÓN ROM

Ref.: W100R

Características

- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.
- Posibilidad de bloqueo en 0°, 10° y 20° de flexión plantar.
- Permite la movilización progresiva a través de ROM con rango de flexo-extensión entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal, en intervalos de 7,5°.
- Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/tobillo.
- Con suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Incorpora en su interior un almohadillado de tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa inmovilización.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD (cm)
725165	S	34 - 38	35
723888	M	39 - 42	42
723889	L	43 - 45	42
824984	XL	45 - 48	42

100% LATEX FREE



PRIM · WAKER LARGO CON CÁMARA DE AIRE Y ARTICULACIÓN ROM

Ref.: W100RH

Características


- Ortesis inmovilizadora de la articulación tibio-tarsiana, fabricada en inyección de polipropileno con un diseño ligero, resistente y muy estable.
- Posibilidad de bloqueo en 0°, 10° y 20° de flexión plantar.
- Permite la movilización progresiva a través de ROM con rango de flexo-extensión entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal, en intervalos de 7,5°.
- Dos pletinas laterales fijas estabilizan el pie/tobillo.
- Con suela balancín antideslizante, que permite la marcha completa. Facilita la fase de despegue de la marcha.
- Incorpora en su interior un almohadillado de tejido suave y transpirable que protege y aporta comodidad.
- Sistema de ajuste mediante cinchas de velcro que aseguran la completa inmovilización.
- Fácil y cómodo de adaptar.
- Incorpora cubre dedos como pieza adicional, que puede colocarse o quitarse en función de las preferencias del paciente.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince de tobillo de todos los grados. Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla, pie y/o tobillo. Fractura distal por estrés de la tibia y peroné. Fractura estable del pie y /o tobillo. Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) y estabilización quirúrgica después de reparaciones de tendones y/o ligamentos. Cirugía del tendón de Aquiles. Fascitis plantar.

100% LATEX FREE

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	LONGITUD (cm)
725158	S	34 - 38	35
725159	M	39 - 42	42
725160	L	43 - 44	42
824985	XL	45 - 48	42



PRIM · ALZAS PARA WALKER

Ref.: AW

Características

- Accesorio para su uso con la ortesis Walker, compuesto por 6 taloneras fabricadas en espuma de alta densidad: permiten adoptar una posición de flexión plantar de hasta 20°.
- Diseñadas de forma independiente, facilitan la retirada progresiva de cada una de ellas, para reducir la flexión plantar según las necesidades.
- Incluye almohadilla para la fijación de las alzas.

Indicaciones

Postoperatorio de reparación de tendón de Aquiles.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
730622	S	34 - 38
730628	M	39 - 42
730629	L	43 - 46





Antiequino textil

MIEMBRO INFERIOR

Nueva ortesis antiequino

Banda supramaleolar
adaptable con doble
ajuste integrado.

Innovador sistema de tracción mediante hebillas y cinchas que conectan el soporte y la banda, ayudando a colocar el pie en posición fisiológica

Soporte al zapato con bloqueo de microvelcro, sin necesidad de ganchos metálicos

único

PRIM UPGO · ORTESIS ANTIEQUINO

Ref.: PSL890

Características

- PRIM UPGO es una innovadora ortesis dinámica cuya misión es dar soporte funcional a la flexión dorsal, controlando las desviaciones medio-laterales del pie, durante la fase de oscilación de la marcha, en los casos de pie equino originado por parálisis flácidas.
- Se compone de 3 elementos:
 - Una banda supramaleolar de tejido flexible y estabilizador, que se adapta mediante cierre de microvelcro con doble ajuste integrado. Con almohadillado de silicona anatómico que libera y protege el tendón de Aquiles.
 - Un soporte al zapato, con fijación de microvelcro, sin necesidad de ganchos metálicos, que se ajusta al calzado tanto de cordonera como de velcros.
 - Ambas partes se unen a través de un innovador y exclusivo sistema de tracción de cinchas conectadas con hebillas magnéticas y pestañas de bloqueo, que permiten regular la flexión dorsal y corregir las desviaciones del tobillo de manera cómoda y precisa.
- Fabricada en suave tejido velour transpirable antipeeling y tejido interior de microfibra onSteam®, sensación piel y efecto termorregulador. Con tecnología alta frecuencia, sin costuras, que aporta el máximo confort.
- Bilateral

Indicaciones

Equinismo flácido.

C.I.	TALLA	RANGO SOBRE MALEOLOS (cm)
839327	S	13 - 20
839328	M	20 - 26
839329	L	26 - 32



tecnología de alta frecuencia

100% LATEX FREE

PRIM UPGO · SOPORTE ZAPATO CON SISTEMA DE TRACCIÓN COMPLETO

Ref.: PSL8ASP (Repuesto)

Características

- Permite utilizar la ortesis en diferentes calzados sin necesidad de realizar cambios. Cómodo y seguro.

C.I.
840745



PRIM UPGO · BANDA PLANTAR

Ref.: PSL8ABD OS

Características

- Banda plantar ligera, con forma anatómica, cuya función es permitir el uso del antiequino PRIM UPGO sin necesidad de zapatos. Puede utilizarse con calzado abierto, chancas, sandalias o incluso descalzo, recomendándose su uso con calcetín.
- Se coloca en la zona central de la planta del pie y se fija a la banda supramaleolar con el mismo sistema que el soporte del zapato.
- Incorpora almohadillado de foam en la planta del pie que ofrece comodidad.
- Sistema de ajuste mediante microvelcro, fácil y seguro.
- Desarrollada con tecnología alta frecuencia, sin costuras, para máximo confort.
- Bilateral

C.I.	RANGO CONTORNO ANTEPIE (cm)
839848	17 - 29




ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA



Innovación al servicio del paciente: comodidad y precisión

Regulación individual de las correcciones medio-laterales

Cinchas elásticas que permiten regular el grado de corrección dinámica en función de las necesidades de cada paciente, permitiendo corregir ligeramente el tobillo varo/valgo, tensionando en mayor o menor medida cada una de sus cinchas, o bien ejercer tracción central si no se desea corregir ningún componente.



Colocación en un clic

Las exclusivas y patentadas* hebillas imantadas de PRIM UPGO se ajustan en un click, permitiendo que el paciente pueda colocarse y retirarse la ortesis de forma autónoma y con una sola mano (en casos de hemiplejías y hemiparesias).



Efecto memoria

Hebillas con sistema de bloqueo que mantienen fijo el grado de corrección realizado por el adaptador.

*Hebilla en proceso de patente.

MIEMBRO INFERIOR



Antiequino textil

PRIM · ANTIEQUINO TEXTIL

Ref.: ATX01

Características

- Ortesis antiequino dinámica cuya función es dar soporte en la flexión dorsal durante la fase de despegue de la marcha.
- Fabricada en suave tejido de velour transpirable, con tecnología “alta frecuencia”, sin costuras, que aporta el máximo confort.
- Se compone de 2 elementos: una banda supramaleolar que se coloca por encima de los tobillos y un soporte de unión por medio de un anclaje tipo gancho (sencillo o doble) , antideslizante, para fijar entre la lengüeta y los cordones del calzado.
- Ambas partes se unen a través de un cordón elástico que ejerce una tracción regulable, permitiendo mayor o menor flexión según las necesidades del paciente.
- La zona posterior de la banda supramaleolar incorpora una almohadilla de gel que protege y proporciona confort al tendón de Aquiles.
- La zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y compresiones no deseadas.
- Discreto y flexible y fácil de adaptar: no ocupa espacio en el calzado.
- Es necesario el uso con calzado de cordones.
- Bilateral

Indicaciones

Equinismo fónico

C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)
730666	XS	13 - 17
730663	S	17 - 21
730664	M	21 - 25
730665	L	25 - 29



Gancho sencillo



Gancho doble

Repuestos disponibles:



ATX12 Soporte zapato



ATX13 Cordón elástico



ATX14 Ganchos

PRIM · BANDA PLANTAR

Ref.: ATX11

Characteristics

- Banda plantar que permite utilizar el Antiequino textil ATX01 sin zapatos.
- Fabricada en suave tejido de velour transpirable, con tecnología “alta frecuencia”, sin costuras, que aporta el máximo confort.
- Diseñada conforme a la morfología de cada pie.
- Accesorio no incluido en la referencia ATX01.
- Guarda lado.

Indicaciones

Equinismo fónico

C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)
730667	SR	17 - 21
730670	SL	17 - 21
730668	MR	21 - 25
730671	ML	21 - 25
730669	LR	25 - 29
730672	LL	25 - 29





Antiequinos polipropileno

PRIM · ANTIEQUINO RANCHO DE LOS AMIGOS PLANTILLA CORTA Y PLANTILLA COMPLETA

Ref.: D81 · D81M · D82

Características

- Ortesis antiequino Rancho de los amigos fabricada en polipropileno termoconformado laminado.
- Ofrece rigidez y estabilidad, aunque permite la suficiente flexibilidad para obtener una libre flexión dorsal del pie.
- Limitación plantar a 90° de flexión.
- Plantilla corta que llega hasta las cabezas de los metatarsianos. Termoconfortable con pistola de aire caliente para una mayor adaptación a la anatomía del paciente.
- **D81M:** Incluye sistema de cierre montado.
- **D81:** Incluye sistema de cierre sin montar.
- Guarda lado: R/L

Indicaciones

Pie equino producido por enfermedades neurológicas. Lesiones del nervio ciático poplíteo externo, lesiones del sistema nervioso central que cursan con equinismo del pie con o sin espasticidad, hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico. Lesiones neuromusculares, como distrofia muscular, enfermedades hereditarias que cursan con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. Secuelas de poliomielitis, mielomeningoceles. No utilizar en pacientes con retropie varo o valgo.

C.I.	C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	BASE (cm)	ALTURA (cm)
D81	D81M				
622761	703888	SR	32 - 34	17	27
622770	703889	SL	32 - 34	17	27
622729	703890	MR	35 - 37	18	28
622788	703891	ML	35 - 37	18	28
622737	703892	LR	38 - 40	20	31
622745	703893	LL	38 - 40	20	31
622753	703894	XLR	41 - 43	23	35
622079	703895	XLL	41 - 43	23	35
702400	703896	XXLR	44 - 46	23	42
702401	703897	XXLL	44 - 46	23	42

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	BASE (cm)	ALTURA (cm)
D82				
712888	SR	32 - 34	22	27
712882	SL	32 - 34	22	27
712889	MR	35 - 37	24	28
712883	ML	35 - 37	24	28
712890	LR	38 - 40	26	31
712884	LL	38 - 40	26	31
712891	XLR	41 - 43	28	35
712885	XLL	41 - 43	28	35
712892	XXLR	44 - 46	30	42
712886	XXLL	44 - 46	30	42



PRIM · ANTIEQUINO RANCHO DE LOS AMIGOS PLANTILLA COMPLETA

Ref.: NA400 · NA410

Características

- NA400 Ortesis antiequino Rancho de los amigos diseñada con plantilla completa fabricada en polipropileno copolímero inyectado. Blanco
- NA410 Ortesis antiequino Rancho de los amigos diseñada con plantilla completa fabricada en polipropileno homopolímero con 20% talco inyectado (menos flexible).
- Aporta la flexibilidad adecuada del pie en la fase de apoyo de la marcha, limitando la flexión plantar a 90° en la fase de balanceo.
- Sistema de cierre acolchado y con regulación de velcro.
- Incorpora cincha para fijar el pie.
- Termoconformable con pistola de aire caliente para una mayor adaptación a la anatomía de cada paciente.
- No utilizar en pacientes con retropie varo o valgo.
- Guarda lado: R/L


Indicaciones

Pie equino producido por enfermedades neurológicas. Lesiones del nervio ciático poplíteo externo, lesiones del sistema nervioso central que cursan con equinismo del pie sin espasticidad, hemiplejía (ictus), hemiparesia, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico. Lesiones neuromusculares, como distrofia muscular, enfermedades hereditarias que cursan con un pie equino. Inestabilidad en el tobillo. Secuelas de poliomielitis, mielomeningoceles que se manifiestan con parálisis flácida.


C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	BASE (cm)	ALTURA (cm)
NA400				
716566	SR	32 - 34	23	29
716570	SL	32 - 34	23	29
716571	MR	35 - 37	24,5	31
716567	ML	35 - 37	24,5	31
716572	LR	38 - 40	26	33
716568	LL	38 - 40	26	33
716573	XLR	41 - 43	28	38
716569	XLL	41 - 43	28	38

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO	BASE (cm)	ALTURA (cm)
NA410				
718940	SR	32 - 34	23	29
718936	SL	32 - 34	23	29
718941	MR	35 - 37	24,5	31
718937	ML	35 - 37	24,5	31
718942	LR	38 - 40	26	33
718938	LL	38 - 40	26	33
718943	XLR	41 - 43	28	38
718939	XLL	41 - 43	28	38





Estabilizadores de tobillo



Zapatos postoperatorios

PRIM · ESTABILIZADOR DE TOBILLO MEDIO LATERAL

Ref.: NA500

Características

- Ortesis bivalva que tiene por función la estabilización mediolateral de la articulación tibiotarsiana.
- Con valvas anatómicas, fabricadas en polipropileno que la hacen muy resistente: proporcionan una estructura rígida que permite la dorsiflexión y limita los movimientos mediolaterales.
- Incorpora almohadillas en forma de herradura para mejor adaptación.
- Fácil de regular gracias a sus velcros externos.
- Bilateral

Indicaciones

Esguince leve y moderado. Tendinitis. Postoperatorio. Inestabilidad de la articulación del tobillo.

C.I.	TALLA
716565	Única

ONE SIZE
TALLA ÚNICA

100% LATEX FREE



PRIM · ESTABILIZADOR DE TOBILLO MEDIO LATERAL

Ref.: NA540

Características

- Ortesis bivalva que tiene por función la estabilización mediolateral de la articulación tibiotarsiana.
- Con valvas anatómicas, fabricadas en polipropileno que la hacen muy resistente: proporcionan una estructura rígida que permite la dorsiflexión y limita los movimientos mediolaterales.
- Incorpora almohadillas para una mejor adaptación a los maleolos.
- Fácil de regular gracias a sus velcros externos.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince leve y moderado. Tendinitis. Postoperatorio. Inestabilidad de la articulación del tobillo.

C.I.	TALLA
716564	Única

ONE SIZE
TALLA ÚNICA

100% LATEX FREE



PRIM · ESTABILIZADOR DE TOBILLO MEDIO LATERAL

Ref.: AIRFIX

Características

- Ortesis bivalva que estabiliza articulación tibiotarsiana a nivel medio-lateral.
- Con valvas anatómicas, fabricadas en polipropileno que la hacen muy resistente: proporcionan una estructura rígida que permite la dorsiflexión y limita los movimientos mediolaterales.
- Incorpora celdas de aire regulables en su interior, que mejoran el nivel de estabilización ofreciendo soporte confortable a los maleolos.
- Fácil de regular gracias a sus velcros externos.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince de tobillo grado 1 y 2 . Inestabilidad de la articulación tibio-tarsiana. Postoperatorio. Tendinitis.

C.I.	TALLA
716516	Única

ONE SIZE
TALLA ÚNICA

100% LATEX FREE



PRIM · ZAPATO POSTOPERATORIO ABIERTO

Ref.: PS100

Características

- Zapato de protección postoperatoria, que protege y mantiene el pie en posición correcta durante el proceso de recuperación.
- Confeccionado en tejido transpirable y con puntera abierta para un uso confortable.
- Talón reforzado para pies con problemas en la zona del calcáneo.
- Suela de color negro antideslizante que ofrece mayor seguridad.
- Sistema de cierre fácil, discreto y seguro que permite la adaptación del zapato a pies con deformidades muy significativas o con vendajes y/o escayolas postoperatorias.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatorio, pie escayolado.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
735514	XS	33 - 35
735515	S	36 - 38
735516	M	39 - 40
735517	L	41 - 42
735518	XL	43 - 44
735519	XXL	46 - 48



PRIM · ZAPATO POSTOPERATORIO EN TALO

Ref.: PS200

Características

- Zapato de protección postoperatoria, que protege y mantiene el pie en posición correcta durante el proceso de recuperación.
- Descarga en antepié: este zapato lleva el tacón en el retropie y la zona del antepié queda libre y descargada facilitando la fase de apoyo y de despegue de la marcha.
- Por su diseño garantiza la sujeción del calcáneo.
- Ligero apoyo en flexión dorsal promoviendo el talo.
- Confeccionado en tejido transpirable y con puntera abierta para un uso confortable.
- Suela de color negro con desnivel ergonómico que garantiza la estabilidad: antideslizante para mayor seguridad.
- Sistema de cierre fácil, discreto y seguro que permite la adaptación del zapato a pies con deformidades.
- Incorpora una cincha que sujeta el tobillo y favorece la adaptación del zapato a la zona del empeine.
- Altura de zapato contralateral: es importante utilizar un calzado de altura similar en retropie, para que la altura de cadera y basculación pélvica sea funcional.
- Bilateral.

Indicaciones


Postoperatorio especialmete del antepié y dedos, problemas vasculares en que es necesario evitar sobrepresiones.

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
735509	XS	33 - 35
735510	S	36 - 38
735511	M	39 - 40
735512	L	41 - 42
735513	XL	43 - 44





5  PRIM
Podología



Guía de Prevención y Tratamiento *podológico personalizado*

Todos los pies son diferentes. Sus patologías y su tratamiento también lo son.

- 1 Identifique la **parte del pie afectada** y la **horma** del calzado utilizado habitualmente por el usuario.
- 2 Seleccione la **gama de productos más adecuada** en base a las respuestas del usuario a las preguntas clave.

Las partes del pie

Identifique y localice las principales patologías de los pies.
El tipo de horma de calzado condicionará el tratamiento más adecuado



Las gamas de productos

En función de las necesidades del usuario

ComforSil
Productos de silicona Se utiliza en patologías que requieren **TRATAMIENTO**

ComforGel
Productos de gel Se usa como **PREVENCIÓN** al aparecer las primeras molestias en los pies

ComforGel *comforGel Lady*
Productos confort Se usa para conferir mayor **COMODIDAD** en el uso de todo tipo de calzado

ComforSil

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PODOLÓGICOS DE SILICONA

Comforsil ofrece una solución de calidad para los problemas que afectan a los pies.

Productos fabricados en **silicona 100% pura**, hipoalergénicos y no tóxicos.

Nuevas soluciones textiles con **silicona**. Sin costuras. Sin rozaduras. Para cualquier tipo de calzado.

Resistencia

Las propiedades de la silicona garantizan su larga durabilidad y resistencia a las fisuras durante el tiempo de su uso y con la intensidad necesaria.

Comodidad

Se adaptan a los pies con suavidad garantizando la recuperación y la amortiguación en los puntos de carga y las zonas de presión.



SEPARADOR DEL PRIMER DEDO (Carrete)

Ref.: CC218

Características

- Endereza y alinea el dedo gordo, corrige la posición del 1er dedo, cuando existe juanete y alivia el dolor en el juanete incipiente.



x2

C.I.	TALLA
800398	S
800397	M
800396	L

SEPARADOR DE DEDOS EXTRAFINO (Media luna)

Ref.: CC206

Características

- Evita la fricción entre dedos y la irritación que produce el cóndilo del dedo contiguo, previniendo la aparición de callos interdigitales (Ojos de Gallo).
- Colocación en cualquier espacio interdigital.



x3

C.I.	TALLA
800395	S
800394	M
800393	L

RATONCITOS CON ANILLO

Ref.: CC226

Características

- Pequeña férula que se coloca bajo los dedos del pie con una adaptación perfecta anatómicamente.
- Corrigen la flexión del 2º dedo (garra o martillo) prolongándose hasta el 4º dedo, posicionándolos anatómicamente y evitando la flexión.



x2

C.I.	TALLA
809664	S
809663	M
809662	L

DEDIL PROTECTOR

Ref.: CC227

Características

- Protege los dedos del roce y del trauma mecánico del calzado.
- Ideal para la protección en la parte distal de los dedos y uñas por contar con refuerzo en la punta.



x2

C.I.	TALLA
800277	S
800276	L

VENDAJE TUBULAR

Ref.: PRO0108

Características

- Protector tubular eficaz para los dedos doloridos por irritaciones, ampollas, callosidades y verrugas. Interior forrado de algodón.



x12

C.I.	TALLA
800460	S
800457	M
800458	L

CORRECTOR JUANETES NOCTURNO

Ref.: CC250/1/2

Características

- Férula nocturna para posicionar el 1er dedo correctamente aliviando el dolor durante la noche, relajando el tendón abductor causante de la deformidad del dedo gordo.



x1

C.I.	TALLA
800423	Única
800424	Derecho (x1)
800426	Izquierdo (x1)

ALINEADOR DE DEDO

Ref.: CC510

Características

- Cintas para reposicionar los dedos de los pies en caso de fracturas o superposiciones. Ligeras y cómodas, pueden ser utilizadas con cualquier tipo de calzado.
- Lavables y reutilizables.



x10

C.I.	TALLA	ANCHO x LARGO ANILLO x LARGO TOTAL (cm)
823218	M	2 x 4 x 9
823219	L	3 x 5 x 11,5

CORRECTOR JUANETES TEJIDO ELÁSTICO

Ref.: CC264

Características

- Protector elástico con almohadilla interna de silicona. Confeccionado en suave material elástico con diferentes zonas de compresión y sin costuras.



x1

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
800316	S	≤22
800315	L	22-26

CORRECTOR JUANETES DIURNO

Ref.: CC450

Características

- Corrector diurno de Hallux Valgus con almohadilla protectora de silicona en la zona del juanete.
- Confeccionado en suave material elástico con distintas zonas de compresión y sin costuras.



x1

C.I.	LADO	TALLA	RANGO (cm)
739229	L (Izquierdo)	Única	19-26
739278	R (Derecho)	Única	19-26

PROTECTOR PLANTAR CON ALMOHADILLA

Ref.: CC256

Características

- Protector plantar confeccionado en suave tejido elástico y sin costuras.
- Cuenta con material antideslizante en la zona del empeine para evitar que se mueva durante su uso.
- Lleva en su interior una almohadilla de silicona extra blanda.



x2

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
800304	S	≤22
800303	L	22-26

PROTECTOR ELÁSTICO “TRIPLE ACCIÓN”

Ref.: CC320

Características

- Protector elástico de triple acción con almohadilla interna de silicona 100%.
- Confeccionado en tejido elástico con diferentes zonas de compresión y sin costuras.
- Alivia la presión del calzado en: juanete, metatarsos y callosidades.



x2

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
800330	SP	≤22
800329	LP	22-26

ALMOHADILLAS METATARSALES CON ANILLO DE SUJECCIÓN EN EL 2º DEDO

Ref.: CC220

Características

- Facilitan la marcha liberando descargas al usar zapatos de tacón.
- Proporcionan descanso al caminar aliviando el dolor de pies y piernas.
- Ayudan a eliminar callosidades en la planta del pie.
- Incorporan cavidades que evitan su deslizamiento dentro del zapato.



x2

C.I.	TALLA
800438	Única

PROTECTOR DE ANTEPIÉ CON ALMOHADILLA

Ref.: CC225

Characteristics

- Protector del antepié anatómico, confeccionado en tejido elástico sin costuras.
- Cuenta con un material antideslizante en la zona del empeine para evitar que se mueva durante su uso.
- Contiene en su interior una almohadilla de silicona extra blanda que cubre desde la yema de los dedos hasta la zona del metatarso.



x2

C.I.	TALLA	RANGO (cm)
800271	S	≤22
800270	L	22-26

MINIPLANTILLAS DESCANSO EXTRAFINAS ANTIDESLIZANTES

Ref.: CC257

Características

- Proporcionan confort y almohadillado durante todo el día, tanto en el uso de zapatos de tacón como bajos.
- Antideslizantes para mayor seguridad.



x2

C.I.	TALLA
800052	Única

MINIPLANTILLAS DESCANSO EXTRAFINAS FORRADAS ANTIDESLIZANTES

Ref.: CCF401

Características

- Proporcionan confort y almohadillado durante todo el día, tanto en el uso de zapatos de tacón como bajos.
- Forradas para proporcionar mayor comodidad y antideslizantes para mayor seguridad.



x2

C.I.	TALLA
800064	Única

FAJA METATARSAL POSTOPERATORIA

Ref.: CC322

Características

- Perfecta para sujetar la zona metatarsal tras la intervención de Hallux Valgus, Hallux-Rigidus, cirugía metatarsal y cirugía digital.



x1

C.I.	TALLA	DIMENSIONES Largo x ancho (cm)
800433	S	22,5 x 7,5
800432	M	23,5 x 7,5
800431	L	25 x 7,5

BANDA ELÁSTICA CON ALMOHADILLA

Ref.: CC229

Características

- Proporciona alivio inmediato y gracias a su almohadilla se completa en carga la extensión digital, mejorando notablemente el cansancio y dolor de piernas.



x1

C.I.	TALLA	DIMENSIONES Largo x alto (cm)
800360	S	8,5 x 9
800359	M	9,5 x 9
800358	L	10 x 9

PROTECTOR TALÓN AUTOADHESIVO

Ref.: CC213

Características

- Alivian y protegen el talón de contrafuertes que molestan, ayudando a evitar las rozaduras y roturas en las medias.
- Se pegan en la parte interna del zapato para evitar el roce del talón y el deslizamiento del mismo al caminar.



x4

C.I.	TALLA
800250	Única

TALONERAS ESPOLÓN CON ORIFICIO

Ref.: CC215

Características

- Ortesis de silicona con pieza extraíble. Descarga la inserción del tendón plantar y alivia el dolor aumentando el confort.



x2

C.I.	TALLA
800190	S (34 - 37)
800189	M (38 - 40)
800188	L (41 - 43)

TALONERAS ESPOLÓN CON CAZOLETA

Ref.: CC212

Características

- Diseño especial anatómico. Menor espesor para una mayor adaptación al calzado.
- Zona asimétrica de descarga en el talón fabricada con silicona de menor densidad para aportar un confort total.
- Amplia zona de descarga para disipar presiones durante la marcha.



C.I.	TALLA
800175	S (34 - 37)
800174	M (38 - 40)
800173	L (41 - 43)

TALONERAS DESCANSO ANTIDESLIZANTES

Ref.: CC214

Características

- Diseño anatómico para máxima adaptabilidad.
- Cavidades con dibujo en contacto con el zapato que disipan las presiones durante la marcha y evitan el movimiento dentro del zapato.



C.I.	TALLA
800181	S (34 - 37)
800180	M (38 - 40)
800179	L (41 - 43)

PLANTILLAS EXTRAFINAS FORRADAS

Ref.: CCF313

Características

- Plantillas indicadas para zapatos de tacón.
- Alivian el dolor en la zona metatarsal y amortiguan los impactos del talón.
- Su alta fijación evita que se muevan en el zapato.
- Puede recortarse la punta.
- Lavándolas recuperan toda su adherencia.



C.I.	TALLA
800136	S (35 - 36)
800135	M (37 - 38)
800134	L (39 - 40)
800137	XL (41 - 42)

PLANTILLAS PIES Y PIERNAS CANSADAS

Ref.: CC203

Características

- Proporcionan alivio en pies y piernas evitando la presión y los impactos del talón y metatarsos debido al refuerzo específico adaptado para estas zonas.
- Rápido y eficaz alivio en ligamentos y músculos, especialmente en condiciones de carga o esfuerzos prolongados. Zonas de descarga de silicona más blanda para mejorar el confort.



C.I.	TALLA
800014	S (35 - 39)
800013	M (40 - 43)
800012	L (44 - 46)

TALONERAS FORRADAS DESCANSO

Ref.: CCF214

Características

- Diseño anatómico para máxima adaptabilidad.
- Cavidades con dibujo en contacto con el zapato que disipan las presiones durante la marcha y evitan el movimiento dentro del zapato.
- Forradas para mayor comodidad.



C.I.	TALLA
800236	S (34 - 37)
800235	M (38 - 40)
800234	L (41 - 43)

ALZAS DE SILICONA

Ref.: CC247

Características

- Reducen las cargas soportadas por el tobillo, articulación de la cadera y columna vertebral
- Utilizar las alzas en ambos pies.



C.I.	TALLA
800453	S (3mm)
800452	M (5mm)
800451	L (8mm)

PLANTILLAS CON DESCARGA ANTI-IMPACTO

Ref.: CC209

Características

- Fácilmente adaptables a cualquier calzado proporcionan alivio en la pisada.
- Zonas de descarga de silicona más blanda para mejorar el confort y disipar presiones durante la marcha.
- Refuerzo en las zonas de impacto (talón y metatarsos) proporcionando un mayor confort en su uso diario.



C.I.	TALLA
800039	S (35 - 39)
800038	M (40 - 43)
800037	L (44 - 46)

PLANTILLAS CARBÓN TOTAL “ODOR CONTROL”

Ref.: CC297

Características

- Plantillas con tres capas: 1ª capa con tejido de poliéster 100% (rojo). 2ª capa con alto contenido de carbón (12,5%) que absorbe el sudor y neutraliza el mal olor. 3ª capa de espuma sintética (gris).
- Recortables del nº 35 al 45.



C.I.	TALLA
800547	Única

Fascitis plantar

Plantillas ortopédicas

Diseñadas para absorber impactos, reducir la presión en el talón y ofrecer una sensación de alivio inmediato al caminar.

NUEVAS

diseño avanzado
confort asegurado

Máximo confort y soporte



PLANTILLAS ORTOPÉDICAS FASCITIS PLANTAR

Ref.: CC210

Proporcionan **soporte, amortiguación y estabilidad**, ayudando a aliviar el dolor plantar en personas con fascitis plantar, dolor en el talón o fatiga en los pies debido a largas horas de pie o caminando. Diseño ergonómico y versátil, compatible con una amplia variedad de calzado. Con forro transpirable suave y resistente, inserción de silicona en el talón que absorbe los impactos y reduce la presión. Soporte estructural en arco y amortiguación en el talón.

x2

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
844804	S	35 - 38
844805	M	39 - 41
844806	L	42 - 46

PROTECTOR TIBIAL "AQUA"

Ref.: CC332

Características

- Alivia el dolor causado por la presión ejercida sobre la tibia por el roce de botas.
- Fabricado en silicona "aqua", reparte la presión y disipa los roces.
- Debido a su fino espesor, ocupa poco espacio.
- Lavable y reutilizable (aprox. 25 lavados).

x1

C.I.	DIMENSIONES
800603	9,5 X 9,5 cm



PARCHES ADHERENTES JUANETES "AQUA"

Ref.: CC330

Características

- Alivian los dolores producidos por el Hallux Valgus, repartiendo las presiones y disminuyendo los roces. Su silicona "aqua" garantiza una correcta fijación en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento.
- Aprox. 1,5mm de grosor.
- Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados).



x2

C.I.	TALLA
800610	Única

PARCHES ADHERENTES CALLOS "AQUA"

Ref.: CC327

Características

- Alivian las molestias causadas por los callos, evitando el roce sobre la piel.
- Su silicona "aqua" garantiza una correcta fijación en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento.
- Aprox. 1,5mm de grosor.
- Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados).



x4

C.I.	TALLA
800613	Única

LÁMINA RECORTABLE ADHERENTE "AQUA"

Ref.: CC329

Características

- Protege las zonas más sensibles del pie y ayuda a aliviar el dolor producido por callos, roces o durezas.
- Su silicona "aqua" garantiza una correcta fijación en la zona a tratar sin utilizar ningún pegamento. Aprox. 1,5mm de grosor.
- Lavables y reutilizables (aprox. 25 lavados)



x1

C.I.	DIMENSIONES
800608	9,5 X 9,5 cm

LÁMINA FIELTRO RECORTABLE ADHERENTE

Ref.: CC249

Características

- Lámina de fieltro de pura lana, recortable con adhesivo hipoalergénico, ideal para la protección de irritaciones molestas.
- Por su fino espesor y tacto agradable es también aconsejable para la protección en zonas interdigitales.



x1

C.I.	DIMENSIONES
800357	22 X 7 cm

ComforGel
PRODUCTOS PODOLÓGICOS
DE GEL

Comforgel ofrece soluciones confortables perfectamente adaptables a todas las zonas del pie a tratar.

Productos en **gel 100% puro**.

Diseñados para proporcionar la máxima comodidad y flexibilidad protegiendo los pies allí donde se requiera un cuidado especial.



Alta flexibilidad y
máxima adaptabilidad

Se adaptan a las zonas a tratar garantizando una mayor absorción de impactos, reduciendo la fricción y mitigando las molestias que se producen en los pies.

TUBOS PROTECTORES CON RECUBRIMIENTO
INTERIOR DE GEL

Ref.: Ver tabla

Características

- Protegen las zonas lesionadas o irritadas de los dedos de los pies.
- Alivian la presión del calzado y protegen contra fricciones y rozaduras.



REF.	C.I.	DETALLES
CC245	800342	Ø1,5cm/0,59" x 2 Mesh
CC325	800340	Ø1,5cm/0,59" x 2 Canale
CC253	800295	Ø2,5cm/0,98" x 2 Canale
PRO5016	800471	Ø1,5cm/0,59" x 12 Mesh
PRO5018	800469	Ø1,5cm/0,59" x 12 Canale
PRO5017	800470	Ø2,5cm/0,98" x 12 Canale

DEDIL CON TEJIDO ELÁSTICO

Ref.: CC267

Características

- Fabricado en gel y recubierto con tejido elástico.
- Protege los dedos y uñas de los golpes y los roces.



C.I.	TALLA
800444	S
800443	L

DEDIL PROTECTOR

Ref.: CG0901

Características

- Protege los dedos y uñas de golpes y roces.



C.I.	TALLA
736446	S/M
736445	L/XL

ANILLOS DIGITALES RECUBIERTOS
CON TEJIDO ELÁSTICO

Ref.: CG1201

Características

- Anillos digitales con disco de gel que alivian las molestias producidas por callosidades, dedos en martillo y traumas digitales.



C.I.	TALLA
736443	S/M
736442	L/XL

SEPARADORES DE DEDOS EXTRAFINOS (Tipo medialuna)

Ref.: CG2102

Características

- Ayudan a evitar la fricción interdigital evitando irritaciones y callosidades



C.I.	TALLA
736462	(Mix de tres tamaños)

JUANETERO CON SEPARADOR DE CARRETE

Ref.: CG2301

Características

- Alivia el dolor de los juanetes y ayuda a preservar la alineación correcta de los dedos.



x1	
C.I.	TALLA
736447	Única

SEPARADOR DE DEDOS CON ANILLO

Ref.: CG2101

Características

- Se utiliza para la protección de helomas y roces interdigitales, ayudando en la alineación de dedos y disminuyendo la fricción.



x2	
C.I.	TALLA
736461	M
736460	L

RATONCITO CON ANILLO DE SUJECIÓN EN EL 2º DEDO

Ref.: CG0801

Características

- Alivio para las personas que tienen los dedos en forma de garra o martillo.



x1	
C.I.	TALLA
736458	Única

PROTECTOR DE JUANETES CON ANILLO ADAPTABLE

Ref.: CG1801

Características

- Protector suave y flexible que protege los juanetes de la presión y la fricción de zapato.



x1	
C.I.	TALLA
736453	Única

SEPARADOR DE DEDOS GRUESO (Tipo Carrete)

Ref.: CG1101

Características

- Extrablando para enderezar y alinear el dedo gordo, protegiendolo de roces y ayudando a evitar la superposición de los dedos.



x2	
C.I.	TALLA
736465	S
736464	M
736463	L

PROTECTOR PARA JUANETES EN EL 5º DEDO

Ref.: CG1901

Características

- Protege los juanetes en el 5º dedo de la presión y fricción del calzado.



x1	
C.I.	TALLA
736452	Única

PROTECTOR EN TEJIDO ELÁSTICO PARA JUANETES

Ref.: CG1601

Características

- Alivia los dolores de juanete por la presión del calzado y reduce el riesgo de rozaduras molestas sobre el mismo.



x1	
C.I.	TALLA
736457	S
736456	L

ANILLO PROTECTOR PARA EL 5º DEDO

Ref.: CG1701

Características

- Alivia las molestias producidas por las durezas y callosidades en el 5º dedo.



x2   Anti-toes	
C.I.	TALLA
736444	Única

PROTECTOR PLANTAR CON ALMOHADILLA

Ref.: CG1501

Características

- Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que relaja la zona metatarsal.



x2  	
C.I.	TALLA
736455	S
736454	L

TALONERAS PARA DESCANSO

Ref.: CG0501

Características

- Reducen las cargas e impactos soportados por el tobillo, articulación de la cadera y columna vertebral.



x2  	
C.I.	TALLA
736469	Única

PLANTILLAS EXTRAFINAS FORRADAS (apoyo metatarsal y calcáneo)

Ref.: CCF323

Características

- Fabricadas en **dos densidades**, una de ellas especialmente blanda para la zona de descarga.
- Previenen la presión y alivian dolores en el talón y la zona metatarsal.



x2  	
C.I.	TALLA
800148	S (35 - 37)
800147	M (38 - 40)
800146	L (41 - 43)
800149	XL (44 - 46)

ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO DE SUJECIÓN 2º DEDO

Ref.: CG0701

Características

- Ayudan a mejorar las callosidades de la planta del pie.
- Reducen la presión y el roce que produce dolor al caminar.



x2  	
C.I.	TALLA
736441	S

MINIPLANTILLAS EXTRAFINAS ANTIDESLIZANTES

Ref.: CG0401

Características

- Proporcionan confort y almohadillado en la zona del antepié durante todo el día.



x2  	
C.I.	TALLA
736448	Única

PLANTILLAS EXTRAFINAS FORRADAS (Especial "All Care")

Ref.: CGF0370

Características

- Plantillas fabricadas en gel que llevan zonas de descargas anti-impacto engrosadas, para evitar la presión en el talón y zona metatarsal.
- Ideales para aliviar los dolores de talón y metatarsos en pies delicados.



x2    	
C.I.	TALLA
736451	S (35 - 38)
736450	M (39 - 42)
736449	L (43 - 46)

ComforGel

Recupera la sensación de confort en tus pies

Las línea renovada de plantillas ComforGel® incorporan un nuevo modelo para largos paseos que completa una gama diseñada originalmente para que, hagan lo que hagan tus pies se sientan siempre cómodos y confortables dentro del calzado.

Deporte
Active
comfort

Diario
Soft
comfort

Largos
paseos
Extra
comfort

Trabajo
PRO
comfort

ComforGel Lady

Gel que no se ve. Comodidad que se nota

Las plantillas ComforGel Lady se presentan en 4 modelos para adaptarse mejor al tipo de calzado que utilices:

Tacones
Muy Altos

Zapatos
Abiertos

Tacones
Uso Diario

Zapatos
Planos

PLANTILLAS DEPORTE
Ref.: H-CGF0362 ·
M-CGF0363

Características

- Ayudan a amortiguar los impactos en las articulaciones de tobillo, rodilla y talón en la práctica de deportes.




C.I.	TALLA
737395	40 - 46
737396	35 - 41

PLANTILLAS DIARIO
Ref.: H-CGF0360 ·
M-CGF0361

Características

- Aumentan la amortiguación en la pisada y mejoran la sensación de piernas cansadas con su uso diario.



C.I.	TALLA
737397	40 - 46
737398	35 - 41

PLANTILLAS LARGOS PASEOS
Ref.: H-CGF0366 ·
M-CGF0367

Características

- Diseñadas para mejorar la experiencia al caminar, permiten recorrer distancias más largas sin experimentar fatiga o dolor muscular en pies y piernas.



C.I.	TALLA
840740	40 - 46
840741	35 - 41

PLANTILLAS TRABAJO
Ref.: H-CGF0364 ·
M-CGF0365

Características

- Indicadas para absorber impactos en calzado de trabajo proporcionando confort durante todo el día.



C.I.	TALLA
737399	40 - 46
737400	35 - 41

PLANTILLAS TACONES MUY ALTOS
Ref.: CG0366

Características

- Diseño adaptado para proporcionar máximo confort en la zona de los metatarsos.
- Ayudan a soportar cargas estáticas durante tiempos prolongados.
- Incorporan burbujas en relieve que proporcionan un leve efecto masaje al caminar.



C.I.	TALLA
739078	35 - 40

PLANTILLAS TACONES DIARIOS
Ref.: CG0367

Características

- Diseño con mayor superficie de apoyo en los metatarsos.
- Previenen y alivian los dolores en pies débiles cansados y delicados.
- Incorporan burbujas en relieve que proporcionan un leve efecto masaje al caminar.



C.I.	TALLA
739079	35 - 40

PLANTILLAS ZAPATOS ABIERTOS
Ref.: CG0368

Características

- Diseño adaptable para su uso con zapatos abiertos o sandalias.
- Mayor cobertura en la zona de los metatarsos y talón que proporciona máximo confort.
- Incorporan burbujas en relieve que proporcionan un leve efecto masaje al caminar.



C.I.	TALLA
739080	35 - 40

PLANTILLAS ZAPATO PLANO
Ref.: CG0369

Características

- Diseño especial que se adapta a la forma de los zapatos planos.
- Amortiguan y absorben impactos en talón, rodilla y tobillos.
- Incorporan burbujas en relieve que proporcionan un leve efecto masaje al caminar.



C.I.	TALLA
739081	35 - 40




PLANTILLAS ANATÓMICAS

Ref.: P441

Características

- Plantillas ideadas para adaptarse a los pies de la mujer y del hombre, cuentan con una zona antislip que evita los desplazamientos.
- Dos densidades.
- Su diseño de doble capa proporciona alivio y confort para pies cansados, débiles o delicados al evitar la presión que se produce en la zona del talón y los metatarsos.



x2 

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
721928	S	35 - 37
721929	M	38 - 40
721930	L	41 - 43

PLANTILLAS SEÑORA CON BÓVEDA METATARSAL

Ref.: P403

Características

- Plantilla de Silicona 100%.
- Gracias a su soporte metatarsal la plantilla ayuda a evitar los dolores del antepie y la formación de callosidades en personas que permanecen mucho tiempo de pie.
- Especialmente recomendadas en situaciones donde se carga mucho peso o se realizan esfuerzos prolongados.



x2 

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
715255	S	35 - 37
715256	L	38 - 40

PLANTILLAS BÓVEDA PLANTAR

Ref.: P433

Características

- Desarrolladas con dos densidades, especialmente indicadas para absorber los impactos con el suelo al caminar.
- Su diseño de doble capa proporciona alivio para pies cansados, al evitar la presión que se produce en el talón y los metatarsos. 1 par.



x2 

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
715260	S	35 - 37
715261	M	38 - 40
715262	L	41 - 43
715263	XL	44 - 46

PLANTILLAS COMPLETAS DE GEL FORRADAS

Ref.: P456

Características

- Plantillas de Silicona 100%.
- Gracias a su soporte metatarsal, esta plantilla evita el dolor en el antepie y la formación de callosidades en personas que permanecen mucho tiempo de pie.
- Especialmente recomendada en situaciones donde se carga mucho peso o se realizan esfuerzos prolongados.



x2 

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
725663	S	35 - 37
725664	M	38 - 40
725665	L	41 - 43

PLANTILLA 3/4 CON BÓVEDA

Ref.: P405

Características

- Silicona 100%.
- Plantilla que proporciona un alivio duradero tanto en los ligamentos como en los músculos, amortiguando la zona de carga en la marcha y en la bipedestación.



x2 

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
715245	S	35 - 37
715246	M	38 - 40
715247	L	41 - 43
715248	XL	44 - 46

CAZOLETAS PARA ESPOLÓN CALCÁNEO

Ref.: P440/438

Características

- Cazoletas de Silicona 100%, de larga duración destinadas a paliar las dolencias provocadas por el espolón calcáneo y la bursitis, gracias a sus dos densidades.
- P440: espolón central / P438: espolón lateral



x2 

C.I.	C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
P440	P438		
715257	716097	S	35 - 37
715258	716098	M	38 - 40
715259	716099	L	41 - 43

TALONERAS

Ref.: P400

Características

- Taloneras de alta calidad diseñadas para reducir las cargas soportadas por el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna.
- Proporcionan un alivio eficaz tanto para los ligamentos como para los músculos.
- Indicadas en bursitis y tendinitis del talón de aquiles.
- P400: Talonera sin forrar.



x2

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
716103	S	35 - 37
716104	M	38 - 40
716105	L	41 - 43



CORRECTOR DIURNO PARA HALLUX VALGUS

Ref.: P454

Características

- Corrector textil para Hallux-Valgus que posiciona el primer dedo en su forma fisiológica evitando o disminuyendo el dolor que ocasiona.
- Uso: Tensar la cincha de talón hasta conseguir una corrección postural adecuada que disminuya el dolor.



x1

C.I.	TALLA
724167	Única

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA

Bilateral



CORRECTOR NOCTURNO PARA HALLUX VALGUS

Ref.: P435 · P435P

Características

- Corrector ideado para prevenir y tratar los juanetes, manteniendo el pie en una posición adecuada durante la noche, evitando o disminuyendo el dolor que ocasiona.
- La colocación debe realizarse de manera que la corrección sea visible, sin que el dolor impida el descanso.
- Especialmente indicado en los tratamientos postoperatorios.
- Uso: Tensar la cincha de talón hasta conseguir una corrección postural adecuada que disminuya el dolor.



REF.	C.I.	TALLA
P435L	715303	Única
P435R	715304	Única
P435P	716919	Única

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA

Guarda Lado: R/L
P435P: pack de dos unidades, derecho e izquierdo



TALONERAS CON ORIFICIO PARA ESPOLÓN CALCÁNEO

Ref.: P453

Características

- Talonera de silicona 100% con orificio, que puede taparse, ideado para paliar las molestias producidas por el espolón calcáneo o la bursitis.
- Ocupa poco espacio en el zapato y su altura máxima es de 13 mm.



x2

C.I.	TALLA	Nº ZAPATO
724050	S	35 - 37
724051	M	38 - 40
724052	L	41 - 43



SEPARADOR CON FORMA SEMILUNAR

Ref.: P417

Características

- Fabricados en silicona blanda, están indicados para posicionar correctamente los dedos.
- Gracias a su forma, aseguran una protección frente a las molestias que producen callos o heridas al evitar la fricción entre los dedos.



x2

C.I.	TALLA
716258	S
716259	M
716260	L

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA

Bilateral



SEPARADOR CON FORMA DE CARRETE

Ref.: P418

Características

- Separador fabricado en silicona blanda.
- Indicado para alinear el dedo gordo, aliviando los dolores producidos por el juanete.
- Impide que se monten el primer y el segundo dedo, evitando heridas e irritaciones.



x2

C.I.	TALLA
716261	S
716262	M
716263	L

ONE
SIZE
TALLA
ÚNICA

Bilateral



SinODOR®
Herbitas

SPRAYS PODOLÓGICOS

Pies frescos y relajados

Spray
podológico

SPRAY
Limpiador
de plantillas y calzado



SinODOR®
Herbitas

infantil

PLANTILLAS INFANTILES

Ideales para niños activos

Plantillas
triple acción

x3

anti
anti
anti

olor
sudoración
transpirante



SPRAY PODOLÓGICO
(DESODORANTE PARA PIES)

Ref.: 12.620.2

Características

- Spray sin gas. Regula el exceso de transpiración y elimina el mal olor. Contiene árnica montana.



C.I.

830978

SPRAY LIMPIADOR
DE PLANTILLAS Y CALZADO

Ref.: 12.620.21

Características

- Elimina los malos olores, limpiando y conservando la vida de las plantillas y el calzado.



C.I.

830979

SINODOR® PLANTILLA INFLANTIL
TRIPLE ACCIÓN

Ref.: 6307.25

Características

- Plantillas infantiles antiolor, antisudoración y antitranspirante.
- Recomendadas para pies con hipersudoración, con mal olor y para práctica deportiva



recortable

C.I.	TALLA
830692	20 - 35

210 PRIM

PRIM 211

DERMA FEET

Herbitas

CUIDAMOS TUS PIES

Emulgel para talones agrietados. Especialmente indicado para pies muy secos, rugosos y con falta de hidratación, especialmente en el talón. Emulgel talones agrietados Urea 40% hidrata, flexibiliza y disminuye el grosor de la piel gracias a su principio activo. Su elevada concentración de UREA le confiere una intensa actividad queratolítica, hidratante y exfoliante.

Urea 40%



DERMA FEET

Herbitas

Crema podológica Dermafeet 20% Urea. Especialmente indicada para pies secos y muy secos. Aporta máxima hidratación, regeneración epitelial y con su uso diario previene de grietas y callosidades en los pies.

 **Urea 20%**



■ **EMULGEL TALONES AGRIETADOS**

Ref.: 12.620.16

Características

- Urea 40%.
- Especial para talones agrietados, zonas engrosadas y piel ultra seca.
- Fórmula no grasa

C.I.	CANTIDAD
832222	60 ml



■ **CREMA PODOLÓGICA**

Ref.: 12.620.12

Características

- Urea 20%. Máxima hidratación.
- Regeneración epitelial y prevención de callosidades.
- Fórmula no grasa.

C.I.	CANTIDAD
832221	75 ml





6  PRIM
Línea pediátrica

LÍNEA
PEDIÁTRICA



ORTESIS INFANTILES

Línea pediátrica
para la recuperación
de las lesiones articulares
de los más pequeños

MYPRIM KIDS es una línea de colores llamativos y formas divertidas especialmente creada para los niños. Concebida con materiales y tecnología de última generación que garantizan el bienestar de los más pequeños.



Tecnología sin costuras

MYPRIM KIDS se ha desarrollado con la innovadora **tecnología bonding**, que permite la unión y adhesión **sin costuras** de las diferentes piezas que componen el producto.

Comodidad absoluta


La ausencia de hilo y de costuras, disminuye significativamente el rozamiento con la piel evitando las molestias e incrementando el confort.



2/12
años

transpirable
sin látex

Desarrollo innovador



MYPRIM KIDS · INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

Ref.: MPK300


Características

- Inmovilizador de clavícula pediátrico fabricado con tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Confeccionada con material técnico deportivo transpirable: de panal en su cara exterior y rizo suave en su interior que absorbe la humedad ayudando a mantener la piel sana.
- Mantiene los hombros en retropulsión gracias a sus tirantes "non-elastic" regulables con sistema de hebillas.
- Con soporte axilar almohadillado evitando cualquier tipo de roce o molestia.
- La espalda se compone de una placa dorsal que aporta sujeción y comodidad gracias a su alma de foam acolchado.
- Sus cierres de microgancho invisibles se desmontan permitiendo graduar la longitud del tirante.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones

Fractura estable de clavícula. Recordatorio postural.

C.I.	TALLA	CONTORNO BAJO AXILA (cm)
739043	T1	48 - 58
739042	T2	58 - 72



MYPRIM KIDS · FAJA SACROLUMBAR

Ref.: MPK600

Características

- Faja pediátrica confeccionada en tejido elástico transpirable: foam en su zona interior y lycra flexible y resistente en su parte exterior.
- Equipada con 2 ballenas traseras de acero, aporta el soporte necesario para la estabilización de la columna favoreciendo la descarga de las estructuras espinales.
- Incorpora tensores removibles que proporcionan mayor estabilización si así se requiere.
- Su cierre microgancho de gran ajuste permite regular el nivel de compresión.
- Fabricada con tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar el confort de los más pequeños.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.

Indicaciones

Lesiones contracturas y/o traumatismos leves de la columna lumbar.

C.I.	TALLA	CONTORNO CINTURA (cm)
739041	T1	50 - 60
739040	T2	60 - 70



EVOLUTIVA

MYPRIM KIDS · CABESTRILLO

Ref.: MPK400

Características

- Cabestrillo pediátrico fabricado con tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Confeccionada con material técnico deportivo transpirable: de panal en su cara exterior y rizo suave en su interior que absorbe la humedad ayudando a mantener la piel sana.
- Cuenta con una almohadilla humeral acolchada que minimiza la presión en cuello y hombro aportando gran confort.
- Tirante y trabilla de pulgar regulables.
- Diseño ergonómico con colores llamativos y formas divertidas.
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Quemaduras o infecciones. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	LONGITUD ANTEBRAZO (cm)
739039	T1	<21
739038	T2	21-25



MYPRIM KIDS · CINCHA INMOVILIZADORA DE HOMBRO

Ref.: MPK401

Características

- Complemento inmovilizador, debe unirse al cabestrillo, se adapta rodeando el tronco y el antebrazo de modo que la articulación de hombro queda inmovilizada.
- Se adapta al cabestrillo MPK400 consiguiendo un 2 en 1. (MPK400 + MPK401)
- Diseñado con tecnología "Friendly Skin Technology".
- Bilateral.

Indicaciones

Fractura o dislocación de muñeca, codo y/u hombro. Quemaduras o infecciones. Postoperatorio.

C.I.	TALLA
739087	Única



Cincha inmovilizadora



MYPRIM KIDS · MUÑEQUERA INMOVILIZADORA

Ref.: MPK101

Características

- Ortesis pasiva de muñeca pediátrica confeccionada con tejido elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Con pletina palmar anatómica de aluminio maleable conformado, que limita la flexión palmar inmovilizando la articulación de la muñeca.
- Una pletina dorsal aporta la rigidez necesaria para mejorar la estabilización de la articulación.
- Cierres microgancho 3 fases para el ajuste fácil y seguro.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.
- Se puede colocar accesorio de pulgar MPK102 si se requiere inmovilización de pulgar.
- Bilateral.

Indicaciones

Postoperatoria, Síndrome del túnel carpiano, lesión neurológica, fractura o fisura, enfermedad degenerativa.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)
739051	T1R	10 - 12
739050	T1L	10 - 12
739049	T2R	12 - 15
739048	T2L	12 - 15



MYPRIM KIDS · ACCESORIO INMOVILIZADOR DE PULGAR

Ref.: MPK102

Características

- La combinación de la muñequera MPK101 y el accesorio, permite inmovilizar el pulgar, si así lo requiere el tratamiento.
- Confeccionado en los mismos materiales, incorpora una pletina de aluminio conformable en su interior que permite, según requiera la lesión, inmovilizar la articulación del dedo pulgar.
- Fácil y cómodo de fijar gracias a sus velcros.
- Bilateral.

Indicaciones

Rizartrosis, fractura, luxación de Bennett, síndrome del túnel carpiano, síndrome de Guyon, enfermedad de Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesión ligamentos, traumatismo.

C.I.	TALLA
739037	Única



MYPRIM KIDS · MUÑEQUERA ENVOLVENTE

Ref.: MPK100

Características

- Muñequera pediátrica confeccionada con tejido elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Envuelve el pulgar y la muñeca.
- Incorpora cierres microgancho que permiten regular la adaptación.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.
- Bilateral.

Indicaciones

Tratamiento para tendinitis, esguince, traumatismo articular leve, inestabilidad leve, prevención en deporte.

C.I.	TALLA	CONTORNO MUÑECA (cm)
739047	T1	10 - 12
739046	T2	12 - 15



MYPRIM KIDS · RODILLERA CON RODETE Y FLEJES

Ref.: MPK700

Características

- Ortesis de rodilla pediátrica confeccionada con tejido elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology".
- Incorpora rodete rotuliano con forma anatómica, removible.
- Con flejes laterales en espiral que estabilizan la articulación de la rodilla en sentido medio-lateral.
- Incluye una almohadilla patelar** anatómica 100% silicona, removible, para descarga del ligamento rotuliano.
- Con cierres micro-gancho posteriores que adaptan la ortesis dejando libre el hueco poplíteo.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.
- Bilateral.

Indicaciones

Contusión ligera, lesión femoropatelar. Postoperatorio. Inestabilidad leve de la articulación de la rodilla. Durante el proceso rehabilitador. Osgood-Schlatter

C.I.	TALLA	CONTORNO SOBRE RÓTULA (cm)
739053	T1	20 - 26
739052	T2	26 - 32

** Incluida en talla 2



MYPRIM KIDS · INMOVILIZADOR DE RODILLA

Ref.: MPK701

Características

- Ortesis inmovilizadora de rodilla pediátrica, fabricada con tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Confeccionada con material técnico deportivo transpirable: de panal en su cara exterior y rizo suave en su interior que absorbe la humedad ayudando a mantener la piel sana.
- Panel posterior de tejido elástico de lycra que favorece la adaptación a la zona poplita.
- Con 3 pletinas de acero: 2 laterales y una posterior, conformada en ángulo fisiológico.
- Sistema de cierre microgancho de ajuste fácil y seguro, que envuelve la pierna y dejan libre la rótula para incrementar la comodidad.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.
- Bilateral.

Indicaciones

Pre y postoperatorio de la rodilla.

C.I.	TALLA	CONTORNO SOBRE RÓTULA (cm)
739045	T1	24 - 30
739044	T2	30 - 36



MYPRIM KIDS · TOBILLERA

Ref.: MPK800

Características

- Ortesis de tobillo pediátrica confeccionada con tejido elástico transpirable acolchado y tecnología sin costuras "Friendly Skin Technology" para incrementar la comodidad de los más pequeños.
- Sus cintas de cierre, cruzadas por la parte anterior, estabilizan y mejoran el control mediolateral del tobillo, regulando la compresión según necesidades.
- Con cierres micro-gancho posteriores que adaptan y fijan la ortesis con seguridad.
- Talón abierto para mayor confort.
- Diseñada con colores llamativos y formas divertidas.
- Bilateral.

Indicaciones

Esguince del tobillo leve y moderado. Tendinitis.

C.I.	TALLA	CONTORNO SOBRE MALEOLOS (cm)
739055	T1	16 - 19
739054	T2	19 - 22





Férulas infantiles de abducción de cadera



MYPRIM KIDS · ARNES DE PAVLIK

Ref.: MPK690


Características

- Ortesis pediátrica de abducción de cadera y rotación externa, fabricada en tejido transpirable, confortable y suave al tacto. Con tecnología boonding sin costuras "Friendly Skin Technology", que protege la piel de posibles rozaduras.
- Sistema de colocación tipo chaleco, para una adaptación fácil y sencilla.
- Comodidad integral: cuerpo con doble acolchado ajustable al pecho, tirantes almohadillados y botas de suaves tejidos con cierres microvelcro para un ajuste fácil y seguro.
- Las botitas de ajuste al pie están diseñadas en doble capa para una funcionalidad total:
 - capa interna de suave rizo mullido, que puede retirarse para el lavado.
 - capa exterior de suave velour, que mantiene la funcionalidad de la ortesis durante el lavado de la capa interna.
- Cinchas de ajuste que permiten regular la longitud de los tirantes para adaptarlos a la medida de cada niño. Cuentan con un sistema de hebillas seguras que impiden que se modifique la adaptación realizada durante el uso.
- Permite regular la abducción en cada cadera de manera independiente.
- La libertad de movimientos previene la necrosis de la cabeza del fémur.
- Configurado de forma que no interfiere en el cambio de pañal.
- Diseñado con colores llamativos y formas divertidas

Indicaciones

Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de cadera.

C.I.	TALLA	CONTORNO MIN / MÁX (cm)
826153	Única	30 - 55



PRIM · FÉRULA DE DENNIS BROWN

Ref.: C29

Características

- Ortesis de abducción de cadera pediátrica, fabricada en polietileno.
- Corseletes almohadillados en los bordes que evitan roces en el muñeco y aportan confort.
- Estructura de flejes de acero inoxidable para mantener la abducción necesaria.
- Incorpora cinturón de sujeción ajustable.

Indicaciones

Subluxación y luxación congénita de cadera. Displasia de cadera.

C.I.	TALLA	DISTANCIA HUECOS POPLITEOS (cm)
600091	XS	17 - 22
600113	S	18 - 23
600105	M	24 - 29
600121	L	30 - 40



100% LATEX FREE



PRIM · PAÑAL DE FEJKA

Ref.: 117

Características

- Ortesis para abducción de cadera infantil, fabricada en polietileno flexible.
- Con los bordes almohadillados en goma espuma que evitan roces y proporcionan confort.
- Recubierto con pañal de tela.
- Regulable mediante sistema de hebillas.

Indicaciones

Subluxación y luxación congénita de cadera . Displasia de cadera en 2 - 3 primeros meses de vida.

C.I.	TALLA	DISTANCIA HUECOS POPLITEOS (cm)
722725	XS	13 - 15
722726	S	15 - 18
722727	M	18 - 20
722728	L	20 - 25
722729	XL	25 - 28



100% LATEX FREE



PRIM · PAÑAL FERRARA

Ref.: F01

Características

- Ortesis para abducción de cadera infantil
- Almohadilla de goma con fijaciones de velcro que se introduce en la función del pañal.
- Recubierto con pañal de tela.
- Regulable mediante sistema de hebillas.

Indicaciones

Subluxación y luxación congénita de cadera . Displasia de cadera en los 2 - 3 primeros meses de vida.

C.I.	TALLA	DISTANCIA HUECOS POPLITEOS (cm)
730140	S	18 - 20
730141	M	20 - 22
730142	L	22 - 24



100% LATEX FREE





Férulas infantiles de abducción de cadera

Ortesis funcionales de cadera pediátrica que no bloquean con ROM

Dos modelos para adaptarse a las necesidades de cada paciente




Beneficios funcionales:


Función dinámica: sin bloqueo.

- Transfiere el tono del abductor para lograr un posicionamiento mas positivo
- La alineación adecuada fomenta la función en tres planos para el correcto funcionamiento de los músculos.
- Controla la aducción para mejorar la sedestación, la bipedestación, la deambulación y las funciones para caminar.
- Facilita una mayor extensión del tronco.

Sin SWASH



Con SWASH



PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN VARIABLE DE CADERA

Ref.: SC3-SW3

Características

- Sección pélvica de polietileno que se extiende desde L2 / L3 al margen distal del sacro, proporcionando máximo soporte pélvico y torácico. Paciente con bajo tono del tronco y control del tronco muy limitado puede beneficiarse de mayor soporte posterior y lateral.

PERFIL DE USUARIO:

- Cuando se requiere el máximo control de tronco, candidato que carece de fuerza muscular o control de la parte superior del tronco para mantenerse erguido.
- El paciente no puede caminar.

Indicaciones


Parálisis cerebral, con marcha en tijera o inestabilidad al sentarse por exceso de abducción, subluxación de cadera.



TALLA	CONTORNO (cm)	CONTORNO MUSLO (cm)	BARRA Ø (mm)
1	40 - 46,5	21 - 25	6
2	46 - 55	25 - 29	7
3	54 - 63	29 - 33	7
4	62 - 72	33 - 38	7

Bilateral. Disponible con barras de 115° y 123°. Consultar C.I.


100% LATEX FREE



Toma medidas de la placa pélvica:

SC3-SW3: Para máximo control de estabilidad de tronco tomamos la medida a nivel de la cintura natural.

LP3-SW3: Medimos a nivel de la espina anterior del Ilion. Ideal encajar la ortesis en la cintura pélvica media para obtener una buena estabilidad pélvica.




Almohadillas de muslo:

Mida en la parte distal del muslo, proxima a los cóndilos.

Lo ideal es ajustar la medida lo más distal posible sin presionar o interferir en el área poplíteica.

Sin embargo, si se produce presión sobre el tórax, excesiva flexión de la columna vertebral, columna vertebral flexión, o demasiada tensión de los isquiotibiales, debe aliviarla moviendo las almohadillas hacia arriba entre 2,5 y 7,5 cm.



Barras:

Mida desde la cintura hasta la mitad de la rótula. En el ajuste final, debe quedar a nivel de la almohadilla del muslo.

115° base estrecha

123° base ancha

PRIM · ORTESIS DE ABDUCCIÓN VARIABLE DE CADERA

Ref.: LP3-SW3

Características

- Tiene un marco posterior de aluminio que se extiende desde aproximadamente L2 / L3 a S1 / S2, con extensión iliaca.

PERFIL DE USUARIO:

- El objetivo principal es controlar la marcha en tijera.
- Si el paciente tiene un espacio limitado entre cresta iliaca y caja torácica.

Indicaciones

Parálisis cerebral, con marcha en tijera o inestabilidad al sentarse por exceso de abducción, subluxación de cadera.



TALLA	CONTORNO (cm)	CONTORNO MUSLO (cm)	BARRA Ø (mm)
1	40 - 46,5	21 - 25	8
2	46 - 55	25 - 29	8
3	54 - 63	29 - 33	8
4	62 - 72	33 - 38	8
5	71 - 81	38 - 44	8
6	80 - 90	44 - 50	8

100% LATEX FREE

Bilateral. Disponible con barras de 115° y 123°. Consultar C.I.



Ortesis de corrección infantil

BEBAX · ORTESIS DE CORRECCIÓN INFANTIL

Ref.: BB

Características

- Botín multiarticulado que permite la corrección progresiva de las malformaciones congénitas del antepié del recién nacido siguiendo los tres planos del espacio.
- Minimiza los trastornos musculares o neurológicos.
- La duración aproximada del tratamiento es de 35 días.
- Se puede utilizar en tratamiento de pie zambo mientras el niño no camine.
- Guarda lado R/L

Indicaciones

Metatarso varo, metatarso abducto, talo valgo, pie valgo y pie supinado reducible. Valgo residual del antepié después de un equino ya tratado. Problemas de origen muscular o neurológico que originan deformidades de pie en el niño.



TALLA
De la 7,5 a la 10 (en incrementos de 0,5 cm)
De la 10,5 a la 13,5 (en incrementos de 1 cm)
De la 14,5 a la 16,5 (en incrementos de 1 cm)

Guarda lado R/L. Consultar Referencias y C.I.

PRIM · DENNIS BROWN DE GARRA D49 O PLATAFORMA D47


Ref.: D49 · D47

Características

- Realiza la corrección postural o malformación de pies, tobillos o piernas del bebé.
- Asegurarse de que se siguen las indicaciones del facultativo en cuanto a tiempo de uso y adaptación.
- La barra marca la distancia entre los pies que debe estar alineada con los hombros y la cadera y debe regularse de acuerdo con su crecimiento y las necesidades de adaptación.
- Componentes D49: 2 Tuercas D43, 2 guías D44, 1 barra D46, 2 garras con disco graduado D48.
- Componentes D47: 2 Tuercas D43, 2 guías D44, 2 placas D45, 1 barra D46.

Indicaciones

Corrección de pie equino-varo, pie abductus, coxa anteversa, rotación tibial.



REF.	C. I.	TALLA	LONGITUD SEPARACIÓN (MIN/MAX) (cm)
D49	623377	1	5 a 15
D49	623369	2	10 a 25
D49	623350	3	25 a 35
D47	623415	1	5 a 15
D47	623407	2	10 a 25
D47	623393	3	25 a 35

TIBAX · ORTESIS DE CORRECCIÓN INFANTIL

Ref.: TIBAX

Características

- Ortesis para menores de 3 años que permite un rápido y exacto ajuste de la rotación correctora de ambos pies (llave de regulación incluida).
- Dicho ajuste rotacional es legible en una escala graduada.
- Permite la adaptación del zapato a cada una de las plataformas, o bien la colocación directa de la ortesis BEBAX, pudiendo así actuar sobre las malformaciones del antepié.
- Puede ser colocada o retirada sin perder el ajuste establecido por el prescriptor.
- Se suministra con dos barras separadoras y con elementos necesarios para su adaptación a las botas convencionales u ortesis BEBAX.
- Las ortesis BEBAX no van incluidas.
- Guarda lado R/L

Indicaciones

Corrección del sistema de rotación tibial, coxa anteversa. Pie zambo (combinando la barra con la ortesis BEBAX). Postoperatorio. Tratamiento de rotaciones tibiales patológicas. Pie equino-varo adquirido (poliomielitis, parálisis postinyección, etc.). Subluxación y luxación de cadera infantil.



C.I.	TALLA	BARRA CORTA - LARGA (MIN/MAX) (cm)
702184	Única	CORTA 5,5 - 20,5 cm LARGA 20 - 35,5

CLUBAX · ORTESIS DE CORRECCIÓN INFANTIL

Ref.: C11 · C12 · C21 · C22

Características

- Ortesis de corrección multidireccional para el miembro inferior del bebé.
- Permite la adaptación a la morfología del miembro inferior y la elección de los grados de flexión de la rodilla.
- Posibilidad de elegir articulación ajustable o articulación móvil.
- No es compatible con la ortesis BEBAX de talla grande.
- No incluye BEBAX.
 - C11 CLUBAX ajustable pequeño
 - C12 CLUBAX ajustable grande
 - C21 CLUBAX móvil pequeño
 - C22 CLUBAX móvil grande

Indicaciones

Pie zambo, rotación tibial, valgo de rodilla. Pie equino-varo unilateral.



REF	C.I.	TALLA	A (cm)	B (cm)	C (cm)
C11 R	702152	S	7,5 - 12,5	15 - 21	11 - 15
C11 L	702153	S	7,5 - 12,5	15 - 21	11 - 15
C12 R	702154	L	9 - 15,5	21 - 37	15 - 20
C12 L	702155	L	9 - 15,5	21 - 37	15 - 20
C21 R	702148	S	7,5 - 12,5	15 - 21	11 - 15
C21 L	702149	S	7,5 - 12,5	15 - 21	11 - 15
C22 R	702150	L	9 - 15,5	21 - 37	15 - 20
C22 L	702151	L	9 - 15,5	21 - 37	15 - 20

PRIM · I.M.O. COLLARÍN TIPO SOMI


Ref.: E45

Características

- Collarín tipo SOMI que mantiene inmóvil la columna cervical.
- Su estructura se compone de un apoyo mentoniano y un soporte occipital que se unen a una placa torácica a través de dos barras metálicas situadas por detrás de la cabeza y por un soporte anterior a nivel de la mandíbula. Todo ello se ancla, a su vez, a una pieza central que apoya en el tórax a modo de chaleco rígido.
- Permite al paciente tumbarse con comodidad manteniendo la inmovilización.
- La pieza de apoyo mentoniano y el soporte occipital deben utilizarse durante todo el día.
- Pueden quitarse fácilmente y ser sustituidas por el soporte frontal para realizar actividades cotidianas que requieran el uso de la mandíbula, como comer.
- Posibilidad de adaptación a pacientes sometidos a tracción.

Indicaciones

Cervialgia severa. Cervicobraquialgia de origen compresivo. raumatismo severo. Postoperatorio. Fractura cervical. Artrosis cervical. Proceso inflamatorio que provoca contractura.



C.I.	TALLA	ALTURA (cm)
616710	S	- 144



PRIM · COLLARÍN BLANDO RECTO

Ref.: CC19

Características

- Collarín confeccionado en espuma y forrado con tubular de algodón.
- Refuerzo posterior plano.
- Cierre posterior de Velcro.

Indicaciones

Traumatismo leve. Artrosis cervical leve. Tortícolis leve. Esguince leve. Cervicalgia.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
713201	XS	32 - 44	8

PRIM · RIGID PHILADELPHIA COLLAR

Ref.: 961

Características

- Collarín construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm, con apertura traqueal que permite la ventilación y acceso directo a la tráquea si fuera necesario.
- Es bivalvo, lo que facilita su colocación sin necesidad de mover al paciente.
- Remaches radiotransparentes.
- Utilizado también en urgencias.

Indicaciones

Artrosis cervical. Hernia discal. Esguince. Postoperatorio. Cervicalgia y cervicobraquialgia. Síndrome del latigazo cervical. Traumatismo directo en cuello. Siempre que sea necesaria la inmovilización de la columna cervical.



C.I.	TALLA	CIRCUMF. CUELLO cm	ALTURA CUELLO (cm)
722466	S/Xlow	25,4 - 33	5,46
722467	S/Low	25,4 - 33	8



Marco de hiperextensión

PRIM · MARCO HIPEREXTENSIÓN BANDA PÉLVICA EXTERIOR BASCULANTE

Ref.: C35PB

Características


- Ortesis de hiperextensión fabricada en duraluminio anodizado.
- Se adapta a través de las placas esternal, lateral y posterior.
- Ofrece regulación continua de las placas laterales (alto) y esternal (ancho), que mejoran la adaptación a la anatomía.
- Con placa esternal oscilante y articulación axial que permite regular la inclinación del apoyo esternal de 6° en 6°.
- Cuenta con banda pélvica exterior basculante, con posibilidad de bloqueo secuencial (en cualquier punto de su recorrido de basculación), ofreciendo mayor comodidad al sentarse y facilitando cierto grado de movilidad.
- También disponible en tallas para tronco corto.

Indicaciones

Fractura vertebral por compresión, osteoporosis, luxación, artritis vertebral, proceso infeccioso vertebral. Fractura con acúñamiento anterior vertebral de la charnela dorsolumbar. Inmovilización en caso de metástasis ósea. Espondiloartrosis.



C.I.	TALLA	CONTORNO (cm)	ALTURA (cm)
721479	S	74 - 86	39 - 48



Otros

PRIM · CABESTRILLO PEDIÁTRICO

Ref.: 907

Características

- Cabestrillo pediátrico fabricado en poliéster y algodón.
- Proporciona soporte y reposicionamiento al brazo de los niños.
- Sistema de regulación de altura mediante hebilla.
- De fácil colocación.

Indicaciones

Fractura o luxación de muñeca, codo y/o hombro. Postoperatorio.

C.I.	TALLA	ONE SIZE
724562	UNICA	TALLA ÚNICA



PRIM · ORTESIS FUNCIONAL DE MANO INFANTIL

Ref.: 936X

Características

- Ortesis pasiva progresiva pediátrica, fabricada en acero moldeable de 1 mm de grosor (es muy ligera) y cubierta de tejido transpirable.
- Dispone de una cincha de muñeca que permite fijar la posición adecuada y conseguir el estiramiento progresivo.
- Permite ajuste de corrección del pulgar.
- Se puede utilizar como férula nocturna.
- Incluye funda de repuesto.
- Guarda Lado: R/L.

Indicaciones

Lesión neurológica. Artritis Reumatoide. Adherencia. Síndrome del tunel carpiano. Desviación radial.

C.I.	TALLA	ANCHO (cm)
723634	CHILD R	4 - 5,3
723636	CHILD L	4 - 5,3
723635	YOUTH R	5 - 6,5
723637	YOUTH L	5 - 6,5



100% LATEX FREE



PRIM · INMOVILIZADOR DIGITAL

Ref.: 940

Características

- Férula de dedo fabricada en plástico moldeable.
- Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales y estabiliza las proximales en posición funcional.
- Incorpora forro acolchado para mayor confort.
- Cincha de velcro para un ajuste fácil y seguro.

Indicaciones

Traumatismo de articulaciones interfalángicas distales. Fractura, lesión tendinosa e inmovilización postoperatoria. Artritis con afectación de las articulaciones interfalángicas.

C.I.	TALLA	LONGITUD (cm)
727336	S	5,5
727340	M	7
727341	L	8
727342	XL	9,5





7  PRIM
Taller

CORSÉ DE MILWAUKEE

Ref.: E29 · E32

- E29 Soporte con apoyo glótico
- E32 - Herrajes. Juego de barras y marco pélvico.



REF.	TALLA	C.I.
E29 1	S	617180
E29 2	M	617172
E29 3	L	617164
E32 1	S	617660
E32 2	M	617679
E32 3	L	617687

ORTESIS SWAN

Ref.: E15 2

Características

- Componentes para la ortesis Swam.



C.I.
617610

CORSÉ LYONS

Ref.: E15 1 · E15 2

Características

- E15 1 Herraje fijo.
- E15 2 Herraje con articulación.




REF.	C.I.
E15 1	617601
E15 2	617610

DENNIS BROWN

Ref.: D47 · D49

Características

- D47 Dennis Brown - plataforma.
- D49 Dennis Brown - garra.



REF.	C.I.	TALLA
D47 1	623415	1
D47 2	623407	2
D47 3	623393	3
D49 1	623377	1
D49 2	623369	2
D49 3	623350	3

ARTICULACIÓN DE CADERA PARA ORTESIS CON BANDA PÉLVICA

Ref.: D41

Características

- Articulación de cadera para ortesis con banda pélvica.



REF.	C.I.	TALLA
D41 1	623598	1
D41 2	623580	2
D41 3	623571	3
D41 4	623563	4

ARTICULACIÓN DE CADERA DE ABDUCCIÓN LIBRE

Ref.: D41 E

Características

- Articulación de acero F111. Con placa distal articulada para permitir el movimiento libre de abducción. Eje de tornillo de acero.
- Banda pélvica de acero conformada. Diseñada para la realización de una férula tipo Atlanta.



REF.	C.I.	TALLA
D41 E1	705296	1
D41 E2	705297	2

CORSÉ ESCOLIOSIS LYONS

Ref.: E14

Características

- Herraje completo.



C.I.
617598

CORSÉ MICHEL

Ref.: E60

Características

- Herraje completo.



C.I.
617628

ARTICULACIÓN DE CADERA

Ref.: D42 4

Características

- Articulación libre de cadera en acero inoxidable. Utilizada en ortesis rotadoras.
- Eje de tornillo de acero.



C.I.
623512

ARTICULACION DE CADERA SWAM

Ref.: D42 6

Características

- Articulación libre de cadera en acero inoxidable con duraluminio. Utilizada en ortesis rotadoras.
- Eje de tornillo de acero.



C.I.
623490

ARTICULACIÓN DE TOBILLO CON ESTRIBO PARA ORTESIS ROTADORA TWISTER

Ref.: D42

Características

- Ortesis de rotación de miembro inferior tipo Twister.



REF.	C.I.	DESCRIPCIÓN
623555	D42 1	Articulación de tobillo con estribo
712128	D42 2LP	Cable de torsión izdo.
712127	D42 2RP	Cable de torsión decho..
712186	D42 3P	Teminal de unión
623504	D42 5	Articulación de rodilla con pletina
712974	D42 7P	Funda para cable

ORTESIS FEMORAL CON BLOQUEO DE RODILLA

Ref.: D32 A

Características

- Ortesis femoral con bloqueo de rodilla por anillas y estribo normal.



REF.	C.I.
D32A 1	725592
D32A 2	725593
D32A 3	725594
D32A 4	725595
D32A 5	726926

ARTICULACIÓN MONOCÉNTRICA

Ref.: 723649

Características

- Articulación con tope de 10° que puede utilizarse en rodilleras
- Bilateral.



C.I.
723649

BARRA ARTICULADA PARA ORTESIS FEMORAL

Ref.: D22A

Características

- Montante de articulación mejorado para ortesis femoral, con bloqueo.



REF.	C.I.
D22A 1P	725455
D22A 2P	725456
D22A 3P	725457
D22A 4P	725458

ARTICULACIÓN DE RODILLA

Ref.: D23

Características

- Articulación de cierre suizo.



REF.	C.I.
D23 EL	737457
D23 ER	737458
D23 IL	737459
D23 IR	737460

ELÁSTICO

Ref.: D58BL

Características

- Galápaago para flexo de rodilla.



REF.	C.I.	TALLA
D58BL	718905	S
D58BL	718906	M
D58BL	718907	L

ARTICULACIÓN RODILLA POLICÉNTRICA

Ref.: 708788

Características

- Articulación policéntrica que se puede usar en rodilleras.
- Bilateral.



C.I.
708788

ARTICULACIÓN

Ref.: D100

Características

- Articulación progresiva para pletina.



C.I.
622052

ARTICULACIÓN

Ref.: D101

Características

- Articulación remache. progresiva para



C.I.
622060

ELÁSTICO

Ref.: D59BL

Características

- Galápago para flexo de rodilla articulado.



REF.	C.I.	TALLA
D59BL	718908	S
D59BL	718909	M
D59BL	718910	L

ALMOHADILLADO SWAN

Ref.: 2X63

Características

- 2X63 almohadilla azul para cinchas de 40mm.
- Paquete de 10 unidades



C.I.
703322

ALARGADERA

Ref.: D19

Características

- Alargadera para ortesis femoral.



C.I.	TALLA
D19 2P	M
D19 3P	L

CINTURÓN DE SUSPENSIÓN FEMORAL

Ref.: B50

Características

- Fabricado en neopreno. Gran regulación.
- Guarda lado, dercho-izquierdo (R, L).



REF.	C.I.	TALLA/LADO
B50 LL	655694	LL
B50 LR	655708	LR
B50 ML	655678	ML
B50 MR	655686	MR

ORTESIS HASTA LA RODILLA CON ESTRIBO

Ref.: D14

Características

- Ortesis hasta la rodilla con estribo.



REF.	C.I.	MEDIDAS (cm)
D14 1	621420	14,5
D14 2	621412	17,5
D14 3	621404	19
D14 4	621382	22,5
D14 5	621366	27,5

ORTESIS ANTIEQUINO CON ESTRIBO

Ref.: D16

Características

- Herrajes para ortesis antiequino con estribo



REF.	C.I.	MEDIDAS (cm)
D16 1	621170	14,5
D16 2	621161	17,5
D16 3	621277	19
D16 4	621269	22,5
D16 5	621250	27,5

BARRA LATERAL

Ref.: D12

Características

- Barra lateral para ortesis antiequino
- Guarda lado, dercho-izquierdo (R, L).



REF.	C.I.	LADO
D12 2RP	712183	R
D12 2LP	712184	L

TORNILLO Y TUERCA

Ref.: D6P

Características

- Aleación de aluminio.
- Tuerca de eje de acero inoxidable.



REF.	C.I.	MEDIDAS (mm)
D6 1 1P	711737	tornillo 12
D6 1 2P	711740	tuerca 12 / 16
D6 2 1P	711738	tornillo 14
D6 2 2P	711741	tuerca 14
D6 3 1P	711739	tornillo 16

BOLA DE ACERO 6mm

Ref.: D7P

Características

- Bola de acero de 6 mm.
- Cabtidad mínima de venta: 25 uds..



C.I.
711675

TENSOR-EXTENSOR

Ref.: D102

Características

- Tensor-extensor para prótesis



C.I.
650005

ORTESIS PARA FRACTURA TIBIAL - ORTESIS SARMIENTO

Ref.: H1

Características

- Cazoleta sarmiento. Punta flexible.
- Guarda lado, dercho-izquierdo (R, L).



C.I.	TALLA/LADO	C.I.	TALLA/LADO
633135	SR	633208	LR
633143	SL	633160	LL
633216	MR	633178	XLR
633089	ML	633127	XLL

ARTICULACIÓN TOBILLO

Ref.: D10P

Características

- Orificio roscado de 5/32" para acoplar la placa.
- Incluye 2 tornillos Phillips.
- Se puede usar con cualquier estribo TALLA.



REF.	C.I.
D10 2P	711801
D10 3P	711802

REFUERZO BOOMERANG PARA TOBILLO

Ref.: 070657

Características

- Refuerzo boomerang en fibra de carbono, para tobillo (mediano)



C.I.	TALLA
651036	M

MUELLE DE PRESIÓN - TORNILLO DE PRESIÓN

Ref.: D8P·D9P

Características

- D8 2PP Muelle de presión.
- D9P Tornillos de presión.



REF.	C.I.
D8 2P	711676
D9P	711649

ESTRIBO NORMAL

Ref.: D2

Características

- Estribo antiequino.



REF.	C.I.	MEDIDAS (cm)
D2 1P	712178	15
D2 2P	712179	17,5
D2 4P	712181	22,5
D2 5P	712182	27,5



8  PRIM
Vida diaria




COJÍN DE FLOTACIÓN LÍQUIDA Y COJÍN DE FLOTACIÓN LÍQUIDA HERRADURA

Ref.: Ver tabla

Características

- Cojín de flotación líquida que ayuda a pacientes con movilidad reducida a prevenir escaras producidas por la presión del peso del cuerpo.
- Hace más cómoda la sedestación prolongada.
- Funda antideslizante, lavable, con tratamiento antibacteriano, antifúngico e ignífugo.



REF.	C.I.	DIMENSIONES	ALTO	PESO Máx
CPFL214 1	831066	41 x 41 cm	4,5 cm	150 kg
CPFL214 2	831069	41 x 41 cm	6 cm	150 kg


REF.	C.I.	DIMENSIONES	ALTO	PESO Máx
CPFL218 1	831070	42 x 42 cm	4,5 cm	150 kg
CPFL218 2	831071	42 x 42 cm	6 cm	150 kg

VCOJÍN VISCOELÁSTICO ANATÓMICO D60 AND D80

Ref.: Ver tabla

Características

- Cojín de flotación líquida que ayuda a pacientes con movilidad reducida a prevenir escaras producidas por la presión del peso del cuerpo.
- Su perfil ergonómico con cuña delantera consigue un perfecto posicionamiento del usuario.
- Con canales de distribución del aire para una máxima transpiración.
- Ayuda a pacientes con movilidad reducida a prevenir escaras producidas por la presión del peso del cuerpo, haciendo más cómoda la sedestación prolongada.
- Funda antideslizante, lavable, con tratamiento antibacteriano, antifúngico e ignífugo.



REF.	C.I.	DIMENSIONES	ALTO	PESO Máx
CPVA220 1	831072	40 x 40 cm	8 cm	100 kg
CPVA220 2	831074	42 x 42 cm	8 cm	100 kg
CPVA220 3	831076	42 x 45 cm	8 cm	100 kg

REF.	C.I.	DIMENSIONES	ALTO	PESO Máx
CPVA280 1	831084	42 x 42 cm	8 cm	130 kg
CPVA280 2	831086	42 x 45 cm	8 cm	130 kg

Seguridad: chalecos y cinturones

CHALECO CON CREMALLERA

Ref.: Ver tabla

Características

- Chaleco de sujeción con cremallera, cómodo y acolchado.
- De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano, transpirable y de fácil limpieza.
- Impermeable.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1850CH-SM	839015	S / M	85 - 165 CM
1850CH-LXL	839016	L / XL	95 - 179 CM

CHALECO PERINEAL COMPLETO

Ref.: Ver tabla

Características

- Chaleco de sujeción perineal completo, cómodo y acolchado. De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano, transpirable y de fácil limpieza.
- Impermeable.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1854CH-SM	839020	S / M	85 - 165 CM
1854CH-LXL	839021	L / XL	95 - 179 CM

CHALECO CERRADO

Ref.: Ver tabla

Características

- Chaleco de sujeción cerrado, cómodo y acolchado.
- De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano y transpirable y de fácil limpieza.
- Impermeable.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1852CH-SM	839017	S / M	85 - 165 CM
1852CH-LXL	839018	L / XL	95 - 179 CM

CINTURÓN BÁSICO

Ref.: Ver tabla

Características

- Cinturón de sujeción básico, cómodo y acolchado. De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano, transpirable y de fácil limpieza.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1856CH-SM	839022	S / M	85 - 165 CM
1856CH-LXL	839023	L / XL	95 - 179 CM

CINTURÓN PERINEAL

Ref.: Ver tabla

Características

- Cinturón de sujeción perineal, cómodo y acolchado. De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano, transpirable y de fácil limpieza.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1858CH-SM	839024	S / M	85 - 165 CM
1858CH-LXL	839025	L / XL	95 - 179 CM

ARNES DE MUÑECA

Ref.: 1865CH

Características

- Arnés de sujeción de muñeca.



C.I.
839028

ABDUCTOR DE PIERNAS

Ref.: Ver tabla

Características

- Abductor de sujeción de piernas, cómodo y acolchado. De fácil ajuste y con un sistema de cierre por colores.
- Fabricado en material antibacteriano, transpirable y de fácil limpieza.



REF.	C.I.	TALLA	PERÍMETRO PERSONA Y SILLA
1860CH-SM	839026	S / M	85 - 165 CM
1860CH-LXL	839027	L / XL	95 - 179 CM

Alargador de cincha

Ref.: 1858AC

Características

- Accesorio alargador de cincha



C.I.
839029



MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE PUÑO DERBY NEGRO · MARRON

Características

- Muletilas de aluminio extensibles.
- Puño derby marrón / negro.
- Con estampado variado o lisas.





new product

Ref.: GB-838-SJ C.I.: 842712



new product

Ref.: GB-838-N2 C.I.: 842711




new product

Ref.: GB-838-L C.I.: 842709



Ref.: GB-838-A C.I.: 841989



Ref.: GB-838-T C.I.: 841990



Ref.: GB-838-BJ C.I.: 841992


RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLACK	843290	2
			
MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	76 to 98,5 cm	Ø1,9 cm	113 kg

Muletilas extensibles · plegables: Puño recto

MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE
PUÑO DERBY NEGRO · MARRÓN

Características

- Muletilas de aluminio plegables.
- Puño derby marrón / negro.
- Con estampado variado.



RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BROWN	843291	2

MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	83 to 95 cm	Ø1,9 cm	113 kg

MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE
PUÑO RECTO AZUL · NEGRO

Características

- Muletila de aluminio extensible.
- Puño recto azul / negro.
- Con estampado variado.



RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLUE	843292	2

MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	76 a 98,5 cm	Ø1,9 cm	113 kg

MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE
PUÑO RECTO NEGRO

Características

- Muletilas de aluminio plegable.
- Puño recto azul/ negro.
- Con estampado variado.




RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLACK	843290	2

MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	83 a 95 cm	Ø1,9 cm	113 kg

MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE
PUÑO RECTO AZUL

Características

- Muletilas de aluminio plegable.
- Puño recto azul/ negro.
- Con estampado variado.



RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLUE	843292	2

MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	83 a 95 cm	Ø1,9 cm	113 kg

MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE
CLASSIC PUÑO RECTO

Características

- Muletilla de aluminio plegable puño recto de madera
- Con estampado variado o lisas.
- Incluye clip y bolsa de transporte



Ref.: 217837 C.I.: 737842

Ref.: 218603 C.I.: 737839

MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE
CLASSIC PUÑO DERBY

Características

- Muletilla de aluminio extensible.
- Puño derby tacto blando.



Ref.: 465667 C.I.: 826150

MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE
PUÑO RECTO ACOLCHADO

Características

- Muletilla de aluminio plegable, lisa con puño recto tacto blando color gris de textura acolchada.
- Incluye clip y bolsa de transporte.



Ref.: 218604 C.I.: 826151

MULETILLA MADERA HAYA CAOBA
PUÑO DERBY

Características

- Muletilla de haya caoba.
- Fabricada de manera artesanal con puño derby concha.



Ref.: 524900 C.I.: 737830

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLACK	843290	2
MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	85 a 95 cm	Ø1,9 cm	110 kg

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLACK	843290	2
MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	78 a 100 cm	Ø1,9 cm	110 kg

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,9	D26 BLACK	843290	2
MATERIAL	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX
Aluminio	85 a 95 cm	Ø 1,9 cm	110 kg

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,7	GM-18	826089	1
MATERIAL	CONTERA	PESO MÁX	
Wood	Ø1,7 cm	110 kg	

MULETILLA MADERA HAYA NEGRA
PUÑO DERBY BLANDO

Características

- Muletilla de haya negra con puño derby blando.
- Fabricada de manera artesanal con maderas nobles procedentes de exportaciones sostenibles nacionales.



Ref.: 600081 C.I.: 845322

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,7	GM-18	826089	1

MATERIAL	CONTERA	PESO MÁX
Wood	Ø1,7 cm	110 kg

MULETILLA MADERA HAYA CAOBA
PUÑO RECTO

Características

- Muletilla de haya caoba con puño recto.
- Fabricación artesanal.



Ref.: 527499 C.I.: 737831

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,7	GM-18	826089	1

MATERIAL	CONTERA	PESO MÁX
Wood	Ø1,7 cm	110 kg

MULETILLA MADERA HAYA NEGRA
PUÑO RECTO

Características

- Muletilla de haya negra con puño recto.
- Fabricada de manera artesanal con maderas nobles procedentes de exportaciones sostenibles nacionales.



Ref.: 524918 C.I.: 737832

RECAMBIOS	REF.	C.I.	UDS
CONTERA Ø1,7	GM-18	826089	1

MATERIAL	CONTERA	PESO MÁX
Wood	Ø1,7 cm	110 kg

EXPOSITOR GIRATORIO COMBINADO
24 UNIDADES

Ref.: 600284

Características

- Expositor para 12 muletillas plegables + 12 extensibles o classic.



C.I.	DIMENSIONES
833832	30 x 166 x 30 cm

BASTÓN INTEGRAL ESTANDAR (PAR)

Ref.: D95 6

Características

- Bastón extensible ajustable en altura y antebrazo.
- Con empuñadura y antebrazo en material antichoque.
- Tornillo cónico reajustable.



● Negro

C.I.
714862

ASIENTO DE PASEO

Ref.: U272

Características

- Bastón-siiento de paseo con mango anatómico y asiento incorporado.
- Plegado muy cómodo.
- Conteras antideslizantes.



● Negro

C.I.
724738

ANDADOR DE ALUMINIO DE INCORPORACIÓN PLEGABLE 2 EN 1 - U70

Ref.: Ref.: U70

Características

- Andador de aluminio muy ligero.
- Regulable en altura a dos niveles. Regulación sencilla y sin herramientas.
- Diseño con doble propósito: dar soporte a la deambulación como andador de pasos y en la incorporación cuando se está sentado, gracias a sus empuñaduras secundarias.

● Aluminio

C.I.
739899

ALTURA	LONGITUD	ANCHO	PESO	PESO MÁXIMO
77 a 94,8 cm	45 cm	58 cm	2,4 kg	136 kg



ACCESORIOS	REFERENCE	C.I.
CONTERA Ø1,9	2001000	729611

MATERIAL	ALTURA	ALTURA	CONTERA	PESO MÁX	MATERIAL	ALTURA	ASIENTO-SUELO	DIMENSIONES	PESO MÁX
Aluminio	62 a 95 cm	19 a 25 cm	Ø 1,9 cm	125 kg	Aluminio	86,5 cm	50,8 cm	37 x 28,5 cm	93 kg

ASIENTO GIRALTORIO PARA BAÑERA

Ref.: U276

Características

- Asiento con giro de 360° y 4 posiciones de bloqueo.
- Cuenta con conteras antideslizantes que aportan gran estabilidad.
- Reposabrazos extraíble.
- Agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la bañera sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

724845

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio PVC	41 x 42 cm	70,5 cm	4 Kg	109 Kg

TABLA ASIENTO BAÑERA CON ASA

Ref.: U348

Características

- Tabla para facilitar la trasferencia a la bañera.
- Con asidero antideslizante y agujeros que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la bañera sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

727816

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Plástico	73 x 36 cm	17,5 cm	1,5 Kg	136 Kg

BANQUETA DE DUCHA CON ASIENTO ACOLCHADO

Ref.: U346

Características

- Banqueta de ducha con asideros.
- Patas regulables en altura con conteras antideslizantes.
- Asiento con almohadilla en espuma EVA azul con agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco y azul

C.I.

727676

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio Plástico	46 x 41 cm	36 a 46 cm	1,6 kg	130 Kg

TABURETE PARA BAÑO

Ref.: U264

Características

- Taburete para baño con patas regulables en altura y conteras con ventosa.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

724739

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Plastic	32 cm	41 a 51 cm	1,5 Kg	136 Kg

BANQUETA DE DUCHA SIN RESPALDO

Ref.: B1039N

Características

- Banqueta de ducha ligera con asideros.
- Patas regulables en altura con conteras de caucho que ofrecen mayor estabilidad.
- Agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

739085

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio Plástico	49 x 29,5cm	36 a 53 cm	1,7 Kg	100 Kg

SILLA DE DUCHA CON RESPALDO

Ref.: B1040N

Características

- Silla de ducha con respaldo, patas regulables en altura y conteras con ventosa.
- Asiento rugoso con asideros y agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

739084

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio Plástico	49 x 44,5 cm	36 a 46 cm	1,7 Kg	90 Kg

SILLA DE BAÑO CON RESPALDO Y REPOSABRAZOS - A197

Ref.: 300686

Características

- Silla de ducha con patas regulables en altura y brazos para una mayor seguridad.
- Asiento con agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Respaldo desmontable con asidero.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco

C.I.

737696

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio Plástico	40 x 33 cm	42 a 55 cm	3,2 Kg	120 Kg

SILLA REGULABLE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOLCHADO

Ref.: U347

Características

- Silla de ducha con respaldo y asideros.
- Con patas regulables en altura y conteras antideslizantes.
- Respaldo y asiento almohadillados en espuma EVA azul que proporcionan mayor confort.
- Asiento con agujeros de drenaje que facilitan el aclarado.
- Facilita el aseo del paciente dentro de la ducha sin peligro de accidente.



Blanco y azul

C.I.

727675

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Plástico Foam	42 x 29 cm	35 a 50 cm	3,3 Kg	130 Kg

ASIDEROS AUTOINSTALABLES

Ref.: U230 · U231

Características

- Asideros de seguridad para facilitar el apoyo de personas con movilidad reducida. Ideal para el baño o ducha.
- Con sistema de seguridad que alerta en caso de no estar bien fijados.
- Colocación en superficie lisa o no estriada.



Blanco y azul

C.I.

727816

MATERIAL	LONGITUD
Plástico	49 cm
Plástico	40 cm

DOBLE BARRA ABATIBLE DE SEGURIDAD

Ref.: U271

Características

- Barra abatible fácil de colocar y muy segura.
- Dispone de portarrollos.
- Proporciona seguridad e independencia.



Blanco

C.I.

724740

MATERIAL	ANCHO	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Metal	75 cm	28 cm	2,2 kg	80 kg

BOTELLA DE ORINA CLÍNICA UNISEX “SABOT” CON TAPA

Ref.: 465850

Características

- Para personas con incontinencia o que permanecen en cama durante periodos cortos o largos.
- Fabricado en plástico muy resistente.
- Higiénico.



C.I.

727816

MATERIAL	CAPACIDAD
Plástico	1 L

BARRA ABATIBLE CON PATA

Ref.: U287

Características

- Barra abatible con pata extensible que se puede subir o bajar para dejar paso cuando no es necesaria.
- Se fija a la pared mediante una placa con 6 tornillos.
- Dos pinzas de sujeción.
- Proporciona seguridad e independencia.



Blanco

C.I.

725712

MATERIAL	DIMENSIONES	ALTURA	PESO	PESO MÁX
Aluminio	75 x 15 cm	72 a 92 cm	2,8 kg	90 kg

NEVERA PORTA INSULINA

Ref.: 265869

Características

- Bolso/estuche para contener los útiles del usuario
- diabético. Con compartimento isotérmico y bolsa de gel frío reutilizable.



DIMENSIONES
20 x 10 cm

C.I.
737853

CALZADOR PARA ZAPATOS

Ref.: U187

Características

- Calzador de zapatos con diseño ergonómico y 45 cm de longitud, que facilita calzarse a personas con dificultad para agacharse.
- Adaptable a cualquier tipo de calzado.



Amarillo Plástico


C.I.
721387

CALZADOR DE MEDIAS

Ref.: U245

Características

- Calzador de medias para ayudar a su colocación.
- Ligero y fácil de utilizar.
- Apto para medias de compresión.
- Fabricado con tubos de acero resistentes.




C.I.
722878

RESPALDO AJUSTABLE

Ref.: U270

Características

- Respaldo con ángulo ajustable mediante sistema de trinquete.
- Plegable y lavable.



C.I.
724742

MATERIAL	DIMENSIONES	PESO
Textil	65 x 54x 30,5cm	2,5 kg

EJERCITADOR DE BRAZOS Y PIERNAS

Ref.: I3029P

Características

- Ejercitador para la rehabilitación muscular.
- Ideal para personas mayores o con movilidad reducida.




C.I.
830033

ALMOHADA POSTURAL INFANTIL

Ref.: 246208

Características

- Almohada que cuida de la cabeza del bebé recién nacido y hasta los 15 meses.
- Diseñada para distribuir la presión de la cabeza del bebe sobre la misma aumentando la superficie de contacto.




DIMENSIONS
22 x 28 cm

C.I.
737676





9 PRIM
Sujetadores mastectomía





Guía de adaptación de sujetadores

Como lograr el ajuste perfecto.

Cuando se ajusta un sujetador, hay que tener en cuenta las tres formas distintas que describen el perfil de la mujer: anguloso, estándar y redondeado.

El tipo de perfil no depende de la copa. Por ejemplo, una mujer que usa una copa "D" puede tener un perfil anguloso, al igual que una mujer que usa una copa "A" puede tener un perfil redondeado.

A continuación se muestra una guía para ayudar a entender mejor los diferentes tipos de perfiles:

anguloso
El tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador y se ve a menudo en mujeres maduras con tejido mamario blando. La mujer de perfil anguloso requiere un sujetador con una copa inferior grande y una copa superior pequeña.

estándar
Hay una cantidad igual de tejido mamario en la parte superior e inferior del pecho, con una apariencia más redonda en el área de la copa superior. La mujer de perfil medio suele tener un tejido mamario firme y un perfil redondo.

redondeado
Para producir la apariencia más completa, la mujer de perfil redondeado requiere un sujetador que brinde no solo soporte en la copa inferior, sino también soporte y cobertura para la parte superior del pecho. El perfil redondeado también puede ser amplio sin mucha proyección, necesitando un sujetador que brinde contención, como los estilos de escote en V que separan además de dar soporte.

Los sujetadores que aparecen en las páginas siguientes indican ó sugieren un perfil. Conocer el perfil y el de los sujetadores puede proporcionar una adaptación perfecta y un ajuste personalizado, eficiente y gratificante.

Además, cada sujetador presentado en este catálogo tiene características específicas y beneficios de diseño innovadores, por ejemplo, COOLMAX® y otros materiales que mejoran el rendimiento.

Guía de medida de sujetadores

Encontrar el sujetador adecuado es esencial para que una mujer se vea y se sienta mejor. Las siguientes pautas sobre la medición del tamaño del sujetador son solo una técnica sugerida y un punto de partida.

Tomarse el tiempo para encontrar el tamaño correcto asegurará un ajuste óptimo.

Tenga en cuenta que los cambios corporales debido al aumento o pérdida de peso, también pueden cambiar la talla del sujetador. Las mediciones deben revisarse nuevamente dentro de los seis meses a un año.

Medidas del contorno del sujetador

Se mide el contorno del tórax por debajo del pecho y se ajusta al múltiplo de 5 más cercano.

Ejemplo: Medida 76 cm.....talla EU 75.

Medida de copa

Tomaremos la medida de medio tórax: desde el esternón hasta la columna pasando por encima de la mama no operada. La multiplicamos por 2: así conseguimos el contorno del tórax por encima del pecho.

Si la diferencia de contornos (sobre el pecho y bajo pecho) resulta:

- de 10/12 cm la copa es A;
- + de 20 cm la copa es C;
- entre 10 y 20 cm la copa es B.

Ejemplo: Contorno bajo pecho mide 76 cm.....talla EU 75
Contorno medio tórax mide 44 cm...44 x 2=88 cm.
88-76=12 cm, por tanto el sujetador correcto es talla EU 75 copa B.

Talla de sujetador

Sabiendo la talla y la copa que corresponde a la paciente, se busca en las tablas de equivalencias de la página 281, la talla de prótesis adecuada.

Ejemplo: Para un sujetador talla 75 EU copa B. Si la prótesis elegida es una Silk A Supreme, la talla de la prótesis adecuada sería la n° 6.



Características del sujetador

Todos los sujetadores de **PRIM** brindan características esenciales para un ajuste adecuado:

1. Tirantes de hombro ajustables
2. Ribete elástico alrededor del escote
3. Cobertura completa de la copa
4. Escote central alto
5. Apoyo generoso en las axilas
6. Buena separación entre copas
7. Bolsillos suaves y transpirables
8. Banda inferior de apoyo y sujeción
9. Dos o más niveles de ajuste trasero (no se muestran)

Sujetadores para mastectomía: 1ª puesta

Sujetadores para mastectomía: mayor soporte

MIRABELLE QUEEN · SUJETADOR PRIMERA PUESTA

Ref.: MIRB

Características

- Sujetador postoperatorio firme y súper suave en tallas extragrandes.
- Totalmente transpirable en tela de microfibra suave.
- Proporciona apoyo y alivio después de la cirugía de mama o radioterapia.
- Sujetador tipo top para dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda.
- Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
- Dos niveles de ajuste por delante.
- 91% poliamida, 9% Elastán.



Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Blanco

C.I.	TALLA	CM
729725	S	70 - 75B
729726	M	80 - 85B
729727	L	90 - 95B
733362	XL	100 - 105B
734380	2XL	110 - 115B
734204	3XL	120 - 125B
734203	4XL	130 - 135B

MIRABELLE · SUJETADOR PRIMERA PUESTA

Ref.: MIRN

Características

- Tejido totalmente transpirable en tela de microfibra suave.
- Diseño con espalda cruzada, proporcionan un buen ajuste y soporte.
- Compresión integrada en diferentes zonas, contribuye a un proceso de curación eficaz después de la cirugía.
- Sujetador tipo top para dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda.
- Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
- Dos niveles de ajuste por delante.
- 91% poliamida, 9% Elastán.



Tipo: Sin costuras
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho
Color: Negro


C.I.	TALLA	CM
729810	S	70 - 75B
729809	M	80 - 85B
729808	L	90 - 95B
734030	XL	100 - 105B
736053	XXL	110 - 115B

LUISA · SUJETADOR MAYOR SOPORTE

Ref.: LUI

Características

- Sujetador preformado con forma de aro pero sin aro, que gracias al Nylon® le da una gran resistencia y elasticidad.
- Al llevar elastán en su composición, el sujetador es ligero, suave y flexible.
- Es una prenda elástica y muy resistente.
- Encaje en el escote y en los tirantes.
- Los tirantes son anchos para que no se claven en los hombros.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
- 84% Nylon®, 16% Elastán.
- Copa C disponible, bajo pedido. Consultar plazo de entrega.



Tipo: Tradicional.
Perfil: Estándar o redondeados.
Color: Blanco, beige y negro.
Lados: Bilateral

C.I.	C.I.	
COLOR	COLOR	
BLANCO	NEGRO	TALLA / COPA
716586	717115	75B
716587	717116	80B
716588	717117	85B
716589	717118	90B
716590	717119	95B
716591	717120	100B
--	717121	105B


COPA C disponible
Consultar

NATURAL I · SUJETADOR MAYOR SOPORTE

Ref.: NI

Características

- Elegante sujetador para moldear y sostener un pecho voluminoso.
- El Nylon® proporciona elasticidad y resistencia, mientras que el elastán proporciona ligereza y suavidad.
- Reúne los puntos claves para ser considerado un sujetador ideal para mujeres mastectomizadas.
- Tirantes anchos y acolchados para aliviar el hombro.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 4 niveles de ajuste.
- Copas con adorno de encaje.
- 82% Nylon®, 18% Elastán.



Tipo: Tradicional.
Perfil: Estándar o redondeados.
Color: Alabastro y negro.
Lados: Bilateral

C.I.	
COLOR	
NEGRO	TALLA/COPA
705765	85B
705766	90B
705767	95B
705768	100B
705769	105B
705770	110B
705771	115B



Guía tallas sujetadores

		REF.	NOMBRE	TALLAS	COPAS	LADOS	COLOR	COMPOSICIÓN	PERFIL			FORMA COPA		
Primera puesta		MIRB	MIRABELLE QUEEN	S - 4XL EU 70 - 135B UK 32 - 58B	B	Bil		87% Poliamida 13% Elastán						
		MIRN	MIRABELLE	S - 2XL EU 70 - 115B UK 32 - 50B	B	Bil		87% Poliamida 13% Elastán						
Mayor soporte		LUI	LUISA	EU 75 - 105B UK 34 - 46B	B, C*	Bil	 	84% Nylon* 16% Elastán						
		NI	NATURAL I	ESP 85 - 115B EU 75 - 105B UK 34 - 46B	B	Bil		82% Nylon* 18% Elastán						

* Sujetadores bajo pedido, por favor consultar plazo de entrega.





10  PRIM
Farmacia OTC

BRUXICALM · PROTECTOR BUCAL BRUXIMO DIA

Ref.: BXCDAY

Características

- El protector protege los dientes contra rozamientos involuntarios durante momentos de estrés (trabajo, estudio, conducción, etc.).
- Mayor adaptabilidad a la anatomía bucal.
- Menor espesor que facilita su utilización.
- Nuevo diseño: fácil y sin molestias.



C.I.
826036



BRUXICALM · PROTECTOR BUCAL BRUXIMO NOCHE

Ref.: BXCNIGHT

Características

- El protector protege los dientes contra rozamientos involuntarios durante momentos de estrés y mientras se duerme.
- Mayor adaptabilidad a la anatomía bucal.
- Menor espesor que facilita su utilización.
- Nuevo diseño: fácil y sin molestias.



C.I.
826040



BRUXICALM · PROTECTOR BUCAL BRUXIMO DEPORTE

Ref.: BXCSPORT

Características

- El protector protege los dientes contra rozamientos involuntarios durante la práctica deportiva.
- Mayor adaptabilidad a la anatomía bucal.
- Menor espesor que facilita su utilización.
- Nuevo diseño: fácil y sin molestias.

C.I.
826042



FISIOPRIM · GEL PIERNAS CANSADAS

Ref.: FP PIERNA 01

Características

- Acción venotónica que facilita la contracción de los vasos, las venas y capilares favoreciendo el flujo de la sangre.
- Acción vitamínica P que se traduce en un aumento de la resistencia de las pequeñas venas y capilares y en una disminución de la permeabilidad capilar.



C.I.	UD. VENTA
738282	6/250 ml

FISIOPRIM · SPRAY FRIO

Ref.: FP SPRAY FRIO 150ML

- Spray de frío ideal para su aplicación tras sobreesfuerzos físicos. Proporciona alivio y relajación muscular.

C.I.	UDS
831018	1 UDS/150 ml



FISIOPRIM · STICK DE ÁRNICA

Ref.: FP STICK ARN 15GR

Características

- Refresca y reconforta la piel después de pequeños golpes, gracias a la combinación de Árnica + Harpagofito + Ruscus.
- Ingredientes, todos ellos, de origen natural.
- En formato barra y de forma suave, su aplicación en la zona afectada produce una sensación de bienestar que reconforta la piel de los niños, puede utilizarse desde los 3 meses y aplicarse tantas veces como sea necesario.



C.I.	UDS
831713	1/15 ml



PRIMCARE · PROTECTOR LABIAL

Ref.: PC BARRA LABIOS

Características

- Protector labial en stick que hidrata y protege los labios.
- Bálsamo labial especial porque contiene ácido hialurónico para reforzar la protección de los labios y contribuir su reparación desde lo más profundo.
- Contiene ácido hialurónico, vitamina E y manteca de Karité.



C.I.	CANTIDAD
840381	4 gr



PRIMCARE · PROTECTOR LABIAL SPF30

Ref.: PC BARRA30SPF

Características

- Protector labial en stick que hidrata y protege los labios.
- Bálsamo labial especial porque contiene ácido hialurónico para reforzar la protección de los labios y contribuir su reparación desde lo más profundo.
- Contiene ácido hialurónico, vitamina E y manteca de Karité.
- Con protección solar SPF30.



C.I.	CANTIDAD
840380	4 gr

VENDA TAPE KYNESIOLOGY

Ref.: Ver tabla

Características

- Vendaje neuromuscular “kinesiotaping” para el tratamiento de lesiones de atletas y otros trastornos físicos.
- Hipoalergénicos, transpirables y sin latex.
- Resistente al agua.

REF	C.I.	COLOR	MEDIDAS	UD. VENTA
PRIM-TP.5CMX5M.RED	507984	Red	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.BLUE	507979	Blue	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.BEIGE	507980	Beige	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.ORANG	507982	Orange	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.BLACK	507983	Black	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.PINK	507986	Pink	5 cm x 5 m	6
PRIM-TP.5CMX5M.GREEN	507985	Green	5 cm x 5 m	6
PT-5CX5M.ASSORTED	509713	Assorted	5 cm x 5 m	6



VIADOL FIX PHARMA MALLA TUBULAR

Ref.: Ver tabla

Características

- Malla tubular elástica para la sujeción de todo tipo de apósitos, compresas o protección en cualquier parte del cuerpo.
- Para niños y adultos

REFERENCIA	C.I.	CALIBRE	LONGITUD
70010401	734698	0,5	3 m
70010402	734699	1	3 m
70010403	734700	3	3 m
70010404	734701	5	3 m
70010405	734702	5,5	3 m
70010406	734703	6	3 m
70010407	734704	8	3 m
70030201	734705	-	-



CUBRE ESCAYOLAS CON CIERRE DE VELCRO

Ref.: Ver tabla

Características

- Cubre escaolas que mantiene seco el venfaje o escayola durante la ducha o baño.
- 100% cloruro de polivinilo.
- Reutilizable

REF.	C.I.	ZONA	TALLA	LARGO	ANCHO
598144	737765	Pierna	Largo (niño)	62cm	23,5 cm
584615	737766	Pierna	Largo (adulto)	91 cm	30,5 cm
585182	737764	Pierna	Corto (adulto)	68 cm	30,5 cm
300714	737763	Brazo	Largo (adulto)	68 cm	21 cm
505941	737762	Brazo	Largo (niño)	50 cm	15,5 cm
587014	737761	Brazo	Corto (adulto)	45 cm	21 cm

Blanco



HOT & COLD · BOLSA GEL FRÍO-CALOR

Ref.: 10210101

Características

- Las terapias de frío y calor son tratamientos que usan calor o frío para aliviar el dolor, las molestias, los espasmos musculares, la hinchazón y la inflamación.
- Hot&Cold incorpora una funda fina de tejido para introducir el pack y asegurar que la aplicación sobre la piel se hace de la manera mas segura.



C.I.
734603

VENDA TAPE ADHESIVA ALGODÓN

Ref.: 217870

Características

- Venda 100% algodón, no elástica.



C.I.
738002

ANCHO	LONGITUD	UDS
3,8 cm	10 m	3



SPD TABLET PLANTILLA VERTICAL/HORIZONTAL

Ref.: Ver tabla

Características

- Sistema SPD TABLET. Plantillas para facilitar la preparación manual de los SPD



REF.	C.I.	DIMENSIONES
115860	737983	9,5 x 26x5 x 4,5 cm
115866	820749	25,5 x 19 x 5 cm

SPD TABLET VERTICAL / HORIZONTAL

Ref.: Ver tabla

Características

- Blister para sistemas SPD tanto semiautomático como manual.
- Con compartimentos o alveolos en los cuales se introduce la medicación correspondiente a cada día del tratamiento.

Medidas: 16 x 23 x 2,5 cm
Alveolos: 3 x 1,3 cm



REF.	C.I.	ORIENTACIÓN	UDS
115830	739904	Vertical	125
115850	737986	Vertical	250
115825	739903	Horizontal	125
115816	737981	Horizontal	250

SPD SPD FUNDA PORTA-BLISTER Y ETIQUETAS

Ref.: SPDFUNDA

Características

- Funda para transportar de forma cómoda y segura el blister con la medicación del paciente preparada por la farmacia.
- Sirve tanto para el formato horizontal como para el vertical. 25 unidades.
- Caja de etiquetas adhesivas para etiquetar los blister del SPD con los datos del paciente y la medicación.

REF.	C.I.	UDS
SPDFUNDA	739634	25
263112	737776	250
263112N	831123	100



Corta pastillas y pastilleros

PARTE TRITURADOR DELUXE

Ref.: 492702

Características

- Parte triturador que parte por la mitad, tritura y convierte en polvo las pastillas.
- Cuenta con 4 compartimentos para conservarlas.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
737860	4x7,6

PARTE TRITURADOR ULTRA FINE

Ref.: 537811

Características

- Parte triturador que parte por la mitad, tritura y convierte en polvo ultra-fino las pastillas sin esfuerzo.
- Cuenta con compartimentos para conservarlas.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
737861	4x7,6

PARTE COMPRIMIDOS DELUXE TRANSPARENTE

Ref.: 492660

Características

- Partidor que divide o parte las pastillas.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
737858	8,7 x 4,2 x 2,7

PARTE COMPRIMIDOS STANDARD

Ref.: 599886

Características

- Partidor que divide o parte las pastillas a la mitad para obtener la mitad de la dosis o para facilitar su ingesta.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
737859	8,7 x 3,5 x 2,5

TRITURADOR DE PASTILLAS

Ref.: 221482

Características

- Triturador que convierte las pastillas en polvo sin esfuerzo para facilitar su ingesta.
- Con compartimento de almacenamiento de pastillas.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
738001	5 x 8,5

PASTILLERO DIARIO 3 TOMAS

Ref.: 528380

Características

- Pastillero diario de 3 tomas con forma redonda para bolsillo.



C.I.	DIMENSIONES (cm)
737863	7,3 x 1,7 cm

PASTILLERO DIARIO DE BOLSILLO 2 TOMAS

Ref.: 538447

Características

- Pastillero de bolsillo con forma ovalada y dos compartimentos para dos tomas



C.I.	DIMENSIONES (cm)	UDS
821723	6,5 x 4 x 2 cm	2



PRIM UMILIGHT • HUMIDIFICADOR ULTRASONICO

Ref.: TH001WG

Características

- Optimiza el nivel de humedad en cualquier espacio de la casa mejorando la calidad del aire.
- Puede incorporar esencias. Ideal para espacios amplios y/o ambientes familiares.
- Luz ambiente 5 colores LED.

C.I.	CAPACIDAD
734005	2,2 l



PRIM • ESENCIA DE EUCALIPTO

Ref.: I3132

Características

- Aceite esencial de eucalipto para humidificadores por ultrasonido.
- Crea un ambiente refrescante y descongestivo.



C.I.	CAPACIDAD	UD VENTA
731442	15 ml	6

PRIM • ESENCIA DE LAVANDA

Ref.: I3131

Características

- Aceite esencial de lavanda para humidificadores por ultrasonido.
- Crea un ambiente de calma y relax.



C.I.	CAPACIDAD	UD VENTA
731443	15 ml	6

PRIM · TENSÍOMETRO DE BRAZO

Ref.: YK-TENSBRAZO

Características

- Medición de la presión o tensión arterial. Para 4 usuarios distintos. Almacena las últimas 60 mediciones de cada usuario.
- Calcula la media de las 3 últimas mediciones. Resultados de fácil comprensión por código de color siguiendo la clasificación de la OMS.



C.I.
840956

PRIM · TERMÓMETRO IR

Ref.: TERM_IR

Características

- Medición sin contacto de la temperatura corporal, ambiental y líquidos. Distancia de medición de ≤1cm.
- Tiempo de medición: <2 segundos. Alarma acústicoóptica.
- Múltiples series de memoria: Almacena 34 series de datos medidos.



C.I.
821225

PRIM · PULSIOXÍMETRO DE DEDO

Ref.: PULSI NEGRO

Características

- Medición de la saturación de oxígeno en la sangre.
- Pantalla OLED. SpO2: Rango de medición: 70%~99%
- Precisión: + 2% en el escenario del 70%~99%, sin especificar (< 70%) para SpO2.
- Batería: 2 pilas AAA de 1,5 V.
- Dos colores de pantalla OLED y diferentes modos de visualización.
- Bajo consumo de energía (menos de 30 mA).
- Trabaja hasta 40 horas continuas. Indicador de batería. Apagado automático.
- Pequeño, bajo peso y fácil de transportar.



C.I.
820253

PRIM · PULSIOXÍMETRO DE DEDO INFANTIL

Ref.: PULSI INFANT

Características

- Medición de la saturación de oxígeno en la sangre.
- Pantalla OLED. SpO2: Rango de medición: 70%~99% Precisión: + 2% en el escenario del 80%~99%, ±3% en SpO2 70%-79%. Sin especificar (≤ 70%).
- Dos colores de pantalla OLED y diferentes modos de visualización.
- Bajo consumo de energía, permite su uso continuo más de 6 horas.
- Batería recargable de litio. Indicador de batería. Apagado automático.
- Pequeño, bajo peso y fácil de transportar.
- Medidas: 2,6 x 2,8 x 4,4 cm



C.I.
821877

PRIM · TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO

Ref.: ECT-1

Características

- Toma de temperatura axilar y sublingual.
- Precisión de medición: + 0,1 °C entre 32 °C y 42,9 °C.
- Memoria de la última toma.



C.I. UD VENTA
731193 EXP. 12 UDS

PRIM · TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE

Ref.: MT519

Características

- Toma de temperatura axilar y sublingual.
- Su punta flexible lo hace ideal para su utilización en niños.
- Precisión de medición: + 0,1 °C entre 32 °C y 42,9 °C.
- Memoria de la última toma.



C.I. UD VENTA
731192 EXP. 12 UDS

PRIM · ALMOHADILLA TÉRMICA

Ref.: WE-169SPD

Características

- Almohadilla térmica que aplica terapia de calor que alivia la tensión muscular y el dolor articular.
- Tejido suave, transpirable y flexible.
- Lavable: Mando de control extraíble para que la almohadilla y su funda puedan lavarse.
- Universal. Dimensiones adaptables a cualquier parte del cuerpo.



C.I. DIMENSIONES
734131 40 x 30 cm

PRIM · BAÑO DE PARAFINA

Ref.: I3108

Características

- Calentador de parafina con regulador de intensidad, para tratamientos medicinales y/o cosmética en manos, codos y pies. Incluye 2 manoplas, 100 bolsas de plástico y *2 bolsas de parafina de 400 gr.
- (*solicitar sin cargo C.I.. 732192)



C.I.
722895

PRIM · ROSA MOSQUETA
Ref.: **OLIUM ARM-EX12**

Características

- Reduce las arrugas y líneas de expresión.
- Atenúa las manchas oscuras por exposición solar
- Hidrata la piel seca y eczemas, devolviendo elasticidad a la piel.
- Mejora el aspecto de quemaduras y cicatrices.



C.I.	UDS
737667	12 U/30 ml

PRIM · ARGÁN
Ref.: **OLIUM AA-EX9**

Características

- Suaviza y devuelve el brillo a la piel.
- Antiarrugas, aporta oxigenación y elasticidad.
- Devuelve el brillo al cabello seco y quebradizo.
- Aporta bienestar y relajación.
- Uso para masajes.



C.I.	UDS
737664	9 U/30 ml

RESPIRAPLUS · NASAL DILATOR
Ref.: **RP0001**

Características

- Dispositivo que al introducirlo en las fosas nasales reduce la resistencia al paso del aire facilitando así la entrada del mismo al respirar.
- Abre las fosas nasales, ayudando a eliminar los ronquidos.
- Aumenta el rendimiento en el deporte.
- Uso solo para adultos.
- No contiene látex.



C.I.	UDS
739355	2
739356	EXP 6 UDS

PRIM · GAULTERIA
Ref.: **OLIUM AG-EX9**

Características

- Alivio del dolor muscular.
- Energizante, combate la fatiga crónica. Relajante muscular en el baño.
- Atenúa las manchas cutáneas, limpia los poros y mejora el acné.



C.I.	UDS
737666	9 U/30 ml

PRIM · MIX
Ref.: **OLIUMMAMIX-EX12**

Características

- Expositor mixto 12 uds. Aceite Rosa mosqueta, aceite Argá, Gaulteria y Aceite de Árbol de te.



C.I.	UDS
737669	MIX 12 U /30 ml

PRIM · BARRA DE ALUMBRE
Ref.: **20060101**

Características

- Para los pequeños problemas cotidianos del afeitado.



C.I.	UDS
734680	EXP 12 UDS

11  PRIM
Material promocional

Promotional material


PRIM · MUEBLE SUELO

Ref.: MBSUELOPRIMEXP

C.I.: 828535

Características

- Muebles individuales para mostrar líneas de producto.
- Posibilidad de unión entre sí para crear espacios. PRIM adhoc: 2-3-4 muebles.
- Estructura perforada para colocar ganchos a la altura deseada.
- 18 ganchos incluidos y bolsas de 4 ganchos para solicitar por separado (Ref.: MBGANCHO).
- Opciones de cartelas según la línea de producto: solicitar por separado.



MEDIDAS (sin cartela)
59 x 35 x 168
(ancho x fondo x alto)
Alto cartela: 20 cm




PRIM · MUEBLE PANEL

Ref.: MBPANEL PRIM EXP C.I.:

828537

Características

- Mueble Panel individual para colgar en pared.
- Posibilidad de colgar tantos como espacio libre tenga el punto de venta: 2-3-4 paneles.
- Estructura perforada para colocar ganchos a la altura deseada.
- Soportes y guía incluidos.
- 18 ganchos incluidos y bolsas de 4 ganchos para solicitar por separado (Ref.: MBGANCHO).
- Opciones de cartelas según la línea de producto: solicitar por separado.



MEDIDAS (sin cartela)
59 x 190 cm
(ancho x alto)
Alto cartela: 20 cm



Material promocional

PRIM · CARTELAS

Ref.: Ver debajo

Características

- Cartelas compatibles con los diferentes tipos de mueble. Pedir de manera separada para cada línea de producto.



Ref.: BCARTELASPORTEX
C.I.: 828543



Ref.: MBCARTELAORTOEX
C.I.: 828544



Ref.: MBCARTELAFOOTEX
C.I.: 828545


PRIM · MARCO

Ref.: MBMARCOLEXP

C.I.: 828558

Características

- Resaltan y realzan los productos enmarcados en el expositor o panel.
- El gancho especial para su colocación se suministra por separado. (Ref.: MBGANCHO2EXP C.I.: 828563)



MEDIDAS
62 x 47 cm
(ancho x alto)



PRIM · MANIQUÍ

Ref.: OTSCMANEXP

C.I.: 820326

Características

- Nuestro icónico maniquí azul viste nuestras líneas de producto para mostrarlas en real al consumidor.
- Complementa a los productos expuestos en el lineal.

MEDIDAS
200 x 50 cm
(alto X ancho)



EXPOSITOR NEOPRAIR

Ref.: NPEXP25EXP

C.I.: 843835



EXPOSITOR COMFORGEL LADY

Ref.: EXPPLANTCGL

C.I.: 739317



EXPOSITOR BRUXICALM

Ref.: BXCEXPST-EXP

C.I.: 830742



TALONARIO PRESCRIPCIÓN

Consultar





España Tel.:
+34 91 334 25 32
+34 91 334 25 89
export@prim.es
<https://international.prim.es>